



ТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «НПФ «МЕДИКОН»

С. А. Захаров

« 15 июля » 2013 г.

**СТАКАНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КРЫШКАМИ ДЛЯ
ХИМИЧЕСКОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ И ДРУГИХ
МАТЕРИАЛОВ СтС – «МЕДИКОН»**

**Этикетка
ИПОС. 942719.001 ЭТ**

Имя, № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Имя, № дубл.	Подп. и дата

2013

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Стаканы металлические с крышками для химической стерилизации медицинских изделий из коррозионностойких и других материалов СтС– «МЕДИКОН» (в дальнейшем – стаканы), предназначены для дезинфекции и стерилизации растворами химических средств стоматологических инструментов, не имеющих замковых частей, для сбрасывания отработанных пипеток для взятия крови, для хранения во время рабочей смены медицинских термометров.

1.2 Вид климатического исполнения – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры в зависимости от типа стакана:

- диаметр - от 40 до 76 мм;
- высота - от 100 до 200 мм;
- масса – не более 0,65 кг.

2.2 Стаканы изготовлены из коррозионностойкой стали типа 12Х18Н9Т по ГОСТ 5632-72, разрешенной для применения в установленном порядке.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода продажи стаканов.

3.2 Адрес предприятия-изготовителя: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «МЕДИКОН».

Юридический адрес: 420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д. 2 В

Адрес производства: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Химическая, д.21

тел./факс (843) 510 61 94, (843) 571 33 50. Тел. 89033439187,

E-mail: medicon @ bk.ru ; medikon @ bk. ru

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Стаканы транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

4.2 Условия транспортирования стаканов по – ГОСТ 15150-69 для условий хранения 5.

4.3 Стаканы должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150.

5 ЦИКЛ ОБРАБОТКИ

5.1 Стаканы должны быть устойчивы к дезинфекции по МУ –287-113-98 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства по ГОСТ 25644 и стерилизации методом автоклавирования при температуре пара (132±2)° С в течение 20 мин.

Изм. № подл.	Подпись и	Взам. инв. №	Иин. № дубл.	Подп. и дата	ИПОС. 942719. 001 ЭТ										
					Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата	Стаканы металлические с крышками для химической стерилизации медицинских изделий из коррозионностойких и других материалов СтС – «МЕДИКОН» Этикетка			Литер.	Лист	Листов
					Разраб.	Иливанов	25.02.18	А	2				17		
					Провер.	Загидуллин	25.02.18								
					Н. контр.	Ситникова	25.02.18								
Утв.	-														

6 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

6.1 Перед упаковыванием стаканы необходимо обезжирить и законсервировать по ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 1 (Л): ВЗ-0, ВУ-5.

6.2 Срок защиты без переконсервации – 5 лет.

Стаканы в индивидуальной потребительской упаковке (пакеты из полиэтиленовой пленки) необходимо уложить в картонные коробки или картонные ящики и предохранить от перемещений амортизационными прокладками.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

наименование изделия

обозначение

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

ГОД, МЕСЯЦ, ЧИСЛО

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1 Рекламации в установленном порядке с приложением этикетки предъявляются предприятию – изготовителю по адресу: **420036, РТ. г.Казань, ул. Дементьева, 2В, НПФ «МЕДИКОН».**

ГОД, месяц, число				
8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ				
8.1 Рекламации в установленном порядке с приложением этикетки предъявляются предприятию – изготовителю по адресу: 420036, РТ. г.Казань, ул. Дементьева, 2В, НПФ «МЕДИКОН».				
Иив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Иив. № дубл.	Подп. и дата
Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата
ИПОС. 942719. 001 ЭТ				
Лист				
3				

Лист регистрации изменений

[illegible]

СТАКАНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КРЫШКАМИ ДЛЯ
ХИМИЧЕСКОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ И ДРУГИХ
МАТЕРИАЛОВ
СтС-«МЕДИКОН»
Этикетка ИПОС.942719.001 ЭТ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Стаканы металлические с крышками для химической стерилизации медицинских изделий из коррозионностойких и других материалов СтС-«МЕДИКОН» (в дальнейшем – стаканы), предназначены для дезинфекции и стерилизации растворами химических средств стоматологических инструментов, не имеющих замковых частей, для сбрасывания отработанных пипеток для взятия крови, для хранения во время рабочей смены медицинских термометров.

1.2 Вид климатического исполнения – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры в зависимости от типа стакана:

- диаметр - от 40 до 76 мм;
- высота - от 100 до 200 мм;
- масса – не более 0,65 кг.

2.2 Стаканы изготовлены из коррозионностойкой стали типа 12Х18Н9Т по ГОСТ 5632-72, разрешенной для применения в установленном порядке.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи стаканов.

3.2 Адрес предприятия-изготовителя:

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «МЕДИКОН».

Юридический адрес: 420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д. 2 В

Адрес производства: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Химическая, д.21

тел./факс (843) 510 61 94, (843) 571 33 50. Тел. 89033439187,

E-mail: medicon @ bk.ru ; medikon @ bk.ru

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Стаканы транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

4.2 Условия транспортирования стаканов по – ГОСТ 15150-69 для условий хранения 5.

4.3 Стаканы должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения I по ГОСТ 15150.

5 ЦИКЛ ОБРАБОТКИ

5.1 Стаканы должны быть устойчивы к дезинфекции по МУ –287-113-98 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства по ГОСТ 25644 и стерилизации методом автоклавирования при температуре пара (132±2)° С в течение 20 мин.

6 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

6.1 Перед упаковыванием стаканы необходимо обезжирить и законсервировать по ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 1 (Л): ВЗ-0, ВУ-5.

6.2 Срок защиты без переконсервации – 5 лет.

6.3 Стаканы в индивидуальной потребительской упаковке (пакеты из пленочной пленки) необходимо уложить в картонные коробки или картонные и предохранить от перемещений амортизационными прокладками.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

наименование изделия
обозначение
заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1 Рекламации в установленном порядке с приложением этикетки предъявляются предприятию – изготовителю по адресу: 420036, РТ. г.Казань, ул. Дементьева, 2В, НПФ «МЕДИКОН».