

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор по правовым вопросам
ООО «БиоСистемы»
Гусева Н.К.
«13» октября 2023 г.




МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


**«Кресло медицинское манипуляционно-смотровое medielle
для гинекологических, урологических и проктологических
обследований и процедур»**

**Производитель: «Бавариамед» д.о.о. (Bawariamed d.o.o.), Босния и
Герцеговина**

2023 год



Пример маркировки медицинского изделия производителя




Пример дополнительной маркировки на русском языке




Пример маркировки упаковки производителя

medielle	Кресло медицинское манипуляционно-смотровое medielle для гинекологических, урологических и проктологических обследований и процедур	
Наименование:		
Производитель:	Бавариамед д.о.о, Жована Бижелича 19а, 78 000 Баня-Лука, Босния и Герцеговина	
Уполномоченный представитель в РФ:	ООО «БиоСистемы», 197022, Россия, г. Санкт-Петербург, д. 23, литера Е, тел.: +7 (812) 320 49 49, e-mail: main@bioline.ru, www.bioline.ru. Горячая линия: 8 800 444 33 49	
Серийный № (SN), дата производства	см. на табличке производителя	
Классификация электробезопасности:	Основные характеристики:	Цикл нагрузки:
Класс I / Тип B / IPX4	~ 230 ± 10% В / 50 Гц / 350 Вт /	50 с / 9 мин
Безопасная рабочая нагрузка: 220 кг		
Номер Рег. удостоверения: _____		


Пример дополнительной маркировки упаковки на русском языке




Пример маркировки ручного пульта производителя



Пример дополнительной маркировки ручного пульта на русском языке



Пример маркировки ножного пульта производителя



Пример дополнительной маркировки ножного пульта на русском языке

В настоящем документе прошито и
пронумеровано 4 ⁸ листов
Директор по правовым вопросам
ООО «БиоСистемы»
Н.К. Гусева _____



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор по правовым вопросам
ООО «БиоСистемы»
Гусева Н.К.
«24» июня 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Кресло медицинское манипуляционно-смотровое medielle
для гинекологических, урологических и проктологических
обследований и процедур»**

Производитель: «Бавариамед» д.о.о. (Bawariamed d.o.o.), Босния и Герцеговина

2023 год



Рисунок 1 Общий вид кресла medielle с опорами ног по Геппелю



Рисунок 2 Общий вид кресла с опорой для ног дугообразной



Рисунок 3 Общий вид кресла medielle с ножной секцией и боковыми ограждениями



Рисунок 4 Кресло (Chair)



Рисунок 5 Ручной пульт управления (Hand control)



Рисунок 6 Опора для ног: Опора для ног по Геппелю (Goepel foot rest) (при необходимости)



Рисунок 7 Опора для ног: Опора для ног дугообразная (Comfort foot rest) (при необходимости)



Рисунок 8 Ножная секция (Leg plate) (при необходимости)




Рисунок 9 Подушка для головы (Head cushion)




Рисунок 10 Ножной пульт управления (Foot control) (при необходимости)



Рисунок 11 Лоток (Waste bin)



Рисунок 12 Система урологического дренажа (Urology drain system) (при необходимости), в составе:



Рисунок 13 Лоток со сливом (Waste bin with drain hole)



Рисунок 14 Сливной шланг (Drain hose)



Рисунок 15 Сливная емкость с крышкой (Drain bucket with lid)



Рисунок 16 Подставка для ног врача (Foot place)



Рисунок 17 Держатель полотенец (Paper roll holder)



Рисунок 18 Универсальный держатель (Universal carrier)



Рисунок 19 Держатель кольпоскопа (Colposcope holder) (при необходимости)



Рисунок 20 Инфузионная стойка (Infusion stand) (при необходимости)




Рисунок 21 Боковые ограждения (Siderails) (при необходимости)



Рисунок 22 Выдвижные роликовые опоры (Retractable castors) (при необходимости)




Рисунок 23 Кабель питания (Power cord)

Кресло медицинское
манипуляционно-смотровое
medielle

для гинекологических,
урологических и проктологических
исследований и процедур

medielle



**Руководство
пользователя**

Версия 3.1 от 09.2022

www.medielle.eu
bawariamed

Рисунок 24 Руководство пользователя (Manual)

medielle

Наименование:

**Кресло медицинское манипуляционно-смотровое medielle
для гинекологических, урологических
и проктологических обследований и процедур**

Производитель:

Бавариамед д.о.о , Жована Бижелича 19а,
78 000 Баня-Лука, Босния и Герцеговина

Уполномоченный
представитель в РФ:

ООО «БиоСистемы», 197022, Россия, г. Санкт-Петербург, д. 23, литера Е,
тел.: +7 (812) 320 49 49, e-mail: main@bioline.ru, www.bioline.ru.
Горячая линия: 8 800 444 33 49

Серийный № (SN), дата производства  см. на табличке производителя

Классификация электробезопасности:
Класс I / Тип B / IPX4

Основные характеристики:
230 ± 10% В / 50 Гц / 350 Вт /

Цикл нагрузки:
50 с / 9 мин

Номер Рег. удостоверения: _____

Макет маркировки изделия на русском языке



В настоящем документе прошито и пронумеровано 15 листов
Директор по правовым вопросам
Н.К. Русева
ООО «БиоСистемы»