




Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»® на полимерной основе УНИВЕРСАЛЬНЫЕ в наборе, 25 шт., в составе: 72x25мм – 4шт., 72x19мм – 10шт., 40x12 мм – 4шт., 38x38мм – 4 шт., Ø 22мм – 3 шт.

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»® на полимерной основе УНИВЕРСАЛЬНЫЕ в наборе, 40 шт., в составе: 72x25мм – 4шт., 72x19мм – 16шт., 40x12 мм – 10 шт., 38x38мм – 4шт., Ø 22мм – 6шт.

Соответствуют ТУ 32.50.50-039-17707123-2019,


Изготовитель: ООО "Альпина Пласт"

Адрес: 141603, Россия, Московская область, г. Клин, Ленинградское шоссе, территория 88 км, корпус 3А, строение 103Б

Дата производства: 07.2019 Партия: 190719/8

Срок годности - 5 лет

Гарантийный срок годности - 5 лет.




Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»® на нетканой основе УНИВЕРСАЛЬНЫЕ в наборе, 25 шт., в составе: 72x25мм – 4шт., 72x19 мм – 10шт., 40x12мм – 4шт., 38x38мм – 4 шт., Ø 22мм – 3шт.

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»® на нетканой основе УНИВЕРСАЛЬНЫЕ в наборе, 40 шт., в составе: 72x25мм – 4шт., 72x19мм – 16шт., 40x12мм – 10шт., 38x38 мм – 4шт., Ø22 мм – 6шт.

Соответствуют ТУ 32.50.50-039-17707123-2019,

Изготовитель: ООО "Альпина Пласт"; Адрес: 141603, Россия, Московская область, г. Клин, Ленинградское шоссе, территория 88 км, корпус 3А, строение 103Б; Дата производства: 07.2019

Партия: 190719/9; Срок годности - 5 лет; Гарантийный срок годности - 5 лет.



Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»® на полимерной основе ПРОЗРАЧНЫЕ в наборе, 9 шт., в составе: 72х50 мм – 3шт., 38х38мм – 6шт.


Соответствуют ТУ 32.50.50-039-17707123-2019,

Изготовитель: ООО "Альпина Пласт"

Адрес: 141603, Россия, Московская область, г. Клин, Ленинградское шоссе, территория 88 км, корпус 3А, строение 103Б

Дата производства: 07.2019 Партия: 190719/10

Срок годности - 5 лет; Гарантийный срок годности - 5 лет.



Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»® на нетканой основе ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ в наборе, 15 шт., в составе: 76x37мм – 5шт., 72x19мм – 5шт., 51x45 мм – 5шт.

Соответствуют ТУ 32.50.50-039-17707123-2019,

Изготовитель: ООО "Альпина Пласт"

Адрес: 141603, Россия, Московская область, г. Клин, Ленинградское шоссе, территория 88 км, корпус 3А, строение 103Б

Дата производства: 07.2019 Партия: 190719/11, Срок годности - 5 лет;


Гарантийный срок годности - 5 лет.



Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»® на полимерной основе ДЕТСКИЕ в наборе, 20 шт., в составе: 55x18мм – 12шт., 38x38 мм – 4шт., Ø 22мм – 4шт.

Соответствуют ТУ 32.50.50-039-17707123-2019,

Изготовитель: ООО "Альпина Пласт"; Адрес: 141603, Россия, Московская область, г. Клин, Ленинградское шоссе, территория 88 км, корпус 3А, строение 103Б; Дата производства: 07.2019
Партия: 190719/12; Срок годности - 5 лет; Гарантийный срок годности - 5 лет.



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5 листов листа(ов)

Генеральный директор
ООО «Альпина Пласт»

Е.Н. Игутов Е.Н. Игутов

LUXPLAST®

LUXPLAST® 25 ШТ.


ПЛАСТЫРИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
В НАБОРЕ

72x25 мм – 4 шт.
72x19 мм – 10 шт.
40x12 мм – 4 шт.
38x38 мм – 4 шт.
Ø22 мм – 3 шт.

25 шт. 72x25 мм,
72x19 мм, 40x12 мм,
38x38 мм, Ø22 мм



История: ООО «Альпина Пласт»
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



VER. 01V

Годен до:
Дата изготовления:
Лот Партия №



25 ШТ.

LUXPLAST® 25 ШТ.

LUXPLAST®

LUXPLAST®

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»®
на полимерной основе УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, в наборе,
25 шт., в составе: 72x25 мм – 4 шт., 72x19 мм – 10 шт.,
40x12 мм – 4 шт., 38x38 мм – 4 шт., Ø22 мм – 3 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ: асептические, сорбционные, на полимерной основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеявое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: откройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи, прикрыв раневую поверхность функциональной подушечкой. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.7790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР»
Адрес: 115201, г. Москва, Казирский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РФ: ООО «БОЛЕАР Белмед»,
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: + 375 (17) 375-83-20.

Соответствует ТУ 32.50.50-039-17707123-2019.

НЕСТЕРИЛЬНО. НЕТОКСИЧНО.

Регистрационное удостоверение №

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок годности – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ


- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Абсорбирующая подушечка
- 3 Полимерная основа



Государственный контракт
(общий блок)



ПЛАСТЫРИ БАКТЕРИЦИДН
НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
УНИВЕРСАЛЬН
В НАБОРЕ



72x25 мм – 4 шт.
72x19 мм – 10 шт.
40x12 мм – 4 шт.
38x38 мм – 4 шт.
Ø22 мм – 3 шт.

25 шт. 72x25 мм,
72x19 мм, 40x12 мм,
38x38 мм, Ø22 мм



Годен до:

Дата изготовления:

Партия №



Потребительская упаковка
универсальной фиксации

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
В НАБОРЕ



25 шт. 72x25 мм,
72x19 мм, 40x12 мм,
38x38 мм, Ø22 мм

И изготовитель: ООО «Альпина Пласт».
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.



НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

В НАБОРЕ



25 шт. 72x25 мм,
72x19 мм, 40x12 мм,
38x38 мм, Ø22 мм



Годен до:



Дата
изготовления:




Партия №



Изготовитель: ООО «Альпина Пласт».
Адрес: Россия 141207 Московская область - Истринский район

Андрейковская
увеличительная фотография



AST[®] 25 ШТ.

LAST[®]

ИДНЫЕ
НОВЕ
ЬНЫЕ



LUXPLA

Пластыри бактерицидные «LUXPLA» на полимерной основе УНИВЕРСА 25 шт., в составе: 72x25 мм – 4 шт., 74x25 мм – 4 шт., 40x12 мм – 4 шт., 38x38 мм – 4 шт., 4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, микротравм, профилактики травматизации и внешнего инфицирования, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ: атравматичные, сорбционные, на полимерной основе.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые повреждения, непереносимость материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь на одну рану.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (в упаковке содержится латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, удалить защитный слой и зафиксировать пластырь на сухом и чистом участке кожи. Рекомендуется менять пластырь по одному разу в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться раны.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упаковке при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.1173-02).

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед», 220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: +375 (17) 220-12-12.

Соответствуют ТУ 32.50.50-039-17707123-2019.

НЕСТЕРИЛЬНО. НЕТОКСИЧНО.

Регистрационное удостоверение № _____


Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок годности – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

- 1 Защитный слой
- 2 Абсорбирующий слой
- 3 Полимерная пленка



Изготовитель: ООО «Альпина Пласт».
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



Антисептик хлоргексидин



VER. 01V

Потребительская организация
(уполномоченная организация)



LUXPLAST®

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»®
на полимерной основе УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, в наборе,
25 шт., в составе: 72x25 мм – 4 шт., 72x19 мм – 10 шт.,
40x12 мм – 4 шт., 38x38 мм – 4 шт., Ø22 мм – 3 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ: атравматичные, сорбционные, на полимерной основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи, прикрыв раневую поверхность функциональной подушечкой. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед»,

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Соответствуют ТУ 32.50.50-039-17707123-2019.

НЕСТЕРИЛЬНО. НЕТОКСИЧНО.

Регистрационное удостоверение
№ —

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок годности – 5 лет.

Не использовать после истечения
срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Абсорбирующая подушечка
- 3 Полимерная основа



*Потребительская упаковка
(увеличенный образец)*

АНТИСЕПТИК ХЛОРЕКСИДИН

LUXPLAST®

LUXPLAST® 40 ШТ.

ПЛАСТЫРИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
В НАБОРЕ

72x19 мм – 10 шт.
40x12 мм – 10 шт.
38x38 мм – 4 шт.
Ø22 мм – 6 шт.

40 шт. 72x25 мм,
72x19 мм, 40x12 мм,
38x38 мм, Ø22 мм



Импортер: ООО «Альпина Пласт»
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-92-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

Антисептик хлоргексидин

VER. 01V

Годен до:

Дата изготовления:

Лот Партия №



LUXPLAST®

LUXPLAST®

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»®
на полимерной основе УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, в наборе,
40 шт., в составе: 72x25 мм – 4 шт., 72x19 мм – 16 шт.,
40x12 мм – 10 шт., 38x38 мм – 4 шт., Ø22 мм – 6 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ: атравматичные, сорбционные, на полимерной основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыйте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи, прикрыв раневую поверхность функциональной подушкой. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР»

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед»

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Соответствует ТУ 32.50.50-039-17707123-2019.

НЕСТЕРИЛЬНО. НЕТОКСИЧНО.

Регистрационное удостоверение

№ _____

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок годности – 5 лет.

Не использовать после истечения

срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Абсорбирующая подушечка
- 3 Полимерная основа



Потребительская группа (общий вид)



LUXPLAST®

LUXPLAST

LUXPLAST

ПЛАСТЫРИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
В НАБОРЕ

72x25 мм – 4 шт.
72x19 мм – 16 шт.
40x12 мм – 10 шт.
38x38 мм – 4 шт.
Ø22 мм – 6 шт.

40 шт. 72x25 мм,
72x19 мм, 40x12 мм,
38x38 мм, Ø22 мм

АНТИСЕПТИК

сбытовая
компания



Годен до:

Дата
изготовления:

LOT Партия №



LUXPLAST®


ПЛАСТЫРИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

В НАБОРЕ



40 шт. 72x25 мм,
72x19 мм, 40x12 мм,
38x38 мм, Ø22 мм



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ В НАБОРЕ



40 шт. 72x25 мм,
72x19 мм, 40x12 мм,
38x38 мм, Ø22 мм



Годен до:



Дата
изготовления:



Партия №



*Потребительская организация
(увеличенный формат)*



AST® 40 ШТ.

AST®

ДНЫЕ
ОБЕ
ННЫЕ



LUXPLA

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»
на полимерной основе УНИВЕРСАЛЬН
40 шт., в составе: 72x25 мм – 4 шт., 72x19
40x12 мм – 10 шт., 38x38 мм – 4 шт., Ø22 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инф травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ: атравматичные, сорбционные, на полимерной ос

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхи
реносимость материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь ис
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (к/ ной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскройте упоко ный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи, п функциональной подушкой. Рекомендуется менять пластырь по меф одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться рука

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованн пературе от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не б щенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по на утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях плг по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПин 2.1.7.27


ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495)

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед»,
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: + 375 (17) 3

Изготовитель: ООО «Альпина Пласт».

Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



Антисептик хлоргексидин



Соответствуют ТУ 32.50.50-039-17707123-2019.

НЕСТЕРИЛЬНО. НЕТОКСИЧНО.

Регистрационное удостоверение

№

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок годности – 5 лет.

Не использовать после истечения
срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



Потребительская упаковка



VER. 01V

LUXPLAST®

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»®
на полимерной основе УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, в наборе,
40 шт., в составе: 72x25 мм – 4 шт., 72x19 мм – 16 шт.,
40x12 мм – 10 шт., 38x38 мм – 4 шт., Ø22 мм – 6 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ: атравматичные, сорбционные, на полимерной основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи, прикрыв раневую поверхность функциональной подушечкой. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед»,

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Соответствуют ТУ 32.50.50-039-17707123-2019.

НЕСТЕРИЛЬНО. НЕТОКСИЧНО.


Регистрационное удостоверение
№ _____

Срок годности – 5 лет.


Гарантийный срок годности – 5 лет.

Не использовать после истечения
срока годности.

ДЕЛАНО В РОССИИ

- 
- 1 Защитный бумажный слой
 - 2 Абсорбирующая подушечка
 - 3 Полимерная основа





25
шт.

LUXPLAST® 25
шт.

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
В НАБОРЕ




40x12 мм – 4 шт.
38x38 мм – 4 шт.
Ø22 мм – 3 шт.

25 шт. 72x25 мм,
72x19 мм, 40x12 мм,
38x38 мм, Ø22 мм



Импортер: ООО «Мелина Пласт»
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградский пр-д, д. 103 Б
Тел.: (495) 787-92-68; факс: (495) 131-50-42/43;
info@alpla-plast.ru, www.alpla-plast.ru



LUXPLAST®

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»®
на нетканой основе УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, в наборе,
25 шт., в составе: 72x25 мм – 4 шт., 72x19 мм – 10 шт.,
40x12 мм – 4 шт., 38x38 мм – 4 шт., Ø22 мм – 3 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ: атрауматичные, паропроницаемые, сорбционные, на нетканой основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеявое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыйте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи, прикрыв раневую поверхность функциональной подушкой. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РФ: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: +375 (17) 373-83-20.

Соответствует ТУ 52.50.059-17707125-2019.

СТЕРИЛЬНО. НЕТОКСИЧНО.


Регистрационное удостоверение № ...

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок годности – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



Годен до:

Дата изготовления:

Партия №




VER. 01V





ПЛАСТЫРИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
УНИВЕРСАЛЬНЬ
В НАБОРЕ




72x25 мм – 4 шт.
72x19 мм – 10 шт.
40x12 мм – 4 шт.
38x38 мм – 4 шт.
Ø22 мм – 3 шт.

25 шт. 72x25 мм,
72x19 мм, 40x12 мм,
38x38 мм, Ø22 мм

АНТИСЕ

*Поставляется в упаковке
(увеличенный формат)*



Срок годности:
Дата
изготовления:



LUXPLAST


ШТ.

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

В НАБОРЕ




25 ШТ. 72x25 мм,
72x19 мм, 40x12 мм,
38x38 мм, Ø22 мм



Изготовитель: ООО «Альпина Пласт».
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин.

*Оптовая торговля
в аптечных организациях*

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ В НАБОРЕ



25 шт. 72x25 мм,
72x19 мм, 40x12 мм,
38x38 мм, Ø22 мм

 Годен до:

 Дата
изготовления:

LOT Партия №



*Получено в аптеке
(увеличенный формат)*




AST® 25
шт.

AST®


ДНЫЕ

ОННЫЕ



Изготовитель: ООО «Альпина Пласт».

Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



Антисептик хлоргексидин

LUXPLAST®

LUXPLA

Пластыри бактерицидные «LUXPLAS на нетканой основе УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 25 шт., в составе: 72x25 мм – 4 шт., 72x40x12 мм – 4 шт., 38x38 мм – 4 шт., Ø22

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, с микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ: атравматичные, паропроницаемые, сорбционные, на клею.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности, непереносимость материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь из упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный слой и зафиксировать пластырь на сухом и чистом участке кожи, при функциональной подушечкой. Рекомендуется менять пластырь по мере одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упаковке при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% от прямых солнечных лучей.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению утилизируются как бытовой мусор. В медицинских организациях по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПин 2.1.7.279).

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 78

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед»,

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: + 375 (17) 373

Соответствуют ТУ 32.50.50-039-17707123-2019.

НЕСТЕРИЛЬНО. НЕТОКСИЧНО.

Регистрационное удостоверение

№

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок годности – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

- 1 Защитный слой
- 2 Абсорбент
- 3 Нетканый материал



VER. 01V

Потребительская упаковка
(увеличенной прочности)

LUXPLAST®

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»®
на нетканой основе УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, в наборе,
25 шт., в составе: 72x25 мм – 4 шт., 72x19 мм – 10 шт.,
40x12 мм – 4 шт., 38x38 мм – 4 шт., Ø22 мм – 3 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ: атравматичные, паропроницаемые, сорбционные, на нетканой основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи, прикрыв раневую поверхность функциональной подушечкой. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед»,

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Соответствуют ТУ 32.50.50-039-17707123-2019.

НЕСТЕРИЛЬНО. НЕТОКСИЧНО.


Регистрационное удостоверение
№ _____


Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок годности – 5 лет.

Не использовать после истечения
срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

- 
- 1 Защитный бумажный слой
 - 2 Абсорбирующая подушечка
 - 3 Нетканая основа



Антисептик хлоргексидин

*Для приобретения в аптеках
(увеличить фото)*

LUXPLAST®

LUXPLAST® 40 ШТ.

ПЛАСТЫРИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
В НАБОРЕ

72x19 мм – 16 шт.
40x12 мм – 10 шт.
38x38 мм – 4 шт.
Ø22 мм – 6 шт.

40 шт. 72x25 мм,
72x19 мм, 40x12 мм,
38x38 мм, Ø22 мм



Издатель: ООО «Альпина Пласт»
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 кв. корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-4/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

АНТИСЕПТИК ХЛОРЕКСИДИН

LUXPLAST®

LUXPLAST®

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»®
на нетканой основе **УНИВЕРСАЛЬНЫЕ**, в наборе,
40 шт., в составе: 72x25 мм – 4 шт., 72x19 мм – 16 шт.,
40x12 мм – 10 шт., 38x38 мм – 4 шт., Ø22 мм – 6 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ: атравматичные, паропроницаемые, сорбционные, на нетканой основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеявое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыйте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи, прикрыв раневую поверхность функциональной подушечкой. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенной от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР»

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Беларусь»

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: +375 (17) 375-85-20.

Соответствует ТУ 52.50.50-099-17707125-2019.

НЕСТЕРИЛЬНО. НЕТОКСИЧНО.

Регистрационное удостоверение № _____

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок годности – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Абсорбирующая подушечка
- 3 Нетканая основа



Годен до:

Дата изготовления:


Лот Партия №




VER. 01V

Потребитель несет ответственность за нарушение правил использования (общий вид)





ПЛАСТЫРИ БАКТЕРИЦИДНИ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫ
В НАБОРЕ



72x25 мм – 4 шт.
72x19 мм – 16 шт.
40x12 мм – 10 шт.
38x38 мм – 4 шт.
Ø22 мм – 6 шт.

40 шт. 72x25 мм,
72x19 мм, 40x12 мм,
38x38 мм, Ø22 мм

*Пользуйтесь всегда
увеличенным
универсальным
образом*



Годен до:

Дата
изготовления:

LOT Партия №



LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

В НАБОРЕ



40 шт. 72x25 мм,
72x19 мм, 40x12 мм,
38x38 мм, Ø22 мм



*Антибактериальная упаковка
для оказания первой помощи*



40 шт. 72x25 мм,
72x19 мм, 40x12 мм,
38x38 мм, Ø22 мм



Годен до:



Дата
изготовления:



Партия №



*Потребительская организация
введенной Бюро*

AST® 40 ШТ.

AST®

ИДНЫЕ
Е
ЫНЫЕ



Изготовитель: ООО «Альпина Пласт».
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



Антисептик хлоргексидин

LUXPLAST®

LUXPLA

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST» на нетканой основе УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 40 шт., в составе: 72x25 мм – 4 шт., 72x40x12 мм – 10 шт., 38x38 мм – 4 шт., Ø22

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ: атравматичные, паропроницаемые, сорбционные, на нетканой основе.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности, непереносимость материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать повторно.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеящая основа содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный слой и зафиксировать пластырь на сухом и чистом участке кожи, при функциональной подушечкой. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% вдали от прямых солнечных лучей.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению утилизируют как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790-2003).

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-93-66.

ИМПОРТЕР В РФ: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: + 375 (17) 373-1111.

Соответствуют ТУ 32.50.50-039-17707123-2019.

НЕСТЕРИЛЬНО. НЕТОКСИЧНО.

Регистрационное удостоверение

№


Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок годности – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

- 1 Защитный слой
- 2 Абсорбирующая основа
- 3 Нетканая основа



VER. 01V

Потребительская
упаковка
(увеличенный формат)

LUXPLAST®

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»®
на нетканой основе УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, в наборе,
40 шт., в составе: 72x25 мм – 4 шт., 72x19 мм – 16 шт.,
40x12 мм – 10 шт., 38x38 мм – 4 шт., Ø22 мм – 6 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ: атравматичные, паропроницаемые, сорбционные, на нетканой основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи, прикрыв раневую поверхность функциональной подушечкой. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед»,

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Соответствуют ТУ 32.50.50-039-17707123-2019.

НЕСТЕРИЛЬНО. НЕТОКСИЧНО.

Регистрационное удостоверение
№ _____


Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок годности – 5 лет.

Не использовать после истечения
срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Абсорбирующая подушечка
- 3 Нетканая основа



Антисептик хлоргексидин

LUXPLAST®

LUXPLAST® 9 ШТ.

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
ПРОЗРАЧНЫЕ
В НАБОРЕ

72x50 мм – 3 шт.
38x38 мм – 6 шт.

9 ШТ.

72x50 мм, 38x38 мм



Импортер: ООО «Альпина Пласт»
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., пер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б,
тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43;
info@alpinaplast.ru, www.alpinaplast.ru

АНТИСЕПТИК ХЛОРЕКСИДИН

Срок годности:

Дата изготовления:

Лот/Партия №



VER. 01V

LUXPLAST®

LUXPLAST®

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»®
на полимерной основе ПРОЗРАЧНЫЕ, в наборе,
9 шт., в составе: 72x50 мм – 3 шт., 38x38 мм – 6 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ: атравматичные, водонепроницаемые, сорбционные, на полимерной основе, прозрачные.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыйте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи, прикрыв раневую поверхность функциональной подушечкой. После фиксации пластыря удалите дополнительное функциональное покрытие. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу Б (санит. 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР»

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр.-д. д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-93-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед»

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: +375 (17) 373-85-20.

Соответствует ТУ 32.50.50-499-17/0123-2019.

НЕСТЕРИЛЬНО. НЕТОКСИЧНО.

Регистрационное удостоверение №

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок годности – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Абсорбирующая подушечка
- 3 Полимерная основа
- 4 Дополнительное функциональное покрытие

Потребительская организация
(общественный вестник)





LUXPLAST

LUXPLAS

ПЛАСТЫРИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
ПРОЗРАЧНЫЕ
В НАБОРЕ

72x50 мм – 3 шт.
38x38 мм – 6 шт.

9 шт.

72x50 мм, 38x38 мм



Годен до:



Дата
изготовления:

LOT | Партия №



LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
ПРОЗРАЧНЫЕ
В НАБОРЕ

9 шт.

72x50 мм, 38x38 мм



И Изготовитель: ООО «Альпина Пласт».
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.

Поставщик является уполномоченным представителем

ПРОЗРАЧНЫЕ

В НАБОРЕ

9 шт.

72x50 мм, 38x38 мм



Годен до:



Дата
изготовления:



Партия №



Изготовитель: ООО «Альпина Пласт».

Потребительская упаковка
(увеличение фразы)



LAST® 9 ШТ.

LAST®

ЦИДНЫЕ
СНОВЕ
БЕ

LUXPLAST®

LUXPL

Пластыри бактерицидные «L» на полимерной основе ПРОЗІ 9 шт., в составе: 72x50 мм – 3 ц

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран, микроорганизмов, профилактики травматизации и внешних травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ: атравматичные, водонепроницаемые, с прозрачными.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые раны, непереносимость материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь.
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции при использовании (пластырь содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку и зафиксировать пластырь на сухом и чистом участке кожи. После фиксации пластырь обеспечивает надежное покрытие. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться открытой поверхности.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упаковке при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% вдали от прямых солнечных лучей.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования изделия подлежат утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2).

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел. 8 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
ИМПОРТЕР В РФ: ООО «БОЛЕАР Белмед», 220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: +375 29 787-93-66; +375 29 787-93-67.

Соответствуют ТУ 32.50.50-039-17707123-2019.

НЕСТЕРИЛЬНО. НЕТОКСИЧНО.

Регистрационное удостоверение № 1

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок годности – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

И изготовитель: ООО «Альпина Пласт».

Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



Антисептик хлоргексидин



8 MM



VER. 01V



LUXPLAST

LUXPLAST®

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»®
на полимерной основе ПРОЗРАЧНЫЕ, в наборе,
9 шт., в составе: 72x50 мм – 3 шт., 38x38 мм – 6 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ: атравматичные, водонепроницаемые, сорбционные, на полимерной основе, прозрачные.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи, прикрыв раневую поверхность функциональной подушечкой. После фиксации пластыря удалите дополнительное функциональное покрытие. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед»,

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Соответствуют ТУ 32.50.50-039-17707123-2019.

НЕСТЕРИЛЬНО. НЕТОКСИЧНО.

Регистрационное удостоверение
№ _____

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок годности – 5 лет.

Не использовать после истечения
срока годности.




СДЕЛАНО В РОССИИ

- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Абсорбирующая подушечка
- 3 Полимерная основа
- 4 Дополнительное функциональное покрытие



Антисептик хлоргексидин

Аннотация к упаковке
(увеличенный фрагмент)



LUXPLAST®



ПЛАСТЫРИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ
В НАБОРЕ




76x37 мм – 5 шт.
72x19 мм – 5 шт.
51x45 мм – 5 шт.

15 шт.
76x37 мм, 72x19 мм,
51x45 мм



И изготовитель: ООО «Альпина Пласт».
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43;
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



Антисептик хлоргексидин

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»®
на нетканой основе **ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ**, в наборе, 15 шт.,
в составе: 76x37 мм – 5 шт., 72x19 мм – 5 шт.,
51x45 мм – 5 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОВТОРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: откройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи, прикрыв раневую поверхность функциональной подушечкой. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделие должно храниться в упаковочном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР»
Адрес: 115201, г. Москва, Калужский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

ИМПОРТЕР В РФ: ООО «БОЛЕАР» Белведер
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: +375 (17) 375-85-20.

Соответствует ТУ 32.50.50-039-17/07123-2019.
НЕСТЕРИЛЬНО. НЕТОКОЧНО.

Регистрационное удостоверение
№ _____

Срок годности – 5 лет.
Гарантийный срок годности – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



Годен до:
Дата
изготовления:
Партия №



VER. 01V

Потребительская упаковка
(общий вид)





LUXPLAST

LUXPLA

ПЛАСТЫРИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ
В НАБОРЕ

76x37 мм – 5 шт.
72x19 мм – 5 шт.
51x45 мм – 5 шт.



15 шт.

76x37 мм, 72x19 мм,
51x45 мм



то потребней ескае зпдковк
увемичеиной фрозиссеб



LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ
В НАБОРЕ



15 шт.

76x37 мм, 72x19 мм,
51x45 мм




*потребительского удовлетворения
увеличенный срок годности*

76x37 мм – 5 шт.
72x19 мм – 5 шт.
51x45 мм – 5 шт.


LOT
Партия №

Дата
изготовления:

Годен до:



15 шт.
76x37 мм, 72x19 мм,
51x45 мм



Изготовитель: ООО «Альпина Пласт»
Адрес: Россия, 141603, Московская обл
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А,
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-5
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



Антисептик хлоргексидин

Требительская
записка



AST®

LUXPLAST®

LUX

Пластыри бактерицидные на нетканой основе L в составе: 76x37 мм – 51x45 мм – 5 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия ран, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов и внешнего инфицирования, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ: атравматичные, паропропускающие, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые

индивидуальная непереносимость материалов

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны раздражения при индивидуальной упаковке с

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: снять защитный бумажный слой и

приклеить к чистому участку кожи, прикрыв раневую поверхность подушечкой. Рекомендуется менять пластырь не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: избегать попадания в функциональную подушечку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в помещении при температуре от +5 до +25°C, влажность не более 80%.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях использованные пластыри подлежат утилизации как бытовые отходы. После использования по назначению (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 115
www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Бел»
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123

Соответствуют ТУ 32.50.50-039-17707123-2019.

НЕСТЕРИЛЬНО. НЕТОКСИЧНО.

Регистрационное удостоверение №

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок годности – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Изготовитель: ООО «Альпина Пласт».

Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,

Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.

Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.

info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



Антисептик хлоргексидин



LUXPLAST®

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»®
на нетканой основе ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ, в наборе, 15 шт.,
в составе: 76x37 мм – 5 шт., 72x19 мм – 5 шт.,
51x45 мм – 5 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ: атравматичные, паропроницаемые, сорбционные, на нетканой основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи, прикрыв раневую поверхность функциональной подушечкой. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Соответствуют ТУ 32.50.50-039-17707123-2019.

НЕСТЕРИЛЬНО. НЕТОКСИЧНО.

Регистрационное удостоверение
№ _____


Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок годности – 5 лет.

Не использовать после истечения
срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ





20
шт.

LUXPLAST® 20
шт.

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
ДЕТСКИЕ
В НАБОРЕ

LUXPLAST®

LUXPLAST®

55x18 мм – 12 шт.
38x38 мм – 4 шт.
Ø22 мм – 4 шт.



20 шт.
55x18 мм, 38x38 мм,
Ø22 мм

И изготовитель: ООО «Альпина Пласт»,
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103
Тел.: +7 (495) 787-92-66; +7 (495) 181-50-42/43;
info@alpin-plast.ru, www.alpin-plast.ru

Антисептик хлоргексидин

Годен до:
Дата
изготовления:
Лот Партия №



VER. 01V



LUXPLAST®

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»®
на полимерной основе **ДЕТСКИЕ**, в наборе, 20 шт.,
в составе: 55x18 мм – 12 шт., 38x38 мм – 4 шт.,
Ø 22 мм – 4 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ: асептические, сорбционные, на полимерной основе, с рисунком.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОВТОРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеявое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: откройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и заклейте пластырь на сухом и чистом участке кожи, прикрыв раневую поверхность функциональной подушечкой. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР»
Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РФ: ООО «БОЛЕАР Белмед»
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: +375 (17) 373-83-20.

Соответствует ТУ 12.50.059-17707123-2019.

НЕСТЕРИЛЬНО. НЕТОКСИЧНО.


Регистрационное удостоверение №

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок годности – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



История болезни
любимый врач





ПЛАСТЫРИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
ДЕТСКИЕ
В НАБОРЕ




55x18 мм – 12 шт.
38x38 мм – 4 шт.
Ø22 мм – 4 шт.

20 шт.

55x18 мм, 38x38 мм,
Ø22 мм

*Потребительская организация
г. Ульяновск*



⌚ Годен до:

📅 Дата
изготовления:

📦 Партия №



LUXPLAST

20
шт.

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ

ДЕТСКИЕ

В НАБОРЕ




20 шт.

55x18 мм, 38x38 мм
Ø22 мм



Изготовитель: ООО «Альпина Пласт».
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.

Адрес: *Адрес: Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.*



20 шт.
55x18 мм, 38x38 мм,
Ø22 мм

 Изготовитель: ООО «Альпина Пласт».
Адрес: Россия. 141603. Московская обл., г. Клин.

 Годен до:

 Дата
изготовления:

 Лот
Партия №



*Отвечу за качество
и безопасность
продукции*



PLAST® 20 ШТ.

PLAST®

ИЦИДНЫЕ
СНОВЕ

LUXPLAST®

LUXPL

Пластыри бактерицидные «I на полимерной основе ДЕТС в составе: 55x18 мм – 12 шт., 3 Ø 22 мм – 4 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран, предотвращения роста микроорганизмов, профилактики травматизации кожи, оказывают антисептическое действие.

ПОКАЗАНИЯ: атерматичные, сорбционные, на полимерной основе.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоги, непереносимость материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пласт в упаковке содержит латекс.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку и зафиксировать пластырь на сухом и чистом участке кожи. Рекомендуется менять пластырь один раз в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется использовать изделия в местах, где возможны аллергические реакции.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упаковке при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% вдали от прямых солнечных лучей.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования изделия подлежат утилизации по классу Б (СанПиН 1831-04).

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед», г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: +375 (25) 220-12-44.

Соответствуют ТУ 32.50.50-039-17707123-2019.

НЕСТЕРИЛЬНО. НЕТОКСИЧНО.

Регистрационное удостоверение № _____

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок годности – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Изготовитель: ООО «Альпина Пласт».
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



Антисептик хлоргексидин


С РИСУНКОМ

55x38 мм,



VER. 01V

Отв. за выпуск: *С. С. Сидорова*
(увелеченная печать)



LUXPLAST®

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»®
на полимерной основе ДЕТСКИЕ, в наборе, 20 шт.,
в составе: 55x18 мм – 12 шт., 38x38 мм – 4 шт.,
Ø 22 мм – 4 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ: атравматичные, сорбционные, на полимерной основе, с рисунком.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи, прикрыв раневую поверхность функциональной подушечкой. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед»,

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Соответствуют ТУ 32.50.50-039-17707123-2019.

НЕСТЕРИЛЬНО. НЕТОКСИЧНО.

Регистрационное удостоверение

№ _____

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок годности – 5 лет.

Не использовать после истечения
срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Абсорбирующая подушечка
- 3 Перфорированная полимерная основа



Антисептик хлоргексидин



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
56 (прилагается) листа(ов)
Генеральный директор
ООО «Альпина Пласт»
Игутов Е.Н. Игутов