

**Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по
ТУ 32.50.50-037-17707123-2019**

фото изделий, упаковки

макеты упаковки



Фото упаковки, медизделия «Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60x48мм) – 7 шт.»
(ТЗ «LUXPLAST»)



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье – это красиво!



Макет упаковки «Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60х48мм) – 7 шт.»
(ТЗ «LUXPLAST»)



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!

LUXPLAST®

7
шт.

LUXPLAST®

LUXPLAST®

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



60x48
7 шт.

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
7 шт., 60x48 мм



Изготовитель:
ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин,
г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



VER.05

Увеличенный фрагмент упаковки «Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
(60x48мм) – 7 шт.» (ТЗ «LUXPLAST»)

LUXPLAST®

пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60x48 мм) – 7 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: атравматичный, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 60x48 мм – 7 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед».

223028, Минский р-н, аг. Ждановичи, ул. Вокзальная, 1А. Тел.: +375 (29) 609-31-10.

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе
по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2019/8887 от 18.09.2023 г.

Не подлежит обязательной сертификации
и декларированию в РФ.

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа

Увеличенный фрагмент упаковки «Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
(60x48мм) – 7 шт.» (ТЗ «LUXPLAST»)



Фото упаковки, медизделия «Макет упаковки «Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60x48мм) - 14шт.» (ТЗ «LUXPLAST»)



Здоровое - это красиво!



ПЛАСТЫРИ ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
14 шт., 60x48 мм

60x48 mm
14 wt.

пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60x48 мм) – 14 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПЛАСТЫРЬ: асбестовый, негорючий, толщиной не менее 10 мм, шириной 10 см, длиной 15 см.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов, с/грой конъюнктивит, с/грой кератит, с/грой рино-фарингит, ларингит

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: не рекомендуется использовать не более 24 часов

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и использовать в течение 10-15 минут. Рекомендуется носить пластины по мере необходимости, не менее одного раза в сутки. Продолжительность использования пластины определяется индивидуально.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в закрытой упаковке при температуре от +5 до +25°С в относительной влажности воздуха не более 80%, в защищенном от воздействия солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: С полимеризованной пленки можно удалить покрытие по назначению. Пленка поддается утилизации как биоразлагаемый материал. В модифицированной пленке нет вредных веществ по назначению. Пленка не утилизирована по классу А (деприт 2.1.1.1992 модифицированных веществ).

ИМПОРТЕР В РФ: ООО «БЕЛТАД Белград»
Адрес: 115101, г. Москва, Кудринский пр. д. 13, пом. XII, эт.: 4, оф. 405/781-90-08 www.funplast.info
ЗАКАЗЧИК: ООО «БОНЕАР»

274028 Aluminum pipe w/ Regulator, for Regulator, 1/2" Dia. x 1/2" (20) 1975-1978

1 Защитный бумажный слой
2 Светоактивный, поглощающий
полюсовый из углеводородов

1. **Подушечка из текстильного нетканого полотна**
 2. **Нетканая основа**

НА КРАЙНЮМЪТЪ ТЪСЪНЪ ИСТОРИЧЕСКАТА СЪДБИ
СДЕЛАНО В РОССИИ

ТЕЙ (60x48мм) - 14шт.»



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!

LUXPLAST® 14 шт.

LUXPLAST®

LUXPLAST®

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ




НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

14 шт., 60x48 мм

60x48 мм
14 шт.

Исполнитель:
ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»
Адрес: Россия, 341603, Московская обл., г.о. Клин,
г. Клин, пер. Ленинградский ш., км 98-й, стр. 103.
Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 183-50-42/45
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



VER 04

Увеличенный фрагмент упаковки «Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
(60x48мм) - 14шт.» (ТЗ «LUXPLAST»)

пластыри

ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60x48 мм) – 14 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: атравматичный, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 60x48 мм – 14 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит, открытые раны; ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед»,

223028, Минский р-н, аг. Ждановичи, ул. Вокзальная, 1А. Тел.: +375 (29) 609-31-10.

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе
по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2019/8882 от 18.09.2023 г.


подлежит обязательной сертификации
и декларированию в РФ.

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ




- 1** Защитный бумажный слой
- 2** Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3** Нетканая основа

Увеличенный фрагмент упаковки «Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
(60x48мм) - 14шт.» (ТЗ «LUXPLAST»)



**Фото упаковки, медизделия «Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60x48мм) - 21шт.»
(ТЗ «LUXPLAST»)**



21 шт., 60x48 мм



ПЛАСТЫРИ ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
21 шт., 60x48 мм



Увеличенный фрагмент упаковки «Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60x48мм) - 21шт.» (ТЗ «LUXPLAST»)

**Изготовитель:****ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ».**Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин,
г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.

Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.

info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



Увеличенный фрагмент упаковки «Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60x48мм) -
21шт.» (ТЗ «LUXPLAST»)

пластыри

ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60x48 мм) – 21 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: атравматичный, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета.

Размер: 60x48 мм – 21 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед»,

223028, Минский р-н, аг. Ждановичи, ул. Вокзальная, 1А. Тел.: +375 (29) 609-31-10.

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8882 от 18.09.2023 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Увеличенный фрагмент упаковки «Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60x48мм) - 21шт.» (ТЗ «LUXPLAST»)



Фото упаковки, медизделия «Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60x48мм) – 50 шт.»
(ТЗ «LUXPLAST»)



ИНСТРУКЦИЯ
ПЛАСТЫРИ ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60x48 мм) – 50 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Пластиры предназначены для фиксации на коже ребенка повязки, которая используется для лечения различных заболеваний глаз. Пластиры также используются для фиксации на коже ребенка повязки, которая используется для лечения различных заболеваний глаз.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Пластиры не следует применять при наличии у ребенка кожных заболеваний, таких как дерматит, экзема, псориаз, а также при наличии у ребенка аллергии на компоненты пластыря.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Пластиры применяются следующим образом: 1. Очистите кожу ребенка от пыли и жира. 2. Снимите защитную пленку с пластыря. 3. Приложите пластырь к коже ребенка. 4. Закрепите пластырь пальцами.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от +5 до +25 °C.

ВЫПУСКАЮЩАЯ КОМПАНИЯ: ООО «Альпина Пласт»

Адрес: 125080, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 28/1, стр. 1

Телефон: +7 (495) 777-77-77

Сайт: www.alpina-plast.ru



50 шт., 60x48 мм



ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
50 шт., 60x48 мм



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Альпина Пласт»

Адрес: 125080, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 28/1, стр. 1

Телефон: +7 (495) 777-77-77

Сайт: www.alpina-plast.ru



Макет упаковки медизделия «Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60x48мм) – 50 шт.»
(ТЗ «LUXPLAST»)

пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60x48 мм) – 50 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: атравматичный, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 60x48 мм – 50 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед»,

223028, Минский р-н, аг. Ждановичи, ул. Вокзальная, 1А. Тел.: +375 (29) 609-31-10.

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8882 от 18.09.2023 г.


Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Увеличенный фрагмент маркировки- упаковки
«Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60x48мм) – 50 шт.»
(ТЗ «LUXPLAST»)



50 шт., 60x48 мм




ПЛАСТЫРИ ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
50 шт., 60x48 мм



Фото - увеличенный фрагмент маркировки- упаковки
изделия «Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60x48мм) – 50 шт.»
(ТЗ «LUXPLAST»)



Изготовитель:

ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ».

Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин,
г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.

Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.

info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



Фото - увеличенный фрагмент маркировки- упаковки
изделия «Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60х48мм) – 50 шт.»
(ТЗ «LUXPLAST»)



Фото упаковки, медизделия «Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
(72x56мм) – 7 шт.» (ТЗ «LUXPLAST»)



Здоровье - это красиво!



ПЛАСТЫРИ ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
7 шт., 72x56 мм

пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72x56 мм) - 7 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

[illegible]

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: полипептидные препараты, в том числе, гидролизные, применяются при недостаточности питания и нарушении всасывания в желудочно-кишечном тракте. Препараты применяются в виде раствора для приема внутрь.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: Идентификатор, используемый более 24 часов
ПОВТОРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ПОТРЕБАВШИЕ БОЛЬШЕ СЕКУНД (ЧЕЛОВЕК ПОДЪЕМНИКА ИЛИ ПЛАТФОРМЫ УКАЗЫВАЮТ
СЛУЖИТЕЛИ).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Вскрыть упаковку, снять защитный пленочный слой и равномерно нанести крем по слою на чистую кожу лица. Гримируются в течение пяти минут по мере необходимости, не чаще одного раза в сутки. Продолжительность, регулярность и количество применений определяется рекомендациями производителя.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ в помещении при температуре от +1 до +34 °С, относительной влажности воздуха не более 80% при 25 °С, в защищенной от солнечных лучей упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ. В настоящее время нет систематических по территории данных по использованию отходов в разных странах. В большинстве стран Европы, особенно по западной части, происходит увеличение по объемам использования. В Японии, например, в 1970 г. было использовано 1,5 млн т отходов.

Адрес: 115212, г. Москва, Косыгина ул. д. 11, пом. 414, к/д. 17 (495) 797-8168 www.teaplast.info
 ИМПОРТЕР В РФ: ООО «БОПЛАСТ» (Москва)

ИМПОРТЕР В РФ: ООО "А.А.А. Инвест"
123026, Москва 2-й м. Н.Давыдовский ул. Выхаровская 3А Тел. +7(495) 609 91 90

Получите информацию 188 8444 по телефону 8000

Защитный Виртуальный класс
Сматрирование, абстрагирование

1. **Самостоятельная работа:** Изобразите на листе бумаги фигуру, которую вы видите в зеркале. Обсуждайте, как вы представляете себе фигуру, которую вы видите в зеркале.

СДЕЛАНО В РОССИИ

THE PROBLEM (P. 11)

Е ДЛ Я ВЗРОСЛЫХ (72x56мм)

»)

Макет упаковки медизделия ««Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72х56мм)
– 7 шт.» (ТЗ «LUXPLAST»)

LUXPLAST®

LUXPLAST®

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



72x56 мм
7 шт.

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
7 шт., 72x56 мм



И изготовитель:
ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин,
г. Клин, пер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



VER.05

Увеличенный фрагмент макета упаковки медизделия
«Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72x56мм) – 7 шт.» (ТЗ «LUXPLAST»)



пластыри

ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72x56 мм) – 7 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: атравматичный, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм – 7 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РФ: ООО «БОЛЕАР Белмед»

г. 23028, Минский р-н, аг. Ждановичи, ул. Вокзальная, 1А. Тел.: +375 (29) 609-31-10.

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2019/8882 от 18.09.2023 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа

Увеличенный фрагмент макета упаковки медизделия

«Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72x56мм) – 7 шт.» (ТЗ «LUXPLAST»)



**Фото упаковки, медизделия «Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
(72x56мм) – 14 шт.» (ТЗ «LUXPLAST»)**



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!



ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



72x56 мм
14 шт.

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
14 шт., 72x56 мм



ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО «Цирми»
Адрес: Россия, г. Москва, Мещеряковское шоссе, д. 1, стр. 1
Тел: +7 (495) 746-0700
E-mail: info@cirmi.ru
www.cirmi.ru

пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72x56 мм) – 14 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для кратковременного использования. Пластыри можно использовать как вторичную повязку на рану, царапину, ссадину или как средство для фиксации медицинского изделия.

ПЛАСТЫРИ: гипоаллергенные, не раздражающие, не вызывают аллергии, не вызывают отека тканей.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: для фиксации медицинского изделия, ран, царапин, ссадин, ожогов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлены пластыри.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: срок годности пластырей не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: раздражение кожи при длительном использовании.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: изделие вынуть из упаковки, снять защитный слой и приклеить к ране, царапине, ссадине, ожогу.

УТИЛИЗАЦИЯ: изделие утилизируют в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического надзора.

ЗАКАЗЧИК: ООО «Цирми»
Адрес: Россия, г. Москва, Мещеряковское шоссе, д. 1, стр. 1
Тел: +7 (495) 746-0700
E-mail: info@cirmi.ru
www.cirmi.ru

ИМПОРТЕР В РФ: ООО «Цирми»
Адрес: Россия, г. Москва, Мещеряковское шоссе, д. 1, стр. 1
Тел: +7 (495) 746-0700
E-mail: info@cirmi.ru
www.cirmi.ru

Сделано в России

Макет упаковки медизделия «Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
(72x56мм) – 14 шт.» (ТЗ «LUXPLAST»)



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!

LUXPLAST® 14
шт.

LUXPLAST®

LUXPLAST®

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



72x56 мм
14 шт.

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
14 шт., 72x56 мм



Исполнитель:
ООО «Альпина Пласт»
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин,
г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



4 607046 746020

VER 04

Увеличенный фрагмент макета упаковки медизделия

«Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72x56мм) – 14 шт.» (ТЗ «LUXPLAST»)

пластыри**ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72x56 мм) – 14 шт.****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: атравматичный, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм – 14 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед»,

223028, Минский р-н, аг. Ждановичи, ул. Вокзальная, 1А. Тел.: +375 (29) 609-31-10.

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе
по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2019/8882 от 18.09.2023 г.

Не подлежит обязательной сертификации
и декларированию в РФ.

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1** Защитный бумажный слой
- 2** Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3** Нетканая основа

Увеличенный фрагмент макета упаковки медизделия

«Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72x56мм) – 14 шт.» (ТЗ «LUXPLAST»)



Фото упаковки, медизделия «Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72x56мм) – 21 шт.» (ТЗ «LUXPLAST»)

LUXPLAST

пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72x56 мм) – 21 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: атравматичный, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм – 21 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед».

223028, Минский р-н, аг. Ждановичи, ул. Вокзальная, 1А. Тел.: +375 (29) 609-31-10.

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8882 от 18.09.2023 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.


СДЕЛАНО В РОССИИ

Увеличенный фрагмент макета упаковки медизделия

«Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72x56мм) – 21 шт.» (ТЗ «LUXPLAST»)



ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа

21 шт., 72x56 мм



НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

21 шт., 72x56 мм



Увеличенный фрагмент макета упаковки медизделия

«Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72x56мм) – 21 шт.» (ТЗ «LUXPLAST»)



Здоровье - это красиво!



Х



Изготовитель:

ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ».

Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин,
г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.

Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.

info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



Увеличенный фрагмент макета упаковки медизделия

«Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72x56мм) – 21 шт.» (ТЗ «LUXPLAST»)



Фото упаковки, медицинского изделия «Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
(72x56мм) – 50 шт.» (ТЗ «LUXPLAST»)



Макет упаковки медизделия «ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72x56мм) – 50 шт.»
(ТЗ «LUXPLAST»)

пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72x56 мм) – 50 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: атравматичный, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм – 50 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед»,

223028, Минский р-н, аг. Ждановичи, ул. Вокзальная, 1А. Тел.: +375 (29) 609-31-10.

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8882 от 18.09.2023 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Увеличенный фрагмент макета упаковки медизделия

«Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72x56мм) – 50 шт.» (ТЗ «LUXPLAST»)



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа

50 шт., 72x56 мм

Увеличенный фрагмент макета упаковки медизделия

«Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72x56мм) – 50 шт.» (ТЗ «LUXPLAST»)



ПЛАСТЫРИ ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
50 шт., 72x56 мм

 Годен до:

 Дата
изготовления:

 Партия №



Увеличенный фрагмент макета упаковки медизделия

«Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72x56мм) – 50 шт.» (ТЗ «LUXPLAST»)



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!



 Изготовитель:

ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ».

Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин,
г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.

Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.

info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



Увеличенный фрагмент макета упаковки медизделия

«Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72x56мм) – 50 шт.» (ТЗ «LUXPLAST»)



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

38/176884017 листа(ов)

Генеральный директор
ООО «Альпина Пласт»

Е.Н. Игутов