

50 лент по 10 шт.
72 x 19 мм



Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»
на нетканой основе в СТРИПАХ, 72x19 мм — 10 шт.



Защитный
букающий слой
Адгезивный
подушечка
Нетканая основа

ПЛАСТЫРИ предназначены для закрытия покровов ран, порезов, ссадин, предотвращения роста микроорганизмов, профилактики травмы кожного и внешнего инфицирования поврежденных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ асептические, паропропускающие, сорбционные, на нетканой основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
открытые раны, открытые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:
адаптивный пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
возможны аллергические реакции (у чувствительных индивидуумов).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:
высушить участок, очистить защитный букающий слой и зафиксировать пластырь на сухой и чистой поверхности кожи так, чтобы функциональный подушечка закрывала раневую поверхность. Не рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
не рекомендуется наносить уксусную функциональную подушечку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ:
в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу Б. Континент 217.27963, медицинские отходы.

ЗАКАЗЧИК: ООО «ВЕРИТИ»
Адрес: 125081, Москва, Косыгина ул., д. 15,
ком. 105, тел. +7 (495) 787-00-00.
www.veriti.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «ЛуксПласт»
Адрес: Россия, 10883, Москва, ул. 1-ая
Ленинская, д. 10, стр. 48, этаж 3, д. 103,
Тел. +7 (495) 787-00-00, +7 (495) 88-50-4243
e-mail: info@luxplast.ru
Импортер в РФ: ООО «ВЕРИТИ»
Адрес: 125081, Москва, ул. Косыгина, д. 15, Б,
Тел. +7 (495) 787-00-00
Платформа «ВЕРИТИ»
по тел. 8 (800) 400-0707 (24 часа)
Информационное обслуживание
по тел. 8 (800) 400-0707 (24 часа)
на территории Российской Федерации
и департаментов в РФ
Платформа «ВЕРИТИ»
по тел. 8 (800) 400-0707 (24 часа)



50 лент по 10 шт.
72 x 19 мм

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»
на нетканой основе в СТРИПАХ, 72x19 мм — 10 шт.
атравматичные, паропропускающие, сорбционные, на нетканой основе, телесного цвета



VER 01


Антисептик хлоргексидин
Нестерильно. Нетоксично.



1 46 07046 74707 9

Срок годности – 5 лет.
Не использовать после
истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ.



- 1 Защитный
бумажный сло
- 2 Абсорбирующ
подушечка
- 3 Нетканая осно

ПЛАСТЫРИ предназначены для закрытия поведенческих ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ атравматичные, паропроницаемые, сорбционные, на нетканой основе, телесного цвета.

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»[®] на нетканой основе в СТРИПАХ, 72x19 мм — 10 шт.



72 x 19 мм

50 лент по 10 шт.



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Абсорбирующая подушечка
- 3 Нетканая основа

ПЛАСТЫРИ предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ атравматичные, паропроницаемые, сорбционные, на нетканой основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
открытые раны, ожоговые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:
один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:
вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30 и относительной влажности воздуха не более 75% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ:
в домашних условиях после использования изделия должны подлежать утилизации как бытового мусора. В медицинских организациях пластырь после использования подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Пластыри бактерицидные «ЛУХПЛАСТ» на нетканой основе в СТРИПАХ, 72



УСЛОВИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

глубокие раны, порезы, ссадины.

ПОКАЗАНИЯ:

глубокие раны, ожоговые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов

ОБЛАСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ:

пластырь использовать не более 24 часов.

ОСОБЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

при аллергических реакциях (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ:

открыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность. Рекомендовать использовать пластырь по мере необходимости, но не чаще одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ:

в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.luxplast.info

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Альпина Пласт».

Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б. Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43. info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

Импортер в РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед», 220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б. Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Пластыри медицинские бактерицидные по ТУ 32.50.50-039-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2021/4212 от 12.05.2021 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Гарантийный срок годности – 5 лет.

VER. 01_



50 лент по 10 шт.
72 x 19 мм

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»[®]
на нетканой основе в СТРИПАХ, 72x19 мм — 10 шт.
атравматичные, паропроницаемые, сорбционные, на нетканой основе, телесного цвета

 Годен до:

 Дата
изготовления:

 Партия №

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»
на полимерной основе, прозрачные в СТРИПАХ, 72x19 мм — 10 шт.

50 лент по 10 шт.
72 x 19 мм



- 1 Защитный слой
- 2 Микробактерицидный слой
- 3 Полимерная основа

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
поверхностные ранки, порезы, осадины
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
открытые раны, ожоговые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:
одни пластыри использовать не более 24 часов
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
возможны аллергические реакции (клевое покрытие, индифергентная упаковка, содержит латекс)
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:
вскрыть упаковку, снять защитный букалкий слой и зафиксировать пластырь на сухой и чистой участии кожи так, чтобы функциональная подушка закрывала раневую поверхность. Возможно наносить пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
не рекомендуется касаться руками функциональной подушки
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
изделия должны храниться в упакованном виде в помещениях при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте
УТИЛИЗАЦИЯ:
в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу В (санитарный 21.7.27.00) медицинских отходов

ВЛАДМИР ООО «СЕРВИС»
Адрес: 125217, г. Москва, Калужский проезд, д. 11
тел.: 8 (495) 740-11-11, 8 (495) 740-11-12
www.luxplast.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЛЮКС ПЛАСТ»
Адрес: Россия, Москва, Мещеряковская ул., д. 1, стр. 1
Почтовый адрес: ул. Мещеряковская, д. 1, стр. 1, 125217, г. Москва
тел.: 8 (495) 740-11-11, 8 (495) 740-11-12
информация о компании доступна на сайте www.luxplast.ru
Импортер в РФ ООО «СЕРВИС»
Адрес: 125217, г. Москва, ул. М. Давыдова, д. 12/Б
тел.: 8 (495) 740-11-11, 8 (495) 740-11-12
Пластыри бактерицидные «LUXPLAST» не подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу В (санитарный 21.7.27.00) медицинских отходов



50 лент по 10 шт.
72 x 19 мм

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»
на полимерной основе, прозрачные в СТРИПАХ, 72x19 мм — 10 шт.
атравматичные, сорбционные, на полимерной основе, прозрачные

VER. 01_



ТИПОВЫЕ «LUXPLAST»®

LAST®

50 лент по 10 шт.
72 x 19 мм

Антисептик хлоргексидин
Нестерильно. Нетоксично.



1 46 07046 74708 6

Срок годности – 5 лет.
Не использовать после
истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ.



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Абсорбирующая подушечка
- 3 Прозрачная полимерная основа

ПЛАСТЫРИ предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ атравматичные, сорбционные, на полимерной основе, прозрачные.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

поверхностные раны, порезы, ссадины

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

открытые раны, ожоговые поверхности, чувствительность материалов

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

один пластырь использовать не более 3 дней

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

возможны аллергические реакции. Внутренняя часть двойной упаковки содержит латекс.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗЪЯТИЯ:

вскройте упаковку, снимите защитную пленку. Защитная подушечка закрывала рану. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, не реже 1 раза в сутки.

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»[®] на полимерной основе, прозрачные в СТРИПАХ, 72x19 мм — 10 шт.

72 x 19 мм

50 лент по 10 шт.

LUXPLAST[®]



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Абсорбирующая подушечка
- 3 Прозрачная полимерная основа

ПЛАСТЫРИ предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ атравматичные, сорбционные, на полимерной основе, прозрачные.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
открытые раны, ожоговые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:
один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:
вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ:
в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПин 2.1.7.2.790) медицинских отходов.

хп7

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ:

в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.luxplast.info

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Альпина Пласт».

Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б. Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.

info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

Импортер в РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед», 220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б. Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Пластыри медицинские бактерицидные по ТУ 32.50.50-039-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/14212 от 12.05.2021 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Гарантийный срок годности – 5 лет.

на пол

VER. 01_



50 лент по 10 шт.
72 x 19 мм

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»®
на полимерной основе, прозрачные в СТРИПАХ, 72x19 мм — 10 шт.
атравматичные, сорбционные, на полимерной основе, прозрачные

 Годен до:

 Дата
изготовления:

 Партия №

AST®

50 лент по 10 шт.
72 x 19 мм

Антисептик хлоргексидин
Нестерильно. Нетоксично.



1 46 07046 74709 3

Срок годности – 5 лет.
Не использовать после
истечения срока годности.
СДЕЛАНО В РОССИИ.



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Абсорбирующая подушечка
- 3 Полимерная основа

ПЛАСТЫРИ предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ атравматичные, сорбционные, на полимерной основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ:
открытые раны, ожоговые раны, аллергия на компоненты материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:
использовать один пластырь.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
возможны аллергические реакции.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
вскройте упаковку, снимите пластырь на сухой, чистой коже. Рекомендуется менять пластырь 1 раз в сутки.

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»[®] на полимерной основе в СТРИПАХ, 72x19 мм — 10 шт.

50 лент по 10 шт.
72 x 19 мм



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Абсорбирующая подушечка
- 3 Полимерная основа

ПЛАСТЫРИ предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ атравматичные, сорбционные, на полимерной основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
открытые раны, ожоговые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:
один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:
вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.;

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ:
в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПин 2.17.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК:
Адрес: 115201, пом. XIV, Тел. www.luxplast.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Адрес: Россия, Ленинградская область, г. Ленобласть, Тел. +7 (495) info@alpinapharm.ru
Импортер в РФ:
220124, г. Минск, Тел. +375 (17) 3250505
Регистрационный № РЗН 2021/ Не подлежит и декларированию
Гарантийный срок

ХНТ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ:

в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.luxplast.info

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Альпина Пласт».

Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

Импортер в РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед»,
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б
Тел.: + 375 (17) 373-83-20

Пластыри медицинские бактерицидные
по ТУ 32.50.50-039-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2021/14212 от 12.05.2021 г.

Не подлежит обязательной сертификации
и декларированию в РФ.

Гарантийный срок годности – 5 лет.

VER. 01_



50 лент по 10 шт.
72 x 19 мм

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»[®]
на полимерной основе в СТРИПАХ, 72x19 мм — 10 шт.
атравматичные, сорбционные, на полимерной основе, телесного цвета

 Годен до:

 Дата
изготовления:

 Партия №

Антисептик широкого спектра действия, неалкогольный



1 48 07446 74710 9

Срок годности: 5 лет.
Не использовать после
истечения срока годности.
СДЕЛАНО В РОССИИ.

50 лент по 10 шт.
72 x 19 мм

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»
на тканой основе в СТРИПАХ, 72x19 мм — 10 шт.



1 Защитный
2 Впитывающий
3 Тканевая основа

ПЛАСТЫИ предназначены для закрытия покровных ран, порезов, осадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поврежденных тканей кожи, оказывают антибактериальное действие.

ПЛАСТЫИ атрауматичные, паропроницаемые, эластичные, сорбционные, на тканой основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

поверхностные раны, порезы, осадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ:

открытые раны, ожоговые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

одни пластыри использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

возможны аллергические реакции (клевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

вскрыть упаковку. Снять защитный букаваый слой и эластично приклеить пластырь на сухую и чистую поверхность кожи так, чтобы функциональная подушка закрывала раневую поверхность. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80%, при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ:

в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу Б (СанПиН 417.2796) медицинских отходов.

ЗАКАЗНИК ООО «ГОСДРА»
Адрес: 102017, г. Москва, Бумажный проезд, д. 19
поч. яву. Тел.: +7 (495) 787-92-68
www.gosdr.ru

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Цирми»

Адрес: Россия, 140603, Московская обл., г. Балашиха
Территориальный отдел № 1, д. 1, стр. 1018
Тел.: +7 (495) 787-92-68, факс: +7 (495) 787-92-68
Электронная почта: info@circmi.ru

Импортер в РФ: ООО «ГОСДРА» Балашиха

220141, Москва, ул. М. Пятницкая, д. 12/15
Тел.: +7 (495) 375-43-30

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»
по ТУ 12.05.00-039-770703-2019

В соответствии с декларацией
№ РМ 2019/422 от 12.05.2019 г.

Не подлежат обязательной сертификации
и декларированию в РФ.
Гарантийный срок годности: 5 лет.

VER. 01_



Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»
на тканой основе в СТРИПАХ, 72x19 мм — 10 шт.
атравматичные, паропроницаемые, эластичные, сорбционные, на тканой основе, телесного цвета

50 лент по 10 шт.
72 x 19 мм

ST[®]



Срок годности – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.
СДЕЛАНО В РОССИИ.



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Абсорбирующая подушечка
- 3 Тканая основа

ПЛАСТЫРИ предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ атравматичные, паропроницаемые, эластичные, сорбционные, на тканой основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИ
поверхностные ран

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
открытые раны, ожоги,
сенсибилизированность к компонентам материала

ЭКСПЛУАТАЦИОНН
один пластырь испс

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТ
возможны аллерги
дуальной упаковки

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:
вскройте упаковку, снимите защитный
ручейте пластырь на
циональная подушка
дуется менять пласт
раза в сутки.

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»[®] на тканой основе в СТРИПАХ, 72x19 мм — 10 шт.

72 x 19 мм

50 лент по 10 шт.

LUXPLAST[®]



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Абсорбирующая подушечка
- 3 Тканая основа

ПЛАСТЫРИ предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ атравматичные, паропроницаемые, эластичные, сорбционные, на тканой основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

открытые раны, ожоговые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ:

в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов.



ная переноси-

ытие индиви-

ой и зафиксир-
ован, чтобы функ-
ция. Рекомен-
дуется реже одного

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ:

в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.luxplast.info

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Альпина Пласт».

Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б. Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43. info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

Импортер в РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед», 220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б. Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Пластыри медицинские бактерицидные по ТУ 32.50.50-039-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2021/14212 от 12.05.2021 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Гарантийный срок годности – 5 лет.

VER. 01_



50 лент по 10 шт.
72 x 19 мм

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»[®]
на тканой основе в СТРИПАХ, 72x19 мм — 10 шт.
атравматичные, паропроницаемые, эластичные, сорбционные, на тканой основе, телесного цвета

 Годен до:

 Дата
изготовления:

 Партия №



Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»® на нетканой основе в СТРИПАХ, 72х19 мм — 10 шт.

ПЛАСТЫРИ предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ атравматичные, паропроницаемые, сорбционные, на нетканой основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность.

Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д,
д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.luxplast.info

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Альпина Пласт».

Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

Импортер в РФ: ООО «БОЛЕАР Белмед»,
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б,
каб. 4. Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Пластыри медицинские бактерицидные
по ТУ 32.50.50-039-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2021/14212 от 12.05.2021 г.

Не подлежит обязательной сертификации
и декларированию в РФ.

СДЕЛАНО В РОССИИ.

Гарантийный срок годности – 5 лет.

Срок годности – 5 лет.

Не использовать после истечения
срока годности.

Антисептик хлоргексидин
Нестерильно. Нетоксично.





Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»[®] на полимерной основе, прозрачные в СТРИПАХ, 72x19 мм — 10 шт.

ПЛАСТЫРИ предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ атравматичные, сорбционные, на полимерной основе, прозрачные.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность.

Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д,
д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.luxplast.info

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Альпина Пласт».

Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

Импортер в РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед»,
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б,
каб. 4. Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Пластыри медицинские бактерицидные
по ТУ 32.50.50-039-17707123-2019.
Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2021/14212 от 12.05.2021 г.
Не подлежит обязательной сертификации
и декларированию в РФ.

СДЕЛАНО В РОССИИ.

Гарантийный срок годности — 5 лет.
Срок годности — 5 лет.
Не использовать после истечения
срока годности.

Антисептик хлоргексидин
Нестерильно. Нетоксично.





Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»[®] на полимерной основе в СТРИПАХ, 72x19 мм — 10 шт.

ПЛАСТЫРИ предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ атравматичные, сорбционные, на полимерной основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность.

Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д,
д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.luxplast.info

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Альпина Пласт».

Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

Импортер в РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед»,
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б,
каб. 4. Тел.: +375 (17) 373-83-20.

Пластыри медицинские бактерицидные
по ТУ 32.50.50-039-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2021/14212 от 12.05.2021 г.

Не подлежит обязательной сертификации
и декларированию в РФ.

СДЕЛАНО В РОССИИ.

Гарантийный срок годности — 5 лет.

Срок годности — 5 лет.

Не использовать после истечения
срока годности.

Антисептик хлоргексидин
Нестерильно. Нетоксично.





Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»[®] на тканой основе в СТРИПАХ, 72x19 мм — 10 шт.

ПЛАСТЫРИ предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ атравматичные, паропроницаемые, эластичные, сорбционные, на тканой основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность.

Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д,
д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.luxplast.info

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Альпина Пласт».

Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

Импортер в РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед»,
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б,
каб. 4. Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Пластыри медицинские бактерицидные
по ТУ 32.50.50-039-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2021/14212 от 12.05.2021 г.

Не подлежит обязательной сертификации
и декларированию в РФ.

СДЕЛАНО В РОССИИ.

Гарантийный срок годности — 5 лет.
Срок годности — 5 лет.
Не использовать после истечения
срока годности.

Антисептик хлоргексидин
Нестерильно. Нетоксично.



72x19 мм
20 штук

ПЛАСТЫРИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ СТАНДАРТНЫЕ

20 шт.
72x19 мм



Импортер: ООО «Алпина Пласт»
г. Минск, ул. Ленинградская, д. 141/603, Московская обл.
г. Ленинградское ш., пер. 88 км, корп. 3, А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

АНТИСЕПТИК ХЛОРЕКСИДИН

VER. 01V



Годен до:

Дата изготовления

20
шт.

LUXPLAST® 20
шт.

LUXPLAST®

LUXPLAST®

LUXPLAST®

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»® на нетканой основе СТАНДАРТНЫЕ, 72x19 мм — 20 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматических и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ: атравматичные, паропропускающие, сорбционные, на нетканой основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеявое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыйте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи, прикрыв ранковую поверхность функциональной подушкой. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2792) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РФ: ООО «БОЛЕАР» Белград.

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 125 Б, каб. 4. Тел.: +375 (17) 375-83-20.

Соответствует ТУ 12.50.50-019-17/07125-2019

НЕСТЕРИЛЬНО, НЕТОКСИЧНО.

Регистрационное удостоверение

№ РН 2017/4212 от 12.05.2019 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Срок годности — 5 лет.

Гарантийный срок годности — 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Абсорбирующая подушка
- 3 Нетканая основа




20
шт.

LUXPLAST® 20
шт.

LUXPLAST®

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
СТАНДАРТНЫЕ



20 шт.
72x19 мм



72x19 мм
20 штук

LUXPLAST®


Изготовитель: ООО «Альпина Пласт».
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



Антисептик хлоргексидин

VER. 01V

Годен до:
Дата
изготовления:
Лот
Партия №



LUXPLAST®

LUXPLAST®

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»® на нетканой основе СТАНДАРТНЫЕ, 72x19 мм — 20 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования *поверхностных* травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ: атравматичные, паропроницаемые, сорбционные, на нетканой основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыйте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи, прикрыв раневую поверхность функциональной подушечкой. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Соответствуют ТУ 32.50.50-039-17707123-2019.
НЕСТЕРИЛЬНО. НЕТОКСИЧНО.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2021/14212 от 12.05.2021 г.

Не подлежит обязательной
сертификации и декларированию в РФ.

Срок годности — 5 лет.

Гарантийный срок годности — 5 лет.

Не использовать после истечения
срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Абсорбирующая подушечка
- 3 Нетканая основа



И изготовитель: ООО «Альпина Пласт».
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



Антисептик хлоргексидин

VER. 01V

LUXPLAST®

LUXPLAST® 20 ШТ.

ПЛАСТЫРИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
СТАНДАРТНЫЕ

LUXPLAST®

LUXPLAST®

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»®
на полимерной основе СТАНДАРТНЫЕ,
72х19 мм — 20 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ: атрауматичные, сорбционные, на полимерной основе, телесного цвета.**ПОКАЗАНИЯ:** поверхностные раны, порезы, ссадины.**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** открытые раны, ожоговые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов.**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:** один пластырь использовать не более 24 часов.**ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:** возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).**ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:** вскрыйте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухой и чистой поверхности кожи, покрыв раневую поверхность функциональной подушечкой. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.**УТИЛИЗАЦИЯ:** в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.**ЗАКАЗЧИК:** ООО «БОЛЕАР».Адрес: 115201, г. Москва, Кашинский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info**ИМПОРТЕР В РБ:** ООО «БОЛЕАР» Беларусь.

Адрес: 220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел: + 375 (17) 373-83-20.

Соответствует ТУ 12.50.50-059-17707123-2019.

НЕСТЕРИЛЬНО. НЕТОКСИЧНО.

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2021/4212 от 12.05.2021 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Срок годности — 5 лет.

Гарантийный срок годности — 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

72х19 мм
20 штук20 шт.
72х19 мм

Изготовитель: ООО «Альпина Пласт», г. Клин,
Адрес: Россия, 141603, Московская обл.,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpin-plast.ru, www.alpin-plast.ru




Антисептик хлоргексидин

VER. 01V

Годен до:

Дата изготовления:

Партия №



LUXPLAST®

72x19 мм
20 штук

LUXPLAST®

LUXPLAST® 20
шт.

20
шт.

ПЛАСТЫРИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
СТАНДАРТНЫЕ

20 шт.
72x19 мм



LUXPLAST®

И изготовитель: ООО «Альпина Пласт».
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



Антисептик хлоргексидин

VER. 01V

Годен до:
Дата
использования:
Лот
Партия №



LUXPLAST®

LUXPLAST®

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»® на полимерной основе СТАНДАРТНЫЕ, 72x19 мм — 20 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ: атравматичные, сорбционные, на полимерной основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи, прикрыв раневую поверхность функциональной подушкой. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РФ: ООО «БОЛЕАР Белмед»,
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Соответствуют ТУ 32.50.50-039-17707123-2019.

НЕСТЕРИЛЬНО. НЕТОКСИЧНО.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2021/14212 от 12.05.2021 г.

Не подлежит обязательной
сертификации и декларированию в РФ.

Срок годности — 5 лет.

Гарантийный срок годности — 5 лет.

Не использовать после истечения
срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Абсорбирующая подушечка
- 3 Полимерная основа



Изготовитель: ООО «Альпина Пласт».

Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



Антисептик хлоргексидин

LUXPLAST®

LUXPLAST® 20 ШТ.

ПЛАСТЫРИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
НА ТКАНОЙ ОСНОВЕ
СТАНДАРТНЫЕ

72x19 мм
20 штук

20 шт.
72x19 мм



LUXPLAST®

LUXPLAST®

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»®
на тканой основе СТАНДАРТНЫЕ,
72x19 мм — 20 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ: атравматичные, паропроницаемые, эластичные, сорбционные, на тканой основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОВОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеявое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыйте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи, прикрыв раневую поверхность функциональной подушкой. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.279-01) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр.-д. д. 13, пом. XIV. Тел: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РФ: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел: +375 (17) 373-83-20.

Согласовано: ТУ 32.50.50-089-27701123-2019

«БЕЛМЕД» ЧАО

Регистрационное удостоверение

УР-РДН 2011/14212 от 12.05.2011 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Срок годности — 3 лет.

Срок годности после вскрытия — 3 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Абсорбирующая подушка
- 3 Тканая основа



Изготовитель: ООО «Альпина Пласт».
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинский район, с/пос. Сосновское, д. 103 Б.
Тел: +7 (495) 787-92-68; +7 (495) 183-50-47/43.
info@alpin-plast.ru www.alpin-plast.ru



АНТИСЕПТИК ХЛОРЕКСИДИН



Дата изготовления:

Партия №



VER. 01V

LUXPLAST®

LUXPLAST® 20 шт.

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
НА ТКАНОЙ ОСНОВЕ
СТАНДАРТНЫЕ



72x19 мм
20 штук

20 шт.
72x19 мм



Изготовитель: ООО «Альпина Пласт».
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

LATEX



Антисептик хлоргексидин



Годен до:



Дата
изготовления:



Партия №



VER. 01v

LUXPLAST®

LUXPLAST®

Пластыри бактерицидные «LUXPLAST»® на тканой основе СТАНДАРТНЫЕ, 72x19 мм — 20 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, ингибирования роста микроорганизмов, профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи, оказывают антисептическое действие.

ПЛАСТЫРИ: атравматичные, паропроницаемые, эластичные, сорбционные, на тканой основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности, индивидуальная непереносимость материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОВОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи, прикрыв раневую поверхность функциональной подушкой. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Соответствуют ТУ 32.50.50-039-17707123-2019.

НЕСТЕРИЛЬНО. НЕТОКСИЧНО.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2021/14212 от 12.05.2021 г.

Не подлежит обязательной
сертификации и декларированию в РФ.


Срок годности — 5 лет.

Гарантийный срок годности — 5 лет.

Не использовать после истечения
срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Абсорбирующая подушечка
- 3 Тканая основа



И изготовитель: ООО «Альпина Пласт».

Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



Антисептик хлоргексидин

VER. 01V



158



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
33 Пересудов
Генеральный директор
ООО "Альбина Пласт"
Е.Н.Игутов