





**Контейнер полимерный с крышкой для
биологического материала, 100мл, стерильный**
Соответствует ТУ 22.22.14-034-17707123-2018,
Изготовитель: ООО "Альпина Пласт"
Адрес: 141603, Россия, Московская область г. Клин,
Ленинградское шоссе, 88 км. строение 103
Дата производства: 18.04.2018г. Партия: 180418/1
Срок годности - 5 лет с даты изготовления.
Гарантийный срок годности - 5 лет с даты изготовления



Контейнер полимерный с крышкой для
биологического материала, 60мл, стерильный
Соответствует ТУ 22.22.14-034-17707123-2018,
Изготовитель: ООО "Альпина Пласт"
Адрес: 141603, Россия, Московская область, г. Клин,
Ленинградское шоссе, 88 км, строение 103
Дата производства - 18.04.2018г. Партия: 180418/2
Срок годности - 5 лет с даты изготовления
Гарантийный срок годности - 5 лет с даты изготовления



Контейнер полимерный с крышкой и ложкой для
биологического материала, 60мл, стерильный
Соответствует ТУ 22.22.14-034-17707123-2018,
Изготовитель: ООО "Альпина Пласт"
Адрес: 141603, Россия, Московская область, г. Клин,
Ленинградское шоссе, 88 км, строение 103
Дата производства: 18.04.2018г. Партия: 180418/3
Срок годности - 5 лет с даты изготовления.
Гарантийный срок годности - 5 лет с даты изготовления

Контейнер полимерный с крышкой для биологического материала, ПЭЧД, стерильный, предназначен для использования в целях сбора, сохранения и/или транспортировки диагностических образцов (мочи, кала, мокроты) для анализа и исследования.

Противопоказания, эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Меры предосторожности: не использовать не по назначению.

Не допускается смешивание различных образцов в одном контейнере.

При сборе анализа не касаться ручки внутренней поверхности крышки.

Порядок использования изделия: перед проведением процедуры (сбор биологического материала) необходимо вскрыть упаковку и проверить контейнер. Открыть крышку контейнера и поместить биоматериал внутрь. Для

сбора использовать комплект с ложкой (поместить контейнер на 3/4 от общего объема), тщательно закрыть крышку. На

контейнер в зоне выполненной под шагрень, маркером нанести сведения о пациенте (Ф.И.О.), дату приема биоматериала.

Контейнер с биоматериалом транспортировать в течение 2 часов с момента сбора.

Условия хранения. Изделие должно храниться в упакованном виде в помещении при температуре от -20°C до $+25^{\circ}\text{C}$.

Изделие должно быть защищено от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: после использования по назначению изделие подлежит утилизации во классу Б (СамПН 2.1 "ДТМ"), медицинский

отход.

Исполнитель: ООО "Альпина Пласт"

Россия, 141603 Московская область г. Клин

Ленинградское шоссе, 49 км стр. 10/3

Тел: 8 (495) 321-11-11

Сделано в России

Контейнер полимерный с крышкой для биологического материала

стерильный поТУ 22.22

Регистрационное удостоверение

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия в РФ

Срок годности - 5 лет с даты изготовления

Гарантийный срок годности - 5 лет с

Не использовать после истечения

Дата производства: 18.04.2018г. Партия

Идентификационный код - артикул "СТЕРИЛЬНО"

ИЗДАНИЕ 0

IVD





Контейнер полимерный с крышкой для биологического материала, биоматериал, стерильный
для использования в целях сбора, сохранения и/или транспортировки диагностических образцов (мочи, кал, мокроты) для анализа и исследований
II. Противопоказания, эксплуатационные ограничения: отсутствуют
III. Предостережения: не использовать не по назначению
IV. Не допускается смешение различных образцов в одном контейнере
V. При сборе анализа не касаться руками внутренней поверхности контейнера
VI. При использовании изделия: перед проведением процедуры (сбор биологического материала) необходимо вскрыть упаковку и извлечь контейнер. Открыть крышку контейнера и поместить биоматериал внутрь (для сбора плотных образцов следует использовать комплект с ложкой (исполнить контейнер на 3/4 от общего объема), тщательно закрыть крышку. Не закрывать контейнер в юзе, выполненной под шатреню маркером: нанести сведения о пациенте (ФИО.), дату приема биоматериала. Контейнер с биоматериалом транспортировать в течение 2 часов с момента забора.
Условия хранения: Изделие должно храниться в упакованном виде в помещении при температуре: от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C
Изделие должно быть защищено от воздействия прямых солнечных лучей.
Утилизация: после использования по назначению изделие подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.
Изготовитель: ООО "Альпина Пласт"
Россия, 141603, Московская область, г. Клин,
Ленинградское шоссе, 88 км, стр. 103
Тел: +7(495)181 50 42/43
info@alpina-plast.ru www.alpina-plast.ru <http://www.alpina-plast.ru>
СДЕЛАНО В РОССИИ
Контейнер полимерный с крышкой для биологического материала,
стерильный поТУ 22.22.14-034-17707123-2018.
Регистрационное удостоверение № от .
Не подлежит обязательному подтверждению соответствия в РФ
Срок годности - 5 лет с даты изготовления
Гарантийный срок годности - 5 лет с даты изготовления.
Не использовать после истечения срока годности.
Дата производства: 18.04.2018г. Партия: 180418/2
Штрих-код . . . артикул "СТЕРИЛЬНО"

STONLINE



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

IVD

Контейнер полимерный с крышкой в упаковке для биологического материала, 60мл, стерильный
предназначен для использования в целях сбора, сохранения и/или транспортировки диагностических образцов (жидк. сред
мочевы) для анализа и исследований.

Противопоказания, эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Меры предосторожности: не использовать не по назначению.

Не допускается смешение различных образцов в одном контейнере.

При сборе анализа не касаться руками внутренней поверхности контейнера.
Пирозим аспирационная вставка: перед проведением процедуры (сбор биологического материала) необходимо провести
утилизацию в извещатель контейнера. Открыть крышку контейнера и поместить биоматериал внутрь (для сбора анализа образцов
следует использовать комплект с лопаткой) (заполнить контейнер на 3/4 от общего объема), тщательно закрыть крышку. Не
контейнер в течение выполнения под шприцом, маркером нанести сведения о пациенте (Ф.И.О.), дату приема биоматериала.
Контейнер с биоматериалом транспортировать в течение 2 часов с момента сбора.

Условия хранения: Изделие должно храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +25°C и
относительной влажности воздуха не более 80%.

Изделие должно быть хранилось от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: после использования по назначению изделие подлежит утилизации по классу Б (См. п. 2.1.7.2.7.9) инструкции
к изделию.

Импортер: ООО "Альпина Пласт"

Россия, 141603, Московская область, г. Клин,

Дзержинское шоссе, д. 101, стр. 103

Тел.: +7(495)787-93-66; +7(495)181 50 42/43

info@alpin-plast.ru или alpin-plast.ru <http://www.alpin-plast.ru>

СДЕЛАНО В РОССИИ

Контейнер полимерный с крышкой для биологического материала,

стерильный по ТУ 22.22.14-034-17707123-2018.

Регистрационное удостоверение № от

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия в РФ.

Срок годности - 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок годности - 5 лет с даты изготовления.

Не использовать после истечения срока годности.

Дата производства: 18.04.2018г. Партия: 180418/3

Итого: 402 шт. - артикул: "СТЕРИЛЬНО"



STERILE R

IVD

1 / 1
Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

6 (шесть) листов)

Генеральный директор

ООО «Альпина Глэст»

Е.Н. Игумов

