


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «Аналитика М»

Вайсман Инна Григорьевна



Фотографические изображения

«Роботизированная хирургическая (ортопедическая) система TSolution One», производства Синк Седжикал,

Инк./ Think Surgical, Inc., США





Маркер устранения смещения Ø 2.0 x 13 мм

Одноразовый компонент, который вставляется в оперируемую кость(и) до этапа регистрации ее поверхности. Маркер избавляет от необходимости проводить всю регистрацию заново в случае, если выявлено смещение кости

Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь 18Cr -14 Ni-2.5Mo

Изделие в упаковке:






Фиксирующий штифт, диаметр 4 мм., длина 150 мм.

Предназначен для фиксации большеберцовой и бедренной кости

Нержавеющая сталь (марка: 17-4PH)

Изделие в упаковке:






Фреза 6.2мм x 134 мм

Инструмент для высокоскоростного резания (плоской формы) для высверливания канала в кости или обработки сустава

Нержавеющая сталь (марка 465-SS)

Изделие в упаковке:






Фиксирующий зажим, диаметр 4мм/8 мм

Компонент предназначен для закрепления фиксирующего штифта к фиксатору руки-манипулятора

Нержавеющая сталь (марка: 17-4PH)




Фреза 2 мм x 148 мм.

Инструмент для высокоскоростного резания (плоской формы) для высверливания канала в кости или обработки сустава.

Нержавеющая сталь (марка 465-SS)

Изделие в упаковке:





Позиционер коленного сустава IMP DeMayo 30''

Предназначен для фиксации оперируемой ноги

Нержавеющая сталь (марка 300)

Изделие в упаковке:



