


УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ИМБИАН»

 **Иванов С.А./**

2023 г.




Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического определения 25-гидроксивитамина D в цельной капиллярной крови «Витамин D-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-055-39271034-2023

2023 г.

В состав медицинского изделия входят следующие компоненты:


1. Тест-кассета



2. Фольгированный пакет с тест-кассетой



3. Буферный раствор, 3,0 мл



4. Салфетка спиртовая

**Салфетка спиртовая
для дезинфекции кожи**

65*56 мм

только для наружного применения

СОСТАВ: салфетка из бранлейса,
дезинфицирующая жидкость
(75% этиловый спирт,
5% изопропиловый спирт,
20% дистиллированная вода).

Антисептическая активность
подтверждена исследованием
ФБУН ГНЦ ВБ «ВЕКТОР»
Роспотребнадзора от 17.12.2018 г.



НАИМЕНОВАНИЕ: Салфетка инъекционная спиртовая односторонняя Inekta
Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/822 от 02.03.2020 года

ПОКАЗАНИЯ: обработка кожи до и после инъекции, дезинфекция
рук медицинского персонала, обработка неповрежденной кожи вокруг ран).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Ningbo Greatmed Medical Instruments Co., Ltd., Китай
NingboGreatmed Medical Instruments Co., Ltd., 18F-3, No. 1 Building, Wante Business Centre,
Hi Tech Zone, 315042, Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ИМПОРТЕР В РФ: ООО «Шастин», г. Новосибирск, ул. Демакова, д. 30, оф. 301,
Россия, 630080. Тел.: +7 (383) 336-02-23, 335-61-23

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие обладает дезинфицирующими свойствами. Не требует
стерилизации! Для однократного использования! Не использовать при нарушении
целостности упаковки! Применять только в соответствии с инструкцией!

ХРАНЕНИЕ: Хранить закрытым при температуре от -10° до +30°С при относительной
влажности не более 80%.

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет с даты изготовления

LOT: 20210820

DATE: 20210820



5. Цветовая карта



6. Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм, (ПУ № РЗН 2013/1213 от 20.09.2013). Комплект 1



7. Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм, (ПУ № РЗН 2013/1213 от 20.09.2013). Комплект 1



Потребительская упаковка. Комплект 1. Сторона 1.

Витамин D-ИМБИАН-ИХА

Комплект № 1

- Тест-кассета 1 шт.
- Буферный раствор, 3,0 мл 1 фл.
- Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм, (ПУ № РЗН 2013/1213 от 20.09.2013) 1 шт.
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta, вариант исполнения 2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822 от 02.03.2020) 1 шт.
- Цветовая карта 1 шт.
- Инструкция по применению 1 шт.

Замораживание не допускается.

Для профессионального применения.

Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического определения 25-гидроксивитамина D в цельной капиллярной крови «Витамин D-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-055-39271034-2023

ПУ № XXX XXXX/XXXXX Imbian

LOT	037-0423
REF	IMR-001/1.1
	2023-04-23
	2025-04-23









Потребительская упаковка. Комплект 1. Сторона 2.



ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630554, Новосибирская область, м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет, с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1

+7 (383) 209-34-54

www.imbian.ru

info@imbian.ru





Потребительская упаковка. Комплект 2. Сторона 1.



Потребительская упаковка. Комплект 2. Сторона 2.




Общий вид медицинского изделия Комплект 1



Общий вид медицинского изделия Комплект 2

Цветовая карта

Зона 1: Дефицит витамина D (5 нД <10 нД/мл)	→ C	→ T
Зона 2: Недостаточность витамина D (10 нД <30 нД/мл)	→ C	→ T
Зона 3: Нормальный уровень витамина D (30 нД <100 нД/мл)	→ C	→ T



Витамин D-ИМБИАН-ИХА

Комплект № 2

Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического определения 25-гидроксивитамина D в цельной капиллярной крови «Витамин D-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-055-39271034-2023

- Тест-кассета	20 шт.	ПУ № XXX XXXX/XXXXX Имбиан LOT 037-0423 REF IMR-001/20.2 2023-04-23 2025-04-23	
- Буферный раствор, 3,0 мл	1 фл.		
- Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм, (ПУ № РЗН 2013/1213 от 20.09.2013)	20 шт.		
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta, вариант исполнения 2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822 от 02.03.2020)	20 шт.		
- Цветовая карта	1 шт.		
- Инструкция по применению	1 шт.		

Замораживание не допускается.
Для профессионального применения.


+2°C

+30°C

IVD

20

Транспортная упаковка. Комплект 1



Транспортная упаковка. Комплект 2



Протестировано, пронумеровано
и скреплено печатью



лист
Директор ООО «ИМБИАН»

С.А. Иванов "19" 05 2023г