


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест-Балтика»

И.С. Боднар

2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Анализатор иммуноферментный автоматический Чароит (Charoite) II
по ТУ 26.51.53-005-46922822-2021, в составе с принадлежностями

производства
АО «Вектор-Бест-Балтика», Россия

Наименование и состав медицинского изделия:

Анализатор иммуноферментный автоматический Чаронт (Charoite) II по ТУ 26.51.53-005-46922822-2021, в составе с принадлежностями (далее – прибор, анализатор):

- 1) Корпус – 1 шт.
- 2) Промыватель планшетов (вошер) – 2 шт.
- 3) Фотометр «Реал Р» по ТУ 26.51.53-003-46922822-2016 с принадлежностями (производитель Акционерное общество «Вектор-Бест-Балтика», Россия. РУ № РЗН 2018/7111) - 1 шт.
- 4) Шейкер/инкубатор - 2 модуля по 3 шт.
- 5) Манипулятор пипетирующий и транспортный с функцией считывающего устройства – 1 шт.
- 6) Модуль управления с комплектом кабелей – 1 шт.
- 7) Модуль хранения штативов со сканером штрих-кода – 1 шт.
- 8) Штатив для образцов на 24 позиции – 12 шт.
- 9) Подставка под фиксаторы штативов с одноразовыми наконечниками – 1 шт.
- 10) Фиксатор штатива с одноразовыми наконечниками – 8 шт.
- 11) Узел сброса одноразовых наконечников с кожухом – 1 шт.
- 12) Ёмкость для использованных наконечников – 1 шт.
- 13) Картридж штатива для реагентов – 6 шт.
- 14) Штатив для контейнеров для перемешивания реагентов на 6 позиций – 3 шт.
- 15) Подставка на 4 слота – 1 шт.
- 16) Штатив под контроли/калибраторы на 24 позиции – 1 шт.
- 17) Подставка на 2 слота – 1 шт.
- 18) Подставка на 5 слотов – 1 шт.
- 19) Ёмкость А - канистра 3 л с завинчивающейся крышкой, с трубкой 5 мм/1 м, с фильтром для дистиллированной воды – 1 шт.
- 20) Ёмкость В - канистра 3 л с завинчивающейся крышкой, с трубкой 5 мм/1 м, с фильтром для дезинфицирующего раствора – 1 шт.
- 21) Ёмкость С - канистра 15 л с завинчивающейся крышкой, с трубкой 5 мм/1 м, с фильтром для промывочного раствора 1 – 1 шт.
- 22) Ёмкость D - канистра 15 л с завинчивающейся крышкой, с трубкой 5 мм/1 м, с фильтром для промывочного раствора 2 – 1 шт.
- 23) Ёмкость Е – канистра 3 л с завинчивающейся крышкой, для моющего раствора – 1 шт.
- 24) Канистра для отходов 15 л с завинчивающейся крышкой, с трубкой для перелива 12 мм/2 м (1 шт.) и трубкой слива 5 мм/2 м (2 шт.) – 1 шт.
- 25) Видеокамера – 1 шт.
- 26) Кабель питания – 1 шт.
- 27) USB-флеш-накопитель с программным обеспечением «Чаронт PRO» - 1 шт.
- 28) Наконечники серии «Фламинго» в штативах нестерильные одноразовые для автоматизированных и автоматических систем по ТУ 22.29.29-007-46922822-2022, в варианте исполнения:
– наконечники «Фламинго», 200 мкл, 6 штативов по 104 шт./уп. - 7 уп.
- 29) Наконечники серии «Фламинго» в штативах нестерильные одноразовые для автоматизированных и автоматических систем по ТУ 22.29.29-007-46922822-2022, в варианте исполнения:
– наконечники «Фламинго», 1000 мкл, 2 штатива по 104 шт./уп. – 5 уп.
- 30) Руководство по эксплуатации – 1 шт

Принадлежности:

- 1) Набор мандренов – 5 шт.
- 2) Контейнер для перемешивания реагентов - 6 шт. x 10 уп.




Рисунок 1 – Анализатор. Общий вид



Рисунок 2 – Анализатор. Вид спереди с открытой откидной панелью



Рисунок 3 – Анализатор. Рабочий стол, вид сверху



Рисунок 4 – Анализатор. Вид спереди с открытыми нижними дверцами




Рисунок 5 – Промыватель планшето́в (воше́р)




Рисунок 6 – Фотометр «Реал Р» по ТУ 26.51.53-003-46922822-2016 с принадлежностями (производитель Акционерное общество «Вектор-Бест-Балтика», Россия. РУ № РЗН 2018/7111)





Рисунок 7 – Шейкер/ инкубатор



Манипулятор пипетирующий

Манипулятор транспортный

Рисунок 8 – Манипулятор пипетирующий и транспортный с функцией считывающего устройства



Рисунок 9 – Модуль управления с комплектом кабелей




Рисунок 10 – Модуль хранения штативов со сканером штрих-кода




Рисунок 11 – Штатив для образцов на 24 позиции




Рисунок 12 – Подставка под фиксаторы штативов с одноразовыми наконечниками




Рисунок 13 – Фиксатор штатива с одноразовыми наконечниками



Рисунок 14 – Узел сброса одноразовых наконечников с кожухом



Рисунок 15 – Ёмкость для использованных наконечников



Рисунок 16 – Картридж штатива для реагентов




Рисунок 17 – Штатив для контейнеров для перемешивания реагентов на 6 позиций





Рисунок 18 – Подставка на 4 слота



Вставка

Рисунок 19 – Штатив под контроли/калибраторы на 24 позиции



Рисунок 20 – Подставка на 2 слота




Рисунок 21 – Подставка на 5 слотов




Рисунок 22 – Ёмкость А – канистра 3 л с завинчивающейся крышкой, с трубкой 5 мм/1 м, с фильтром для дистиллированной воды




Рисунок 23 – Ёмкость В – канистра 3 л с завинчивающейся крышкой, с трубкой 5 мм/1 м, с фильтром для дезинфицирующего раствора



Рисунок 24 – Ёмкость С – канистра 15 л с завинчивающейся крышкой, с трубкой 5 мм/1 м, с фильтром для промывочного раствора 1



Рисунок 25 – Ёмкость D – канистра 15 л с завинчивающейся крышкой, с трубкой 5 мм/1 м, с фильтром для промывочного раствора 2




Рисунок 26 – Ёмкость Е – канистра 3 л с завинчивающейся крышкой, для моющего раствора



Рисунок 27 - Канистра для отходов 15 л с завинчивающейся крышкой, с трубкой для перелива 12 мм/2 м (1 шт.) и трубкой слива 5 мм/2 м (2 шт.)



Рисунок 28 – Видеокамера



Рисунок 29 – Кабель питания



Рисунок 30 – USB-флеш-накопитель с программным обеспечением «Чароит PRO»



Рисунок 31 –Наконечники серии «Фламинго» в штативах нестерильные одноразовые для автоматизированных и автоматических систем по ТУ 22.29.29-007-46922822-2022, в варианте исполнения:

– наконечники «Фламинго», 200 мкл, 6 штативов по 104 шт./уп.



Рисунок 32 –Наконечники серии «Фламинго» в штативах нестерильные одноразовые для автоматизированных и автоматических систем по ТУ 22.29.29-007-46922822-2022, в варианте исполнения:

- наконечники «Фламинго», 1000 мкл, 2 штатива по 104 шт./уп.




Рисунок 33 – Принадлежность: Набор мандренов




Рисунок 34 – Принадлежность: Контейнер для перемешивания реагентов

Фотографические изображения маркировки медицинского изделия




Рисунок 35 – Анализатор. Фотографическое изображение этикетки



Рисунок 36.1 –Маркировка транспортной упаковки анализатора



Рисунок 36.2 – Маркировка транспортной упаковки анализатора



Рисунок 37 –Маркировка промывателя планшето (вошер)




Рисунок 38 – Маркировка Фотометра «Реал Р»



Рисунок 39 – Маркировка шейкера/инкубатора



Рисунок 40 – Маркировка модуля хранения штативов со сканером штрих-кода




Рисунок 41 – Маркировка штатива для образцов на 24 позиции



Рисунок 42 – Маркировка подставки под фиксаторы штативов с одноразовыми наконечниками



Рисунок 43 – Маркировка фиксатора штатива с одноразовыми наконечниками



Рисунок 44 – Маркировка ёмкости для использованных наконечников



Рисунок 45 – Маркировка картриджа штатива для реагентов




Рисунок 46 – Маркировка штатива для контейнеров для перемешивания реагентов на 6 позиций




Рисунок 47 – Маркировка подставки на 4 слота




Рисунок 48 – Маркировка штатива под контроли/калибраторы на 24 позиции




Рисунок 49 – Маркировка подставки на 2 слота




Рисунок 50 – Маркировка подставки на 5 слотов





Рисунок 51 – Маркировка ёмкости А – канистра 3 л с завинчивающейся крышкой, с трубкой 5 мм/1 м, с фильтром для дистиллированной воды





Рисунок 52 – Маркировка ёмкости В – канистра 3 л с завинчивающейся крышкой, с трубкой 5 мм/1 м, с фильтром для дезинфицирующего раствора



Рисунок 53 – Маркировка ёмкости С – канистра 15 л с завинчивающейся крышкой, с трубкой 5 мм/1 м, с фильтром для промывочного раствора 1



Рисунок 54 – Маркировка ёмкости D – канистра 15 л с завинчивающейся крышкой, с трубкой 5 мм/1 м, с фильтром для промывочного раствора 2





Рисунок 55 – Маркировка ёмкости E – канистра 3 л с завинчивающейся крышкой, для моющего раствора



Рисунок 56 - Маркировка канистры для отходов 15 л с завинчивающейся крышкой, с трубкой для перелива 12 мм/2 м (1 шт.) и трубкой слива 5 мм/2 м (2 шт.)



Рисунок 57 – Маркировка кабеля питания



Рисунок 58 – Транспортная маркировка отдельно поставляемых комплектующих из состава:
 - штатив для образцов на 24 позиции;
 - штатив под контроли/калибраторы на 24 позиции



Рисунок 59 – Транспортная маркировка отдельно поставляемых комплектующих из состава:
 «Наконечники серии «Фламинго» в штативах нестерильные одноразовые для автоматизированных и автоматических систем по ТУ 22.29.29-007-46922822-2022,
 в варианте исполнения:
 – наконечники «Фламинго», 200 мкл, 6 штативов по 104 шт./уп. в упаковке»



Рисунок 60 – Транспортная маркировка отдельно поставляемых комплектующих из состава:
«Наконечники серии «Фламинго» в штативах нестерильные
одноразовые для автоматизированных и автоматических систем по ТУ 22.29.29-007-46922822-2022,
в варианте исполнения:
- наконечники «Фламинго», 1000 мкл, 2 штатива по 104 шт./уп. в упаковке»




Рисунок 61 – Маркировка принадлежности: набор мандренов



Рисунок 62 - Маркировка принадлежности: контейнер для перемешивания реагентов

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на _____

_____ листах

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Боднар И.С.

