

УТВЕРЖДАЮ

Директор предприятия

ООО «НПП «Технология»

А. Г. Низамов

2010 г.



ПЕРЕХОДНИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
 ДЛЯ ТУРБИННЫХ НАКОНЕЧНИКОВ
 С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СОЕДИНЕНИЙ
 ПБС-01Т-М4-В2, ПБЧ-01Т-В2-М4, ПБР-01Т-М4-Р
 ЭТИКЕТКА
 ТЕХ.017.000.00ЭТ

копии верна: *Сидкина*

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Переходники стоматологические для турбинных наконечников с различными видами соединений ПБС-01Т-М4-В2, ПБЧ-01Т-В2-М4, ПБР-01Т-М4-Р (в дальнейшем переходники).

Переходники имеют следующее исполнение:

1. Переходник ПБС-01Т-М4-В2 предназначен для перехода с четырехканальной муфты шланга Сп14х0,706 на двухканальный наконечник Сп14х0,635;
2. Переходник ПБЧ-01Т-В2-М4 предназначен для перехода с двухканальной муфты шланга Сп14х0,635 на четырехканальный наконечник Сп14х0,706;
3. Переходник ПБР-01Т-М4-Р предназначен для перехода с четырехканальной муфты шланга Сп14х0,706 на двухканальный наконечник М14х0,75.

Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2. Область применения – стоматология.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал: Для изготовления корпуса переходников применяется материал-Д16, с последующим покрытием НЗ. Для гайки зажимной – латунь ЛС59, с покрытием НЗ.

Основные размеры переходников указаны в таблице 1

Таблица 1

Основные размеры	Переходник ПБС-01Т-М4-В2	Переходник ПБЧ-01Т-В2-М4	Переходник ПБР-01Т-М4-Р
Длина переходника, мм	32,5±0,5	45±0,5	32,5±0,5
Диаметр переходника, мм	16±0,5	16±0,5	16±0,5

Масса переходников должна быть не более 0,02 кг.



копия верна: Мухина

ТЕХ.017.000.00ЭТ

№. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПЕРЕХОДНИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПБС-01Т-М4-В2, ПБЧ-01Т-В2-М4 ПБР-01Т-М4-Р ЭТИКЕТКА	Лит.	Лист	Листов	
	Разраб.		Мухина Д	<i>Мухина</i>			А		2	4
	Провер.		Леухин В.В	<i>Леухин</i>						
	Н.Контр.		Мудавьева Н	<i>Мудавьева</i>						
ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU						ООО «НПП «Технология»				

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

наименование изделия _____ обозначение _____ заводской номер _____

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____

личная подпись _____

расшифровка подписи _____

год, месяц, число _____

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель
предприятия

Обозначение документа,
по которому производится поставка

МП _____

личная подпись _____

расшифровка подписи _____

год, месяц, число _____

Заказчик
(при наличии)

МП _____

личная подпись _____

расшифровка подписи _____

год, число, месяц _____

4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

4.1 Предприятие – изготовитель гарантирует безотказную работу переходника в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации переходника должен быть не менее 12 месяцев со дня продажи. В случае отсутствия в гарантийном талоне даты продажи, заверенной печатью торгующей организации и подписи продавца, гарантийный срок исчисляется со дня приемки переходника ОТК предприятия – изготовителя.

4.3 Гарантийный срок хранения – 1,5 года.



ТЕХ.017.000.00ЭТ

Лист

3

4.4 Переходник должен храниться на стеллажах. Воздух помещений не должен содержать коррозионно-активных примесей.



Комму. берия!
Лыкина

№ подл.	Подп.и дата	Взам.инв. №	Инв.№ субл.	Подп.и дат.
 Копия <i>Верес</i> <i>Лыкина</i>				
ТЕХ.017.000.00ЭТ				Лист 4