

СТЕРРАД разделители в лотки.

СТЕРРАД маты для укладки инструментов в лотках.

СТЕРРАД кассеты 50, 100S, 200, NX, 100NX.

Лотки для инструментов

Бумага, картриджи для принтера.

Коробки для сбора кассет



СТЕРРАД бустеры.





СТЕРРАД адаптеры.




СТЕРРАД химические индикаторные полоски.



СТЕРРАД химическая индикаторная лента.





СТЕРРАД тест-наборы.





СТЕРРАД биологический индикатор CycleSure.

STERRAD® CycleSure® 24



Biological Indicator

For use in the STERRAD® Sterilizer only.

Store at 2°C - 25°C (35°F - 77°F) under dry conditions. DO NOT store near any sterilant, sources of ethylene oxide, hydrogen peroxide, acids, alkalis or volatile anaesthetics such as glutaraldehyde or formaldehyde.

STERRAD Cassettes, or any other oxidizers.

Single Use

Indicateur Biologique

Large reserved for sterilisateur STERRAD®.

Stockez à un endroit sec entre 2°C - 25°C (35°F - 77°F), loin de tout système de stérilisation (oxyde d'éthylène, peroxyde d'hydrogène) de toute substance, de toute substance oxydante (glutaraldéhyde, et de tout agent oxydant, acides, bases, anesthésiques volatils).

Bio-Indikator

Nur in STERRAD® Sterilisatoren benutzen. Bei Raumtemperatur lagern. Bei 2°C - 25°C (35°F - 77°F). Nicht in der Nähe von Sterilisatoren oder oxidierenden Substanzen wie z.B. Ethylenoxid, Wasserstoffperoxid, STERRAD Cassetten, Säuren, Alkalien oder Lösungsmitteln wie Glutaraldehyd oder Formaldehyd lagern.

② Nur zum Einmalgebrauch

Indicatore-Biologico


Da usare solo con lo sterilizzatore STERRAD®.

Conservare a temperatura ambiente 2°C - 25°C (35°F - 77°F), od al riparo dall'umidità. Non conservare vicino a sterilizzatori o a fonti di ossido di etilene o di perossido di idrogeno.


② Monouso.



Тайвек пакеты самоклеивающиеся с химическим индикатором СТЕРРАД.




Тайвек пакеты термозапаеваемые с химическим индикатором СТЕРРАД.



Тайвек термозапаеваемые рулоны с химическим индикатором СТЕРРАД.



СТЕРРАД держатели инструментов в лотках.






СТЕРРАД держатели инструментов с замком «Твистлок»



СТЕРРАД заглушка для держателей.



СТЕРРАД набор аксессуаров.



EPSON

EXCEED YOUR VISION

**RIBBON CARTRIDGE
ERC-23 B/R**

Black/Red Inkjet Cartridge for Epson Stylus Color 740C
Model: ERC-23 B/R

M-253/252A/257/257A

M-252/252A/257/257A

TM-257/257 B

RP-257


Genuine Epson

© Copyright 2004 Seiko Epson Corporation.

All Rights Reserved.

Epson is a registered trademark of
Seiko Epson Corporation.

Руководство пользователя.



15
7
Решение
И.А.

