



«УТВЕРЖДАЮ»

Специалист по регистрации и качеству

ООО «Зиммер СНГ»

Черкасова Ю.В.

2023 г.



Фотографические изображения

«Компоненты примерочные для установки эндопротезов коленного сустава»



Рис. 1. Пластина примерочная для компонента тибального, соответствующая компоненту тибальному MPS-Flex типоразмером 1)
Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Пластина примерочная для компонента тибального, соответствующая компоненту тибальному MPS-Flex
типоразмерами: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8



Рис. 2. Вкладыш надколенника примерочный, размер (диаметр x толщина) 26x7,5



Рис. 3. Компонент бедренный примерочный MPS-Flex левый, соответствующий компоненту бедренному MPS-Flex левому типоразмером А

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU вид, отличаются размерным рядом: Компонент бедренный примерочный MPS-Flex левый, соответствующий компоненту бедренному MPS-Flex левому типоразмерами: А; В; С; D; E; F; G



Рис. 4. Вкладыш примерочный тибиальный MPS-Flex AB/1-2, соответствующий вкладышу тибиальному MPS-Flex AB/1-2 типоразмером 10 мм



Рис. 5. Вкладыш примерочный тибиальный MPS-Flex CD/1-2, соответствующий вкладышу тибальному MPS-Flex CD/1-2 типоразмером 14 мм



Рис. 6. Вкладыш примерочный тибиальный MPS-Flex CD/3-4, соответствующий вкладышу тибальному MPS-Flex CD/3-4 типоразмером 14 мм
Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Вкладыш примерочный тибиальный MPS-Flex CD/3-4, соответствующий вкладышу тибальному MPS-Flex CD/3-4 типоразмерами 10 мм, 12 мм, 14 мм



Рис. 7. Вкладыш примерочный тибиальный MPS-Flex AB/3-4, соответствующий вкладышу тибальному MPS-Flex AB/3-4 типоразмером 10 мм

ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru ид, отличаются размерным рядом: Вкладыш примерочный тибиальный MPS-Flex AB/3-4, соответствующий вкладышу тибальному MPS-Flex AB/3-4 типоразмерами: 10 мм, 12 мм, 14 мм



Рис. 8. Вкладыш примерочный тибальный MPS-Flex EF/3-4, соответствующий вкладышу тибальному MPS-Flex EF/3-4 типоразмером 14 мм



Рис. 9. Вкладыш примерочный тибиальный MPS-Flex EF/5-6, соответствующий вкладышу тибальному MPS-Flex EF/5-6 типоразмером 14 мм



Рис. 10. Вкладыш примерочный тибиальный MPS-Flex CD/5-6, соответствующий вкладышу тибиальному MPS-Flex CD/5-6 типоразмером 10 мм



Рис. 11. Вкладыш примерочный тибальный MPS-Flex GH/5-6, соответствующий вкладышу тибальному MPS-Flex GH/5-6 типоразмером 14 мм




Рис. 12. Вкладыш примерочный тибиаьный MPS-Flex GH/7-10, соответствующий вкладышу тибиаьному MPS-Flex GH/7-10 типоразмером 14 мм



Рис. 13. Вкладыш примерочный тибиальный MPS-Flex EF/7-10, соответствующий вкладышу тибиальному MPS-Flex EF/7-10 типоразмером 10 мм



Рис. 14. Вкладыш примерочный Varus 0 градусов и 3 градуса, правый, соответствующий правым варусным углам опилования 0 градусов и 3 градуса
 Имеют схожий внешний вид, отличаются ориентацией: Вкладыш примерочный Varus 0 градусов и 3 градуса, левый, соответствующий левым варусным углам
 опилования 0 градусов и 3 градуса, Вкладыш примерочный Varus 0 градусов и 3 градуса, правый, соответствующий правым варусным углам опилования 0 градусов и 3 градуса



Рис. 15. Вкладыш примерочный Varus 5 градусов и 7 градусов, левый, соответствующий левым варусным углам опилования 5 градусов и 7 градусов
Имеют схожий внешний вид, отличаются ориентацией: Вкладыш примерочный Varus 5 градусов и 7 градусов, левый, соответствующий левым варусным углам опилования 5 градусов и 7 градусов, Вкладыш примерочный Varus 5 градусов и 7 градусов, правый, соответствующий правым варусным углам опилования 5 градусов и 7 градусов



Рис. 16. Вкладыш надколенника 3 штифта примерочный, соответствующий надколеннику Motivation 3 штифта типоразмером 34 мм
Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Вкладыш надколенника 3 штифта примерочный, соответствующий надколеннику Motivation 3 штифта типоразмерами: 31 мм, 34 мм




Рис. 17. Компонент бедренный примерочный PS правый, соответствующий компоненту бедренному Motivation PS правому типоразмером 55

Ид, отличаются размерным рядом: Компонент бедренный примерочный PS правый, соответствующий компоненту бедренному Motivation PS правому типоразмерами: 55; 57,5; 60; 62,5; 65; 67,5; 70; 72,5; 75; 80, Компонент бедренный примерочный PS левый, соответствующий компоненту бедренному



Рис. 18. Пластина примерочная, размер (длина) 63 мм;

ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru ид, отличаются размерным рядом: Пластина примерочная, размеры (длина): 59 мм, 63 мм; 67 мм; 71 мм; 75 мм; 79 мм; 83 мм, 87 мм; 91 мм



Рис. 19. Головка резекционная тибальная с выравниванием левая для проведения опилования проксимальной части левой тибальной кости



Рис. 20. Вкладыш примерочный тибнальный 5-в-1, размер (длина х толщина) 71/75X16; цвет серый

Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Вкладыш примерочный тибнальный 5-в-1, размеры (длина х толщина): 71/75X10, 71/75X11, 71/75X12, 71/75X13, 71/75X14, 71/75X16, 71/75X18, 71/75X20, 71/75X22, 71/75X24, 79/83X13, 79/83X14, 79/83X16, 79/83X18, 79/83X20, 79/83X22, 79/83X24, 87/91X10, 87/91X11, 87/91X12, 87/91X18, 87/91X20, 87/91X22, 87/91X24




Рис. 21. Вкладыш примерочный тибальный 5-в-1, размер (длина х толщина) 79/83X10; цвет коричневый
Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Вкладыш примерочный тибальный 5-в-1, размеры (длина х толщина): 79/83X10, 79/83X11, 79/83X12, 79/83X13, 79/83X14, 79/83X16, 79/83X18, 79/83X20, 79/83X22, 79/83X24



Рис. 22. Вкладыш примерочный тибиаьный 5-в-1, размер (длина х толщина) 63/67X10; цвет зеленый
Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Вкладыш примерочный тибиаьный 5-в-1, размеры (длина х толщина): 63/67X10, 63/67X11, 63/67X12, 63/67X13, 63/67X14, 63/67X16, 63/67X18, 63/67X20, 63/67X22, 63/67X24



Рис. 23. Вкладыш примерочный тибиальный 5-в-1, размер (длина х толщина) 59X10; цвет оранжевый
Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Вкладыш примерочный тибиальный 5-в-1, размеры (длина х толщина): 59X10, 59X11, 59X12, 59X13, 59X14, 59X16, 59X18, 59X20, 59X22, 59X24



Рис. 24. Вкладыш примерочный тибиальный 5-в-1, размер (длина x толщина) 87/91X24; цвет синий
Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Вкладыш примерочный тибиальный 5-в-1, размеры (длина x толщина): 87/91X10, 87/91X11, 87/91X12, 87/91X13, 87/91X14, 87/91X16, 87/91X18, 87/91X20, 87/91X22, 87/91X24



Рис. 25. Вкладыш примерочный тибиальный AS, соответствующий вкладышу тибальному Motivation CR AS типоразмером 10X87; цвет красный
 Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Вкладыш примерочный тибиальный AS, соответствующий вкладышу тибальному Motivation CR AS



Рис. 26. Вкладыш примерочный тибиальный AS, соответствующий вкладышу тибальному Motivation CR AS типоразмером 18X63; цвет оранжевый
Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Вкладыш примерочный тибиальный AS, соответствующий вкладышу тибальному Motivation CR AS
типоразмерами: 10X63, 11X63, 12X63, 13X63, 14X63, 16X63, 18X63, 20X63



Рис. 27. Вкладыш примерочный тибиальный AS, соответствующий вкладышу тибальному Motivation CR AS типоразмером 14X59; цвет желтый
Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Вкладыш примерочный тибиальный AS, соответствующий вкладышу тибальному Motivation CR AS
типоразмерами: 10X59, 11X59, 12X59, 13X59, 14X59, 16X59



Рис. 28. Вкладыш примерочный тибиальный AS, соответствующий вкладышу тибальному Motivation CR AS типоразмером 20X83; цвет черный
Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Вкладыш примерочный тибиальный AS, соответствующий вкладышу тибальному Motivation CR AS
типоразмерами: 10X83, 11X83, 12X83, 13X83, 14X83, 16X83, 18X83, 20X83



Рис. 29. Вкладыш примерочный тибиальный AS, соответствующий вкладышу тибиальному Motivation CR AS типоразмером 16X79; цвет синий
Вкладыш примерочный тибиальный AS, соответствующий вкладышу тибиальному Motivation CR AS типоразмерами: 10X79, 11X79, 12X79, 13X79, 14X79, 16X79, 18X79, 20X79




Рис. 30. Вкладыш примерочный тибиальный AS, соответствующий вкладышу тибиальному Motivation CR AS типоразмером 18X71; цвет серый
Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Вкладыш примерочный тибиальный AS, соответствующий вкладышу тибиальному Motivation CR AS типоразмерами: 10X71, 11X71, 12X71, 13X71, 14X71, 16X71, 18X71, 20X71



Рис. 31. Вкладыш примерочный тибиальный AS, соответствующий вкладышу тибиальному Motivation CR AS типоразмером 18X75; цвет коричневый
Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Вкладыш примерочный тибиальный AS, соответствующий вкладышу тибиальному Motivation CR AS типоразмерами: 10X75, 11X75, 12X75, 13X75, 14X75, 16X75, 18X75, 20X75




Рис. 32. Вкладыш примерочный тибиальный AS, соответствующий вкладышу тибиальному Motivation CR AS типоразмером 18X67; цвет зеленый
Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Вкладыш примерочный тибиальный AS, соответствующий вкладышу тибиальному Motivation CR AS
типоразмерами: 10X67, 11X67, 12X67, 13X67, 14X67, 16X67, 18X67, 20X67



Рис. 33. Вкладыш примерочный тибиаьный CR, соответствующий вкладышу тибиаьному Motivation CR типоразмером 79/83X10; цвет коричневый
 Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Вкладыш примерочный тибиаьный CR, соответствующий вкладышу тибиаьному Motivation CR
 типоразмерами: 79/83X10, 79/83X11, 79/83X12, 79/83X13, 79/83X14, 79/83X16, 79/83X18



Рис. 34. Вкладыш примерочный тибиальный CR, соответствующий вкладышу тибиальному Motivation CR типоразмером 63/67X18; цвет зеленый
Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Вкладыш примерочный тибиальный CR, соответствующий вкладышу тибиальному Motivation CR типоразмерами: 63/67X10, 63/67X11, 63/67X12, 63/67X13, 63/67X14, 63/67X16, 63/67X18



Рис. 35. Вкладыш примерочный тибиаьный CR, соответствующий вкладышу тибиаьному Motivation CR типоразмером 71/75X18; цвет серый
Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Вкладыш примерочный тибиаьный CR, соответствующий вкладышу тибиаьному Motivation CR
типоразмерами: 71/75X10, 71/75X11, 71/75X12, 71/75X13, 71/75X14, 71/75X16, 71/75X18



Рис. 36. Компонент бедренный примерочный CR правый, соответствующий компоненту бедренному CR правому типоразмером 62,5;

Указан следующий размерный ряд, отличаются размерным рядом и ориентацией: Компонент бедренный примерочный CR правый, соответствующий компоненту бедренному CR правому типоразмерами: 55; 57,5; 60; 62,5; 65; 67,5; 70; 72,5; 75; 80, Компонент бедренный примерочный CR левый, соответствующий компоненту бедренному CR правому типоразмерами: 55; 57,5; 60; 62,5; 65; 67,5; 70; 72,5; 75; 80



Рис. 37. Штифт бедренный примерочный, соответствующий штифтам на внутренней поверхности компонентов бедренных



Рис. 38. Вкладыш для надколенника 3 штифта примерочный, соответствующий надколеннику Motivation 3 штифта типоразмером 28 мм



Рис. 39. Вкладыш надколенника примерочный, соответствующий надколеннику Motivation типоразмером 28 мм




Рис. 40. Пример маркировки индивидуальной упаковки

产品名称：膝关节手术器械

部件名称：股骨假体试模

产品编码：MK1483102

生产日期：2020-07-02

规格：57.5 R

使用期限：见说明书

数量：1

批号：99999999

生产备案凭证编号：京昌食药监械生产备20140004号

合格

医疗器械备案凭证编号：京经械备20200016号

其它内容详见说明书



生产企业：北京太冈医疗器械有限公司

生产地址：北京经济技术开发区博兴八路21号院1号楼 联系电话：010-50879200

备案人住所：北京市北京经济技术开发区博兴八路21号院1号楼



(01)06942748985932(11)200702(10)99999999



避免雨淋



参考使用说明

Рис. 41. Пример маркировки индивидуальной упаковки

Пластина примерочная для компонента тибияльного, соответствующая компоненту тибияльному MPS-Flex типоразмером 1 Производитель: Бэйцзин Монгань Китай XXXXXX Медикал Девайс Ко., Лтд.	
Представитель производителя в РФ: ООО «Зиммер СНГ» 119048, Москва, улица Усачева, дом 29, корп. 9, помещение 15; Тел: (495) 980 08 85 Регистрационное удостоверение № XXX от ДД.ММ.ГГГГ Дата изготовления / Назначение / Серия / Годен до: см. упаковку Н см. инструкцию см. символы на упаковке	
Описание:	Пластина примерочная для компонента тибияльного

Рис. 42. Макет русскоязычной маркировки (пример)


 Вкладыш примерочный тибиаьный CR, соответствующий
 вкладышу тибиаьному Motivation CR типоразмером 18X79/83 мм

Производитель: Бэйцзин Монтань Китай XXXXXX
 Медикал Девайс Ко., Лтд. XXXXXX

Адрес: Beijing Montagne Medical Device Co., Ltd. Building 1, No. 21 Boxing 6th Road, Beijing
 Economic-Technological Development Area Beijing 100176 China

Представитель производителя в РФ: ООО «Зиммер СНГ»
 Россия, 119048, Москва, ул. Усачева, дом 29, корп. 9 помещение 15

Тел: (495) 980 08 85

Регистрационное
удостоверение №: XXX XXXX/XXXXX от: DD.MM.YYYY

Дата изготовления / Назначение / Годен до: см. упаковку см. инструкцию
 см. символы на упаковке

Описание: Вкладыш примерочный тибиаьный CR


 (01) 0 0000000 00000 0 (11) 231114 (10) 12345678

Рис. 43. Макет русскоязычной маркировки (пример)

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

44 (сорок четыре) листа (ов)

Специалист по регистрации и качеству
Черкасова Ю.В.

«01» марта 2023 г.

