



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО НПП «МедИнж»
А.С. Евдокимов

2023 г.

Фотографическое изображение медицинского изделия:

**«Система доставки протеза клапана сердца баллонорасширяемого «МЕДИНЖ» по
МЛЦК.942511.022 ТУ»**

Версия 1.1

2023 год




Медицинское изделие «Система доставки протеза клапана сердца баллонорасширяемого «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942511.022 ТУ». Система доставки «МЕДИНЖ». Внешний вид.



Вариант маркировки медицинского изделия «Система доставки протеза клапана сердца баллонорасширяемого «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942511.022 ТУ».
Маркировка на системе доставки.

Система доставки «МЕДИНЖ»

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР БАЛЛОНА	25 мм
ЭФФЕКТИВНАЯ ДЛИНА БАЛЛОНА	35 мм
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МАРКЕРАМИ	25 мм
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	400 кПа (4 атм)
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	600 кПа (6 атм)



SN / СЕРИЙНЫЙ №

T0936

2023-06



2026-06

STERILE EO

Стерилизация
оксидом этилена

Нетоксично



Аллергено



Не использовать
при повреждении
упаковки



Запрет на
повторное
применение



Не стерилизовать
повторно



Осторожно!



Обратитесь
к инструкции по
применению



Условия хранения

Система доставки протеза клапана сердца
баллонорасширяемого «МЕДИНЖ»
по МЛЦК.942511.022 ТУ

Рег. уд. № _____ ОТ _____




МедИнж



ЗАО НПП «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2913; Тел.: (8412) 93-47-63;
Факс: (8412) 38-09-68; E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru


■ ЗАО НПП «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза,
п. Центральная, д. 1, а/я 2913; Тел.: (8412) 93-47-63;
(8412) 38-09-68; E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru



Медицинское изделие «Система доставки протеза клапана сердца баллонорасширяемого «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942511.022 ТУ».
Устройство обжимное МИ 1. Внешний вид

Вариант маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Система доставки протеза клапана сердца баллонорасширяемого «МЕДИНЖ» по МЛЦК.942511.022 ТУ». Устройство обжимное МИ 1.

Устройство обжимное «МИ1»



LOT/№ ПАРТИИ
2023-06



T0937
2026-06

STERILE EO

Стерилизация
оксидом этилена

Нетоксично



Не использовать
при повреждении
упаковки



Запрет на
повторное
применение



Не стерилизовать
повторно



Осторожно!



Обратитесь
к инструкции по
применению



Система доставки протеза клапана сердца
баллонорасширяемого «МЕДИНЖ»
по МЛЦК.942511.022 ТУ

Рег. уд. № _____ ОТ _____




МедИнж



ЗАО НПП «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2913; Тел.: (8412) 93-47-63;
Факс: (8412) 38-09-68; E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru

Устройство обжимное «МИ1»



LOT/№ ПАРТИИ
2023-06



T0937
2026-06

STERILE EO

Стерилизация
оксидом этилена

Нетоксично



Не использовать
при повреждении
упаковки



Запрет на
повторное
применение



Не стерилизовать
повторно



Осторожно!



Обратитесь
к инструкции по
применению



Условия хранения

Система доставки протеза клапана сердца
баллонорасширяемого «МЕДИНЖ»
по МЛЦК.942511.022 ТУ

Рег. уд. № _____ ОТ _____



МедИнж



ЗАО НПП «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2913; Тел.: (8412) 93-47-63;
Факс: (8412) 38-09-68; E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru

Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

