

Фотографические материалы на медицинское изделие
Установка рентгенодиагностическая мобильная цифровая
ДЕЛЬТА по ТУ 9442-003-91526802-2011

Установка рентгенодиагностическая мобильная цифровая ДЕЛЬТА
по ТУ 9442-003-91526802-2011. Исполнение 2







Vasil Levski 88 Str., district Vrabnitsa,
Sofia-1261, BULGARIA
www.medray.bg
+359 2 444 12 12
+359 2 444 19 19



MOBI DR



230V $\pm 10\%$ / 50Hz / Continuous: 3,5kVA
/ Momentary: 7,5kVA

REF

MTEMDR01

SN

M23-031-208171281

MADE IN BULGARIA



2023



127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

УСТАНОВКА РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
МОБИЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ДЕЛЬТА

ИСПОЛНЕНИЕ 2

ИЗДЕЛИЕ
№ РМП

03-125-23



~230V $\pm 10\%$ / Длит. реж. 3,5кВА
(50 ± 1 Гц) Пик. мгнов. 7,5кВА

Интервал
работы
1:60

ТУ 9442-003-91526802-2011

Дата
выпуска 10 2023

"МЕДРЕЙ" ООД, ул. Васил Левски №88,
район Връбница, г. София 1261, България



127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

УСТАНОВКА РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
МОБИЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ДЕЛЬТА

ШТАТИВ ПЕРЕДВИЖНОЙ
MOBI DR

ИЗДЕЛИЕ
№ РМП

03-125-23



~230V $\pm 10\%$ / Длит. реж. 3,5кВА
(50 ± 1 Гц) Пик. мгнов. 7,5кВА

Интервал
работы
1:60


ТУ 9442-003-91526802-2011

Дата
выпуска 10 2023

"МЕДРЕЙ" ООД, ул. Васил Левски №88,
район Връбница, г. София 1261, България



Рентгеновский моноблок E-100R HF KL 65 C, производства фирмы IMD Generators s.r.l, Италия;



Рентгеновский моноблок MR32AR KL 65, производства фирмы SMAM s.r.l, Италия



Электронный коллиматор серии OPTICA 10, производства фирмы Varex Imaging, Нидерланды;



Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта, интегрированное в штатив передвижной:
Аппаратно-программный комплекс АРМ лаборант, производства ООО «РЕНМЕДПРОМ», Россия
или производства фирмы «Медрей» ООД (MEDRAY LTD), Болгария;



Устройство проводное включения/выключения рентгеновского излучения, производства ООО «РЕНМЕДПРОМ», Россия или производства фирмы «Медрей» ООД (MEDRAY LTD), Болгария;





127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

**УСТАНОВКА РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
МОБИЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ДЕЛЬТА**

**УСТРОЙСТВО ПРОВОДНОЕ
ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ
РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ**

**ИЗДЕЛИЕ
№ РМП 03-125-23**

ТУ 9442-003-91526802-2011

Дата выпуска 10 2023




**"МЕДРЕЙ" ООД, ул. Васил Левски №88,
район Връбница, г. София 1261, Болгария.**


Устройство беспроводное включения/выключения рентгеновского излучения, производства ООО «РЕНМЕДПРОМ», Россия или производства фирмы «Медрей» ООД (MEDRAY LTD), Болгария.




Плоскопанельный цифровой детектор 43х43 см, производства фирмы Italray S.r.l., Италия;




Плоскопанельный цифровой детектор 35x43 см, производства фирмы Italray S.r.l., Италия;



Плоскопанельный цифровой детектор Mars 1717V-VSI, производства фирмы «iRay Technology Co., Ltd.», Китай или производства фирмы «iRay Technology Taicang Ltd.», Китай




Плоскопанельный цифровой детектор Mars 1417V-TSI, производства фирмы «iRay Technology Co., Ltd.», Китай или производства фирмы «iRay Technology Taicang Ltd.», Китай;



Зарядное устройство аккумуляторной батареи приемника рентгеновского цифрового CHARGER-COMBO, производства фирмы Italray S.r.l., Италия или производства фирмы «iRay Technology Co., Ltd.», Китай или производства фирмы «iRay Technology Taicang Ltd.», Китай.



Аккумуляторная батарея приемника рентгеновского цифрового BATTERY-KV, производства фирмы Italray S.r.l., Италия или производства фирмы «iRay Technology Co., Ltd.», Китай или производства фирмы «iRay Technology Taicang Ltd.», Китай.





ITALRAY s.r.l. Via del P. Europeo 9D - 50018
SCANDICCI (Firenze) ITALY
tel. +39 055 7228511 fax. +39 055 7228512
e-mail: info@italray.it web: www.italray.it

DEVICE
NAME

Digital Flat Panel Detector Battery

REF

IR 023-201-01

OUTPUT

11.5V -4180mAh

CHARGE
VOLTAGE

12.6V



2020

SN

B07205194699993063

PRODUCED IN

锂离子充电电池



产品型号: BATTERY-KV

输出: 10.8V --- 4180mAh/45.14Wh

充电电压: 12.6V

执行标准: GB31241-2014

识别码: 31CP8/116/211



上海实瑞光电子科技股份有限公司
上海市浦东新区
瑞庆路590号9幢2层202室, 2020-05



警告!

- 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中;
- 禁止电池过放使用, 以防性能失效;
- 若出现严重膨胀, 请勿继续使用;
请勿置于高温环境中;
- 请使用CHARGER-KV为电池充电, 请勿使用
其他型号充电器;
- 请在初次使用时请为电池完全充电;
- 当电池电量小于5%时, 请及时给电池充电;
- 请用同型号电池替代, 使用不同型号电池
有燃烧或者爆炸危险;
- 请将电池放置在儿童无法触及的地方;
- 请根据当地法律处理废旧电池。

Battery

Model: BATTERY-KV

Output: 10.8V --- 4180mAh/45.14Wh

Charge Voltage: 12.6V

Standard: GB31241-2014

Identification code: 31CP8/116/211



iRay Technology Co., Ltd.
Rm. 202, Building 7, No. 590, Ruiqing Rd.,
Zhangjiang East, Pudong, Shanghai, China, 2020-05
www.iraychina.com



iRay Europe GmbH
In den Dorfriesen 14, 71720 Oberstenfeld Germany
www.irayeuropa.com

CAUTION:

- Prohibited to disassemble, hit, squeeze or throw into the fire.
- Please charge the battery regularly to avoid over discharged failure.
- If severe ballooning, please do not continue to use,
Please do not put battery in high temperature environment.
- Be Charged only with CHARGER-KV.
- Please charge the battery full before first use.
- Please charge the battery immediately when the capacity is less
than 5%.
- Replace battery with the same model only. Use other model batteries
may present a risk of fire or explosion.
- Keep away from children.
- Dispose of all used batteries according to local law.




B02171202030000167




P-PROD1MCPA

Автоматизированное рабочее место врача рентгенолога: Аппаратно-программный комплекс АРМ
Врач, производства ООО «РЕНМЕДПРОМ», Россия



Дозиметр клинический для контроля радиологических процедур серии VacuDap System,
производства "ВакуТек Месстехник ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2012/11816.



Дозиметры рентгеновского излучения клинические ДРК по ТУ 9441-109-31867313-2012 в следующей комплектации: Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1, основное исполнение или Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М, производства ООО НПП "Доза", Россия, РУ № РЗН 2014/1562.




Камера лазерная мультимедийная DRYVIEW 5700 Laser Imaging System для печати медицинских изображений, с принадлежностями, производства Carestream Health, Inc., США, РУ № ФСЗ 2011/10352;



Камера мультиматная термографическая Drystar 5302 с принадлежностями, производства Agfa HealthCare N.V., Бельгия, РУ № ФСЗ 2008/02792;



Крепление детское универсальное по ТУ 9452-001-80020198-2010, производства ИП Давлетов
Дифиян Ясавиевич, РУ № ФСР 2011/09994;



Автоматизированное рабочее место файл сервер: Аппаратно-программный комплекс АРМ файл сервер, производства ООО «РЕНМЕДПРОМ», Россия, в составе:
Системный компьютерный блок NL, производства ООО «Сетевая лаборатория», Россия;



Источник бесперебойного питания RPT-1025AP, производства фирмы «Powercom Co., Ltd.», Тайвань (Китай).



1

Всего прошито

и скреплено печатью
28 (двадцать восемь) листов
Генеральный директор
ООО «РЕНМЕДПРОМ»
Погодин В.А.

