

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «СибАкадемТехнологии»


П.А. Самойлов
«23» октября 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**ПЛАНШЕТ 96-ЛУНОЧНЫЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫДЕЛЕНИЯ
НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ С V-ОБРАЗНЫМ ДНОМ, ВСМ®**


Версия 1 от «23» октября 2023 г.



Внешний вид, вид сверху



Внешний вид, вид снизу



Маркировка потребительской упаковки

Пластики 96-луночные для использования системой выделения
нуклеиновых кислот с V-образным дном, BCM®
ТУ 32.50.50-000-72241324-2023

(5 шт.)

Материал: поликарбонат

Модель: однократного применения

Не использовать в случае повреждения упаковки и/или самого изделия



01.2023

каталожный номер (артикул): BCM-PCB-P-96-V

12.2027

номер партии: BCMPV96/0123



ООО "Сайлент Технологии", 600000 г. Нижний Новгород, ул. Мухоморова, д. 16, офис 354-1
Адрес производства: 610068, г. Москва, ул. Овощеводов, д. 3


Уполномоченный представитель производителя:

АО "БиоХимМед Диагностика", 119311, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, пр-кт Ломоносовский, д. 25, в. 2, этаж. 00/0

Материал сохраняет температуру при хранении от минус 20 °С до плюс 36 °С. Относительная влажность воздуха не более 90 %.




РУ №



biochemmack.ru
+7 (495) 647-27-40
info@biochemmack.ru

Потребительская упаковка

Лист 3 из 4



Маркировка транспортной упаковки



Транспортная упаковка



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 4 (четыре) листах
Директор ООО «СибАкадемТехнологии»

П.А. Самойлов

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «СибАкадемТехнологии»


Н.А. Самойлов
«23» октября 2023 г.



ОБРАЗЦЫ МАРКИРОВКИ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ПЛАНШЕТ 96-ЛУНОЧНЫЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫДЕЛЕНИЯ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ С V-ОБРАЗНЫМ ДНОМ, ВСМ®

Версия 1 от «23» октября 2023 г.

Образец маркировки потребительской упаковки:

Планшет 96-луночный для использования системой выделения
нуклеиновых кислот с V-образным дном, ВСМ®
ТУ 32.50.50-008-72241324-2023

(5 шт.)

Изделие нестерильно

Изделие однократного применения

Не использовать в случае повреждения упаковки и/или самого изделия



ММ.ГГГГ Каталогный номер (артикул): ВСМ-PCR-P-96-V



ММ.ГГГГ Номер партии: ВСМРV96/ММГГ



ООО "СибАкадемТехнологии", 630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 16, офис 354-1
Адрес производства: 630068, г.Новосибирск, ул.Одоевского, д.3

Уполномоченный представитель производителя:

АО "БиоХимМак Диагностика", 119311, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный
округ Раменки, пр-кт Ломоносовский, д. 25, к. 2, помещ. 60/3

Изделие выдерживает температуру при хранении от минус 20 °С до плюс
35 °С. Относительная влажность воздуха не более 90 %.



РУ №



biochemmack.ru
+7 (495) 647-27-40
info@biochemmack.ru

Примечание: на маркировке указывается вместо ММ – месяц, ГГГГ и ГГ– год
(при заполнении значений допускается смещение последующего на строке текста).
Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки, а
также черного текста относительно цветного, не нормировано.

Образец маркировки транспортной упаковки:

Планшет 96-луночный для использования системой выделения нуклеиновых кислот с V-образным дном, ВСМ[®], в составе:

- Планшет 96-луночный для использования системой выделения нуклеиновых кислот с V-образным дном, ВСМ[®] – 10 упаковок по 5 планшетов;
- Инструкция по применению – 1 шт.

ТУ 32.50.50-008-72241324-2023

Изделие нестерильно

Изделие однократного применения

Не использовать в случае повреждения упаковки и/или самого изделия



ММ.ГГГГ

Каталожный номер (артикул): ВСМ-PCR-P-96-V



ММ.ГГГГ

Номер партии: ВСМРV96/ММГГ



ООО "СибАкадемТехнологии", 630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 16, офис 354-1
Адрес производства: 630068, г.Новосибирск, ул.Одоевского, д.3

Уполномоченный представитель производителя:

АО "БиоХимМак Диагностика", 119311, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ
Раменки, пр-кт Ломоносовский, д. 25, к. 2, помещ. 60/3

РУ №



Масса брутто: X,XXX кг



biochemmack.ru
+7 (495) 647-27-40
info@biochemmack.ru

Примечание: на маркировке указывается вместо X – цифра, ММ – месяц, ГГГГ и ГГ – год (при заполнении значений допускается смещение последующего на строке текста). Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки, а также черного текста относительно цветного, не нормировано.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 2 (*два*) листах
Директор ООО «СибАкадемТехнологии»

[Подпись]
П.А. Самойлов

