



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Маркер Gold Anchor для лучевой терапии, варианты исполнения: GA150-10, GA150-20, GA200-10, GA200-10-B, GA200-20, GA200-20-B.

Состав:


1. Игла тонкая 22G или 25G с предустановленным в нее маркером.
2. Трубка защитная.
3. Ограничитель маркера.
4. Ограничитель зонда пластиковый.
5. Зонд.
6. Наконечник Люера.





Общий вид маркеров в упаковке






Ограничитель зонда пластиковый	Зонд	Наконечник Люера	Трубка защитная.	Игла тонкая 22G с предустановленным в нее маркером	Ограничитель маркера.
-----------------------------------	------	---------------------	------------------	--	-----------------------



Gold Anchor™
The fine needle marker

EN Endosteal marker
DE Radiographisch marker
FR Marqueur radiographique
ES Marcador radiológico de huesos blandos
GA150-10 0.28 x 10 mm

PL Złoty znacznik do radioterapii
SV Märkare för mjukvävnad




NASLUND MEDICAL AB
Vasevagen 21
SE 14139 Huddinge
Sweden

Phone: +46 768 156 375
Fax: +46 768 300 301
www.FineNeedleMarker.com


REF GA150-10

LOT NA39M



EXP 2019-01



Маркер Gold Anchor GA150-20



Mapkep Gold Anchor GA200-10



Mapkep Gold Anchor GA200-10-B



Gold Anchor™
The fine needle marker

EN Fiducial marker
DE Radiographisch marker
FR Marqueur radiographique
ES Marcador radiológico de tejidos blandos
GA20010 B x3.6 US Patent No. 8,100,834

PL Złoty znacznik do radioterapii
SV Marker för mjukvävnad

CE 0413



STERILE R RU-ONLY




NASLUND MEDICAL AB
Vassvagen 21
SE-14139 Huddinge
Sweden

Phone: +46 768 156 375
Fax: +46 850 900 381
www.FineNeedleMarker.com



REF GA200-10-B

LOT KJ34M

2018-10



Маркер Gold Anchor GA200-20



Пронумеровано и скреплено печатью
Генер. директ
В.В. Троценко

