

УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «РОТАНА»
В.Г. Фирсов
«10» декабря 2023 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

**Набор для быстрого количественного определения
общего β -ХГЧ в крови иммунофлуоресцентным методом
(HCG+ β Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay))**

1. Фотографии упаковки набора



Изображение коробки (спереди)



Изображение коробки (сзади)



Getein Biotech, Inc.



Add: No.9 Bofu Road, Luhe District, Nanjing, 211505, China.

Tel: +86-25-68568508

Fax: +86-25-68568500

E-mail: tech@getein.com.cn, overseas@getein.com.cn


Website: en.bio-gp.com.cn

Изображение коробки (слева)

HCG+ β

Storage Condition:

*Keep the test card sealed at 4-30°C within expiry time (24 months).



*Use the test card within 1 hour once the foil bag is opened.

 LOT: YHG211002W

 MFG: 2021-05-04

 EXP: 2023-05-04




WF18-HT25-01


EC REP

Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e
Verd, 2595AA, The Hague,
Netherlands.

Изображение коробки (справа)





Изображение коробки (сверху)




Изображение коробки (снизу)

Фотографии содержимого





SD-карта



Пакет из фольги (спереди)

Storage Condition:

- * Keep the test card sealed at 4~30°C  30°C within expiry time (24 months).
- * Use the test card within 1 hour once the foil bag is opened.

 LOT:

YHG211002W

 MFG:

2021.05.04

 EXP:

2023.05.04

 **Getein Biotech, Inc.**

 Add: No.9 Bofu Road, Luhe District, Nanjing, 211505, China
Tel: +86-25-68568508 Fax: +86-25-68568500
E-mail: overseas@getein.com.cn tech@getein.com.cn
Website: en.bio-gp.com.cn




Lotus NL B.V.

Add: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd,
2595AA, The Hague, Netherlands.
E-mail: peter@lotusnl.com
Tel: +31644168999

WIF00-L-05

Пакет из фольги (сзади)



Тестовая кассета

Набор для быстрого количественного
определения общего β -ХГЧ в крови
иммунофлуоресцентным методом
(HCG+ β Fast Test Kit
(Immunofluorescence Assay))
Одноразовая пипетка – 25 шт.

Меры предосторожности
См. инструкцию по применению


Условия хранения:

хранится при температуре от +4°C до
+30°C.

Утилизация:

Утилизация в соответствии с
требованиями СанПиН 2.1.3684-21.
Подробности см. инструкцию по
применению

Одноразовые пипетки



Разбавитель образца

Прошнуровано
и скреплено печатью

14 лист

Генеральный директор
ООО «РОТАНА»

В.Г. Фирсов



2023 г.