



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Мегатехника»

Р.Г. Котченко
«15» декабря 2023 г.

**Фотографические изображения
общего вида медицинского изделия**

**«Установка аппаратного обеззараживания/обезвреживания
и деструкции медицинских отходов "САМот"-02»
по ТУ 9451-005-49003903-2016**

Фотографическое изображение

Установка аппаратного обеззараживания/обезвреживания и деструкции медицинских отходов "САМот"-02/А





EAC

ООО «Мегатехника» 187021, Россия,
Ленинградская область,
Тосненский муниципальный район,
Федоровское городское поселение,
городской поселок Федоровское,
ул. Промышленная, д. 18, комната 1
тел.: (812) 614-41-41

Установка аппаратного обеззараживания/
обезвреживания и деструкции
медицинских отходов "CAMot"-02
по ТУ 9451-005-49003903-2016

Установка аппаратного обеззараживания/обезвреживания
и деструкции медицинских отходов

"CAMot"-02/A

Зав. номер: 0103A22

Изготовлен: 03.2022 г.


Напряжение питания: $\sim 230V \pm 10\%$

Частота питания: $(50 \pm 0,5)$ Гц

Максимальная потребляемая мощность: $2,3 \text{ кВт} \cdot \text{А} \pm 10\%$

Фотографическое изображение
Установка аппаратного обеззараживания/обезвреживания и деструкции медицинских отходов "САМот"-02/Б





EAC

ООО «Мегатехника» 187021, Россия,
Ленинградская область,
Тосненский муниципальный район,
Федоровское городское поселение,
городской поселок Федоровское,
ул. Промышленная, д. 18, комната 1
тел.: (812) 614-41-41

Установка аппаратного обеззараживания/
обезвреживания и деструкции
медицинских отходов "САМот"-02
по ТУ 9451-005-49003903-2016

Установка аппаратного обеззараживания/обезвреживания
и деструкции медицинских отходов

"САМот"-02/Б

Зав. номер: 1802Б23

Изготовлен: 02.2023 г.

Напряжение питания: $\sim 230\text{В} \pm 10\%$

Частота питания: $(50 \pm 0,5) \text{ Гц}$

Максимальная потребляемая мощность: $4,8 \text{ кВт} \cdot \text{А} \pm 10\%$

Фотографическое изображение
Установка аппаратного обеззараживания/обезвреживания и деструкции медицинских отходов "САМот"-02/В



MegatechVida

EAC

ООО «Мегатехника» 187021, Россия,
Ленинградская область,
Тосненский муниципальный район,
Федоровское городское поселение,
городской поселок Федоровское,
ул. Промышленная, д. 18, комната 1
тел.: (812) 614-41-41

Установка аппаратного обеззараживания/
обезвреживания и деструкции
медицинских отходов "CAMot"-02
по ТУ 9451-005-49003903-2016

Установка аппаратного обеззараживания/обезвреживания
и деструкции медицинских отходов

"CAMot"-02/B

Зав. номер: 0402B23

Изготовлен: 02.2023 г.


Напряжение питания: $3 \sim 400\text{В} \pm 10\%$ Частота питания: $(50 \pm 0,5) \text{ Гц}$

Максимальная потребляемая мощность: $8 \text{ кВт} \cdot \text{А} \pm 10\%$

Фотографическое изображение

Установка аппаратного обеззараживания/обезвреживания и деструкции медицинских отходов "САМот"-02/Г.





EAC

ООО «Мегатехника» 187021, Россия,
Ленинградская область,
Тосненский муниципальный район,
Федоровское городское поселение,
городской поселок Федоровское,
ул. Промышленная, д. 18, комната 1
тел.: (812) 614-41-41

Установка аппаратного обеззараживания/
обезвреживания и деструкции
медицинских отходов "САМот"-02
по ТУ 9451-005-49003903-2016

Установка аппаратного обеззараживания/обезвреживания
и деструкции медицинских отходов

"САМот"-02/Г

Зав. номер: 0502Г23

Изготовлен: 02.2023 г.


Напряжение питания: 3~ 400В±10% Частота питания: (50±0,5) Гц

Максимальная потребляемая мощность: 12,7 кВт·А±10%

Фотографическое изображение

Установка аппаратного обеззараживания/обезвреживания и деструкции медицинских отходов "САМот"-02/Д





EAC

ООО «Мегатехника» 187021, Россия,
Ленинградская область,
Тосненский муниципальный район,
Федоровское городское поселение,
городской поселок Федоровское,
ул. Промышленная, д. 18, комната 1
тел.: (812) 614-41-41

Установка аппаратного обеззараживания/
обезвреживания и деструкции
медицинских отходов "САМот"-02
по ТУ 9451-005-49003903-2016

Установка аппаратного обеззараживания/обезвреживания
и деструкции медицинских отходов

"САМот"-02/Д

Зав. номер: 0402Д23

Изготовлен: 02.2023 г.

Напряжение питания: $3 \sim 400\text{В} \pm 10\%$ Частота питания: $(50 \pm 0,5) \text{ Гц}$

Максимальная потребляемая мощность: $16,3 \text{ кВт} \cdot \text{А} \pm 10\%$


Фотографическое изображение

Транспортная упаковка установки аппаратного обеззараживания/обезвреживания и деструкции медицинских отходов
"САМот"-02/Б



ООО "Мегатехника"

187021, Россия, Ленинградская область,
Тосненский муниципальный район,
Федоровское городское поселение, городское поселок Федоровское,
ул. Промышленная, д. 18, комната 1
т/ф: (812) 614-41-41
ИНН 7825701105 / КПП 471601001, БИК 044030653
ОКПО 49003903 ОГРН 1027809238731
р/с 40702810555230001177, к/с 30101810500000000653,
В Северо-Западном банке ПАО "Сбербанк России"



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ:

**Установка аппаратного обеззараживания/обезвреживания и деструкции
медицинских отходов "САМот"-02 по ТУ 9451-005-49003903-2016**

Предприятие-изготовитель: ООО «Мегатехника»

1	Исполнение: Установка аппаратного обеззараживания/обезвреживания и деструкции медицинских отходов " <u>САМот"-02 /Б</u> , Заводской номер № 0102Б22 в составе:	
	Установка аппаратного обеззараживания/обезвреживания и деструкции медицинских отходов " <u>САМот"-02 /Б</u>	1 шт
1.1.	Загрузочная корзина, мод. Б	2
1.2	Технологический журнал учета медицинских отходов классов Б и В в структурном подразделении	1
1.3	Технологический журнал учета медицинских отходов организации	1
1.4	Технологический журнал участка по обращению с отходами	1
1.5	Руководство по эксплуатации	1

Упакован ООО "Мегатехника" согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации ТУ 9451-005-49003903-2016.

Упаковщик и контролер № 2

Зол. Кар. М. В.
должность

[Подпись]
личная подпись

Андреев Р. Н.
расшифровка
подписи

2022.02.10
год, месяц,
число

ООО "Мегасховка", 187021, Лен. обл, Тосненский муниципальный р-н,
Федоровское гор.поселение, ГП Федоровское, ул.Промышленная,
д.18, комн.1 т/ф: (812)614-41-41

Загрузочная корзина, мод. Б 1 шт.

Предназначена для многократного применения в рабочей камере
установки аппаратного обеззараживания/обезвреживания
и деструкции медицинских отходов "САМот"-02/Б, для размещения
в ней термоустойчивых пакетов с обезвреживаемой загрузкой.
Обеспечивает защиту поверхности рабочей камеры установки от
случайного загрязнения. Термоустойчивость до 250°C. Количество
загрузочных корзин, размещаемых в рабочей камере установки
"САМот"-02/Б: 2 шт.

ру №РЗН 2017/6581 ТУ 9451-005-49003903-2016

Серия: 020923 Срок хранения до: 09.2028


Хранить при температуре от +5°C до +40°C,
относительной влажности – не более 85%

Фотографическое изображение

Общий вид загрузочных корзин. 1 - загрузочная корзина мод. А, 2- загрузочная корзина мод. Б, 3 - загрузочная корзина мод. В, 4 - загрузочная корзина мод. Г



Фотографическое изображение
Запасная часть: Прокладка уплотнительная герметизирующая.




Фотографическое изображение
Запасная часть: Кассета с фильтром очистки воздуха "САМот"/ф



Фотографическое изображение

- 1- Технологический журнал учета отходов классов Б и В в структурном подразделении; 2- технологический журнал участка по обращению с отходами; 3- технологический журнал учета медицинских отходов организации



МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МЕДТЕСТ

АО "Медтест", 191022, Санкт-Петербург, ул. Рублевская, д.5, лит. А, пом. 34 Н-8, т./ф. (812) 572-2395, e-mail mail@medtest.ru

ітроля




ДЕЗ

ИП «СЭЛ» ИНН: А0-08АХСТ
доверенное общество "Металлос-СПб"
171002, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ратневская, д.5, лит. А и литер. Б
Место происхождения: 196602, Россия, г. Санкт-Петербург;
дн. Печено-Шинни, Пролетария, д.2, лит. А и литер. Б
телеф.: +7(812) 72-25-03, 710-81-79
info@sel.ru, www.sel.ru




[illegible]

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "Мегатека",
Общество с ограниченной ответственностью "Мегатека",
191002, Санкт-Петербург, ул. Разъезда, д. 5, лит. А, пом. ВН
www.megatech.ru, t/ф: +7 (812) 614-41-11



Фотографическое изображение
Пакет для медицинских отходов класса Б модификация 01а (ПУ № РЗН 2016/3730)



ПАКЕТЫ ТЕРМОУСТОЙЧИВЫЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ СБОРА, ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ, ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ ПО ТУ 9398-004-49003903-2015 В ИСПОЛНЕНИИ:

**ПАКЕТ СО СКЛАДКОЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА Б
ОТХОДЫ КЛАСС Б (ОПАСНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ)**

Код подразделения ЛПУ: _____

Название ЛПУ: _____

Название отделения: _____

Ответственный за сбор отходов: _____



Magistral

ПАКЕТЫ ТЕРМОУСТОЙЧИВЫЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ СБОРА, ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ, ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ ПО ТУ 9398-004-49003903-2015 В ИСПОЛНЕНИИ:

**ПАКЕТ СО СКЛАДКОЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА Б
ОТХОДЫ КЛАСС Б (ОПАСНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ)**

Код подразделения ЛПУ: _____

Название ЛПУ: _____

Название отделения: _____

Дата: _____

Ответственный за сбор отходов: _____



Magistral

ПАКЕТЫ ТЕРМОУСТОЙЧИВЫЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ СБОРА, ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ, ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ ПО ТУ 9398-004-49003903-2015 В ИСПОЛНЕНИИ:

**ПАКЕТ СО СКЛАДКОЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА Б
ОТХОДЫ КЛАСС Б (ОПАСНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ)**


Код подразделения ЛПУ: _____

Название ЛПУ: _____

Название отделения: _____

Дата: _____

Ответственный за сбор отходов: _____



Magistral

ПАКЕТЫ ТЕРМОУСТОЙЧИВЫЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ СБОРА,
ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ, ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
И ТРАНСПОРТИРОВКИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ ПО ТУ 9398-004-49003903-2015
В ИСПОЛНЕНИИ:

ПАКЕТ СО СКЛАДКОЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА В
ОТХОДЫ КЛАСС В (ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ)

Код подразделения ЛПУ: _____

Название ЛПУ: _____

Название отделения: _____

Дата: _____

Ответственный за сбор отходов: _____



ПАКЕТЫ ТЕРМОУСТОЙЧИВЫЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ СБОРА,
ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ, ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
И ТРАНСПОРТИРОВКИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ ПО ТУ 9398-004-49003903-2015
В ИСПОЛНЕНИИ:

ПАКЕТ СО СКЛАДКОЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА В
ОТХОДЫ КЛАСС В (ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ)

Код подразделения ЛПУ: _____

Название ЛПУ: _____

Название отделения: _____

Дата: _____

Ответственный за сбор отходов: _____



ПАКЕТЫ ТЕРМОУСТОЙЧИВЫЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ СБОРА,
ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ, ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
И ТРАНСПОРТИРОВКИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ ПО ТУ 9398-004-49003903-2015
В ИСПОЛНЕНИИ:

ПАКЕТ СО СКЛАДКОЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА В
ОТХОДЫ КЛАСС В (ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ)

Код подразделения ЛПУ: _____

Название ЛПУ: _____

Название отделения: _____

Дата: _____

Ответственный за сбор отходов: _____

Фотографическое изображение

Общий вид пакета модификации 016, дно которого сформировано посредством закрепления материала металлической скобой на примере пакета для медицинских отходов класса Б




Фотографическое изображение

общий вид пакета модификации 01В, дно которого сформировано посредством сварного шва и закрепления материала металлической скобой на примере пакета для медицинских отходов класса Б (ПУ № РЗН 2016/3730)



Фотографическое изображение

Общий вид пакета модификации 02, дно которого должно формироваться непосредственно перед использованием посредством стяжки для герметизации, входящей в комплект изделия; состояние – при отгрузке Пользователю на примере пакета для медицинских отходов класса Б (ПУ № РЗН 2016/3730)




Фотографическое изображение

Общий вид пакета модификации 02, дно которого должно формироваться непосредственно перед использованием посредством стяжки для герметизации, входящей в комплект изделия; **состояние** – дно сформировано перед использованием на примере пакета для медицинских отходов класса Б (ПУ № РЗН 2016/3730)




Фотографическое изображение

Общий вид пакета в рулонной модификации 03; состояние – при отгрузке Пользователю
на примере пакета для медицинских отходов класса Б (ПУ № РЗН 2016/3730)



Фотографическое изображение

Общий вид пакета **с индикатором-свидетелем** модификации **01аи**
на примере пакета для медицинских отходов класса Б (ПУ № РЗН 2016/3730)



Фотографическое изображение

Принадлежности: 1 - бирки маркировочные, 2 – стяжки для герметизации пакета, Индикаторная лента герметизирующая самоклеящаяся на бумажной основе ИЛГС



ГЕЛЕОБРАЗУЮЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Megatechnica

Содержит SAP-полимер (полимер со сверхвысокой поглощающей способностью - связывает в сотни раз больше жидкости, чем весит). SAP-полимер мгновенно набухает в присутствии жидкости и удерживает ее в гелеобразном состоянии.


Правила использования: Добавить в пакет с медицинскими отходами гелеобразующую композицию из расчета 1 стложка (30г) на 700 мл жидкой фракции.

Для устранения разлива посыпать биологическую жидкость небольшим количеством композиции, через минуту удалить получившуюся кашицу в канализационную сеть или, при необходимости, провести ее обеззараживание.

РП № РЗН 2016/3730


ТУ 9398-004-49003939-2015

Производитель: ООО "Мегатехника"
187021, Ленинградская обл., Тосненский
муниципальный район, Федоровское городское поселение,
гп Федоровское, ул. Промышленная, д. 18, ком.1
т/ф: +7 (812) 614-41-41 sales@megatechnica.ru
www.megatechnica-medical.ru



МАССА	500 г.
LOT	020322
	03.2027

Фотографическое изображение
Принадлежность: гелеобразующая композиция.



Пронумеровано и прошнуровано

35 (тридцать пять)

Листа/ов

Ген. директор

Р.Г. Котченко

