

Medtronic

ООО «Медтроник»

Вн. тер. г., м.о. Пресненский

Пресненская наб., д.10

Башня С

9 эт., пом. III, ком.41

г. Москва, 123112

Россия

Tel: +7(495) 580 73 77

Fax: +7(495) 580 73 78

www.medtronic.com

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

ООО «Медтроник»

Е. В. Плясунова

Зависа 2023 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

«Интродьюсер электрода чрескожный»



Рисунок 1. Комплект поставки Интродьюсер электрода чрескожный (содержимое упаковки) на примере: Интродьюсер электрода чрескожный, модель 6211-S1

Medtronic

en Percutaneous Lead Introducer /

bg Перкутанен въвеждащ катетър за електрод / **cs** Perkutánní zavaděč elektrody /

da Perkutan elektrodeintroducer / **de** Perkutanes Elektrodeneinführbesteck / **el** Διαδερμικός εισαγωγέας ηλεκτροδίων /

es Introducutor de cables percutáneo / **et** Perkutaanne elektroodijuhtme sisestaja / **fr** Introducteur de sonde percutané /

hr Sustav za perkutano uvođenje elektrodnog katetera / **hu** Perkután vezetékebevezető /

it Introduuttore percutaneo dell'elettrocattetere / **lt** Perkutaninis laido su elektrodais įvedimo įtaisas /

lv Zemādas novadijuma ievadītājs / **nl** Percutane geleidingsdraad-introducer / **no** Perkutan ledningsintroducer /


pl Przezskórna prowadnica odprowadzenia / **pt-br** Introduutor percutâneo do eletrodo /

pt Introduutor percutâneo de eléctrodos / **ro** Dispozitiv de introducere percutanată a derivațiilor /

ru Чрескожный интродьюсер электрода / **sk** Perkutánný zavadzač elektródy /


sl Komplet za perkutano vstavljanje elektrode / **sr** Perkutani uvodnik za elektrodu / **sv** Perkutan elektrodintroducer /

tr Perkutān Lead İntrodüseri



Package contents:

1x



Lead introducer
with guide wire

+

Accessories



Product
Documentation

Percutaneous Lead Introducer Kit



Consult
instructions
for use

[www.medtronic.com/
manuals](http://www.medtronic.com/manuals)

STERILE EO

Sterilized using
ethylene oxide.



Do not
re-use

! USA Rx Only

CE0123

Рисунок 2. Маркировка упаковки Интродьюсер электрода чрескожный на примере: Интродьюсер электрода чрескожный, модель 6211-S1

Medtronic

PIN:163090M005

1x

1x



+

Lead introducer
with guide wire

Accessories

Percutaneous Lead Introducer Kit

REF

Reorder
number

6211-S1

French

11



Use by

2024-03-17
YYYY MM DD



Date of
manufacture

2022-03-17
YYYY-MM-DD

LOT

Lot number

GB7112058



PN LBL-000166-001 REV. A



40 °C
104 °F

Upper limit of
temperature



(01)00643169646193(17)240317(10)GB7112058

Рисунок 3. Маркировка упаковки (боковая часть) Интродьюсер электрода чрескожный на примере:
Интродьюсер электрода чрескожный, модель 6211-S1


Medtronic



Manufacturer:
Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432 USA
www.medtronic.com

Manufactured in:
Tijuana, Mexico

Product of Mexico



Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands

Рисунок 4. Маркировка упаковки (боковая часть) Интродьюсер электрода чрескожного на примере:
Интродьюсер электрода чрескожного, модель 6211-S1




Рисунок 5. Стерильная упаковка, маркировка Интродьюсер электрода чрескожный на примере: Интродьюсер электрода чрескожный, модель 6211-S1




Рисунок 6. Интродьюсер электрода чрескожный, модели 6211-S1



Рисунок 7. Оболочка интродьюсера с коническим сосудистым расширителем




Рисунок 8. Тонкостенная игла (18 G)



Рисунок 9. Одноразовый шприц




Рисунок 10. Гибкий J-образный проводник с выпрямителем кончика




Рисунок 11. Комплект поставки Интродьюсер электрода чрескожный (содержимое упаковки) на примере: Интродьюсер электрода чрескожный, модель 6207-S5

Medtronic

en Percutaneous Lead Introducer /

bg Перкутанен въвеждащ катетър за електрод / **cs** Perkutánní zavaděč elektrody /

da Perkutan elektrodeintroducer / **de** Perkutanes Elektrodeneinführbesteck / **el** Διαδερμικός εισαγωγέας ηλεκτροδίων /

es Introducutor de cables percutáneo / **et** Perkutaanne elektroodijuhtme sisestaja / **fr** Introducteur de sonde percutané /

hr Sustav za perkutano uvođenje elektrodnog katetera / **hu** Perkután vezetékbevezető /

it Introduuttore percutaneo dell'elettrocattetero / **lt** Perkutaninis laido su elektrodais įvedimo įtaisas /

lv Zemādas novadijuma ievadītājs / **nl** Percutane geleidingsdraad-introducer / **no** Perkutan ledningsintroducer /


pl Przezskórna prowadnica odprowadzenia / **pt-br** Introduutor percutâneo do eletrodo /

pt Introduutor percutâneo de eléctrodos / **ro** Dispozitiv de introducere percutanată a derivațiilor /

ru Чрескожный интродьюсер электрода / **sk** Perkutánný zavadzač elektródy /

sl Komplet za perkutano vstavljanje elektrode / **sr** Perkutani uvodnik za elektrodu / **sv** Perkutan elektrodintroducer /


tr Perkütan Lead Introdüseri



Package contents:

5x

1x



Lead introducer
with guide wire

+

Accessories



Product
Documentation

Percutaneous Lead Introducer Kit



Consult
instructions
for use

[www.medtronic.com/
manuals](http://www.medtronic.com/manuals)

STERILE EO

Sterilized using
ethylene oxide.



Do not
re-use

USA

Rx Only

CE0123

Рисунок 12. Маркировка упаковки Интродьюсер электрода чрескожный на примере: Интродьюсер электрода чрескожный, модель 6207-S5

Medtronic

Percutaneous Lead Introducer Kit

5x

1x



Lead introducer
with guide wire

+

Accessories

Percutaneous Lead Introducer Kit

PIN:163090M013

REF

Reorder
number

6207-S5

French

7



Use by

2024-09-01

YYYY-MM-DD



Date of
manufacture

2022-09-01

YYYY-MM-DD

LOT

Lot number

GB7506581



40 °C
104 °F

Upper limit of
temperature



PN LBL-000166-003 REV. A



(01)20643169646272(17)240901(10)GB7506581

Рисунок 13. Маркировка упаковки (боковая часть) Интродьюсер электрода чрескожный на примере: Интродьюсер электрода чрескожный, модель 6207-S5

Medtronic



Manufacturer:
Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432 USA
www.medtronic.com

Manufactured in:
Tijuana, Mexico
Product of Mexico



Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands

Рисунок 14. Маркировка упаковки (боковая часть) Интродьюсер электрода чрескожный на примере: Интродьюсер электрода чрескожный, модель 6207-S5




Рисунок 16. Интродьюсер электрода чрескожный, модели 6207-S5




Рисунок 17. Оболочка интродьюсера с коническим сосудистым расширителем




Рисунок 18. Тонкостенная игла (18 G)



Рисунок 19. Одноразовый шприц




Рисунок 20. Гибкий J-образный проводник с выпрямителем кончика

Образец локальной маркировки медицинского изделия на примере: «Интродюсер электрода чрескожный, модели 6207-S1»

	Интродюсер электрода чрескожный, модель 6207-S1	
	Производитель: Medtronic Inc.	Код UPN
	Страна происхождения: USA	Код CFN
	Представитель компании-производителя в Российской Федерации: 123112, Россия, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, эт. 9, пом. III, комн. 41.	
	Свидетельство о регистрации № от	
	Дата изготовления / выпуск / срок годности: см. на упаковке	См. инструкцию по применению См. символы на упаковке



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью ООО "Медтроник"
22 листа(ов)

