

Medtronic

ООО «Медтроник»

Вн. тер. г., м.о. Пресненский
Пресненская наб., д.10
Башня С
9 эт., пом. III, ком.41
г. Москва, 123112
Россия

Tel: +7(495) 580 73 77
Fax: +7(495) 580 73 78

www.medtronic.com



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Медтроник»

Е. В. Плясунова

«05» сентября 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника

Производитель:

Медтроник Софамор Данек ЮЭсЭй, Инк. (Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.)
1800 Pyramid Place, Memphis, TN 38132, USA



Фото 1. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника BRAIVE (На примере варианта исполнения Винт костный моноаксиальный SELF-TAPPING FIXED ANGLE SCREW 5.5 × 20 мм) – фото изделия во вторичной упаковке.

Medtronic

REF 777105520

LOT CT20K037

Use By:
2028-12-02

QTY: 1 EA

Braive™ Growth Modulation System
SELF-TAPPING FIXED ANGLE SCREW


Size: 5.5mm x 20mm

Mat'l: TITANIUM ALLOY

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE U.S.A. OR
ITS TERRITORIES

Sterility assured only when package is
undamaged.

Manufactured at
MEDTRONIC SOFAMOR DANEK USA, INC
4340 SWINNEA ROAD
MEMPHIS, TN USA 38118



CE 0123

R_x only



STERILE R



Do Not
Reuse

EC REP

Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands
Tel: +31 45 566 80 00

LF-777105020 Rev B LT-T473RH2050AA Rev C

Фото 2. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника BRAIVE (На примере варианта исполнения Винт костный моноаксиальный SELF-TAPPING FIXED ANGLE SCREW 5.5 x 20 мм) – маркировка.




Фото 3. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника BRAIVE (На примере варианта исполнения Винт костный моноаксиальный SELF-TAPPING FIXED ANGLE SCREW 5.5 × 20 мм) – первичная упаковка изделия.




Фото 4. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника BRAIVE (На примере варианта исполнения Винт костный моноаксиальный SELF-TAPPING FIXED ANGLE SCREW 5.5 × 20 мм) - общий вид изделия.



Фото 5. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника BRAIVE (На примере варианта исполнения Винт костный моноаксиальный SELF-TAPPING FIXED ANGLE SCREW 5.5 × 20 мм) — комплект поставки.





Фото 7. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника BRAIVE (На примере варианта исполнения Винт блокирующий BREAK OFF SET SCREW) – вторичная упаковка




Фото 8. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника BRAIVE (На примере варианта исполнения Винт блокирующий BREAK OFF SET SCREW) – первичная упаковка




Фото 9. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника BRAIVE (На примере варианта исполнения Винт блокирующий BREAK OFF SET SCREW) – изделие без упаковки



Фото 10. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON (На примере варианта Винт транспедикулярный полиаксиальный HA COATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75 MM RODS 5.5 × 40 мм) – фото изделия во вторичной упаковке.

Medtronic

CD HORIZON® Spinal System
HA COATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75MM RODS

Size: 5.5mm x 40mm

Mat'l: COBALT CHROME / TITANIUM ALLOY / HYDROXYAPATITE

Sterility assured only when package is undamaged.

REF 54740105540

LOT H5574409

 Use By: 2025-02-26

QTY: 1 EA

  Date of Manufacture
2020-02-26

Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.
1800 Pyramid Place
Memphis, Tennessee 38132
Telephone 800 933 2635 (in U.S.A.)
901 396 3133 (Outside U.S.A.)
Fax 901 396 0356

Manufactured in
Medtronic Puerto Rico Operations Co., Humacao
ROAD 909, KM. 0.4.
BARRIO MARIANA
HUMACAO, PR USA 00792



(01)00613994976567(17)250226(10)H5574409

USA

For US
Audiences
Only

Rx only

 Medtronic.com/usa
Consult
Instructions
For Use

STERILE

R



Do Not
Reuse

CE 0123

FirstPrint:Humacao, PR US, 200226 BA

CD HORIZON® Spinal System
HA COATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75MM RODS
Size: 5.5mm x 40mm
Mat'l: COBALT CHROME / TITANIUM ALLOY / HYDROXYAPATITE



Фото 11. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON (На примере варианта Винт транспедикулярный полиаксиальный HA COATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75 MM RODS 5.5 x 40 мм)– маркировка.



Фото 12. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON (На примере варианта Винт транспедикулярный полиаксиальный HA COATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75 MM RODS 5.5 × 40 мм) – первичная упаковка изделия.




Фото 13. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON (На примере варианта Винт транспедикулярный полиаксиальный HA COATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75 MM RODS 5.5 × 40 мм) – общий вид изделия.



Фото 14. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON (На примере варианта Винт транспедикулярный полиаксиальный HA COATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75 MM RODS 5.5 × 40 мм) – комплект поставки.



Фото 15. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON (На примере варианта Винт блокирующий BREAK-OFF SETSCREW FOR 5.5/6.0 MM RODS) – вторичная упаковка

Medtronic

CD HORIZON® Spinal System
BREAK-OFF SETSCREW FOR 5.5/6.0mm RODS

Mat'l: TITANIUM ALLOY
Sterility assured only when package is undamaged.

REF 5530030

LOT H5618042

 Use By: 2028-07-06

QTY: 1 EA

 Date of Manufacture
2020-07-06

Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.
1800 Pyramid Place
Memphis, Tennessee 38132
Telephone 800 933 2635 (in U.S.A.)
901 396 3133 (Outside U.S.A.)
Fax 901 396 0356

Manufactured in
Medtronic Puerto Rico Operations Co., Humacao
ROAD 909, KM. 0.4
BARRIO MARIANA
HUMACAO, PR USA 00792



(01)00643169210158(17)280706(10)H5618042

USA

For US
Audiences
Only

Rx only


Consult
Instructions
For Use

STERILE R


Do Not
Reuse

CE 0123

FirstPent, Humacao, PR US, 200706, FM

CD HORIZON® Spinal System
BREAK-OFF SETSCREW FOR 5.5/6.0mm RODS
Mat'l: TITANIUM ALLOY



Фото 16. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON (На примере варианта Винт блокирующий BREAK-OFF SETSCREW FOR 5.5/6.0 MM RODS) – маркировка




Фото 17. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON (На примере варианта Винт блокирующий BREAK-OFF SETSCREW FOR 5.5/6.0 MM RODS) – первичная упаковка




Фото 18. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON (На примере варианта Винт блокирующий BREAK-OFF SETSCREW FOR 5.5/6.0 MM RODS) – вид изделия без упаковки



Фото 19. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON (На примере варианта Винт блокирующий BREAK-OFF SETSCREW FOR 5.5/6.0 MM RODS 4 PK) – фото изделия во вторичной упаковке.

Medtronic

CD HORIZON® Spinal System
BREAK-OFF SETSCREW FOR 5.5/6.0mm RODS -
CONTAINS 4

Mat'l: TITANIUM ALLOY
Sterility assured only when package is undamaged.

REF 7078396

LOT H5661610

Use By: 2029-01-27

QTY: 1 PK

 Date of Manufacture
2021-01-27

Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.
1800 Pyramid Place
Memphis, Tennessee 38132
Telephone 800 933 2635 (in U.S.A.)
901 396 3133 (Outside U.S.A.)
Fax 901 396 0356

Manufactured in
Medtronic Puerto Rico Operations Co., Humacao
ROAD 909 KM. 0.4
BARRIO MARIANA
HUMACAO, PR USA 00792



(01)20643169210163(17)290127(10)H5661610

IUSA Rx only
For US
Audiences
Only

 Consult
Instructions
For Use

STERILE R

 Do Not
Reuse

CE 0123

EC REP

Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands
Tel: +31 45 566 9000

CD HORIZON® Spinal System
BREAK-OFF SETSCREW FOR 5.5/6.0mm RODS - CONTAINS 4

Mat'l: TITANIUM ALLOY

Фото 20. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON (На примере варианта Винт блокирующий BREAK-OFF SETSCREW FOR 5.5/6.0 MM RODS 4 PK) – маркировка.




Фото 21. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON (На примере варианта Винт блокирующий BREAK-OFF SETSCREW FOR 5.5/6.0 MM RODS 4 PK) – первичная упаковка изделия.




Фото 22. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON (На примере варианта Винт блокирующий BREAK-OFF SETSCREW FOR 5.5/6.0 MM RODS 4 PK) – общий вид изделия.



Фото 23. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON (На примере варианта исполнения Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0 MM RODS 6.5 × 35 мм) – фото изделия во вторичной упаковке.

Medtronic

CD HORIZON® Spinal System
CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm
RODS

Size: 6.5mm x 35mm

Mat'l: COBALT CHROME / TITANIUM ALLOY

Sterility assured only when package is undamaged.

REF 55740016535

LOT H5625741

 Use By: 2028-08-04

QTY: 1 EA

  Date of Manufacture
2020-08-04

Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.
1800 Pyramid Place
Memphis, Tennessee 38132
Telephone 800 933 2635 (in U.S.A.)
901 396 3133 (Outside U.S.A.)
Fax 901 396 0356

Manufactured in
Medtronic Puerto Rico Operations Co., Humacao
ROAD 909, KM. 0.4
BARRIO MARIANA
HUMACAO, PR USA 00792



(01)00643169155794(17)280804(10)H5625741

USA

For US
Audiences
Only

Rx only

 **1**
Consult
Instructions
For Use

STERILE R


Do Not
Reuse

CE 0123

FirstPrint, Humacao, PR, US 200604 MJ

CD HORIZON® Spinal System
CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS
Size: 6.5mm x 35mm



Фото 24. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON (На примере варианта исполнения Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0 MM RODS 6.5 x 35 мм) – маркировка.




Фото 25. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON (На примере варианта исполнения Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0 MM RODS 6.5 × 35 мм) – первичная упаковка изделия.




Фото 26. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON (На примере варианта исполнения Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0 MM RODS 6.5 × 35 мм) – общий вид изделия.



Фото 27. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON (На примере варианта исполнения Винт блокирующий 1/4-32 SETSCREW) – вторичная упаковка

Medtronic

CD HORIZON® Spinal System
1/4-32 Setscrew

Mat'l: TITANIUM ALLOY
Sterility assured only when package is undamaged.

REF 5430520

LOT 0716744W

 Use By: 2027-03-27

QTY: 1 EA

  Date of Manufacture
2019-03-27

Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.
1800 Pyramid Place
Memphis, Tennessee 38132
Telephone 800 933 2635 (in U.S.A.)
901 396 3133 (Outside U.S.A.)
Fax 901 396 0356

Manufactured in
WARSAW ORTHOPEDIC, INC
Also Known As Medtronic Sofamor Danek
Manufacturing
2500 SILVEUS CROSSING
WARSAW, IN USA 46582



(01)00643169203969(17)270327(10)0716744W

USA

For US
Audiences
Only

Rx only


www.medtronic.com/medtronic
Consult
Instructions
For Use

STERILE

R



Do Not
Reuse

CE 0123

FirstPrint, WARSAW, IN US 190327.BS

CD HORIZON® Spinal System
1/4-32 Setscrew

Mat'l: TITANIUM ALLOY



Фото 28. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON (На примере варианта исполнения Винт блокирующий 1/4-32 SETSCREW) – маркировка




Фото 29. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON (На примере варианта исполнения Винт блокирующий 1/4-32 SETSCREW) – первичная упаковка



Фото 30. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON (На примере варианта исполнения Винт блокирующий 1/4-32 SETSCREW) – изделие без упаковки



Фото 31. 3. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA 5.5/6.0 (На примере варианта исполнения Винт транспедикулярный полиаксиальный редуцированный DUAL ROD MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0 MM RODS 7.5 × 45 мм) – фото изделия во вторичной упаковке.

Medtronic

Use By: 2028-07-27
QTY: 1 EA

REF 55720007545

LOT 0792956W

CD HORIZON® SOLERA® Spinal System
DUAL ROD MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS

Size: 7.5mm x 45mm

Mat'l: COBALT CHROME / TITANIUM ALLOY
Sterility assured only when package is undamaged.

Manufactured in
WARSAW ORTHOPEDIC, INC
Also Known As Medtronic Sofamor Danek Manufacturing
2500 SILVEUS CROSSING
WARSAW, IN USA 46582



STERILE R



CE 0123

Reprint WARSAW, IN US 200727 -1B

Фото 32. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA 5.5/6.0 (На примере варианта исполнения Винт транспедикулярный полиаксиальный редуционный DUAL ROD MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0 MM RODS 7.5 x 45 мм) – маркировка.




Фото 34. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA 5.5/6.0 (На примере варианта исполнения Винт транспедикулярный полиаксиальный редуцированный DUAL ROD MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0 MM RODS 7.5 × 45 мм) – общий вид изделия.



Фото 35. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA 5.5/6.0 (На примере варианта исполнения Винт транспедикулярный полиаксиальный редуцирующий DUAL ROD MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0 MM RODS 7.5 x 45 мм) – комплект поставки.



Фото 36. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA 5.5/6.0 (На примере варианта Винт блокирующий BREAK OFF SETSCREW, 5.5/6.0 мм) – фото изделия во вторичной упаковке.

Medtronic

CD HORIZON® SOLERA® Spinal System
BREAK OFF SETSCREW- MULTI-PK CONTAINS 4

Size: DIA= 5.5/6.0mm

Mat'l: TITANIUM ALLOY

Sterility assured only when package is undamaged.

REF 6534530

LOT H5598897

Use By: 2028-03-09

QTY: 1 PK

Date of Manufacture
2020-03-09

Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.
1800 Pyramid Place
Memphis, Tennessee 38132
Telephone: 800 933 2635 (in U.S.A.)
901 396 3133 (Outside U.S.A.)
Fax 901 396 0356

Manufactured in
Medtronic Puerto Rico Operations Co., Humacao
ROAD 909, KM. 0.4
BARRIO MARIANA
HUMACAO, PR USA 00792



(01)20643160885631(17)280309(10)H5598897

IUSA

Rx only

STERILE R

CE 0123

FirstPrint Humacao, PR US 200309 GA

CD HORIZON® SOLERA® Spinal System
BREAK OFF SETSCREW- MULTI-PK CONTAINS 4

Size: DIA= 5.5/6.0mm

Mat'l: TITANIUM ALLOY

Фото 37. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA 5.5/6.0 (На примере варианта Винт блокирующий BREAK OFF SETSCREW, 5.5/6.0 мм) – маркировка.




Фото 38. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA 5.5/6.0 (На примере варианта Винт блокирующий BREAK OFF SETSCREW, 5.5/6.0 мм) – первичная упаковка изделия.




Фото 39. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA 5.5/6.0 (На примере варианта Винт блокирующий BREAK OFF SETSCREW, 5.5/6.0 мм) – общий вид изделия.



Фото 40. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника INFINITY (На примере варианта исполнения Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 3.0 мм x 10 мм) – фото изделия во вторичной упаковке.

Medtronic

REF G3603010

LOT H5465520

Use By:
2026-08-27

QTY: 1 EA

INFINITY™ Occipitocervical Upper Thoracic
System

MULTI AXIAL SCREW

Size: 3.0mm x 10mm

Mat'l: TITANIUM ALLOY / COBALT CHROMIUM

Sterility assured only when package is
undamaged.

Manufactured at
Medtronic Puerto Rico Operations Co.,
Humacao
ROAD 909, KM. 0.4.
BARRIO MARIANA
HUMACAO, PR USA 00792

CE 0123

IUSA

For US
Audiences
Only

Rx only



STERILE R



Do Not
Reuse



Do Not Use
If Package is
Damaged

FirstPrint, Humacao, PR US 180827.NY




Фото 42. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника INFINITY (На примере варианта исполнения Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 3.0 мм × 10 мм) – первичная упаковка изделия.




Фото 43. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника INFINITY (На примере варианта исполнения Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 3.0 мм × 10 мм) – общий вид изделия.



Фото 44. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника INFINITY (На примере варианта исполнения Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 3.0 мм × 10 мм) – комплект поставки.



Фото 45. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника INFINITY (На примере варианта Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 5.5 мм × 30 мм) – фото изделия во вторичной упаковке.

Medtronic

REF G3605530

LOT H5621070

Use By:
2028-07-15

QTY: 1 EA

INFINITY™ Occipitocervical Upper
Thoracic System
MULTI AXIAL SCREW

Size: 5.5mm X 30mm

Mat'l: TITANIUM ALLOY / COBALT CHROMIUM

Sterility assured only when package is
undamaged.

Manufactured at
Medtronic Puerto Rico Operations Co., Humacao
ROAD 909, KM. 0.4.
BARRIO MARIANA
HUMACAO, PR USA 00792



IUSA

For US
Audiences
Only

Rx only



STERILE R



Do Not
Reuse

First Print Humacao, PR US 200715 01

Фото 46. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника INFINITY (На примере варианта Винт транспелликулярный полнаксальный MULTI AXIAL SCREW 5.5 мм x 30 мм) – маркировка.




Фото 47. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника INFINITY (На примере варианта Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 5.5 мм × 30 мм) – первичная упаковка изделия.




Фото 48. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника INFINITY (На примере варианта Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 5.5 мм × 30 мм) – общий вид изделия.



Фото 49. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника INFINITY (На примере варианта исполнения Винт костный конический TAPERED OC BONE SCREW 5.0 мм × 10 мм) – фото изделия во вторичной упаковке.

Medtronic

REF G360T0510

LOT H5449711

Use By:
2026-07-12

QTY: 1 EA

INFINITY™ Occipitocervical Upper Thoracic
System

TAPERED OC BONE SCREW

Size: 5.0mm x 10mm

Mat'l: TITANIUM ALLOY

Sterility assured only when package is
undamaged.

Manufactured at
Medtronic Puerto Rico Operations Co.,
Humacao
ROAD 909, KM. 0.4.
BARRIO MARIANA
HUMACAO, PR USA 00792

CE 0123

USA

For US
Audiences
Only

Rx only

www.medtronic.com/humac
Consult
Instructions
For Use

STERILE R

MR

Do Not
Reuse

Reprint: Humacao, PR US 180719.GY




Фото 51. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника INFINITY (На примере варианта исполнения Винт костный конический TAPERED OC BONE SCREW 5.0 мм × 10 мм) – первичная упаковка изделия.




Фото 52. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника INFINITY (На примере варианта исполнения Винт костный конический TAPERED OC BONE SCREW 5.0 мм × 10 мм) – общий вид изделия.



Фото 53. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника RIALTO SI FUSION SYSTEM (На примере варианта исполнения Винт полнорезьбовой THREADED DEVICE 12 мм × 50 мм) – фото изделия во вторичной упаковке.

Medtronic

**RIALTO™ SI FUSION SYSTEM
THREADED DEVICE**

Size: 12mm x 50mm

Mat'l: TITANIUM ALLOY


Sterility assured only when package is undamaged.

REF 74200001250

LOT 0814595W

 Use By: 2029-01-14

QTY: 1 EA



Date of Manufacture
2021-01-14

Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.
1800 Pyramid Place
Memphis, Tennessee 38132
Telephone 800 933 2635 (in U.S.A.)
901 396 3133 (Outside U.S.A.)
Fax 901 396 0356

Manufactured in
WARSAW ORTHOPEDIC, INC.
Also Known As Medtronic Sofamor Danek
Manufacturing
2500 SILVEUS CROSSING
WARSAW, IN USA 46582



(01)00643169571846(17)290114(10)0814595W

IUSA

For US
Audiences
Only

Rx only



STERILE R

FirstPrint, WARSAW, IN US 210114 CM



Do Not
Reuse

CE 0123



Do Not Use
If Package Is
Damaged

RIALTO™ SI FUSION SYSTEM
THREADED DEVICE
Size: 12mm x 50mm
Mat'l: TITANIUM ALLOY




Фото 54. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника RIALTO SI FUSION SYSTEM (На примере варианта исполнения Винт полнорезьбовой THREADED DEVICE 12 мм x 50 мм) – маркировка.




Фото 55. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника RIALTO SI FUSION SYSTEM (На примере варианта исполнения Винт полнорезьбовой THREADED DEVICE 12 мм x 50 мм) – первичная упаковка изделия.




Фото 56. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника RIALTO SI FUSION SYSTEM (На примере варианта исполнения Винт полнорезьбовой THREADED DEVICE 12 мм × 50 мм) – общий вид изделия.




Фото 58. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA VOYAGER 5.5/6.0 (На примере варианта исполнения Винт транспедикулярный EXTENDED TAB AWL/TAP MAS FOR 5.5/6.0 MM RODFOR 5.5/6.0 MM, 5.5 мм × 40 мм) – фото изделия во вторичной упаковке.

Medtronic

REF 55750045540

LOT H5435047

Use By:
2026-05-10

QTY: 1 EA


CD HORIZON® SOLERA® VOYAGER™ Spinal System
EXTENDED TAB AWL/TAP MAS FOR 5.5/6.0mm ROD

Size: DIA= 5.5mm x L=40mm

Mat'l: TITANIUM ALLOY / COBALT CHROMIUM

Sterility assured only when package is undamaged.

Manufactured at
Medtronic Puerto Rico Operations Co., Humacao
ROAD 909, KM. 0.4,
BARRIO VARIANA,
HUMACAO, PR USA 00792



CE 0123

FirstPier Humacac PR US 165310 MM

Фото 59. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA VOYAGER 5.5/6.0 (На примере варианта исполнения Винт транспедикулярный EXTENDED TAB AWL/TAP MAS FOR 5.5/6.0 MM RODFOR 5.5/6.0 MM, 5.5 мм × 40 мм) – маркировка.

Medtronic

REF 55750045540

LOT H5435047

Use By:
2026-05-10

QTY: 1 EA

CD HORIZON® SOLERA® VOYAGER™ Spinal System
EXTENDED TAB AWL/TAP MAS FOR 5.5/6.0mm ROD

Size: DIA= 5.5mm x L=40mm

Mat'l: TITANIUM ALLOY / COBALT CHROMIUM


Sterility assured only when package is undamaged.

Manufactured at
Medtronic Puerto Rico Operations Co., Humacao
ROAD 909, KM. 0.4,
BARRIO MARIANA
HUMACAO, PR USA 00792

IUSA
For US
Austrian
Country



STERILE



Do Not
Reuse

CE 0123

First-Piece Humacao, PR US 13251C MVI

Фото 60. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA VOYAGER 5.5/6.0 (На примере варианта исполнения Винт транспедикулярный EXTENDED TAB AWL/TAP MAS FOR 5.5/6.0 MM ROD FOR 5.5/6.0 MM, 5.5 мм × 40 мм) – первичная упаковка изделия.




Фото 61. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA VOYAGER 5.5/6.0 (На примере варианта исполнения Винт транспедикулярный EXTENDED TAB AWL/TAP MAS FOR 5.5/6.0 MM RODFOR 5.5/6.0 MM, 5.5 мм × 40 мм) – общий вид изделия.



Фото 62. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA VOYAGER 5.5/6.0 (На примере варианта исполнения Винт транспедикулярный EXTENDED TAB AWL/TAP MAS FOR 5.5/6.0 MM RODFOR 5.5/6.0 MM, 5.5 мм × 40 мм) – комплект поставки.

Medtronic REF 6541101

LOT H5618046

Use By: 2025-08-18

CD HORIZON® SOLERA® VOYAGER™ Spinal System
BREAK OFF SETSCREW

Mat'l: TITANIUM ALLOY

Sterility assured only when package is
undamaged.



Date of Manufacture
2020-07-16

QTY: 1 EA

Medtronic Solera, L.P. USA
1800 Pyramid Place
Memphis, Tennessee 38132
Telephone 800 933 2635 (In U.S.A.)
901 396 3133 (Outside U.S.A.)
Fax 901 396 0356

Manufactured at
Medtronic Puerto Rico Operations
Co., Humacao
ROAD 909, KM. 0.4.
BARRIO MARIANA
HUMACAO, PR USA 00792

Фото 63. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA VOYAGER 5.5/6.0 (На примере варианта исполнения Винт блокирующий BREAK OFF SETSCREW) – маркировка



Фото 64. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA VOYAGER 5.5/6.0 (На примере варианта исполнения Винт блокирующий BREAK OFF SETSCREW) – вторичная упаковка




Фото 65. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA VOYAGER 5.5/6.0 (На примере варианта исполнения Винт блокирующий BREAK OFF SETSCREW) – первичная упаковка




Фото 66. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA VOYAGER 5.5/6.0 (На примере варианта исполнения Винт блокирующий Винт блокирующий BREAK OFF SETSCREW) – изделие без упаковки




Фото 67. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA VOYAGER 5.5/6.0 (На примере варианта Винт блокирующий BREAK OFF SETSCREW 2 ПК , 9 мм × 11 мм) – фото изделия во вторичной упаковке.




Фото 68. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA VOYAGER 5.5/6.0 (На примере варианта Винт блокирующий BREAK OFF SETSCREW 2 PK , 9 мм x 11 мм) – маркировка.




Фото 69. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA VOYAGER 5.5/6.0 (На примере варианта Винт блокирующий BREAK OFF SETSCREW 2 PK , 9 мм × 11 мм) – первичная упаковка изделия.




Фото 70. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA VOYAGER 5.5/6.0 (На примере варианта Винт блокирующий BREAK OFF SETSCREW 2 PK , 9 мм × 11 мм) общий вид изделия.

Medtronic REF 6541104

LOT H5615004

 Use By: 2025-09-10

CD HORIZON® SOLERA® VOYAGER™ Spinal System
BREAK OFF SETSCREW, CONTAINS 4



Date of Manufacture
2020-09-10

QTY: 1 PK

Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.
1800 Pyramid Place
Memphis, Tennessee 38132
Telephone 800 933 2535 (In U.S.A.)
901 398 3133 (Outside U.S.A.)
Fax 901 395 0055

Size: DIA= 9mm X 11mm

Mat'l: TITANIUM ALLOY

**Sterility assured only when package is
undamaged.**

Medtronic Puerto Rico Operations
Co. Humacao
ROAD 909, KM. 0.4.
BARRIO MARIANA
HUMACAO, PR USA 00792

Фото 71. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA VOYAGER 5.5/6.0 (На примере варианта Винт блокирующий BREAK OFF SETSCREW, 4 PK, 9 мм x 11 мм) - маркировка



Фото 72. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA VOYAGER 5.5/6.0 (На примере варианта Винт блокирующий BREAK OFF SETSCREW, 4 ПК, 9 мм x 11 мм) – вторичная упаковка




Фото 73. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA VOYAGER 5.5/6.0 (На примере варианта Винт блокирующий BREAK OFF SETSCREW, 4 ПК, 9 мм x 11 мм) – первичная упаковка



Фото 74. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA VOYAGER 5.5/6.0 (На примере варианта Винт блокирующий BREAK OFF SETSCREW, 4 ПК, 9 мм × 11 мм) – вид изделия без упаковки





Фото 75. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON FENESTRATED SCREWS (На примере варианта Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный EXTENDED TAB FENESTRATED MAS FOR 5.5/6.0 MM ROD 6.5 мм × 35 мм) – вторичная упаковка



Medtronic REF 55750026535 **LOT** H5610599

Use By: 2025-05-04

CD HORIZON® Fenestrated Screw Set
EXTENDED TAB FENESTRATED MAS FOR 5.5/6.0mm ROD

Size: 6.5mm X 35mm

Mat'l: COBALT CHROME / TITANIUM ALLOY

Sterility assured only when package is
undamaged.

Date of Manufacture 2020-05-04 QTY: 1 EA
Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.
1800 Pyramid Place
Memphis, Tennessee 38132
Telephone: 800 933 2635 (In U.S.A.)
901 396 3133 (Outside U.S.A.)
Fax 901 396 0356

Manufactured at
Medtronic Puerto Rico Operations
Co., Humacao
ROAD 909, KM. 0.4.
BARRIO MARIANA
HUMACAO, PR USA 00792

Фото 76. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON FENESTRATED SCREWS (На примере варианта Винт транспедикулярный полиаксиальный
фенестрированный EXTENDED TAB FENESTRATED MAS FOR 5.5/6.0 MM ROD 6.5 мм × 35 мм) – маркировка



Фото 77. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON FENESTRATED SCREWS (На примере варианта Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный EXTENDED TAB FENESTRATED MAS FOR 5.5/6.0 MM ROD 6.5 мм × 35 мм) – первичная упаковка




Фото 78. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON FENESTRATED SCREWS (На примере варианта Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный EXTENDED TAB FENESTRATED MAS FOR 5.5/6.0 MM ROD 6.5 мм × 35 мм) – изделие без упаковки




Фото 79. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON FENESTRATED SCREWS (На примере варианта Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный EXTENDED TAB FENESTRATED MAS FOR 5.5/6.0 MM ROD 6.5 мм x 35 мм) – комплект поставки




Фото 80. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON FENESTRATED SCREWS (На примере варианта Винт транспедикулярный сагиттальный фенестрированный EXTENDED TAB FENESTRATED SAS FOR 5.5/6.0 MM ROD 4.5 мм × 35 мм) – вторичная упаковка




Фото 81. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON FENESTRATED SCREWS (На примере варианта Винт транспедикулярный сагиттальный фенестрированный EXTENDED TAB FENESTRATED SAS FOR 5.5/6.0 MM ROD 4.5 мм × 35 мм) – маркировка




Фото 82. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON FENESTRATED SCREWS (На примере варианта Винт транспедикулярный сагиттальный фенестрированный EXTENDED TAB FENESTRATED SAS FOR 5.5/6.0 MM ROD 4.5 мм × 35 мм) – первичная упаковка




Фото 83. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON FENESTRATED SCREWS (На примере варианта Винт транспедикулярный сагиттальный фенестрированный EXTENDED TAB FENESTRATED SAS FOR 5.5/6.0 MM ROD 4.5 мм × 35 мм) – вид изделия без упаковки




Фото 84. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON FENESTRATED SCREWS (На примере Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный EXTENDED TAB FENESTRATED MAS FOR 5.5/6.0 MM ROD 7.5 мм × 35 мм) – вторичная упаковка



Medtronic REF55750027535 **LOT** H5673189

Use By: 2026-04-08

CD HORIZON® Fenestrated Screw Set
EXTENDED TAB FENESTRATED MAS FOR 5.5/6.0mm ROD

Size: 7.5mm X 35mm

Mat'l: COBALT CHROME / TITANIUM ALLOY

Sterility assured only when package is
undamaged.



Date of Manufacture
2021-04-08

QTY: 1 EA

Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.
1800 Pyramid Place
Memphis, Tennessee 38132
Telephone: 800 933 2635 (In U.S.A.)
901 396 3133 (Outside U.S.A.)
Fax 901 396 0356

Manufactured at
Medtronic Puerto Rico Operations
Co., Humacao
ROAD 909, KM. 0.4.
BARRIO MARIANA
HUMACAO, PR USA 00792

Фото 85. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON FENESTRATED SCREWS (На примере Винт транспедикулярный полиаксальный
фенестрированный EXTENDED TAB FENESTRATED MAS FOR 5.5/6.0 MM ROD 7.5 мм x 35 мм) – маркировка




Фото 86. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON FENESTRATED SCREWS (На примере Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный EXTENDED TAB FENESTRATED MAS FOR 5.5/6.0 MM ROD 7.5 мм × 35 мм) – первичная упаковка



Фото 87. Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON FENESTRATED SCREWS (На примере Винт транспедикулярный полнаксимальный фенестрированный EXTENDED TAB FENESTRATED MAS FOR 5.5/6.0 MM ROD 7.5 мм x 35 мм) – вид без упаковки



Фото 88. Пластина винта – вид изделия во вторичной упаковке.

Medtronic

REF 777603000

LOT CT20L009

 Use By:
2028-11-13

QTY: 1 EA

Braive™ Growth Modulation System
PLATE

Mat'l: TITANIUM ALLOY

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE U.S.A. OR
ITS TERRITORIES

Sterility assured only when package is
undamaged.

Manufactured at
MEDTRONIC SOFAMOR DANEK USA, INC.
4340 SWINNEA ROAD
MEMPHIS, TN USA 38118



CE 0123

R_x only



STERILE R



Do Not
Reuse

EC REP

Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands
Tel: +31 45 566 80 00

LF-777105020 Rev B LT-T473RH2050AA Rev C

Фото 89. Пластина винта – маркировка.




Фото 90. Пластина винта – первичная упаковка изделия.




Фото 91. Пластина винта – общий вид изделия.



Фото 92. Пластина винта – комплект поставки.



Фото 93. Тесьма BRAID – вид изделия во вторичной упаковке.

Medtronic

REF 777700000

LOT VS19A001

Use By:
2027-08-15

QTY: 1 EA

Braive™ Growth Modulation System
UHMWPE BRAID


Mat'l: UHMWPE

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE U.S.A. OR ITS TERRITORIES
Sterility assured only when package is undamaged.

Manufactured at
MEDTRONIC SOFAMOR DANEK USA, INC.
4340 SWINNEA ROAD
MEMPHIS, TN USA 38118



STERILE EO



CE0123

LF-777700000 Rev A

Фото 94. Тесьма BRAID – маркировка.




Фото 95. Тесьма BRAID – первичная упаковка изделия.




Фото 96. Тесьма BRAID – общий вид изделия.



Фото 97. Тесьма BRAID – комплект поставки.

Образец русскоязычного стикера

Название медицинского изделия: Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника	
Производитель:	Код UPN
Страна происхождения:	REF
Представитель производителя в РФ:	
Регистрационное Удостоверение № РЗН 2022/19198 от	
Серия/Годен до: см. упаковку	См. Инструкцию См. символы на упаковке

Пример русскоязычного стикера МИ “Винты стерильные для остеосинтеза позвоночника”

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью ООО "Медтроник"
99 листа(ов)

