



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 марта 2024 года № РЗН 2024/22234

На медицинское изделие

Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий со сменными кассетами со скобками, одноразовый, стерильный MIRUS™

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Мэрил Эндо Серджери Прайвит Лимитед", Индия,
Meril Endo Surgery Private Limited, No. 135/139, Bilakhia House, Muktanand Marg,
Chala, Vapi - 396191, Gujarat, India

Производитель

"Мэрил Эндо Серджери Прайвит Лимитед", Индия,
Meril Endo Surgery Private Limited, No. 135/139, Bilakhia House, Muktanand Marg,
Chala, Vapi - 396191, Gujarat, India

Место производства медицинского изделия

Meril Endo Surgery Pvt. Ltd., Third Floor, E1-E3, Meril Park, Survey No 135/2/B
& 174/2, Muktanand Marg, Chala, Vapi, Gujarat, 396191, India

Номер регистрационного досье № РД-58810/75435 от 02.11.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.13.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 8 листах

приказом Росздравнадзора от 19 марта 2024 года № 1419
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0078037

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 марта 2024 года № РЗН 2024/22234

Лист 1

На медицинское изделие

Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий со сменными кассетами со скобками, одноразовый, стерильный MIRUS™, варианты исполнения:

1. Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий MEC065 (укороченный), 65 мм MIRUS™, в составе:

1.1. Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий MEC065 (укороченный), 65 мм MIRUS™.

1.2. Трехрядные сменные кассеты со скобками MIRUS™, варианты исполнения:

- MECRW45 (цвет белый), шарнирно-сосудистая, длина ряда скобок 45 мм, высота незакрытой скобки 2.6, 2.6, 3.0 мм - не более 12 шт.;

- MECRP45 (цвет фиолетовый), для тканей толщиной 1,5-2,0 мм, длина ряда скобок 45 мм, высота незакрытой скобки 3.5, 3.5, 4.0 мм - не более 12 шт.

(при необходимости);

- MECRW60 (цвет белый), для тканей толщиной 1,0-1,5 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 2.6, 2.6, 3.0 мм - не более 12 шт. (при необходимости);

- MECRP60 (цвет фиолетовый), для тканей толщиной 1,5-2,0 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 3.5, 3.5, 4.0 мм - не более 12 шт.

(при необходимости);

- MECRB60 (цвет черный), для тканей толщиной 2,0-2,5 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 4.5, 4.5, 4.8 мм - не более 12 шт. (при необходимости).

1.3. Инструкция по применению - 1 шт.

2. Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий MEC065 (укороченный), 65 мм MIRUS™, в составе:

2.1. Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий MEC065 (укороченный), 65 мм MIRUS™.

2.2. Трехрядные сменные кассеты со скобками MIRUS™, варианты исполнения:

- MECRP45 (цвет фиолетовый), для тканей толщиной 1,5-2,0 мм, длина ряда скобок 45 мм, высота незакрытой скобки 3.5, 3.5, 4.0 мм - не более 12 шт.;

- MECRW45 (цвет белый), шарнирно-сосудистая, длина ряда скобок 45 мм, высота незакрытой скобки 2.6, 2.6, 3.0 мм - не более 12 шт. (при необходимости);

- MECRW60 (цвет белый), для тканей толщиной 1,0-1,5 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 2.6, 2.6, 3.0 мм - не более 12 шт. (при необходимости);

- MECRP60 (цвет фиолетовый), для тканей толщиной 1,5-2,0 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 3.5, 3.5, 4.0 мм - не более 12 шт.

(при необходимости);

- MECRB60 (цвет черный), для тканей толщиной 2,0-2,5 мм, длина ряда скобок 60 мм,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0137368

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 марта 2024 года № РЗН 2024/22234

Лист 2

высота незакрытой скобки 4.5, 4.5, 4.8 мм - не более 12 шт. (при необходимости).

2.3. Инструкция по применению - 1 шт.

3. Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий MEC065 (укороченный), 65 мм MIRUS™, в составе:

3.1. Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий MEC065 (укороченный), 65 мм MIRUS™.

3.2. Трехрядные сменные кассеты со скобками MIRUS™, варианты исполнения:

- MECRW60 (цвет белый), для тканей толщиной 1,0-1,5 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 2.6, 2.6, 3.0 мм - не более 12 шт.;

- MECRW45 (цвет белый), шарнирно-сосудистая, длина ряда скобок 45 мм, высота незакрытой скобки 2.6, 2.6, 3.0 мм - не более 12 шт. (при необходимости);

- MECRP45 (цвет фиолетовый), для тканей толщиной 1,5-2,0 мм, длина ряда скобок 45 мм, высота незакрытой скобки 3.5, 3.5, 4.0 мм - не более 12 шт. (при необходимости);

- MECRP60 (цвет фиолетовый), для тканей толщиной 1,5-2,0 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 3.5, 3.5, 4.0 мм - не более 12 шт. (при необходимости);

- MECRB60 (цвет черный), для тканей толщиной 2,0-2,5 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 4.5, 4.5, 4.8 мм - не более 12 шт. (при необходимости).

3.3. Инструкция по применению - 1 шт.

4. Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий MEC065 (укороченный), 65 мм MIRUS™, в составе:

4.1. Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий MEC065 (укороченный), 65 мм MIRUS™.

4.2. Трехрядные сменные кассеты со скобками MIRUS™, варианты исполнения:

- MECRP60 (цвет фиолетовый), для тканей толщиной 1,5-2,0 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 3.5, 3.5, 4.0 мм - не более 12 шт.;

- MECRW45 (цвет белый), шарнирно-сосудистая, длина ряда скобок 45 мм, высота незакрытой скобки 2.6, 2.6, 3.0 мм - не более 12 шт. (при необходимости);

- MECRP45 (цвет фиолетовый), для тканей толщиной 1,5-2,0 мм, длина ряда скобок 45 мм, высота незакрытой скобки 3.5, 3.5, 4.0 мм - не более 12 шт. (при необходимости);

- MECRW60 (цвет белый), для тканей толщиной 1,0-1,5 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 2.6, 2.6, 3.0 мм - не более 12 шт. (при необходимости);

- MECRB60 (цвет черный), для тканей толщиной 2,0-2,5 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 4.5, 4.5, 4.8 мм - не более 12 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0137369

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 марта 2024 года № РЗН 2024/22234

Лист 3

4.3. Инструкция по применению - 1 шт.

5. Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий MEC065 (укороченный), 65 мм MIRUS™, в составе:

5.1. Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий MEC065 (укороченный), 65 мм MIRUS™.

5.2. Трехрядные сменные кассеты со скобками MIRUS™, варианты исполнения:

- MECRB60 (цвет черный), для тканей толщиной 2,0-2,5 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 4,5, 4,5, 4,8 мм - не более 12 шт.;

- MECRW45 (цвет белый), шарнирно-сосудистая, длина ряда скобок 45 мм, высота незакрытой скобки 2,6, 2,6, 3,0 мм - не более 12 шт. (при необходимости);

- MECRP45 (цвет фиолетовый), для тканей толщиной 1,5-2,0 мм, длина ряда скобок 45 мм, высота незакрытой скобки 3,5, 3,5, 4,0 мм - не более 12 шт.

(при необходимости);

- MECRW60 (цвет белый), для тканей толщиной 1,0-1,5 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 2,6, 2,6, 3,0 мм - не более 12 шт. (при необходимости);

- MECRP60 (цвет фиолетовый), для тканей толщиной 1,5-2,0 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 3,5, 3,5, 4,0 мм - не более 12 шт.

(при необходимости).

5.3. Инструкция по применению - 1 шт.

6. Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий MEC160 (стандартный), 160 мм MIRUS™, в составе:

6.1. Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий MEC160 (стандартный), 160 мм MIRUS™.

6.2. Трехрядные сменные кассеты со скобками MIRUS™, варианты исполнения:

- MECRW45 (цвет белый), шарнирно-сосудистая, длина ряда скобок 45 мм, высота незакрытой скобки 2,6, 2,6, 3,0 мм - не более 12 шт.;

- MECRP45 (цвет фиолетовый), для тканей толщиной 1,5-2,0 мм, длина ряда скобок 45 мм, высота незакрытой скобки 3,5, 3,5, 4,0 мм - не более 12 шт.

(при необходимости);

- MECRW60 (цвет белый), для тканей толщиной 1,0-1,5 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 2,6, 2,6, 3,0 мм - не более 12 шт. (при необходимости);

- MECRP60 (цвет фиолетовый), для тканей толщиной 1,5-2,0 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 3,5, 3,5, 4,0 мм - не более 12 шт.

(при необходимости);

- MECRB60 (цвет черный), для тканей толщиной 2,0-2,5 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 4,5, 4,5, 4,8 мм - не более 12 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0137370

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 марта 2024 года № РЗН 2024/22234

Лист 4

6.3. Инструкция по применению - 1 шт.

7. Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий MEC160 (стандартный), 160 мм MIRUS™, в составе:

7.1. Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий MEC160 (стандартный), 160 мм MIRUS™.

7.2. Трехрядные сменные кассеты со скобками MIRUS™, варианты исполнения:

- MECRP45 (цвет фиолетовый), для тканей толщиной 1,5-2,0 мм, длина ряда скобок 45 мм, высота незакрытой скобки 3,5, 3,5, 4,0 мм - не более 12 шт.;

- MECRW45 (цвет белый), шарнирно-сосудистая, длина ряда скобок 45 мм, высота незакрытой скобки 2,6, 2,6, 3,0 мм - не более 12 шт. (при необходимости);

- MECRW60 (цвет белый), для тканей толщиной 1,0-1,5 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 2,6, 2,6, 3,0 мм - не более 12 шт. (при необходимости);

- MECRP60 (цвет фиолетовый), для тканей толщиной 1,5-2,0 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 3,5, 3,5, 4,0 мм - не более 12 шт.

(при необходимости);

- MECRB60 (цвет черный), для тканей толщиной 2,0-2,5 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 4,5, 4,5, 4,8 мм - не более 12 шт. (при необходимости).

7.3. Инструкция по применению - 1 шт.

8. Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий MEC160 (стандартный), 160 мм MIRUS™, в составе:

8.1. Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий MEC160 (стандартный), 160 мм MIRUS™.

8.2. Трехрядные сменные кассеты со скобками MIRUS™, варианты исполнения:

- MECRW60 (цвет белый), для тканей толщиной 1,0-1,5 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 2,6, 2,6, 3,0 мм - не более 12 шт.;

- MECRW45 (цвет белый), шарнирно-сосудистая, длина ряда скобок 45 мм, высота незакрытой скобки 2,6, 2,6, 3,0 мм - не более 12 шт. (при необходимости);

- MECRP45 (цвет фиолетовый), для тканей толщиной 1,5-2,0 мм, длина ряда скобок 45 мм, высота незакрытой скобки 3,5, 3,5, 4,0 мм - не более 12 шт.

(при необходимости);

- MECRP60 (цвет фиолетовый), для тканей толщиной 1,5-2,0 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 3,5, 3,5, 4,0 мм - не более 12 шт.

(при необходимости);

- MECRB60 (цвет черный), для тканей толщиной 2,0-2,5 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 4,5, 4,5, 4,8 мм - не более 12 шт. (при необходимости).

8.3. Инструкция по применению - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0137371

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 марта 2024 года № РЗН 2024/22234

Лист 5

9. Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий MEC160 (стандартный), 160 мм MIRUS™, в составе:
- 9.1. Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий MEC160 (стандартный), 160 мм MIRUS™.
- 9.2. Трехрядные сменные кассеты со скобками MIRUS™, варианты исполнения:
- MECRP60 (цвет фиолетовый), для тканей толщиной 1,5-2,0 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 3.5, 3.5, 4.0 мм - не более 12 шт.;
 - MECRW45 (цвет белый), шарнирно-сосудистая, длина ряда скобок 45 мм, высота незакрытой скобки 2.6, 2.6, 3.0 мм - не более 12 шт. (при необходимости);
 - MECRP45 (цвет фиолетовый), для тканей толщиной 1,5-2,0 мм, длина ряда скобок 45 мм, высота незакрытой скобки 3.5, 3.5, 4.0 мм - не более 12 шт. (при необходимости);
 - MECRW60 (цвет белый), для тканей толщиной 1,0-1,5 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 2.6, 2.6, 3.0 мм - не более 12 шт. (при необходимости);
 - MECRB60 (цвет черный), для тканей толщиной 2,0-2,5 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 4.5, 4.5, 4.8 мм - не более 12 шт. (при необходимости).
- 9.3. Инструкция по применению - 1 шт.
10. Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий MEC160 (стандартный), 160 мм MIRUS™, в составе:
- 10.1. Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий MEC160 (стандартный), 160 мм MIRUS™.
- 10.2. Трехрядные сменные кассеты со скобками MIRUS™, варианты исполнения:
- MECRB60 (цвет черный), для тканей толщиной 2,0-2,5 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 4.5, 4.5, 4.8 мм - не более 12 шт.;
 - MECRW45 (цвет белый), шарнирно-сосудистая, длина ряда скобок 45 мм, высота незакрытой скобки 2.6, 2.6, 3.0 мм - не более 12 шт. (при необходимости);
 - MECRP45 (цвет фиолетовый), для тканей толщиной 1,5-2,0 мм, длина ряда скобок 45 мм, высота незакрытой скобки 3.5, 3.5, 4.0 мм - не более 12 шт. (при необходимости);
 - MECRW60 (цвет белый), для тканей толщиной 1,0-1,5 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 2.6, 2.6, 3.0 мм - не более 12 шт. (при необходимости);
 - MECRP60 (цвет фиолетовый), для тканей толщиной 1,5-2,0 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 3.5, 3.5, 4.0 мм - не более 12 шт. (при необходимости).
- 10.3. Инструкция по применению - 1 шт.
11. Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий MEC255 (удлиненный),
- Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0137372

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 марта 2024 года № РЗН 2024/22234

Лист 6

255 мм MIRUS™, в составе:

11.1. Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий MEC255 (удлиненный), 255 мм MIRUS™.

11.2. Трехрядные сменные кассеты со скобками MIRUS™, варианты исполнения:

- MECRW45 (цвет белый), шарнирно-сосудистая, длина ряда скобок 45 мм, высота незакрытой скобки 2.6, 2.6, 3.0 мм - не более 12 шт.;

- MECRP45 (цвет фиолетовый), для тканей толщиной 1,5-2,0 мм, длина ряда скобок 45 мм, высота незакрытой скобки 3.5, 3.5, 4.0 мм - не более 12 шт.

(при необходимости);

- MECRW60 (цвет белый), для тканей толщиной 1,0-1,5 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 2.6, 2.6, 3.0 мм - не более 12 шт. (при необходимости);

- MECRP60 (цвет фиолетовый), для тканей толщиной 1,5-2,0 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 3.5, 3.5, 4.0 мм - не более 12 шт.

(при необходимости);

- MECRB60 (цвет черный), для тканей толщиной 2,0-2,5 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 4.5, 4.5, 4.8 мм - не более 12 шт. (при необходимости).

11.3. Инструкция по применению - 1 шт.

12. Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий MEC255 (удлиненный), 255 мм MIRUS™, в составе:

12.1. Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий MEC255 (удлиненный), 255 мм MIRUS™.

12.2. Трехрядные сменные кассеты со скобками MIRUS™, варианты исполнения:

- MECRP45 (цвет фиолетовый), для тканей толщиной 1,5-2,0 мм, длина ряда скобок 45 мм, высота незакрытой скобки 3.5, 3.5, 4.0 мм - не более 12 шт.;

- MECRW45 (цвет белый), шарнирно-сосудистая, длина ряда скобок 45 мм, высота незакрытой скобки 2.6, 2.6, 3.0 мм - не более 12 шт. (при необходимости);

- MECRW60 (цвет белый), для тканей толщиной 1,0-1,5 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 2.6, 2.6, 3.0 мм - не более 12 шт. (при необходимости);

- MECRP60 (цвет фиолетовый), для тканей толщиной 1,5-2,0 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 3.5, 3.5, 4.0 мм - не более 12 шт.

(при необходимости);

- MECRB60 (цвет черный), для тканей толщиной 2,0-2,5 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 4.5, 4.5, 4.8 мм - не более 12 шт. (при необходимости).

12.3. Инструкция по применению - 1 шт.

13. Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий MEC255 (удлиненный), 255 мм MIRUS™, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0137373

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 марта 2024 года № РЗН 2024/22234

Лист 7

13.1. Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий MEC255 (удлиненный), 255 мм MIRUS™.

13.2. Трехрядные сменные кассеты со скобками MIRUS™, варианты исполнения:

- MECRW60 (цвет белый), для тканей толщиной 1,0-1,5 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 2,6, 2,6, 3,0 мм - не более 12 шт.;

- MECRW45 (цвет белый), шарнирно-сосудистая, длина ряда скобок 45 мм, высота незакрытой скобки 2,6, 2,6, 3,0 мм - не более 12 шт. (при необходимости);

- MECRP45 (цвет фиолетовый), для тканей толщиной 1,5-2,0 мм, длина ряда скобок 45 мм, высота незакрытой скобки 3,5, 3,5, 4,0 мм - не более 12 шт.

(при необходимости);

- MECRP60 (цвет фиолетовый), для тканей толщиной 1,5-2,0 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 3,5, 3,5, 4,0 мм - не более 12 шт.

(при необходимости);

- MECRB60 (цвет черный), для тканей толщиной 2,0-2,5 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 4,5, 4,5, 4,8 мм - не более 12 шт. (при необходимости).

13.3. Инструкция по применению - 1 шт.

14. Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий MEC255 (удлиненный), 255 мм MIRUS™, в составе:

14.1. Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий MEC255 (удлиненный), 255 мм MIRUS™.

14.2. Трехрядные сменные кассеты со скобками MIRUS™, варианты исполнения:

- MECRP60 (цвет фиолетовый), для тканей толщиной 1,5-2,0 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 3,5, 3,5, 4,0 мм - не более 12 шт.;

- MECRW45 (цвет белый), шарнирно-сосудистая, длина ряда скобок 45 мм, высота незакрытой скобки 2,6, 2,6, 3,0 мм - не более 12 шт. (при необходимости);

- MECRP45 (цвет фиолетовый), для тканей толщиной 1,5-2,0 мм, длина ряда скобок 45 мм, высота незакрытой скобки 3,5, 3,5, 4,0 мм - не более 12 шт.

(при необходимости);

- MECRW60 (цвет белый), для тканей толщиной 1,0-1,5 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 2,6, 2,6, 3,0 мм - не более 12 шт. (при необходимости);

- MECRB60 (цвет черный), для тканей толщиной 2,0-2,5 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 4,5, 4,5, 4,8 мм - не более 12 шт. (при необходимости).

14.3. Инструкция по применению - 1 шт.

15. Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий MEC255 (удлиненный), 255 мм MIRUS™, в составе:

15.1. Степлер линейный эндоскопический сшивающе-режущий MEC255 (удлиненный),

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0137374

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 марта 2024 года № РЗН 2024/22234

Лист 8

255 мм MIRUS™.

15.2. Трехрядные сменные кассеты со скобками MIRUS™, варианты исполнения:

- MECRB60 (цвет черный), для тканей толщиной 2,0-2,5 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 4.5, 4.5, 4.8 мм - не более 12 шт.;

- MECRW45 (цвет белый), шарнирно-сосудистая, длина ряда скобок 45 мм, высота незакрытой скобки 2.6, 2.6, 3.0 мм - не более 12 шт. (при необходимости);

- MECRP45 (цвет фиолетовый), для тканей толщиной 1,5-2,0 мм, длина ряда скобок 45 мм, высота незакрытой скобки 3.5, 3.5, 4.0 мм - не более 12 шт.

(при необходимости);

- MECRW60 (цвет белый), для тканей толщиной 1,0-1,5 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 2.6, 2.6, 3.0 мм - не более 12 шт. (при необходимости);

- MECRP60 (цвет фиолетовый), для тканей толщиной 1,5-2,0 мм, длина ряда скобок 60 мм, высота незакрытой скобки 3.5, 3.5, 4.0 мм - не более 12 шт.

(при необходимости).

15.3. Инструкция по применению - 1 шт.

≈

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0137375