

Внешний вид исполнений тренажеров представлен в таблице 1.

Внешний вид тренажера	Исполнение	Применение
	RT300-SL	Применяется для ног
	RT300-SLSA RT300-SLA	Применяется для рук и ног Применяется только для рук
	RT300-SA	Применяется для рук, располагается на прикроватной стойке
	RT300-SUPINE	Применяется для ног, располагается на прикроватной стойке
	RT200-SLSA RT200-SLA	Применяется для рук и ног Применяется только для рук


	RT600-SL	Позволяет воспроизвести имитацию ходьбы
---	-----------------	---


Основные составные части тренажеров и основные принадлежности приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Изображение
Основной блок	
Взрослый набор педалей, поставляемых с тренажером RT300, включает опоры для голеней стандартную и опору 27 см	
Фиксатор голени с липкой лентой Велкро (40 x 5 см)	-
Фиксатор ступни с липкой лентой Велкро (48 x 3 см)	-
Набор педалей для детей, поставляемый с педиатрической версией RT300, включает вставки для ступни размером 24 см	
Вставка размером 21 см для педали для детей	-
Вставка размером 17 см для педали для детей	-
Страховочная ручка	
Контроллер/стимулятор SAGE	
Кабель питания	

Кабель стимуляции	
Фиксатор инвалидной коляски	
Набор инструментов	
Пульсоксиметр	
Моторизованные рычаги для рук	
Захваты для рук	
Прямые захваты	
Мобильная тележка	
Приспособление для ног	
Фиксатор	
Соединительная скоба	
Тросик	
Блок для троса	

Компрессионная лента	
Подлокотник с вертикальной или горизонтальной ручкой	
Подлокотник с грибовидной ручкой	
Захват для руки	
Фиксирующая перчатка, пара	
Одноканальный стимулятор RT50	
Кабель стимулятора RT50	
Адаптер питания RT50	
Фиксатор голени на липучке (40 см x 5 см)	—
Фиксатор стопы на липучке (48 см x 3 см)	—
Электроды – 1,25'' круглые	
Электроды – 2 x 2''	
Электроды – 2 x 3,5''	
Электроды – 3 x 4''	

Электрод – 5 x 8''	
Электрод кнопочный, 2'' x 2''	
Электрод кнопочный, 2'' x 4''	
Электроды для чувствительной кожи, 2'' x 2''	
Электроды для чувствительной кожи, 1,5'' x 3,5''	
Электроды PALS Clinical – 2 x 2''	
Электроды PALS Clinical – 2 x 4''	
Зарядное устройство для RT50	
Кейс для стимуляторов RT50	
Привод RT600	
Степпер-эргометр RT600	
Изолирующий трансформатор	
Подъемный механизм RT600	-
Комплект ремней	-
Предохранительная рукоятка (в собранном виде)	
Крышка для места крепления блока управления	
Крепление блока управления	
Кабель RJ12	-

Реклама

Тренажер реабилитационный с функциональной электростимуляцией и биологической обратной связью для лечения опорно-двигательного аппарата RT

Тренажер с одновременной функциональной стимуляцией верхних и нижних конечностей

RT200-SLA(для рук) RT200-SLSA(для рук и ног)



Тренажер с функциональной стимуляцией нижних конечностей

RT300-SL



Тренажер с одновременной функциональной стимуляцией верхних и нижних конечностей

RT300-SLSA (для рук и ног), **RT300-SLA** (для рук)



Прикроватная система функциональной стимуляции верхних конечностей

RT300-SA



Прикроватная система функциональной стимуляции нижних конечностей

RT300-SUPINE



Тренажер с одновременной функциональной стимуляцией нижних конечностей в режиме ходьбы


RT600-SL



Генеральный директор
ЗАО "СП Бека-Хоспитек"



А.И. Труханов



Тренажер реабилитационный RT в исполнении: RT300-SL

Фото 1

Протокол технических испытаний № 290/ЭМС-12

от 26.11.2012 г. на 14 листах

Настоящий протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Не допускается частичная или полная перепечатка настоящего протокола без разрешения
ИЛЦ ФГБУН НИИ ФХМ ФМБА России