

**Фотографические изображения и проект маркировки медицинского изделия
«Экзофтальмометр «ЭКЗО-1» по ТУ 32.50.13-001-46881827-2022»**

Фото 1. Общий вид упаковочной коробки.




Фото 2. Вид упаковочной коробки сбоку.




Фото 3. Вид упаковочной коробки снизу.




Фото 4. Вид внутренней части коробки с прибором.



Фото 5. Общий вид «Экзофтальмометр «ЭКЗО-1» по ТУ 32.50.13-001-46881827-2022».





Рисунок к фото №5.



1. Упор левый
2. Упор правый подвижный
3. Планка со шкалой измерения расстояния между наружными углами глазниц (Планка транспортер со шкалой)
4. Призма со шкалой для измерения выпячивания глазного яблока
5. Уголки
6. Дистанцирующая стойка
7. Планка

Фото 6. Общий вид «Экзофталмометр «ЭКЗО-1» по ТУ 32.50.13-001-46881827-2022»





Рисунок к фото №6.



1. Упор левый
2. Упор правый подвижный
3. Планка со шкалой измерения расстояния между наружными углами
глазниц (Планка транспортер со шкалой)
4. Планка

Фото 7 - Контрольная шкала «Экзофталмометр «ЭКЗО-1» по ТУ 32.50.13-001-46881827-2022».




Фото 8. Контрольная шкала «Экзофталмометр «ЭКЗО-1» по ТУ 32.50.13-001-46881827-2022» и призма.




Фото 9. Общий вид медицинского изделия «Экзофтальмометр «ЭКЗО-1» по ТУ 32.50.13-001-46881827-2022» с другого ракурса.




Фото 9. Упор правый подвижный.




Фото 10. Упор правый подвижный.




Фото 11. Призма упора правого подвижного.




Фото 12. Призма упора правого подвижного.




Фото 13. Упор левый.




Фото 13. Упор левый и маркировка.




Фото 14. Призма упора левого






Фото 15. Призма упора левого.




Проект маркировки «Экзофтальмометр «ЭКЗО-1» по ТУ 32.50.13-001-46881827-2022»

Маркировка изделия, закреплённая первоначально предприятием-изготовителем, наноситься на планку транспортер со шкалой наносится наименование варианта исполнения - «ЭКЗО-1»:




Основная информация по маркировке на обратную сторону инструмента:



Образец маркировки представлен ниже:



Образец маркировки потребительской (транспортной) упаковки :



ООО «Призма»

Экзофтальмометр «ЭКЗО-1»

ТУ 32.50.13-001-46881827-2022

SN: EKZO1-001-072022  **07-2022**

Срок хранения 5 лет



ООО «Призма»,
127015, Российская федерация, г. Москва,
с/п.тер. в муниципальный округ Савеловский,
Вятская ул. д. 49, стр.2, этаж/помещение 2/1,
ком. 62, тел.: +7(495)678-02-92

Сделано в России

РУ № _____

Масса брутто, кг:

Масса нетто, кг:



**Габаритные размеры
упаковки, мм:**

Грузополучатель:



Транспортировка

Хранение



Прошнуровано и скреплено печатью.

Генеральный директор

ООО «ПРИЗМА»



/Саенков М.А./