



Руководитель группы

ООО «Сименс Здравоохранение»


И.И. Левитский

«23» июня 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


«Система цифровая рентгеновская для маммографии Mammomat Fusion с принадлежностями»



1. Штатив рентгеновского устройства Mammomat Fusion:
стойка штатива со встроенным генератором; поворотный рычаг; устройство компрессионное; детектор; объектный стол;
рукоятки; переключатель ножной.




Штатив рентгеновского устройства Mammomat Fusion: поворотный рычаг; устройство компрессионное; детектор; объектный стол; рукоятки;




Штатив рентгеновского устройства Mammomat Fusion:
детектор; объектный стол; рукоятки; переключатель ножной.




2. Рабочая станция системы управления и сбора данных с базовым программным обеспечением.



3. Монитор с плоским экраном, не более 2 шт.



4. Клавиатура.





5. Пластина компрессионная 24 x 30 с высоким краем (при необходимости).

SIEMENS


www.siemens.com/healthcare

Mammomat Fusion


Руководство пользователя
VB61 или выше




Приспособления для подготовки к транспортировке для установки на автомобиль. 1-2: Стенные держатели для ножных переключателей 3: Шайбы 4: Набор металлических проставок 5: Крепление головки трубки



2. Монитор высокого разрешения




3. Дополнительный монитор высокого разрешения




4. Держатель монитора для рабочей станции системы управления и сбора данных, дополнительный



5. Экран для защиты от радиоактивного излучения.




6. Дополнительный экран для защиты от радиоактивного излучения




7. Стол оператора с экраном для защиты от радиоактивного излучения



8. Лоток для клавиатуры для консоли оператора



9. Дополнительный переключатель ножной, не более 2шт.




10. Переключатель с четырьмя педалями, ножной, не более 2 шт.




11. Переключатель педальный для включения излучения.




12. Выключатель ручной для включения излучения.




13. Вставка для компрессионной пластины 24x30 с высоким краем, не более 10 шт.



14. Пластина компрессионная 18х24 с высоким краем.




15. Вставка для компрессионной пластины 18x24 с высоким краем, не более 10 шт.




16. Пластина компрессионная 18x24 с низким краем.




17. Вставка для компрессионной пластины 18x24 с низким краем, не более 10 шт.




18. Пластина компрессионная 24x30 с низким краем.




19. Вставка для компрессионной пластины 24x30 с низким краем, не более 10 шт.




20. Пластина компрессионная со сдвигом с высоким краем.




21. Вставка для компрессионной пластины со сдвигом с высоким краем, не более 10 шт.




22. Пластина компрессионная со сдвигом с низким краем.




23. Вставка для компрессионной пластины со сдвигом с низким краем, не более 10 шт.




24. Пластина компрессионная гибкая 18х24.




25. Вставка для компрессионной гибкой пластины 18x24, не более 10 шт.




26. Пластина компрессионная гибкая 24х30.




27. Вставка для компрессионной гибкой пластины 24x30, не более 10 шт.



28. Пластина компрессионная для аксиллярных проекций, 8х20, не более 5 шт.




29. Вставка для пластины компрессионной для аксиллярных проекций, 8x20, не более 5 шт.




30. Пластина компрессионная для прицельной съемки 9х9.




31. Вставка для компрессионной пластины для прицельной съемки 9х9, не более 10 шт.



32. Пластина компрессионная для прицельной съемки 6x6.




33. Вставка для компрессионной пластины для прицельной съемки 6х6, не более 10 шт.



34. Пластина компрессионная с округлым прицелом 18x24.




35. Вставка для компрессионной пластины с округлым прицелом 18x24, не более 10 шт.




36. Набор компрессионных пластин, в составе (2 шт. в наборе):

- Пластина компрессионная для съемки с увеличением 16x20.
- Пластина компрессионная для прицельной съемки с увеличением 9x9.




37. Вставка для компрессионной пластины для съемки с увеличением 16x20, не более 10 шт.



38. Вставка для компрессионной пластины для прицельной съемки с увеличением 9х9, не более 10 шт.




39. Пластина компрессионная для прицельной съемки с увеличением 6х6.



40. Вставка для компрессионной пластины для прицельной съемки 6х6, не более 10 шт.




41. Приспособление для биопсии с лазерным перекрестием



42. Вставка приспособления для биопсии с лазерным перекрестием, не более 10 шт.




43. Устройство для стереотаксической биопсии.




44. Пластина компрессионная для стереотаксической биопсии.



45. Вставка для компрессионной пластины для стереотаксической биопсии, не более 10 шт.




46. Вставка для компрессионной пластины для стереотаксической биопсии (горизонтальное направление иглы), не более 10 шт.



47. Пластина компрессионная для 2D биопсии с отверстиями.




48. Вставка для компрессионной пластины для 2D биопсии с отверстиями, не более 10 шт.



49. Втулки для биопсии многоразовые (не более 100 шт.)




50. Втулки для биопсии одноразовые (не более 1000 шт.)




51. Держатели для вакуумной биопсии горизонтальные и/или вертикальные, не более 10 шт.



52. Держатель компрессионной пластины, не более 10 шт.






53. Устройство наведения лазерное.



54. Стол увеличительный 1.8х.



55. Стол увеличительный 1.5х.

Modality Performed Procedure Step

PATIENT

Patient name : MOD_SIEMENS, Correction

Patient ID : SIEMENS_12

Date of birth : 1/1/1970

Sex : female

STUDY

Study description : Screening Mammography, left

Modality : MG

Accession No. : Acc12

Station : AWS841

Study ID : 3

MPPS

Description : Screening Mammography, left

Status : IN PROGRESS

Comments

Previous

Next

Performed actions

Protocol Code	Protocol Item
MAWF0002	Screening Mammography, left

Performed series

Series Description	Protocol	Performing Physician	Operator	Retrieved AE Title

☐ ApplyToAll

Completed

Discontinued

Send

Save

Cancel


Help


Image attributes




Acquisition number	1
Projection view	R-CC
mAs	115
kV	30
Anode filter	W / Rh
Dose (mGy)	1.40
AEC region	Automatic
Acquisition date/time	7/28/2015
	2:59:00 PM
Exposure time (msec)	679

Close





59. Программный режим подключения виртуальной машины к рабочей станции системы сбора данных.





61. Экран световой декоративный, не более 5 шт.



62. Источник бесперебойного питания для рабочей станции системы управления и сбора данных.

SIEMENS

www.siemens.com/healthcare

Mammomat Fusion

Руководство пользователя

VB61 или выше

Маркировка:

Система цифровая рентгеновая для маммографии

MAMMOMAT Fusion с принадлежностями

Регистрационное удостоверение: РЗН 2018/6718 от xx.xx.xxxx

Страна производства: Германия

Дата производства и серийный номер указаны на основной маркировке изделия

Назначение; нормативная документация, требованиям которой соответствует медицинское изделие; массогабаритные характеристики и срок службы изделия указаны в документации пользователя

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.96

~1P/N/PE 208/220/230/240 В

50/60 Гц

7,5 кВА / 0,5 кВА

~2P/N/PE 208/220/230/240/400 В

Макет маркировки медицинского изделия на русском языке



Всего прошито и пронумеровано
38 листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»

