

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «МедТестКонсалтинг»

Бунзя В. К.

« 21 » декабря 2023 г.

ФОТОГРАФИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Набор мебели медицинской»,

производства Совместное закрытое акционерное общество

«БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»,

Республика Беларусь

1. Шкаф медицинский ШМ-1Н. Маркировка.
2. Тумба с мойкой ТМ01. Маркировка.
3. Шкаф медицинский ШМ-1Н. Маркировка упаковки транспортной. Место 1 (шкаф).
4. Шкаф медицинский ШМ-1Н. Маркировка упаковки транспортной. Место 2 (полки).
5. Тумба с мойкой ТМ01. Маркировка упаковки транспортной. Место 3.
6. Столик инструментальный СИ-5Н. Маркировка.
7. Столик инструментальный СИ-5Н. Маркировка транспортной упаковки.
8. Тумба с распашной дверью Т01. Маркировка.
9. Тумба с распашной дверью Т01. Маркировка транспортной упаковки.
10. Шкаф медицинский ШМ-2П. Маркировка.
11. Шкаф медицинский ШМ-2П. Маркировка транспортной упаковки. Место 1 (верхний модуль).
12. Шкаф медицинский ШМ-2П. Маркировка транспортной упаковки. Место 2 (нижний модуль).
13. Шкаф медицинский ШМ-2П. Маркировка транспортной упаковки. Место 3 (полки).
14. Тумба со сдвоенной мойкой ТМ02. Маркировка.
15. Тумба со сдвоенной мойкой ТМ02. Маркировка транспортной упаковки.
16. Столик врача стоматолога СВ2. Маркировка.
17. Столик врача стоматолога СВ2. Маркировка транспортной упаковки.
18. Столик врача стоматолога СВ2. Маркировка транспортной упаковки. Место 2 (полка стеклянная).
19. Стул стоматолога СВ-1П. Маркировка.
20. Стул стоматолога СВ-1П. Маркировка транспортной упаковки.
21. Столик врача стоматолога СВ3. Маркировка.
22. Столик врача стоматолога СВ3. Маркировка транспортной упаковки.
23. Столик врача стоматолога СВ3. Маркировка транспортной упаковки. Место 2 (полка стеклянная).
24. Стул стоматолога СС-6П. Маркировка.
25. Стул стоматолога СС-6П. Маркировка транспортной упаковки.
26. Столик врача стоматолога СВ4. Маркировка.
27. Столик врача стоматолога СВ4. Маркировка транспортной упаковки.
28. Столик врача стоматолога СВ4. Маркировка транспортной упаковки. Место 2 (полка стеклянная).
29. Тумба с выдвижными ящиками Т03. Маркировка.
30. Тумба с выдвижными ящиками Т03. Маркировка транспортной упаковки.
31. Полка навесная ПН1. Маркировка.
32. Полка навесная ПН1. Маркировка транспортной упаковки. Место 2 (полка).
33. Полка навесная ПН1. Маркировка транспортной упаковки. Место 3 (полки).
34. Тумба с выдвижными ящиками Т04. Маркировка.
35. Тумба с выдвижными ящиками Т04. Маркировка транспортной упаковки.
36. Полка навесная ПН2. Маркировка.
37. Полка навесная ПН2. Маркировка транспортной упаковки. Место 2 (полка).
38. Полка навесная ПН2. Маркировка транспортной упаковки. Место 3 (полки).
39. Тумба угловая напольная ТУ1. Маркировка.
40. Тумба угловая напольная ТУ1. Маркировка транспортной упаковки.

41. Полка навесная угловая ПНУ1. Маркировка.
42. Полка навесная угловая ПНУ1. Маркировка транспортной упаковки.
43. Тумба с выдвижными ящиками Т05. Маркировка.
44. Тумба с выдвижными ящиками Т05. Маркировка транспортной упаковки.
45. Полка навесная ПН2С. Маркировка.
46. Полка навесная ПН2С. Маркировка транспортной упаковки. Место 2 (полка).
47. Полка навесная ПН2С. Маркировка транспортной упаковки. Место 3 (полки).
48. Столик анестезиолога СА-2П. Маркировка.
49. Столик анестезиолога СА-2П. Маркировка транспортной маркировки. Место 1 (ящик).
50. Столик анестезиолога СА-2П. Маркировка транспортной маркировки. Место 2 (стойки).
51. Тумба с выдвижными ящиками Т02. Маркировка.
52. Тумба с выдвижными ящиками Т02. Маркировка транспортной упаковки.
53. Столик манипуляционный СМ-3П. Маркировка.
54. Столик манипуляционный СМ-3П. Маркировка. Место 1 (ящик).
55. Столик манипуляционный СМ-3П. Маркировка транспортной упаковки. Место 2 (стойки).
56. Тумба с распашными дверьми Т01.2. Маркировка.
57. Тумба с распашными дверьми Т01.2. Маркировка транспортной упаковки.

СЗАО "Белмедматериалы"

**Республика Беларусь, 225730, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 316-4**

Шкаф медицинский ШМ-1Н

Габаритные размеры, мм:

длина – 525 ± 4

ширина – 480 ± 4

высота – 1850 ± 4



Заводской № 84

Дата изготовления 03 2023г.

**Средний срок службы (эксплуатации) до списания 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня
получения потребителем (даты продажи).**

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/5088

Условия применения: температура от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$

Фото 1. Шкаф медицинский ШМ-1Н. Маркировка.

СЗАО "Белмедматериалы"
Республика Беларусь, 225730, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б-4

Тумба с мойкой ТМ01

Габаритные размеры, мм:

длина – 500 ± 4

ширина – 520 ± 4

высота – 865 ± 4



Заводской № ____ 47 ____

Дата изготовления ____ 04 ____ 2023г.

Средний срок службы (эксплуатации) до списания 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня
получения потребителем (даты продажи).

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/5088

Условия применения: температура от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$

Фото 2. Тумба с мойкой ТМ01. Маркировка.



Фото 3. Шкаф медицинский ШМ-1Н. Маркировка упаковки транспортной. Место 1 (шкаф).



Фото 4. Шкаф медицинский ШМ-1Н. Маркировка упаковки транспортной. Место 2 (полки).



Фото 5. Тумба с мойкой ТМ01. Маркировка упаковки транспортной. Место 3.

СЗАО "Белмедматериалы"
Республика Беларусь, 225730, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 316-4

Столик инструментальный СИ-5Н

Габаритные размеры, мм:

длина – 720 ± 4

ширина – 535 ± 4

высота – 870 ± 4



Заводской № _____ 20_____
Дата изготовления ____ 04 ____ 2023г.

Средний срок службы (эксплуатации) до списания 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня
получения потребителем (даты продажи).

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/5088

Условия применения: температура от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$

Фото 6. Столик инструментальный СИ-5Н. Маркировка.



СЗАО "БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ"

Республика Беларусь, 225730 Брестская обл.
Пинский район, д. Пинковичи, ул. Полевая, 315 к. 4

**НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ №2
СТОЛИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СИ-5Н**

Место 1

Мест 2

Транспортировка изделия в упаковке производителя крытым транспортом
всех видов при температуре от - 50°C до +50°C

Относительная влажность от 10 до 90% (без конденсации)

Хранение в упаковке производителя при температуре от - 50°C до +40°C
и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре + 25°C

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

БРУТТО 10 кг

93X60X9 см

Дата выпуска:

04. 2023 г.

Фото 7. Столик инструментальный СИ-5Н. Маркировка транспортной упаковки.

СЗАО "Белмедматериалы"
Республика Беларусь, 225730, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 316-4

Тумба с распашной дверью ТО1

Габаритные размеры, мм:

длина – 500 ± 4

ширина – 505 ± 4

высота – 865 ± 4



Заводской № _____ 32 _____


Дата изготовления __ 04 __ 2023г.

Средний срок службы (эксплуатации) до списания 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня
получения потребителем (даты продажи).

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/5088

Условия применения: температура от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$

Фото 8. Тумба с распашной дверью ТО1. Маркировка.



СЗАО "БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ"

Республика Беларусь, 225730 Брестская обл.
Пинский район, д Пинковичи, ул Полевая, 316, к 4

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ №2 ТУМБА С РАСПАШНОЙ ДВЕРЬЮ Т01

Место 2

Мест 2

Транспортировка изделия в упаковке производителя крытым транспортом
всех видов при температуре от - 50°C до +50°C

Относительная влажность от 10 до 90% (без конденсации)

Хранение в упаковке производителя при температуре от - 50°C до +40°C
и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре + - 25°C
Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

БРУТТО 26 кг

52X52X88 см

Дата выпуска:

04. 2023 г.

Фото 9. Тумба с распашной дверью Т01. Маркировка транспортной упаковки.

Республика Беларусь, 225730, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 316-4

Шкаф медицинский ШМ-2П

Габаритные размеры, мм:

длина - 1000 ± 4

ширина - 480 ± 4

высота - 1850 ± 4



Заводской № 65

Дата изготовления 04 2023г.

Средний срок службы (эксплуатации) до списания 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации - 24 мес. со дня
получения потребителем (даты продажи).

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/5088

Условия применения: температура от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$



Фото 11. Шкаф медицинский ШМ-2П. Маркировка транспортной упаковки. Место 1 (верхний модуль).



Фото 12. Шкаф медицинский ШМ-2П. Маркировка транспортной упаковки. Место 2 (нижний модуль).



Фото 13. Шкаф медицинский ШМ-2П. Маркировка транспортной упаковки. Место 3 (полки).

СЗАО "Белмедматериалы"
Республика Беларусь, 225730, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б-4

Тумба со сдвоенной мойкой ТМ02

Габаритные размеры, мм:

длина – 800 ± 4

ширина – 520 ± 4

высота – 865 ± 4



Заводской № 40
Дата изготовления 04 2023г.

Средний срок службы (эксплуатации) до списания 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня
получения потребителем (даты продажи).

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/5088

Условия применения: температура от + 15°C до + 35 °C

СЗАО "БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ"

Республика Беларусь, 225730 Брестская обл.,
Пинский район, д. Пинковичи, ул. Полевая, 316, к. 4

**НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ №3
ТУМБА СО СДВОЕННОЙ МОЙКОЙ ТМ02**

Место 4

Мест 4

Транспортировка изделия в упаковке производителя крытым транспортом
всех видов при температуре от - 50°C до +50°C
Относительная влажность от 10 до 90% (без конденсации)

Хранение в упаковке производителя при температуре от - 50°C до +40°C
и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре + - 25°C
Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

БРУТТО 39 кг

84X52X87 см

Дата выпуска:

04. 2023 г.



Фото 15. Тумба со сдвоенной мойкой ТМ02. Маркировка транспортной упаковки.

СЗАО "Белмедматериалы"
Республика Беларусь, 225730, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б-4

Столик врача стоматолога СВ2

Габаритные размеры, мм:

длина – 600 ± 4

ширина – 510 ± 4

высота – 790 ± 4



Заводской № _____ 14 _____

Дата изготовления ____ 03 ____ 2023г.

Средний срок службы (эксплуатации) до списания 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня
получения потребителем (даты продажи).

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/5088

Условия применения: температура от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$

Фото 16. Столик врача стоматолога СВ2. Маркировка.



СЗАО "БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ"

Республика Беларусь, 225730 Брестская обл.,
Пинский район, д. Пинковичи, ул. Полевая, 316, к. 4

**НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ №4
СТОЛИК ВРАЧА СТОМАТОЛОГА СВ2**

Место 1

Мест 3

Транспортировка изделия в упаковке производителя крытым транспортом
всех видов при температуре от - 50°C до +50°C

Относительная влажность от 10 до 90% (без конденсации)

Хранение в упаковке производителя при температуре от - 50°C до +40°C
и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +/- 25°C

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

БРУТТО 28 кг

52X54X83 см

Дата выпуска:

03. 2023 г.

Фото 17. Столик врача стоматолога СВ2. Маркировка транспортной упаковки.




Фото 18. Столик врача стоматолога СВ2. Маркировка транспортной упаковки. Место 2 (полка стеклянная).

СЗАО "Белмедматериалы"
Республика Беларусь, 225730, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полеская, 31б-4

Стул стоматолога СВ-1П

Габаритные размеры, мм:

диаметр сиденья – 400 ± 4

диаметр крестовины – 585 ± 4

высота по сиденью – $(510 - 690) \pm 4$

высота по спинке – $(875 - 1065) \pm 4$



Заводской № _____ 54 _____

Дата изготовления ____ 03 ____ 2023г.

Средний срок службы (эксплуатации) до списания 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня
получения потребителем (даты продажи).

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/5088

Условия применения: температура от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$

Фото 19. Стул стоматолога СВ-1П. Маркировка.

СЗАО "БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ"

Республика Беларусь, 225730 Брестская обл.,
Пинский район, д.Пинковичи, ул. Полевая, 316, к. 4

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ №4 СТУЛ СТОМАТОЛОГА СВ-1П

Место 3

Мест 3

Транспортировка изделия в упаковке производителя крытым транспортом
всех видов при температуре от - 50°C до +50°C

Относительная влажность от 10 до 90% (без конденсации)

Хранение в упаковке производителя при температуре от - 50°C до +40°C

и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +- 25°C

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

БРУТТО 11 кг

65X65X25 см

Дата выпуска:

03. 2023 г.

Фото 20. Стул стоматолога СВ-1П. Маркировка транспортной упаковки.

СЗАО "Белмедматериалы"
Республика Беларусь, 225730, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б-4

Столик врача стоматолога СВЗ

Габаритные размеры, мм:

длина – 600 ± 4

ширина – 510 ± 4

высота – 790 ± 4



Заводской № _____ 37 _____

Дата изготовления ____ 03 ____ 2023г.

Средний срок службы (эксплуатации) до списания 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня
получения потребителем (даты продажи).

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/5088

Условия применения: температура от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$

СЗАО "БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ"

Республика Беларусь, 225730 Брестская обл.,
Пинский район, д. Пинковичи, ул. Полевая, 316, к. 4

**НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ №5
СТОЛИК ВРАЧА СТОМАТОЛОГА СВ3**

Место 1

Мест 3

Транспортировка изделия в упаковке производителя крытым транспортом
всех видов при температуре от - 50°C до +50°C
Относительная влажность от 10 до 90% (без конденсации)

Хранение в упаковке производителя при температуре от - 50°C до +40°C
и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре + - 25°C
Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

БРУТТО 29 кг

52X54X83 см

Дата выпуска:

03. 2023 г.



Фото 22. Столик врача стоматолога СВ3. Маркировка транспортной упаковки.



Фото 23. Столик врача стоматолога СВЗ. Маркировка транспортной упаковки. Место 2 (полка стеклянная).

СЗАО "Белмедматериалы"
Республика Беларусь, 225730, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 316-4

Стул стоматолога СС-6П

Габаритные размеры, мм:

диаметр сиденья – 400 ± 4

диаметр крестовины – 585 ± 4

высота по сиденью – $(510 - 690) \pm 4$

высота по спинке – $(725 - 1150) / (875 - 1065) \pm 4$



Заводской № 28

Дата изготовления 03 2023г.

Средний срок службы (эксплуатации) до списания 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня
получения потребителем (даты продажи).

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/5088

Условия применения: температура от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$

Фото 24. Стул стоматолога СС-6П. Маркировка.

СЗАО "БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ"

Республика Беларусь, 225730 Брестская обл.,
Пинский район, д.Пинковичи, ул. Полевая, 31б, к.4

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ №5 СТУЛ СТОМАТОЛОГА СС-6П

Место 3

Мест 3

Транспортировка изделия в упаковке производителя крытым транспортом
всех видов при температуре от - 50°C до +50°C

Относительная влажность от 10 до 90% (без конденсации)

Хранение в упаковке производителя при температуре от - 50°C до +40°C
и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +- 25°C

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

БРУТТО 12 кг

65X65X25 см

Дата выпуска:

03. 2023 г.

Фото 25. Стул стоматолога СС-6П. Маркировка транспортной упаковки.

СЗАО "Белмедматериалы"
Республика Беларусь, 225730, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 316-4


Столик врача стоматолога СВ4

Габаритные размеры, мм:

длина – 600 ± 4

ширина – 510 ± 4

высота – 790 ± 4



Заводской № _____ 22 _____
Дата изготовления _____ 03 _____ 2023г.

Средний срок службы (эксплуатации) до списания 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня
получения потребителем (даты продажи).

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/5088

Условия применения: температура от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$

Фото 26. Столик врача стоматолога СВ4. Маркировка.



СЗАО "БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ"

Республика Беларусь, 225730 Брестская обл.
Пинский район, д. Пинковичи, ул. Полевая 31б, к. 4

**НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ №6
СТОЛИК ВРАЧА СТОМАТОЛОГА СВ4**

Место 1

Мест 3

Транспортировка изделия в упаковке производителя крытым транспортом
всех видов при температуре от - 50°C до +50°C
Относительная влажность от 10 до 90% (без конденсации)
Хранение в упаковке производителя при температуре от - 50°C до +40°C
и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре + - 25°C
Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

БРУТТО 32 кг

52X54X83 см

Дата выпуска:

03. 2023 г.

Фото 27. Столик врача стоматолога СВ4. Маркировка транспортной упаковки.



СЗАО "БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ"

Республика Беларусь, 225730 Брестская обл.,
Пинский район, д. Пинковичи, ул. Полевая, 316, к. 4

**НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ №6
СТОЛИК ВРАЧА СТОМАТОЛОГА СВ4**

Место 2 (полка стеклянная) Мест 3

Транспортировка изделия в упаковке производителя крытым транспортом
всех видов при температуре от - 50°C до +50°C

Относительная влажность от 10 до 90% (без конденсации)

Хранение в упаковке производителя при температуре от - 50°C до +40°C
и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +. 25°C

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

БРУТТО 2 кг

52X54X3 см

Дата выпуска:

03. 2023 г.

Фото 28. Столик врача стоматолога СВ4. Маркировка транспортной упаковки. Место 2 (полка стеклянная).

СЗАО "Белмедматериалы"

Республика Беларусь, 225730, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б-4

Тумба с выдвижными ящиками ТОЗ

Габаритные размеры, мм:

длина – 500 ± 4

ширина – 510 ± 4

высота – 850 ± 4



Заводской № ____ 20 ____

Дата изготовления ____ 04 ____ 2023г.

Средний срок службы (эксплуатации) до списания 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня
получения потребителем (даты продажи).

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/5088

Условия применения: температура от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$

Фото 29. Тумба с выдвижными ящиками ТОЗ. Маркировка.



Фото 30. Тумба с выдвижными ящиками Т03. Маркировка транспортной упаковки.

СЗАО "Белмедматериалы"
Республика Беларусь, 225730, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б-4

Полка навесная ПН1

Габаритные размеры, мм:

длина – 500 ± 4

ширина – 400 ± 4

высота – 600 ± 4



Заводской № _____ 10 _____
Дата изготовления ____ 03 ____ 2023г.

Средний срок службы (эксплуатации) до списания 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня
получения потребителем (даты продажи).

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/5088

Условия применения: температура от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$

Фото 31. Полка навесная ПН1. Маркировка.



Фото 32. Полка навесная ПН1. Маркировка транспортной упаковки. Место 2 (полка).



Фото 33. Полка навесная ПН1. Маркировка транспортной упаковки. Место 3 (полки).

СЗАО "Белмедматериалы"

Республика Беларусь, 225730, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 316-4

Тумба с выдвижными ящиками Т04

Габаритные размеры, мм:

длина – 500 ± 4

ширина – 510 ± 4

высота – 850 ± 4



Заводской № ____ 12 ____

Дата изготовления ____ 03 ____ 2023г.

Средний срок службы (эксплуатации) до списания 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня
получения потребителем (даты продажи).

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/5088

Условия применения: температура от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$



Фото 35. Тумба с выдвижными ящиками Т04. Маркировка транспортной упаковки.

СЗАО "Белмедматериалы"
Республика Беларусь, 225730, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б-4


Полка навесная ПН2

Габаритные размеры, мм:

длина – 1000 ± 4

ширина – 400 ± 4

высота – 600 ± 4



Заводской № _____ 14 _____

Дата изготовления ____ 03 ____ 2023г.

Средний срок службы (эксплуатации) до списания 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня
получения потребителем (даты продажи).

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/5088

Условия применения: температура от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$

Фото 36. Полка навесная ПН2. Маркировка.



Фото 37. Полка навесная ПН2. Маркировка транспортной упаковки. Место 2 (полка).



СЗАО "БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ"

Республика Беларусь, 225730 Брестская обл.
Пинский район, д. Пинковичи, ул. Полевая 316, к. 4

**НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ №8
ПОЛКА НАВЕСНАЯ ПН2**

Место 3 (полки)

Мест 3

Транспортировка изделия в упаковке производителя крытым транспортом
всех видов при температуре от - 50°C до +50°C

Относительная влажность от 10 до 90% (без конденсации)

Хранение в упаковке производителя при температуре от - 50°C до +40°C

и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре + - 25°C

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

БРУТТО 4кг

100X40X10 см

Дата выпуска:

03. 2023 г.

Фото 38. Полка навесная ПН2. Маркировка транспортной упаковки. Место 3 (полки).

СЗАО "Белмедматериалы"
Республика Беларусь, 225730, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 316-4

Тумба угловая напольная ТУ1

Габаритные размеры, мм:

длина – 1080 ± 4

ширина – 800 ± 4

высота – 870 ± 4



Заводской № 2

Дата изготовления 04 2023г.

Средний срок службы (эксплуатации) до списания 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня
получения потребителем (даты продажи).

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/5088

Условия применения: температура от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$

Фото 39. Тумба угловая напольная ТУ1. Маркировка.



СЗАО "БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ"

Республика Беларусь, 225730 Брестская обл.,
Пинский район, д. Пинковичи, ул. Полевая 31б, к. 4

**НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ №9
ТУМБА УГЛОВАЯ НАПОЛЬНАЯ ТУ1**

Место 1

Мест 2

Транспортировка изделия в упаковке производителя крытым транспортом
всех видов при температуре от - 50°C до +50°C

Относительная влажность от 10 до 90% (без конденсации)

Хранение в упаковке производителя при температуре от - 50°C до +40°C

и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +/- 25°C

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

БРУТТО 60 кг

111X82X89 см

Дата выпуска:

04. 2023 г.

Фото 40. Тумба угловая напольная ТУ1. Маркировка транспортной упаковки.

СЗАО "Белмедматериалы"
Республика Беларусь, 225730, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 316-4

Полка навесная угловая ПНУ1

Габаритные размеры, мм:

длина – 920 ± 4

ширина – 600 ± 4

высота – 600 ± 4



Заводской № _____ 3 _____
Дата изготовления ____ 03 ____ 2023г.

Средний срок службы (эксплуатации) до списания 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня
получения потребителем (даты продажи).

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/5088

Условия применения: температура от + 15°C до + 35 °C

Фото 41. Полка навесная угловая ПНУ1. Маркировка.



Фото 42. Полка навесная угловая ПНУ1. Маркировка транспортной упаковки.

СЗАО "Белмедматериалы"
Республика Беларусь, 225730, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б-4

Тумба с выдвижными ящиками Т05

Габаритные размеры, мм:

длина – 500 ± 4

ширина – 510 ± 4

высота – 850 ± 4



Заводской № ____ 11 ____

Дата изготовления ____ 04 ____ 2023г.

Средний срок службы (эксплуатации) до списания 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня
получения потребителем (даты продажи).

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/5088

Условия применения: температура от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$

Фото 43. Тумба с выдвижными ящиками Т05. Маркировка.



СЗАО "БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ"

Республика Беларусь, 225730 Брестская обл.
Пинский район, д. Пинковичи, ул. Полевая, 316 к. 4

**НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ №10
ТУМБА С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ Т05**

Место 1

Мест 3

Транспортировка изделия в упаковке производителя крытым транспортом
всех видов при температуре от - 50°C до +50°C
Относительная влажность от 10 до 90% (без конденсации)
Хранение в упаковке производителя при температуре от - 50°C до +40°C
и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +/- 25°C
Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

БРУТТО 37 кг

52X52X88 см

Дата выпуска:

04. 2023 г.

Фото 44. Тумба с выдвигаемыми ящиками Т05. Маркировка транспортной упаковки.

СЗАО "Белмедматериалы"
Республика Беларусь, 225730, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б-4

Полка навесная ПН2С

Габаритные размеры, мм:

длина – 1000 ± 4

ширина – 400 ± 4

высота – 600 ± 4



Заводской № _____ 4 _____
Дата изготовления ____ 03 ____ 2023г.

Средний срок службы (эксплуатации) до списания 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня
получения потребителем (даты продажи).

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/5088

Условия применения: температура от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$

Фото 45. Полка навесная ПН2С. Маркировка.



СЗАО "БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ"

Республика Беларусь, 225730 Брестская обл.,
Пинский район, д. Пинковичи, ул. Полевая, 316, к. 4

**НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ №10
ПОЛКА НАВЕСНАЯ ПН2С**

Место 2 (полка)

Мест 3

Транспортировка изделия в упаковке производителя крытым транспортом
всех видов при температуре от - 50°C до +50°C
Относительная влажность от 10 до 90% (без конденсации)
Хранение в упаковке производителя при температуре от - 50°C до +40°C
и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +/- 25°C
Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

БРУТТО 30 кг

102X42X62 см

Дата выпуска:

03. 2023 г.

Фото 46. Полка навесная ПН2С. Маркировка транспортной упаковки. Место 2 (полка).



СЗАО "БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ"

Республика Беларусь, 225730 Брестская обл.,
Пинский район, д. Пинковичи, ул. Полевая 316, к. 4

**НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ №10
ПОЛКА НАВЕСНАЯ ПН2С**

Место 3 (полки)

Мест 3

Транспортировка изделия в упаковке производителя крытым транспортом
всех видов при температуре от - 50°C до +50°C
Относительная влажность от 10 до 90% (без конденсации)

Хранение в упаковке производителя при температуре от - 50°C до +40°C
и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +/- 25°C
Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

БРУТТО 4кг

100X40X10 см

Дата выпуска:

03. 2023 г.

Фото 47. Полка навесная ПН2С. Маркировка транспортной упаковки. Место 3 (полки).

СЗАО "Белмедматериалы"
Республика Беларусь, 225730, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б-4

Столик анестезиолога СА-2П

Габаритные размеры, мм:

длина – 770 ± 4

ширина – 600 ± 4

высота – 925 ± 4



Заводской № 64
Дата изготовления 04 2023г.

Средний срок службы (эксплуатации) до списания 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня
получения потребителем (даты продажи).

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/5088

Условия применения: температура от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$

Фото 48. Столик анестезиолога СА-2П. Маркировка.

СЗАО "БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ"

Республика Беларусь, 225730 Брестская обл.
Пинский район, д. Пинковичи, ул. Полевая, 316, к. 4

**НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ №11
СТОЛИК АНЕСТЕЗИОЛОГА СА-2П**

Место 1 (ящик)

Мест 3

Транспортировка изделия в упаковке производителя крытым транспортом
всех видов при температуре от - 50°C до +50°C
Относительная влажность от 10 до 90% (без конденсации)
Хранение в упаковке производителя при температуре от - 50°C до +40°C
и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре + - 25°C
Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

БРУТТО 13 кг

59X46X36 см

Дата выпуска:

04. 2023 г.





СЗАО "БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ"

Республика Беларусь, 225730 Брестская обл.
Пинский район, д. Пинковичи, ул. Полевая 316 к. 4

**НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ №11
СТОЛИК АНЕСТЕЗИОЛОГА СА-2П**

Место 2 (стойки)

Мест 3

Транспортировка изделия в упаковке производителя крытым транспортом
всех видов при температуре от - 50°C до +50°C
Относительная влажность от 10 до 90% (без конденсации)
Хранение в упаковке производителя при температуре от - 50°C до +40°C
и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +- 25°C
Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

БРУТТО 10 кг

94X58X8 см

Дата выпуска:

04. 2023 г.



Фото 50. Столик анестезиолога СА-2П. Маркировка транспортной маркировки. Место 2 (стойки).

СЗАО "Белмедматериалы"
Республика Беларусь, 225730, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 316-4

Тумба с выдвижными ящиками Т02

Габаритные размеры, мм:

длина – 500 ± 4

ширина – 510 ± 4

высота – 850 ± 4



Заводской № 22

Дата изготовления 04 2023г.

Средний срок службы (эксплуатации) до списания 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня
получения потребителем (даты продажи).

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/5088

Условия применения: температура от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$

Фото 51. Тумба с выдвижными ящиками Т02. Маркировка.



СЗАО "БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ"

Республика Беларусь, 225730 Брестская обл.
Пинский район, д. Пинковичи, ул. Полевая 316 к.4

**НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ №11
ТУМБА С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ T02**

Место 3

Мест 3

Транспортировка изделия в упаковке производителя крытым транспортом
всех видов при температуре от - 50 °С до +50 °С
Относительная влажность от 10 до 90% (без конденсации)
Хранение в упаковке производителя при температуре от - 50 °С до +40 °С
и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре + 25 °С
Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

БРУТТО 31 кг

52X52X88 см

Дата выпуска:

04. 2023 г

Фото 52. Тумба с выдвижными ящиками T02. Маркировка транспортной упаковки.

СЗАО "Белмедматериалы"

Республика Беларусь, 225730, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б-4

Столик манипуляционный СМ-3П

Габаритные размеры, мм:

длина – 780 ± 4

ширина – 590 ± 4

высота – 930 ± 4



Заводской № _____ 44 _____

Дата изготовления ____ 03 ____ 2023г.

Средний срок службы (эксплуатации) до списания 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня
получения потребителем (даты продажи).

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/5088

Условия применения: температура от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$

Фото 53. Столик манипуляционный СМ-3П. Маркировка.



Фото 54. Столик манипуляционный СМ-3П. Маркировка. Место 1 (ящик).



Фото 55. Столик манипуляционный СМ-3П. Маркировка транспортной упаковки. Место 2 (стойки).

СЗАО "Белмедматериалы"
Республика Беларусь, 225730, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 316-4

Тумба с распашными дверьми Т01.2

Габаритные размеры, мм:

длина – 1000 ± 4

ширина – 515 ± 4

высота – 865 ± 4



Заводской № _____ 27 _____
Дата изготовления ____ 03 ____ 2023г.

Средний срок службы (эксплуатации) до списания 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня
получения потребителем (даты продажи).
Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/5088
Условия применения: +температура от + 15°C до + 35 °C

Фото 56. Тумба с распашными дверьми Т01.2. Маркировка.



СЗАО "БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ"

Республика Беларусь 225730 Брестская обл.
Пинский район д. Пинковичи, ул. Полевая 316 к. 4

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ №12
ТУМБА С РАСПАШНЫМИ ДВЕРЬМИ Т01.2

Место 3

Мест 3

Транспортировка изделия в упаковке производителя крытым транспортом
всех видов при температуре от - 50°C до +50°C
Относительная влажность от 10 до 90% (без конденсации)
Хранение в упаковке производителя при температуре от - 50°C до +40°C
и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре + 25°C
Воздух помещения не должен содержать примесей вызывающих коррозию
БРУТТО 47 кг
Дата выпуска:

102X52X88 см
03. 2023 г.



Фото 57. Тумба с распашными дверьми Т01.2. Маркировка транспортной упаковки.

Всего пронумеровано, прошито и
скреплено

60 (шестьдесят)

лист (-ов).

Генеральный директор

ООО «МедТестКонсалтинг»

Бунзя В. К.

