

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»




Крупницкий Д.Е.

2024 г.

**Машина дезинфекционно-моечная «БАЛТКЛЕР»
по ТУ 32.50.50-033-61014306-2023**

**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**


















Шкаф водоочистки




Тележка загрузочная



Корзина стандартная для мойки








Стойка многоуровневая





Стойка для мензурок




















Корзина сетчатая 75 x 80 x 50 мм






Корзина сетчатая 220 x 120 x 63 мм






Корзина сетчатая 265 x 215 x 60 мм



Корзина сетчатая 250 x 120 x 80 мм



Комплект облицовочных панелей





**Машина дезинфекционно-моечная «БАЛТКЛЕР»
по ТУ 32.50.50-033-61014306-2023**

Машина дезинфекционно-моечная «БАЛТКЛЕР-120-Д1-220В»



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Машина дезинфекционно-моечная предназначена для мойки и дезинфекции различных медицинских изделий многократного пользования (хирургических инструментов и лабораторной посуды) используемых в медицинской, стоматологической, фармацевтической практике. Машина имеет внутренние корзины/полки, куда помещают инструменты/оборудование для обеспечения циркуляции нагретой воды/моющих средств по всем поверхностям.

Питание: 220 В, ~ 50Гц

Потребляемая мощность, не более: 6 кВА

Объем моечной камеры: 144 дм³

Значение температуры воды: 1-93°C

Давление воды на входе: 0,3-0,8 МПа




XX.XXXX г.



XXXX



РУ: № РЗН _____ от _____ г.



Прочитано, пронумеровано и скреплено печатью:
тридцать (*30*) листов

Генеральный директор
АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

[Signature]
Крутицкий Д.Е.



февраль 2024 года