



공증인가 법무법인 한미
서울중앙지방법검찰청소속

[별지 제41호서식]

Tel : 733-3955~6 Fax : 733-3950

Registered No. 2018 - 330

NOTARIAL CERTIFICATE



HANMI LAW AND NOTARY OFFICE

(Jinhak Hoikwan B/D 4F, Cheongjin-dong) 403, 38 Jong-ro-3gil, Jongno-gu, Seoul, Korea

DECLARATION

We(Applicant)

Do hereby solemnly and declare: **HT Co., Ltd.**

1. That the attached document(s): **Product Manual (Russian)**

2. ☒ is (are) true and correct.

☐ is (are) true translation for the text(s) originally written in the Korean language conscientiously believing the same to be true and correct.

U-POWER 1312,1013 120. HONGGONGKONGGONG
Gyeong-gu, Yongin-si Gyeonggi-do 16950 Korea
tel. +82-31-216-2080 Fax +82-31-216-208

HT CO., LTD



2018 .01. 12

Date

Signature



APPROVED BY

General manager HT Co., Ltd

 Jengsoo Choi

U-TOWER 1312, 1313, 120, Heungdeokjungang-ro,
Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 16950, Korea
Tel. +82-31-216-2080 Fax. +82-31-216-2081

 HT CO., LTD 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Брекеты ортодонтические керамические в наборах
(HT Co., Ltd («ЭЙЧТИ Ко., Лтд»), Корея.)



2018

Настоящая инструкция подготовлена для предоставления сведений в целях регистрации медицинского изделия на территории Российской Федерации. Сведения представлены в объеме, требуемом в соответствии с Правилами регистрации медицинских изделий (постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416).

Наименование изделия: «Брекеты ортодонтические керамические в наборах».

Производитель: HT Co., Ltd («ЭЙЧТИ Ко., Лтд»), Корея. (U-Tower) 1312, 1313, 120, Heungdeokjungang-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea 446-908.

Место производства:

1. HT Co., Ltd. Heungdeok, Jungangno 120 U-Tower № 1313, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea 446-908.
2. HT Co., Ltd. Singuro 72-7, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea 446-594.

Изделие производится в соответствии со стандартами ISO 13485:2003, EN ISO 13485:2012 (номер сертификата: No. KR 15/02479, дата выдачи – 21/07/2015, дата истечения – 21/07/2018, нотифицированный орган: SGS United Kingdom Ltd Systems & Services Certification) и имеет маркировку CE (номер сертификата: No. KR 15/02480, дата выдачи – 21/07/2015, дата истечения – 21/07/2020, нотифицированный орган: SGS United Kingdom Ltd Systems & Services Certification).

Код изделия по Общероссийскому классификатору продукции ОК-005-93: 94 3820.

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОКПД2 - 32.50.11.000 - Инструменты и приспособления стоматологические.

Класс в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях в соответствии с номенклатурным классификатором медицинских изделий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2012 г. № 4н – 2а.

Классификация изделия в соответствии с номенклатурным классификатором медицинских изделий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2012 г. № 4н – 236330.

Вид контакта с организмом: постоянный контакт со слизистыми оболочками.

Условия применения: лечебные и лечебно-профилактические медицинские учреждения.

1. Назначение:

Ортодонтические керамические брекет, предназначенные для установки на зубы с целью их выпрямления.

2. Особые свойства изделия:

Ортодонтические брекет, выполненные из монокристаллического оксида алюминия, предназначенные для установки на зубы с целью их выпрямления. Ортодонтические брекет состоят из трех частей. Первая часть представляет собой держатель, который обеспечивает соединение для ортодонтической дуги. Вторая часть – круглая часть с пазом, которая удерживает дугу и эластичное кольцо. И, третья часть-это базовая часть, которая напрямую держится на поверхности зуба. Она имеет маркировку на передней поверхности, которая указывает на точное местоположение каждого брекета.

Передняя поверхность: Имеется проем и маркировка.

Щель: Обеспечивает возможность для ортодонтического проводника, чтобы он мог пройти насквозь.

Маркировка: Это указание местоположения каждого брекета, чтобы правильно расположить его в соответствии с номером зуба.

Сторона: Она имеет круглую канавку на боковой стороне.

Круглая часть паза удерживает провод с брекетом с помощью эластичного "О" кольца. Это создает движение зуба к ортодонтии.

Базовая поверхность: Базовая поверхность имеет множество микро-выпуклостей для легкого крепления брекета на поверхности зуба, а также легкое снятие брекета с зуба в конце лечения.

Принципы, на которых основана работа медицинского изделия — это механическое воздействие на поверхность зубов. В результате этого воздействия изменяется расположение зубов относительно друг друга и костей челюсти.

Набор собран в безопасной комбинации и не предполагает наличия ограничений по совместному использованию брекетов, укомплектованных внутри одного набора.

3. Техническая спецификация (считать, как Приложение 1):

Таблица 3.1-Описание и изображение изделия:

№	Наименование	Описание	Изображение
1	Брекеты ортодонтические MISO	Ортодонтические брекет-системы "MISO" изготовлены из монокристаллической окиси алюминия (моно очищенный сапфир) предназначенные для имплантации для установки на поверхность зуба для исправления взаимного расположения зубов. Ортодонтические брекет-системы "MISO mini" состоят из трех (3) частей. Первая часть – это часть для щели, которая предоставляет возможность для прохода ортодонтического проводника. Вторая часть – это округлая часть для углубления, которая удерживает проводник с помощью упругого кольца "О". И, третья часть – это основная часть, которая крепится непосредственно к поверхности зуба. Кроме того, на ней есть маркировка на передней поверхности для определения точного расположения каждого брекета.	
2	Брекеты ортодонтические MISO mini	Ортодонтические брекет-системы "MISO mini" изготовлены из монокристаллической окиси алюминия (моно очищенный сапфир) предназначенные для имплантации для установки на поверхность зуба для исправления взаимного расположения зубов. Ортодонтические брекет-системы "MISO mini" состоят из трех (3) частей. Первая часть – это часть для щели, которая предоставляет возможность для прохода ортодонтического проводника. Вторая часть – это округлая часть для углубления, которая удерживает проводник с помощью упругого кольца "О". И, третья часть – это основная часть, которая крепится непосредственно к поверхности зуба. Кроме того, на ней есть маркировка на передней поверхности для определения точного расположения каждого брекета.	

3	Брекеты ортодонтиче- ские MISO Plus	Ортодонтические брекет-системы, "MISO Plus" изготовлены из монокристаллической окиси алюминия (моно очищенный сапфир) предназначенные для имплантации для установки на поверхность зуба для исправления взаимного расположения зубов. "MISO Plus" состоят из трех (3) частей. Первая часть – это часть для щели, которая предоставляет возможность для прохода ортодонтического проводника. Вторая часть – это округлая часть для углубления, которая удерживает проводник с помощью упругого кольца "О". И, третья часть – это основная часть, которая крепится непосредственно к поверхности зуба. Кроме того, он имеет маркировку на передней поверхности, чтобы указать точное местоположение каждого брекета.	
---	---	---	---

3.2 – Материалы, из которых изготовлено изделие:

Каждый брекет, входящий в набор, маркируется отдельным цветом.

№	Название компонента	Материал	Вид контакта с организмом
1	Брекеты ортодонтические MISO	Монокристаллическая окись алюминия (AL₂O₃ 99.99%) Краситель: Коричневый – CAS # 4553-89-3 – 100% или Фиолетовый – CAS # 25956-17-6 -47%, CAS # 20262-76-4 – 53% или Желтый – CAS # 1934-21-0 - 100% или Красный – CAS # 25956-17-6 - 100% или Синий – CAS # 20262-76-4 -100% или Черный – CAS # 2519-30-4 -100% или Розовый – CAS # 3734-67-6 -	постоянный контакт со слизистыми оболочками.

№	Название компонента	Материал	Вид контакта с организмом
		100% или Зеленый – CAS # 1934-21-0 – 58% CAS # 20262-76-4 -42%	
2	Брекеты ортодонтические MISO mini	Монокристаллическая окись алюминия (AL ₂ O ₃ 99.99%) Краситель: Коричневый – CAS # 4553-89-3 – 100% или Фиолетовый – CAS # 25956-17-6 -47%, CAS # 20262-76-4 – 53% или Желтый – CAS # 1934-21-0 - 100% или Красный – CAS # 25956-17-6 - 100% или Синий – CAS # 20262-76-4 -100% или Черный – CAS # 2519-30-4 -100% или Розовый – CAS # 3734-67-6 - 100% или Зеленый – CAS # 1934-21-0 – 58% CAS # 20262-76-4 -42%	постоянный контакт со слизистыми оболочками.
3	Брекеты ортодонтические MISO Plus	Монокристаллическая окись алюминия (AL ₂ O ₃ 99.99%) Краситель: Коричневый – CAS # 4553-89-3 – 100% или Фиолетовый – CAS # 25956-17-6 -47%, CAS # 20262-76-4 – 53% или Желтый – CAS # 1934-21-0 - 100% или Красный – CAS # 25956-17-6 - 100% или	постоянный контакт со слизистыми оболочками.

№	Название компонента	Материал	Вид контакта с организмом
		Синий – CAS # 20262-76-4 -100% или Черный – CAS # 2519-30-4 -100% или Розовый – CAS # 3734-67-6 - 100% или Зеленый – CAS # 1934-21-0 – 58% CAS # 20262-76-4 -42%	
4	Упаковка	Пластик АБС (CYCOLAC EX58F) Полиэтилен низкого давления CAS No: 9002-88-4	опосредованный контакт с неповрежденной кожей

Таблица 3.3 – Технические характеристики изделия MISO

					018 Roth	022 Roth
Верхняя челюсть	Крут. момент	Угол	Изгиб	.018 R	.018 L	.022 R . 022 L
Центральны й	11	4	0	MB181-101	MB181-201	MB221-101 MB221-201
Боковой	8	9	0	MB181-102	MB181-202	MB221-102 MB221-202
Клык	-2	8	2°M	MB181-103	MB181-203	MB221-103 MB221-203
Клык с крюком	-2	8	2 M	MB181-133	MB181-233	MB221-133 MB221-233
1ый премоляр	-7	0	2°D	MB181-104	MB181-204	MB221-104 MB221-204
1ый премоляр с крюком	-7	0	2°D	MB181-144	MB181-244	MB221-144 MB221-244
2ой премоляр	-7	0	2°D	MB181-105	MB181-205	MB221-105 MB221-205
2ой премоляр с крюком	-7	0	2°D	MB181-155	MB181-255	MB221-155 MB221-255
Нижнечелю стной	Крут. момент	Угол	Изгиб	.018 R	.018 L	.022 R . 022 L

Передний	0	0	0	MB181-312	MB221-312
Клык	-11	7	2°М	MB181-303	MB181-403 MB221-303 MB221-403
Клык с крюком	-11	7	2°М	MB181-333	MB181-433 MB221-333 MB221-433
1ый премоляр	-17	3	0	MB181-304	MB181-404 MB221-304 MB221-404
1ый премоляр с крюком	-17	3	0	MB181-344	MB181-444 MB221-344 MB221-444
2ой премоляр	-21	6	0	MB181-305	MB181-405 MB221-305 MB221-405
2ой премоляр с крюком	-21	6	0	MB181-355	MB181-455 MB221-355 MB221-455
Набор для работы			018 Roth	022 Roth 018 Высота Крут. момент 022 Высот. Крутящий момент	
Верхний 3- 3. без крюков		MBS181-310	MBS221- 310	MBS182- 310	MBS222- 310
Верхний 3- 3, крюки для тройки		MBS181-313	MBS221- 313	MBS182-313	MBS222- 313
Нижний 3-3. без крюков		MBS181-300	MBS221- 300	MBS182- 300	MBS222- 300
Нижний 3-3, крюки для тройки		MBS181-303	MBS221- 303	MBS182-303	MBS222- 303
Верхний / Нижний 3-3, без крюков		MBS181-330	MBS221- 330	MBS182-330	MBS222- 330
Верхний / Нижний 3-3,		MBS181-333	MBS221- 333	MBS182-333	MBS222- 333

крюки для тройки					
Верхний 5-5, без крюков		MBS181-510	MBS221-510	MBS182-510	MBS222-510
Верхний 5-5, крюки для тройки		MBS181-513	MBS221-513	MBS182-513	MBS222-513
Верхний 5-5, крюки для тройки и премоляров	MBS181-515	MBS221-515	MBS182-515	MBS222-515	
Нижний 5-5, без крюков		MBS181-500	MBS221-500	MBS182-500	MBS222-500
Нижний 5-5, крюки для тройки		MBS181-503	MB S221-503	MBS182-503	MBS222-503
Нижний 5-5, крюки для тройки и премоляров	MBS181-505	MBS221-505	MBS182-505	MBS222-505	
Верхний / Нижний 5-5, без крюков		MBS181-550	MBS221-550	MBS182-550	MBS222-550
Верхний / Нижний 5-5, крюки для тройки		MBS181-553	MBS221-553	MBS182-553	MBS222-553
Верхний / Нижний 5-5, крюки для тройки и премоляров	MBS181-555	MBS221-555	MBS182-555	MBS222-555	
Верхний / Нижний 5-3, без крюков		MBS181-530	MBS221-530	MBS182-530	MBS222-530

Верхний / Нижний 5-3, крюки для тройки		MBS181-533	MBS221- 533	MBS182-533	MBS222- 533
Верхний / Нижний 5- 3, крюки для тройки и премоляров	MBS181-535	MBS221-535	MBS182-535	MBS222-535	
Верхний / Нижний 3-5, без крюков		MBS181-350	MBS221- 350	MBS182-350	MBS222- 350
Верхний / Нижний 3-5, крюки для тройки		MBS181-353	MBS221- 353	MBS182-353	MBS222- 353
Верхний / Нижний 3- 5, крюки для тройки и премоляров	MBS181-355	MBS221-355	MBS182-355	MBS222-355	
				018 Высот. Крут. момент	022 Высот. Крут. момент
Верхняя челюсть	Крут. момент	Угол		.018 R	.018 L
Центральны й	18	4		MB182-101	MB182-201 MB222-101 MB222-201
Боковой	11	8		MB182-102	MB182-202 MB222-102 MB222-202
Клык	-8	8		MB182-103	MB182-203 MB222-103 MB222-203
Клык с крюком	-8	8		MB182-133	MB182-233 MB222-133 MB222-233
1ый премоляр	-8	0		MB182-104	MB182-204 MB222-104 MB222-204

1ый премоляр с крюком	-8	0		MB182-144	MB182-244	MB222-144 MB222-244
2ой премоляр	-8	0		MB182-105	MB182-205	MB222-105 MB222-205
2ой премоляр с крюком	-8	0		MB182-155	MB182-255	MB222-155 MB222-255
Нижнечелю стной	Крут. момент	Угол		.018 R	.018 L	.022 R .022 L
Передний	-6	0			MB182-312	MB222-312
Клык	-6	4		MB182-303	MB182-403	MB222-303 MB222-403
Клык с крюком	-6	4		MB182-333	MB182-433	MB222-333 MB222-433
1ый премоляр	-13	2		MB182-304	MB182-404	MB222-304 MB222-404
1ый премоляр с крюком	-13	2		MB182-344	MB182-444	MB222-344 MB222-444
2ой премоляр	-18	2		MB182-305	MB182-405	MB222-305 MB222-405
2ой премоляр с крюком	-18			MB182-355	MB182-455	MB222-355 MB222-455

Таблица 3.4 – Технические характеристики изделия MISO mini MBT 018/022

Тип	MBT 018			MBT 022	
Размер выемки	0.46 мм			0.56 мм	
Набор	MMS 182-XXX			MMS 222-XXX	
Количество	MMS 182-XXX			MMS 222-XXX	
Верхняя челюсть	№	Крутящий момент	Угол	Изгиб	Размер
Центральный	101	18	4	0	3.1
Боковой	102	11	9	0	3.1
«Клык»	103	-8	8	0	
«Клык» с крюком	133	-8	8	0	4.4
1ый премоляр	104	-8	0	0	3.1

1ый премоляр с крюком	144	-8	0	0	
2ый премоляр	105	-8	0	0	3.1
2ый премоляр с крюком	155	-8	0	0	
Нижняя челюсть					
Передняя группа (зубов)	312	-6	0	0	3.1
«Клык»	303	-6	2	0	
«Клык» с крюком	333	-6	2	0	4.4
1ый премоляр	304	-13	2	0	3.8
1ый премоляр с крюком	344	-13	2	0	
2ый премоляр	305	-18	2	0	3.8
2ый премоляр с крюком	355	-18	2	0	

Таблица 3.5 – Технические характеристики изделия MISO mini Roth 018/022

Тип	Roth 018			Roth 022	
Размер выемки	0.46 мм			0.56 мм	
Набор	MMS 181-XXX			MMS 221-XXX	
Количество	ММ 181-XXX			ММ 221-XXX	
Верхняя челюсть	№	Крутящий момент	Угол	Изгиб	Размер
Центральный	101	11	4	0	3.1
Боковой	102	8	9	0	3.1
«Клык»	103	-2	8	2°М	
«Клык» с крюком	133	-2	8	2°М	4.4
1ый премоляр	104	-7	0	0	3.1
1ый премоляр с крюком	144	-7	0	0	
2ый премоляр	105	-7	0	0	3.1
2ый премоляр с крюком	155	-7	0	0	
Нижняя челюсть					
Передняя группа (зубов)	312	0	0	0	3.1

«Клык»	303	-11	2	2°М	
«Клык» с крюком	333	-11	2	2°М	4.4
1ый премоляр	304	-17	0	0	3.8
1ый премоляр с крюком	344	-17	0	0	
2ый премоляр	305	-21	0	0	3.8
2ый премоляр с крюком	355	-21	0	0	

Таблица 3.6 – Технические характеристики изделия MISO mini

MMS 181 (Roth 0.46 мм)/ MMS 221(Roth 0.56 мм)	
MMS 182 (MBT 0.46 мм)/ MMS 222(MBT 0.56 мм)	
Верхний 3-3 без крюка	MMS XXX – 310
Верхний 3-3 крюк на тройке	MMS XXX – 313
Нижний 3-3 без крюка	MMS XXX – 300
Нижний 3-3 крюк на тройке	MMS XXX – 303
Верхний/нижний 3-3 без крюка	MMS XXX – 330
Верхний/нижний 3-3 крюк на тройке	MMS XXX – 333
Верхний 5-5 без крюка	MMS XXX – 510
Верхний 5-5 крюк на тройке	MMS XXX – 513
Верхний 5-5 крюк на тройке и премоляре	MMS XXX – 515
Нижний 5-5 без крюка	MMS XXX – 500
Нижний 5-5 крюк на тройке	MMS XXX – 503
Нижний 5-5 крюк на тройке и премоляре	MMS XXX – 505
Верхний/нижний 5-5 без крюка	MMS XXX -550
Верхний/нижний 5-5 крюк на тройке	MMS XXX – 553
Верхний/нижний 5-5 крюк на тройке и премоляре	MMS XXX – 555
Верхний/нижний 5-3 без крюка	MMS XXX – 530
Верхний/нижний 5-3 крюк на тройке	MMS XXX - 533
Верхний/нижний 5-3 крюк на тройке и премоляре	MMS XXX -535
Верхний/нижний 3-5 без крюка	MMS XXX – 550
Верхний/нижний 3-5 крюк на тройке	MMS XXX – 353
Верхний/нижний 3-5 крюк на тройке и премоляре	MMS XXX - 355

Таблица 3.7 – Технические характеристики изделия Miso plus Roth 018 / 022

Тип	Roth018			Roth022		
Размер выемки	0.46 мм			0.56 мм		
Набор	MPS 181-XXX			MPS 221-XXX		
Количество	MP 181-XXX			MP 221-XXX		
Верхняя челюсть	№	Крутяши	Угол	Изгиб	Размер	№
Центральный	101/201	11	4	0	3.8	0.77
Боковой	102/202	8	9	0	3.8	1.24
«Клык»	103/203	-2	8	2°M	3.8	0.85
«Клык» с крюком	133/233	-2	8	2°M	4.7	0.75
1ый премоляр	104/204	-7	0	0	3.8	0.89
1ый премоляр с крюком	144/244	-7	0	2°D	4.7	0.81
2ый премоляр	105/205	-7	0	0	3.8	0.89
2ый премоляр с крюком	155/255	-7	0	2°D	4.7	0.81
Нижняя челюсть	№	Крутяши	Угол	Изгиб	Размер	№
Передняя группа (зубов)	312	0	0	0	3.8	1.1
«Клык»	303/403	-11	2	2°M	3.8	0.83
«Клык» с крюком	333/433	-11	2	2°M	4.7	0.73
1ый премоляр	304	-17	0	0	3.8	0.88
1ый премоляр с крюком	344/444	-17	0	0	4.7	0.79
2ый премоляр	305	-21	0	0	3.8	0.98
2ый премоляр с крюком	355/455	-21	0	0	4.7	0.87

Таблица 3.8 – Технические характеристики изделия MISO Plus MBT 018 / 022

Тип	MBT018			MBT022		
Размер выемки	0.46 мм			0.56 мм		
Набор	MPS 182-XXX			MPS 222-XXX		
Количество	MP 182-XXX			MP 222-XXX		
Верхняя челюсть	№	Крутяш	Угол	Изгиб	Размер	№
Центральный	101/201	18	4	0	3.8	0.99
Боковой	102/202	11	9	0	3.8	1.3
«Клык»	103/203	-8	8	0	3.8	0.75
«Клык» с крюком	133/233	-8	8	0	4.7	0.63
1ый премоляр	104/204	-8	0	0	3.8	1
1ый премоляр с	144/244	-8	0	0	4.7	0.9
2ый премоляр	105/205	-8	0	0	3.8	1
Центральный	155/255	-8	0	0	4.7	0.9
Верхняя челюсть	№	Крутяш	Угол	Изгиб	Размер	№
Передняя группа	312	-6	0	0	3.8	1.15
«Клык»	303/403	-6	2	0	3.8	0.85
«Клык» с крюком	333/433	-6	2	0	4.7	0.75
1ый премоляр	304	-13	2	0	3.8	0.95
1ый премоляр с	344/444	-13	2	0	4.7	0.83
2ый премоляр	305	-18	2	0	3.8	0.83
2ый премоляр с	355/455	-18	2	0	4.7	0.83

Таблица 3.9 – Цветовая маркировка в соответствии с точным положением зуба

Верхнечелюстные	
-----------------	--

Премоляр с крюком Коричневый	Клык с крюком Фиолетовый					Клык с крюком Фиолетовый	Премоляр с крюком Коричневый		
Премоляр Коричневый	Клык Фиолетовый	Боковой резец Желтый	Центральный резец Красный	Центральный резец Красный	Боковой резец Желтый	Клык Фиолетовый	Премоляр Коричневый		
Пациент Правая сторона				Пациент Левая сторона					
Второй премоляр Синий	Первый премоляр Черный	Боковой резец Розовый	Центральный резец Зеленый	Центральный резец Зеленый	Центральный резец Зеленый	Центральный резец Зеленый	Боковой резец Розовый	Первый премоляр Черный	Второй премоляр Синий
Второй премоляр с крюком Синий	Первый премоляр с крюком Черный	Боковой резец с крюком Розовый					Боковой резец с крюком Розовый	Первый премоляр с крюком Черный	Второй премоляр с крюком Синий
Нижнечелюстные									

Таблица 3.10 – Технические характеристики:

Брекеты ортодонтические керамические MISO 221/181 (Длина канавки: 221 = 0,58 / 181 = 0,50) (Единицы измерения: мм / допуск ± 0,02 мм Угловой допуск ± 0,5 ° Вес 1 ед. – 0,08 г)					
Модель	Угол крутящего момента	Ангуляция	Вращательное смещение	Габаритные размеры (Высота*Ширин	Размер in/out

				а*Сечение)	
MB 101/201	11	4	0	4.2*3.2*2.0	0.77
MB 102/202	8	9	0	4.2*3.2*2.2	1.24
MB 103/203	-2	8	2°M	4.2*3.2*2.2	0.75
MB 133/233	-2	8	2°M	5*3.5*2.2	0.75
MB 104/204	-7	0	0	4.2*3.2*2.2	0.81
MB 144/244	-7	0	2°D	5*3.5*2.2	0.81
MB 105/205	-7	0	0	4.2*3.2*2.2	0.81
MB 155/255	-7	0	2°D	5*3.5*2.2	0.81
MB 312	0	0	0	3.8*3.0*2.0	1.1
MB 303/403	-11	2	2°M	4.2*3.2*2.2	0.73
MB 333/433	-11	2	2°M	5*3.5*2.2	0.73
MB 304/404	-17	0	0	4.2*3.2*2.2	0.79
MB 344/444	-17	0	0	5*3.5*2.2	0.79
MB 305/405	-21	0	0	4.2*3.2*2.2	0.87
MB 355/455	-21	0	0	5*3.5*2.2	0.87

Брекеты ортодонтические керамические MISO 222/182

(Длина канавки: $222 = 0,58 / 182 = 0,50$)

(Единицы измерения: мм / допуск $\pm 0,02$ мм)

Угловой допуск $\pm 0,5^\circ$

Вес 1 ед. – 0,08 г)

Модель	Угол крутящего момента	Ангуляция	Вращательное смещение	Габаритные размеры (Высота*Ширин а*Сечение)	Размер in/out
MB 101/201	18	4	0	4.2*3.2*2.0	0.99
MB 102/202	11	9	0	4.2*3.2*2.2	1.3
MB 103/203	-8	8	0	4.2*3.2*2.2	1.05
MB 133/233	-8	8	0	5*3.5*2.2	1.05
MB 104/204	-8	0	0	4.2*3.2*2.2	1.3
MB 144/244	-8	0	0	5*3.5*2.2	1.3
MB 105/205	-8	0	0	4.2*3.2*2.2	1.3
MB 155/255	-8	0	0	5*3.5*2.2	1.3
MB 312	-6	0	0	3.8*3.0*2.0	1.17
MB 303/403	-6	2	0	4.2*3.2*2.2	1.15
MB 333/433	-6	2	0	5*3.5*2.2	1.15
MB 304/404	-13	2	0	4.2*3.2*2.2	1.25
MB 344/444	-13	2	0	5*3.5*2.2	1.25
MB 305/405	-18	2	0	4.2*3.2*2.2	1.25
MB 355/455	-18	2	0	5*3.5*2.2	1.25

Брекеты ортодонтические керамические MISO PLUS 221/181

(Длина канавки: $221 = 0,58 / 181 = 0,50$)

(Единицы измерения: мм / допуск $\pm 0,02$ мм)

Угловой допуск $\pm 0,5^\circ$

Вес 1 ед. – 0,08 г)

Модель	Угол крутящего момента	Ангуляция	Вращательное смещение	Габаритные размеры (Высота*Ширин а*Сечение)	Размер in/out
MP 101/201	11°	4°	0	3.8*3.2*2.0	0.77
MP 102/202	8°	9°	0	4.2*3.2*2.2	1.24
MP 103/203	-2°	8°	2°M	4.2*3.2*2.2	0.75
MP 133/233	-2°	8°	2°M	5*3.5*2.2	0.75
MP 104/204	-7°	0°	0	4.2*3.2*2.2	0.81
MP 144/244	-7°	0°	2°D	5*3.5*2.2	0.81
MP 105/205	-7°	0°	0	4.2*3.2*2.2	0.81
MP 155/255	-7°	0°	2°D	5*3.5*2.2	0.81
MP 312	0°	0°	0	3.8*3.0*2.0	1.1
MP 303/403	-11°	2°	2°M	4.2*3.2*2.2	0.73
MP 333/433	-11°	2°	2°M	5*3.5*2.2	0.73
MP 304/404	-17°	0°	0	4.2*3.02*2.2	0.79
MP 344/444	-17°	0°	0	5*3.5*2.2	0.79
MP 305/405	-21°	0°	0	4.2*3.2*2.2	0.87
MP 355/455	-21°	0°	0	5*3.5*2.2	0.87

Брекеты ортодонтические керамические MISO PLUS 222/182

(Длина канавки: 222 = 0,58 / 182 = 0,50)

(Единицы измерения: мм / допуск ± 0,02 мм

Угловой допуск ± 0,5 °

Вес 1 ед. – 0,08 г)

Модель	Угол крутящего момента	Ангуляция	Вращательное смещение	Габаритные размеры (Высота*Ширин а*Сечение)	Размер in/out
MP 101/201	18°	4°	0	3.8*3.2*2.0	0.99
MP 102/202	11°	9°	0	3.8*3.0*2.2	1.3
MP 103/203	-8°	8°	0	3.8*3.2*2.2	0.75
MP 133/233	-8°	8°	0	4.7*3.5*2.2	0.62
MP 104/204	-8°	0°	0	3.8*3.2*2.2	1.00
MP 144/244	-8°	0°	0	4.7*3.5*2.2	0.90
MP 105/205	-8°	0°	0	3.8*3.2*2.2	1.00
MP 155/255	-8°	0°	0	4.7*3.5*2.2	0.9
MP 312	-6°	0°	0	3.8*3.0*2.0	1.15
MP 303/403	-6°	2°	0	3.8*3.2*3.2	0.85
MP 333/433	-6°	2°	0	4.7*3.5*2.2	0.75
MP 304/404	-13°	2°	0	3.8*3.2*3.2	0.95
MP 344/444	-13°	2°	0	4.7*3.5*2.2	0.83
MP 305/405	-18°	2°	0	3.8*3.2*2.2	0.93
MP 355/455	-18°	2°	0	4.7*3.5*2.2	0.83

Брекеты ортодонтические керамические MISO MINI 221/181

(Длина канавки: $221 = 0,58 / 181 = 0,50$)

(Единицы измерения: мм / допуск $\pm 0,02$ мм)

Угловой допуск $\pm 0,5^\circ$

Вес 1 ед. – 0,08 г)

Модель	Угол крутящего момента	Ангуляция	Вращательное смещение	Габаритные размеры (Высота*Ширина*Сечение)	Размер in/out
ММ 101/201	11°	4°	0	33.1*3.3*2.0	0.88
ММ 102/202	8°	9°	0	3.1*3.0*2.2	1.34
ММ 103/203	-2°	8°	2°M	3.1*3.3*2.2	1.15
ММ 133/233	-2°	8°	2°M	4.4*3.3*2.2	1.15
ММ 104/204	-7°	0°	0	3.1*2.8*2.2	1.20
ММ 144/244	-7°	0°	2°D	4.4*3.3*2.2	1.30
ММ 105/205	-7°	0°	0	3.1*2.8*2.2	1.20
ММ 155/255	-7°	0°	2°D	4.4*3.3*2.2	1.30
ММ 312	0°	0°	0	3.1*2.8*2.0	1.22
ММ 303/403	-11°	2°	2°M	3.1*3.3*2.2	1.14
ММ 333/433	-11°	2°	2°M	4.4*3.3*2.2	1.14
ММ 304/404	-17°	0°	0	3.2*3.0*2.2	1.30
ММ 344/444	-17°	0°	0	4.4*3.3*2.2	1.30
ММ 305/405	-21°	0°	0	3.2*3.0*2.0	1.41
ММ 355/455	-21°	0°	0	4.4*3.3*2.2	1.41

Брекеты ортодонтические керамические MISO MINI 222/182

(Длина канавки: $222 = 0,58 / 182 = 0,50$)

(Единицы измерения: мм / допуск $\pm 0,02$ мм)

Угловой допуск $\pm 0,5^\circ$

Вес 1 ед. – 0,08 г)

Модель	Угол крутящего момента	Ангуляция	Вращательное смещение	Габаритные размеры (Высота*Ширина*Сечение)	Размер in/out
ММ 101/201	18°	4°	0	3.1*3.3*2.0	1.1
ММ 102/202	11°	9°	0	3.1*3.0*2.2	1.3
ММ 103/203	-8°	8°	0	3.1*3.3*2.2	1.03
ММ 133/233	-8°	8°	0	4.4*3.3*2.2	1.03
ММ 104/204	-8°	0°	0	3.1*2.8*2.2	1.30
ММ 144/244	-8°	0°	0	4.4*3.3*2.2	0.90
ММ 105/205	-8°	0°	0	3.1*2.8*2.2	1.30
ММ 155/255	-8°	0°	0	4.4*3.3*2.2	0.90
ММ 312	-6°	0°	0	3.1*2.8*2.0	1.17
ММ 303/403	-6°	2°	0	3.1*3.3*2.2	1.15
ММ 333/433	-6°	2°	0	4.4*3.3*2.2	1.15

MM 304/404	-13°	2°	0	3.2*3.0*2.2	0.95
MM 344/444	-13°	2°	0	4.4*3.3*2.2	0.95
MM 305/405	-18°	2°	0	3.2*3.0*2.0	1.00
MM 355/455	-18°	2°	0	4.4*3.3*2.2	1.00

4. Ассортимент изделия:

Брекеты ортодонтические керамические в наборах:

I. Брекеты ортодонтические керамические в наборах:

1. Брекеты ортодонтические керамические MISO в наборах:

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS221-310 в составе:
MB221-101-1 шт, MB221-102-1 шт, MB221-103-1 шт, MB221-201-1 шт,
MB221-202-1 шт, MB221-203-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS221-313 в составе:
MB221-101-1 шт, MB221-102-1 шт, MB221-133-1шт, MB221-201-1 шт,
MB221-202-1 шт, MB221-233-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS221-300 в составе:
MB221-312-4 шт, MB221-303-1 шт, MB221-403-1шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS221-303 в составе:
MB221-312-4 шт, MB221-333-1 шт, MB221-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS221-330 в составе:
MB221-101-1 шт, MB221-102-1 шт, MB221-103-1 шт, MB221-201-1 шт,
MB221-202-1 шт, MB221-203-1 шт, MB221-312-4 шт, MB221-303-1 шт,
MB221-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS221-333 в составе:
MB221-101-1 шт, MB221-102-1 шт, MB221-133-1 шт, MB221-201-1 шт,
MB221-202-1 шт, MB221-233-1 шт, MB221-312-4 шт, MB221-333-1 шт,
MB221-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS221-510 в составе:
MB221-101-1 шт, MB221-102-1 шт, MB221-103-1 шт, MB221-104-1 шт,
MB221-105-1 шт, MB221-201-1 шт, MB221-202-1 шт, MB221-203-1 шт,
MB221-204-1 шт, MB221-205-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS221-513 в составе:
MB221-101-1 шт, MB221-102-1 шт, MB221-133-1 шт, MB221-104-1 шт,
MB221-105-1 шт, MB221-201-1 шт, MB221-202-1 шт, MB221-233-1 шт,
MB221-204-1 шт, MB221-205-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS221-515 в составе:
MB221-101-1 шт, MB221-102-1 шт, MB221-133-1 шт, MB221-144-1 шт,
MB221-155-1 шт, MB221-201-1 шт, MB221-202-1 шт, MB221-233-1 шт,
MB221-244-1 шт, MB221-255-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS221-500 в составе:
MB221-312-4 шт, MB221-303-1 шт, MB221-304-1 шт, MB221-305-1 шт,
MB221-403-1 шт, MB221-404-1 шт, MB221-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS221-503 в составе:
MB221-312-4 шт, MB221-333-1 шт, MB221-304-1 шт, MB221-305-1 шт,
MB221-433-1 шт, MB221-404-1 шт, MB221-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS221-505 в составе:
MB221-312-4 шт, MB221-333-1 шт, MB221-344-1 шт, MB221-355-1 шт,
MB221-433-1 шт, MB221-444-1 шт, MB221-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS221-550 в составе:
MB221-101-1 шт, MB221-102-1 шт, MB221-103-1 шт, MB221-104-1 шт,
MB221-105-1 шт, MB221-201-1 шт, MB221-202-1 шт, MB221-203-1 шт,
MB221-204-1 шт, MB221-205-1 шт, MB221-312-4 шт, MB221-303-1 шт,
MB221-304-1 шт, MB221-305-1 шт, MB221-403-1 шт, MB221-404-1 шт,
MB221-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS221-553 в составе:
MB221-101-1 шт, MB221-102-1 шт, MB221-133-1 шт, MB221-104-1 шт,
MB221-105-1 шт, MB221-201-1 шт, MB221-202-1 шт, MB221-233-1 шт,
MB221-204-1 шт, MB221-205-1 шт, MB221-312-4 шт, MB221-333-1 шт,
MB221-304-1 шт, MB221-305-1 шт, MB221-433-1 шт, MB221-404-1 шт,
MB221-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS221-555, в составе:
MB221-101-1 шт, MB221-102-1 шт, MB221-133-1 шт, MB221-144-1 шт,
MB221-155-1 шт, MB221-201-1 шт, MB221-202-1 шт, MB221-233-1 шт,
MB221-244-1 шт, MB221-255-1 шт, MB221-312-4 шт, MB221-333-1 шт,
MB221-344-1 шт, MB221-355-1 шт, MB221-433-1 шт, MB221-444-1 шт,
MB221-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS221-530, в составе:
MB221-101-1 шт, MB221-102-1 шт, MB221-103-1 шт, MB221-104-1 шт,
MB221-105-1 шт, MB221-201-1 шт, MB221-202-1 шт, MB221-203-1 шт,
MB221-204-1 шт, MB221-205-1 шт, MB221-312-4 шт, MB221-303-1 шт, 0
MB221-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS221-533, в составе:
MB221-101-1 шт, MB221-102-1 шт, MB221-133-1 шт, MB221-104-1 шт,
MB221-105-1 шт, MB221-201-1 шт, MB221-202-1 шт, MB221-233-1 шт,
MB221-204-1 шт, MB221-205-1 шт, MB221-312-4 шт, MB221-333-1 шт;
MB221-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS221-535, в составе:
MB221-101-1 шт, MB221-102-1 шт, MB221-133-1 шт, MB221-144-1 шт,

MB221-155-1 шт, MB221-201-1 шт, MB221-202-1 шт, MB221-233-1 шт,
MB221-244-1 шт, MB221-255-1 шт, MB221-312-4 шт, MB221-333-1 шт;
MB221-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS221-350, в составе:
MB221-101-1 шт, MB221-102-1 шт, MB221-103-1 шт, MB221-201-1 шт,
MB221-202-1 шт, MB221-203-1 шт, MB221-312-4 шт, MB221-303-1 шт;
MB221-304-1 шт; MB221-305-1 шт; MB221-403-1 шт; MB221-404-1 шт;
MB221-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS221-353, в составе:
MB221-101-1 шт, MB221-102-1 шт, MB221-133-1 шт, MB221-201-1 шт,
MB221-202-1 шт, MB221-233-1 шт, MB221-312-4 шт, MB221-333-1 шт;
MB221-304-1 шт; MB221-305-1 шт; MB221-433-1 шт; MB221-404-1 шт;
MB221-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS221-355, в составе:
MB221-101-1 шт, MB221-102-1 шт, MB221-133-1 шт, MB221-201-1 шт,
MB221-202-1 шт, MB221-233-1 шт, MB221-312-4 шт, MB221-333-1 шт;
MB221-344-1 шт; MB221-355-1 шт; MB221-433-1 шт; MB221-444-1 шт;
MB221-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS181-310, в составе:
MB181-101-1 шт, MB181-102-1 шт, MB181-103-1 шт, MB181-201-1 шт,
MB181-202-1 шт, MB181-203-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS181-313, в составе:
MB181-101-1 шт, MB181-102-1 шт, MB181-133-1 шт, MB181-201-1 шт,
MB181-202-1 шт, MB181-233-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS181-300, в составе:
MB181-312-4 шт, MB181-303-1 шт, MB181-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS181-303, в составе:
MB181-312-4 шт, MB181-333-1 шт, MB181-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS181-330, в составе:
MB181-101-1 шт, MB181-102-1 шт, MB181-103-1 шт, MB181-201-1 шт,
MB181-202-1 шт, MB181-203-1 шт, MB181-312-4 шт, MB181-303-1 шт,
MB181-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS181-333, в составе:
MB181-101-1 шт, MB181-102-1 шт, MB181-133-1 шт, MB181-201-1 шт,
MB181-202-1 шт, MB181-233-1 шт, MB181-312-4 шт, MB181-333-1 шт,
MB181-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS181-510, в составе:
MB181-101-1 шт, MB181-102-1 шт, MB181-103-1 шт, MB181-104-1 шт,

MB181-105-1 шт, MB181-201-1 шт, MB181-202-1 шт, MB181-203-1 шт,
MB181-204-1 шт, MB181-205-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS181-513, в составе:
MB181-101-1 шт, MB181-102-1 шт, MB181-133-1 шт, MB181-104-1 шт,
MB181-105-1 шт, MB181-201-1 шт, MB181-202-1 шт, MB181-233-1 шт,
MB181-204-1 шт, MB181-205-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS181-515, в составе:
MB181-101-1 шт, MB181-102-1 шт, MB181-133-1 шт, MB181-144-1 шт,
MB181-155-1 шт, MB181-201-1 шт, MB181-202-1 шт, MB181-233-1 шт,
MB181-244-1 шт, MB181-255-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS181-500, в составе:
MB181-312-4 шт, MB181-303-1 шт, MB181-304-1 шт, MB181-305-1 шт,
MB181-403-1 шт, MB181-404-1 шт, MB181-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS181-503, в составе:
MB181-312-4 шт, MB181-333-1 шт, MB181-304-1 шт, MB181-305-1 шт,
MB181-433-1 шт, MB181-404-1 шт, MB181-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS181-505, в составе:
MB181-312-4 шт, MB181-333-1 шт, MB181-344-1 шт, MB181-355-1 шт,
MB181-433-1 шт, MB181-444-1 шт, MB181-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS181-550, в составе:
MB181-101-1 шт, MB181-102-1 шт, MB181-103-1 шт, MB181-104-1 шт,
MB181-105-1 шт, MB181-201-1 шт, MB181-202-1 шт, MB181-203-1 шт,
MB181-204-1 шт, MB181-205-1 шт; MB181-312-4 шт, MB181-303-1 шт,
MB181-304-1 шт, MB181-305-1 шт, MB181-403-1 шт, MB181-404-1 шт,
MB181-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS181-553, в составе:
MB181-101-1 шт, MB181-102-1 шт, MB181-133-1 шт, MB181-104-1 шт,
MB181-105-1 шт, MB181-201-1 шт, MB181-202-1 шт, MB181-233-1 шт,
MB181-204-1 шт, MB181-205-1 шт; MB181-312-4 шт, MB181-333-1 шт,
MB181-304-1 шт, MB181-305-1 шт, MB181-433-1 шт, MB181-404-1 шт,
MB181-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS181-555, в составе:
MB181-101-1 шт, MB181-102-1 шт, MB181-133-1 шт, MB181-144-1 шт,
MB181-155-1 шт, MB181-201-1 шт, MB181-202-1 шт, MB181-233-1 шт,
MB181-244-1 шт, MB181-255-1 шт; MB181-312-4 шт, MB181-333-1 шт,
MB181-344-1 шт, MB181-355-1 шт, MB181-433-1 шт, MB181-444-1 шт,
MB181-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS181-530, в составе:
MB181-101-1 шт, MB181-102-1 шт, MB181-103-1 шт, MB181-104-1 шт,

MB181-105-1 шт, MB181-201-1 шт, MB181-202-1 шт, MB181-203-1 шт,
MB181-204-1 шт, MB181-205-1 шт; MB181-312-4 шт, MB181-303-1 шт,
MB181-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS181-533, в составе:
MB181-101-1 шт, MB181-102-1 шт, MB181-133-1 шт, MB181-104-1 шт,
MB181-105-1 шт, MB181-201-1 шт, MB181-202-1 шт, MB181-233-1 шт,
MB181-204-1 шт, MB181-205-1 шт; MB181-312-4 шт, MB181-333-1 шт,
MB181-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS181-535, в составе:
MB181-101-1 шт, MB181-102-1 шт, MB181-133-1 шт, MB181-144-1 шт,
MB181-155-1 шт, MB181-201-1 шт, MB181-202-1 шт, MB181-233-1 шт,
MB181-244-1 шт, MB181-255-1 шт; MB181-312-4 шт, MB181-333-1 шт,
MB181-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS181-350, в составе:
MB181-101-1 шт, MB181-102-1 шт, MB181-103-1 шт, MB181-201-1 шт,
MB181-202-1 шт, MB181-203-1 шт, MB181-312-4 шт, MB181-303-1 шт,
MB181-304-1 шт, MB181-305-1 шт, MB181-403-1 шт, MB181-404-1 шт,
MB181-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS181-353, в составе:
MB181-101-1 шт, MB181-102-1 шт, MB181-133-1 шт, MB181-201-1 шт,
MB181-202-1 шт, MB181-233-1 шт, MB181-312-4 шт, MB181-333-1 шт,
MB181-304-1 шт, MB181-305-1 шт, MB181-433-1 шт, MB181-404-1 шт,
MB181-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS181-355, в составе:
MB181-101-1 шт, MB181-102-1 шт, MB181-133-1 шт, MB181-201-1 шт,
MB181-202-1 шт, MB181-233-1 шт, MB181-312-4 шт, MB181-333-1 шт,
MB181-344-1 шт, MB181-355-1 шт, MB181-433-1 шт, MB181-444-1 шт,
MB181-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS222-310, в составе:
MB222-101-1 шт, MB222-102-1 шт, MB222-103-1 шт, MB222-201-1 шт,
MB222-202-1 шт, MB222-203-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS222-313, в составе:
MB222-101-1 шт, MB222-102-1 шт, MB222-133-1 шт, MB222-201-1 шт,
MB222-202-1 шт, MB222-233-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS222-300, в составе:
MB222-312-4 шт, MB222-303-1 шт, MB222-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS222-303, в составе:
MB222-312-4 шт, MB222-333-1 шт, MB222-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS222-330, в составе:
MB222-101-1 шт, MB222-102-1 шт, MB222-103-1 шт, MB222-201-1 шт,
MB222-202-1 шт, MB222-203-1 шт, MB222-312-4 шт, MB222-303-1 шт,
MB222-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS222-333, в составе:
MB222-101-1 шт, MB222-102-1 шт, MB222-133-1 шт, MB222-201-1 шт,
MB222-202-1 шт, MB222-233-1 шт, MB222-312-4 шт, MB222-333-1 шт,
MB222-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS222-510, в составе:
MB222-101-1 шт, MB222-102-1 шт, MB222-103-1 шт, MB222-104-1 шт,
MB222-105-1 шт, MB222-201-1 шт, MB222-202-1 шт, MB222-203-1 шт,
MB222-204-1 шт, MB222-205-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS222-513, в составе:
MB222-101-1 шт, MB222-102-1 шт, MB222-133-1 шт, MB222-104-1 шт,
MB222-105-1 шт, MB222-201-1 шт, MB222-202-1 шт, MB222-233-1 шт,
MB222-204-1 шт, MB222-205-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS222-515, в составе:
MB222-101-1 шт, MB222-102-1 шт, MB222-133-1 шт, MB222-144-1 шт,
MB222-155-1 шт, MB222-201-1 шт, MB222-202-1 шт, MB222-233-1 шт,
MB222-244-1 шт, MB222-255-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS222-500, в составе:
MB222-312-4 шт, MB222-303-1 шт, MB222-304-1 шт, MB222-305-1 шт,
MB222-403-1 шт, MB222-404-1 шт, MB222-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS222-503, в составе:
MB222-312-4 шт, MB222-333-1 шт, MB222-304-1 шт, MB222-305-1 шт,
MB222-433-1 шт, MB222-404-1 шт, MB222-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS222-505, в составе:
MB222-312-4 шт, MB222-333-1 шт, MB222-344-1 шт, MB222-355-1 шт,
MB222-433-1 шт, MB222-444-1 шт, MB222-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS222-550, в составе:
MB222-101-1 шт, MB222-102-1 шт, MB222-103-1 шт, MB222-104-1 шт,
MB222-105-1 шт, MB222-201-1 шт, MB222-202-1 шт, MB222-203-1 шт,
MB222-204-1 шт, MB222-205-1 шт, MB222-312-4 шт, MB222-303-1 шт,
MB222-304-1 шт, MB222-305-1 шт, MB222-403-1 шт, MB222-404-1 шт,
MB222-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS222-553, в составе:
MB222-101-1 шт, MB222-102-1 шт, MB222-133-1 шт, MB222-104-1 шт,
MB222-105-1 шт, MB222-201-1 шт, MB222-202-1 шт, MB222-233-1 шт,
MB222-204-1 шт, MB222-205-1 шт, MB222-312-4 шт, MB222-333-1 шт,

MB222-304-1 шт, MB222-305-1 шт, MB222-433-1 шт, MB222-404-1 шт,
MB222-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS222-555, в составе:
MB222-101-1 шт, MB222-102-1 шт, MB222-133-1 шт, MB222-144-1 шт,
MB222-155-1 шт, MB222-201-1 шт, MB222-202-1 шт, MB222-233-1 шт,
MB222-244-1 шт, MB222-255-1 шт, MB222-312-4 шт, MB222-333-1 шт,
MB222-344-1 шт, MB222-355-1 шт, MB222-433-1 шт, MB222-444-1 шт,
MB222-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS222-530, в составе:
MB222-101-1 шт, MB222-102-1 шт, MB222-103-1 шт, MB222-104-1 шт,
MB222-105-1 шт, MB222-201-1 шт, MB222-202-1 шт, MB222-203-1 шт,
MB222-204-1 шт, MB222-205-1 шт, MB222-312-4 шт, MB222-303-1 шт,
MB222-304-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS222-533, в составе:
MB222-101-1 шт, MB222-102-1 шт, MB222-133-1 шт, MB222-104-1 шт,
MB222-105-1 шт, MB222-201-1 шт, MB222-202-1 шт, MB222-233-1 шт,
MB222-204-1 шт, MB222-205-1 шт, MB222-312-4 шт, MB222-333-1 шт,
MB222-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS222-535, в составе:
MB222-101-1 шт, MB222-102-1 шт, MB222-133-1 шт, MB222-144-1 шт,
MB222-155-1 шт, MB222-201-1 шт, MB222-202-1 шт, MB222-233-1 шт,
MB222-244-1 шт, MB222-255-1 шт, MB222-312-4 шт, MB222-333-1 шт,
MB222-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS222-350, в составе:
MB222-101-1 шт, MB222-102-1 шт, MB222-103-1 шт, MB222-201-1 шт,
MB222-202-1 шт, MB222-203-1 шт, MB222-312-4 шт, MB222-303-1 шт,
MB222-304-1 шт, MB222-305-1 шт, MB222-403-1 шт, MB222-404-1 шт,
MB222-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS222-353, в составе:
MB222-101-1 шт, MB222-102-1 шт, MB222-133-1 шт, MB222-201-1 шт,
MB222-202-1 шт, MB222-233-1 шт, MB222-312-4 шт, MB222-333-1 шт,
MB222-304-1 шт, MB222-305-1 шт, MB222-433-1 шт, MB222-404-1 шт,
MB222-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS222-355, в составе:
MB222-101-1 шт, MB222-102-1 шт, MB222-133-1 шт, MB222-201-1 шт,
MB222-202-1 шт, MB222-233-1 шт, MB222-312-4 шт, MB222-333-1 шт,
MB222-344-1 шт, MB222-355-1 шт, MB222-433-1 шт, MB222-444-1 шт,
MB222-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS182-310, в составе:
MB182-101-1 шт, MB182-102-1 шт, MB182-103-1 шт, MB182-201-1 шт,
MB182-202-1 шт, MB182-203-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS182-313, в составе:
MB182-101-1 шт, MB182-102-1 шт, MB182-133-1 шт, MB182-201-1 шт,
MB182-202-1 шт, MB182-233-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS182-300, в составе:
MB182-312-4 шт, MB182-303-1 шт, MB182-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS182-303, в составе:
MB182-312-4 шт, MB182-333-1 шт, MB182-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS182-330, в составе:
MB182-101-1 шт, MB182-102-1 шт, MB182-103-1 шт, MB182-201-1 шт,
MB182-202-1 шт, MB182-203-1 шт, MB182-312-4 шт, MB182-303-1 шт,
MB182-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS182-333, в составе:
MB182-101-1 шт, MB182-102-1 шт, MB182-133-1 шт, MB182-201-1 шт,
MB182-202-1 шт, MB182-233-1 шт, MB182-312-4 шт, MB182-333-1 шт,
MB182-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS182-510, в составе:
MB182-101-1 шт, MB182-102-1 шт, MB182-103-1 шт, MB182-104-1 шт,
MB182-105-1 шт, MB182-201-1 шт, MB182-202-1 шт, MB182-203-1 шт,
MB182-204-1 шт, MB182-205-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS182-513, в составе:
MB182-101-1 шт, MB182-102-1 шт, MB182-133-1 шт, MB182-104-1 шт,
MB182-105-1 шт, MB182-201-1 шт, MB182-202-1 шт, MB182-233-1 шт,
MB182-204-1 шт, MB182-205-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS182-515, в составе:
MB182-101-1 шт, MB182-102-1 шт, MB182-133-1 шт, MB182-144-1 шт,
MB182-155-1 шт, MB182-201-1 шт, MB182-202-1 шт, MB182-233-1 шт,
MB182-244-1 шт, MB182-255-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS182-500, в составе:
MB182-312-4 шт, MB182-303-1 шт, MB182-304-1 шт, MB182-305-1 шт,
MB182-403-1 шт, MB182-404-1 шт, MB182-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS182-503, в составе:
MB182-312-4 шт, MB182-333-1 шт, MB182-304-1 шт, MB182-305-1 шт,
MB182-433-1 шт, MB182-404-1 шт, MB182-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS182-505, в составе:
MB182-312-4 шт, MB182-333-1 шт, MB182-344-1 шт, MB182-355-1 шт,
MB182-433-1 шт, MB182-444-1 шт, MB182-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS182-550, в составе:
MB182-101-1 шт, MB182-102-1 шт, MB182-103-1 шт, MB182-104-1 шт,
MB182-105-1 шт, MB182-201-1 шт, MB182-202-1 шт, MB182-203-1 шт,
MB182-204-1 шт, MB182-205-1 шт, MB182-312-4 шт, MB182-303-1 шт,
MB182-304-1 шт, MB182-305-1 шт, MB182-403-1 шт, MB182-404-1 шт,
MB182-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS182-553, в составе:
MB182-101-1 шт, MB182-102-1 шт, MB182-133-1 шт, MB182-104-1 шт,
MB182-105-1 шт, MB182-201-1 шт, MB182-202-1 шт, MB182-233-1 шт,
MB182-204-1 шт, MB182-205-1 шт, MB182-312-4 шт, MB182-333-1 шт,
MB182-304-1 шт, MB182-305-1 шт, MB182-433-1 шт, MB182-404-1 шт,
MB182-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS182-555, в составе:
MB182-101-1 шт, MB182-102-1 шт, MB182-133-1 шт, MB182-144-1 шт,
MB182-155-1 шт, MB182-201-1 шт, MB182-202-1 шт, MB182-233-1 шт,
MB182-244-1 шт, MB182-255-1 шт, MB182-312-4 шт, MB182-333-1 шт,
MB182-344-1 шт, MB182-355-1 шт, MB182-433-1 шт, MB182-444-1 шт,
MB182-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS182-530, в составе:
MB182-101-1 шт, MB182-102-1 шт, MB182-103-1 шт, MB182-104-1 шт,
MB182-105-1 шт, MB182-201-1 шт, MB182-202-1 шт, MB182-203-1 шт,
MB182-204-1 шт, MB182-205-1 шт, MB182-312-4 шт, MB182-303-1 шт,
MB182-304-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS182-533, в составе:
MB182-101-1 шт, MB182-102-1 шт, MB182-133-1 шт, MB182-104-1 шт,
MB182-105-1 шт, MB182-201-1 шт, MB182-202-1 шт, MB182-233-1 шт,
MB182-204-1 шт, MB182-205-1 шт, MB182-312-4 шт, MB182-333-1 шт,
MB182-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS182-535, в составе:
MB182-101-1 шт, MB182-102-1 шт, MB182-133-1 шт, MB182-144-1 шт,
MB182-155-1 шт, MB182-201-1 шт, MB182-202-1 шт, MB182-233-1 шт,
MB182-244-1 шт, MB182-255-1 шт, MB182-312-4 шт, MB182-333-1 шт,
MB182-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS182-350, в составе:
MB182-101-1 шт, MB182-102-1 шт, MB182-103-1 шт, MB182-201-1 шт,
MB182-202-1 шт, MB182-203-1 шт, MB182-312-4 шт, MB182-303-1 шт,
MB182-304-1 шт, MB182-305-1 шт, MB182-403-1 шт, MB182-404-1 шт,
MB182-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS182-353, в составе:
MB182-101-1 шт, MB182-102-1 шт, MB182-133-1 шт, MB182-201-1 шт,
MB182-202-1 шт, MB182-233-1 шт, MB182-312-4 шт, MB182-333-1 шт,
MB182-304-1 шт, MB182-305-1 шт, MB182-433-1 шт, MB182-404-1 шт,
MB182-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO MBS182-355, в составе:
MB182-101-1 шт, MB182-102-1 шт, MB182-133-1 шт, MB182-201-1 шт,
MB182-202-1 шт, MB182-233-1 шт, MB182-312-4 шт, MB182-333-1 шт,
MB182-344-1 шт, MB182-355-1 шт, MB182-433-1 шт, MB182-444-1 шт,
MB182-455-1 шт;

2. Брекеты ортодонтические керамические MISO mini в наборах:

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS221-310, в составе:
MM221-101-1 шт, MM221-102-1 шт, MM221-103-1 шт, MM221-201-1 шт,
MM221-202-1 шт, MM221-203-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS221-313, в составе:
MM221-101-1 шт, MM221-102-1 шт, MM221-133-1 шт, MM221-201-1 шт,
MM221-202-1 шт, MM221-233-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS221-300, в составе:
MM221-312-4 шт, MM221-303-1 шт, MM221-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS221-303, в составе:
MM221-312-4 шт, MM221-333-1 шт, MM221-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS221-330, в составе:
MM221-101-1 шт, MM221-102-1 шт, MM221-103-1 шт, MM221-201-1 шт,
MM221-202-1 шт, MM221-203-1 шт, MM221-312-4 шт, MM221-303-1 шт,
MM221-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS221-333, в составе:
MM221-101-1 шт, MM221-102-1 шт, MM221-133-1 шт, MM221-201-1 шт,
MM221-202-1 шт, MM221-233-1 шт, MM221-312-4 шт, MM221-333-1 шт,
MM221-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS221-510, в составе:
MM221-101-1 шт, MM221-102-1 шт, MM221-103-1 шт, MM221-104-1 шт,
MM221-105-1 шт, MM221-201-1 шт, MM221-202-1 шт, MM221-203-1 шт,
MM221-204-1 шт, MM221-205-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS221-513, в составе:
MM221-101-1 шт, MM221-102-1 шт, MM221-133-1 шт, MM221-104-1 шт,
MM221-105-1 шт, MM221-201-1 шт, MM221-202-1 шт, MM221-233-1 шт,
MM221-204-1 шт, MM221-205-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS221-515, в составе:
MM221-101-1 шт, MM221-102-1 шт, MM221-133-1 шт, MM221-144-1 шт,

MM221-155-1 шт, MM221-201-1 шт, MM221-202-1 шт, MM221-233-1 шт,
MM221-244-1 шт, MM221-255-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS221-500, в составе:
MM221-312-4 шт, MM221-303-1 шт, MM221-304-1 шт, MM221-305-1 шт,
MM221-403-1 шт, MM221-404-1 шт, MM221-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS221-503, в составе:
MM221-312-4 шт, MM221-333-1 шт, MM221-304-1 шт, MM221-305-1 шт,
MM221-433-1 шт, MM221-404-1 шт, MM221-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS221-505, в составе:
MM221-312-4 шт, MM221-333-1 шт, MM221-344-1 шт, MM221-355-1 шт,
MM221-433-1 шт, MM221-444-1 шт, MM221-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS221-550, в составе:
MM221-101-1 шт, MM221-102-1 шт, MM221-103-1 шт, MM221-104-1 шт,
MM221-105-1 шт, MM221-201-1 шт, MM221-202-1 шт, MM221-203-1 шт,
MM221-204-1 шт, MM221-205-1 шт, MM221-312-4 шт, MM221-303-1 шт,
MM221-304-1 шт, MM221-305-1 шт, MM221-403-1 шт, MM221-404-1 шт,
MM221-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS221-553, в составе:
MM221-101-1 шт, MM221-102-1 шт, MM221-133-1 шт, MM221-104-1 шт,
MM221-105-1 шт, MM221-201-1 шт, MM221-202-1 шт, MM221-233-1 шт,
MM221-204-1 шт, MM221-205-1 шт, MM221-312-4 шт, MM221-333-1 шт,
MM221-304-1 шт, MM221-305-1 шт, MM221-433-1 шт, MM221-404-1 шт,
MM221-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS221-555, в составе:
MM221-101-1 шт, MM221-102-1 шт, MM221-133-1 шт, MM221-144-1 шт,
MM221-155-1 шт, MM221-201-1 шт, MM221-202-1 шт, MM221-233-1 шт,
MM221-244-1 шт, MM221-255-1 шт, MM221-312-4 шт, MM221-333-1 шт,
MM221-344-1 шт, MM221-355-1 шт, MM221-433-1 шт, MM221-444-1 шт,
MM221-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS221-530, в составе:
MM221-101-1 шт, MM221-102-1 шт, MM221-103-1 шт, MM221-104-1 шт,
MM221-105-1 шт, MM221-201-1 шт, MM221-202-1 шт, MM221-203-1 шт,
MM221-204-1 шт, MM221-205-1 шт, MM221-312-4 шт, MM221-303-1 шт,
MM221-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS221-533, в составе:
MM221-101-1 шт, MM221-102-1 шт, MM221-133-1 шт, MM221-104-1 шт,
MM221-105-1 шт, MM221-201-1 шт, MM221-202-1 шт, MM221-233-1 шт,
MM221-204-1 шт, MM221-205-1 шт, MM221-312-4 шт, MM221-333-1 шт,
MM221-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS221-535, в составе:
MM221-101-1 шт, MM221-102-1 шт, MM221-133-1 шт, MM221-144-1 шт,
MM221-155-1 шт, MM221-201-1 шт, MM221-202-1 шт, MM221-233-1 шт,
MM221-244-1 шт, MM221-255-1 шт, MM221-312-4 шт, MM221-333-1 шт,
MM221-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS221-350, в составе:
MM221-101-1 шт, MM221-102-1 шт, MM221-103-1 шт, MM221-201-1 шт,
MM221-202-1 шт, MM221-203-1 шт, MM221-312-4 шт, MM221-303-1 шт,
MM221-304-1 шт, MM221-305-1 шт, MM221-403-1 шт, MM221-404-1 шт,
MM221-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS221-353, в составе:
MM221-101-1 шт, MM221-102-1 шт, MM221-133-1 шт, MM221-201-1 шт,
MM221-202-1 шт, MM221-233-1 шт, MM221-312-4 шт, MM221-333-1 шт,
MM221-304-1 шт, MM221-305-1 шт, MM221-433-1 шт, MM221-404-1 шт,
MM221-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS221-355, в составе:
MM221-101-1 шт, MM221-102-1 шт, MM221-133-1 шт, MM221-201-1 шт,
MM221-202-1 шт, MM221-233-1 шт, MM221-312-4 шт, MM221-333-1 шт,
MM221-344-1 шт, MM221-355-1 шт, MM221-433-1 шт, MM221-444-1 шт,
MM221-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS181-310, в составе:
MM181-101-1 шт, MM181-102-1 шт, MM181-103-1 шт, MM181-201-1 шт,
MM181-202-1 шт, MM181-203-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS181-313, в составе:
MM181-101-1 шт, MM181-102-1 шт, MM181-133-1 шт, MM181-201-1 шт,
MM181-202-1 шт, MM181-233-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS181-300, в составе:
MM181-312-4 шт, MM181-303-1 шт, MM181-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS181-303, в составе:
MM181-312-4 шт, MM181-333-1 шт, MM181-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS181-330, в составе:
MM181-101-1 шт, MM181-102-1 шт, MM181-103-1 шт, MM181-201-1 шт,
MM181-202-1 шт, MM181-203-1 шт, MM181-312-4 шт, MM181-303-1 шт,
MM181-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS181-333, в составе:
MM181-101-1 шт, MM181-102-1 шт, MM181-133-1 шт, MM181-201-1 шт,
MM181-202-1 шт, MM181-233-1 шт, MM181-312-4 шт, MM181-333-1 шт,
MM181-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS181-510, в составе:
MM181-101-1 шт, MM181-102-1 шт, MM181-103-1 шт, MM181-104-1 шт,
MM181-105-1 шт, MM181-201-1 шт, MM181-202-1 шт, MM181-203-1 шт,
MM181-204-1 шт, MM181-205-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS181-513, в составе:
MM181-101-1 шт, MM181-102-1 шт, MM181-133-1 шт, MM181-104-1 шт,
MM181-105-1 шт, MM181-201-1 шт, MM181-202-1 шт, MM181-233-1 шт,
MM181-204-1 шт, MM181-205-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS181-515, в составе:
MM181-101-1 шт, MM181-102-1 шт, MM181-133-1 шт, MM181-144-1 шт,
MM181-155-1 шт, MM181-201-1 шт, MM181-202-1 шт, MM181-233-1 шт,
MM181-244-1 шт, MM181-255-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS181-500, в составе:
MM181-312-4 шт, MM181-303-1 шт, MM181-304-1 шт, MM181-305-1 шт,
MM181-403-1 шт, MM181-404-1 шт, MM181-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS181-503, в составе:
MM181-312-4 шт, MM181-333-1 шт, MM181-304-1 шт, MM181-305-1 шт,
MM181-433-1 шт, MM181-404-1 шт, MM181-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS181-505, в составе:
MM181-312-4 шт, MM181-333-1 шт, MM181-344-1 шт, MM181-355-1 шт,
MM181-433-1 шт, MM181-444-1 шт, MM181-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS181-550, в составе:
MM181-101-1 шт, MM181-102-1 шт, MM181-103-1 шт, MM181-104-1 шт,
MM181-105-1 шт, MM181-201-1 шт, MM181-202-1 шт, MM181-203-1 шт,
MM181-204-1 шт, MM181-205-1 шт, MM181-312-4 шт, MM181-303-1 шт,
MM181-304-1 шт, MM181-305-1 шт, MM181-403-1 шт, MM181-404-1 шт,
MM181-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS181-553, в составе:
MM181-101-1 шт, MM181-102-1 шт, MM181-133-1 шт, MM181-104-1 шт,
MM181-105-1 шт, MM181-201-1 шт, MM181-202-1 шт, MM181-233-1 шт,
MM181-204-1 шт, MM181-205-1 шт, MM181-312-4 шт, MM181-333-1 шт,
MM181-304-1 шт, MM181-305-1 шт, MM181-433-1 шт, MM181-404-1 шт,
MM181-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS181-555, в составе:
MM181-101-1 шт, MM181-102-1 шт, MM181-133-1 шт, MM181-144-1 шт,
MM181-155-1 шт, MM181-201-1 шт, MM181-202-1 шт, MM181-233-1 шт,
MM181-244-1 шт, MM181-255-1 шт, MM181-312-4 шт, MM181-333-1 шт,
MM181-344-1 шт, MM181-355-1 шт, MM181-433-1 шт, MM181-444-1 шт,
MM181-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS181-530, в составе:
MM181-101-1 шт, MM181-102-1 шт, MM181-103-1 шт, MM181-104-1 шт,
MM181-105-1 шт, MM181-201-1 шт, MM181-202-1 шт, MM181-203-1 шт,
MM181-204-1 шт, MM181-205-1 шт, MM181-312-4 шт, MM181-303-1 шт,
MM181-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS181-533, в составе:
MM181-101-1 шт, MM181-102-1 шт, MM181-133-1 шт, MM181-104-1 шт,
MM181-105-1 шт, MM181-201-1 шт, MM181-202-1 шт, MM181-233-1 шт,
MM181-204-1 шт, MM181-205-1 шт, MM181-312-4 шт, MM181-333-1 шт,
MM181-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS181-535, в составе:
MM181-101-1 шт, MM181-102-1 шт, MM181-133-1 шт, MM181-144-1 шт,
MM181-155-1 шт, MM181-201-1 шт, MM181-202-1 шт, MM181-233-1 шт,
MM181-244-1 шт, MM181-255-1 шт, MM181-312-4 шт, MM181-333-1 шт,
MM181-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS181-350, в составе:
MM181-101-1 шт, MM181-102-1 шт, MM181-103-1 шт, MM181-201-1 шт,
MM181-202-1 шт, MM181-203-1 шт, MM181-312-4 шт, MM181-303-1 шт,
MM181-304-1 шт, MM181-305-1 шт, MM181-403-1 шт, MM181-404-1 шт,
MM181-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS181-353, в составе:
MM181-101-1 шт, MM181-102-1 шт, MM181-133-1 шт, MM181-201-1 шт,
MM181-202-1 шт, MM181-233-1 шт, MM181-312-4 шт, MM181-333-1 шт,
MM181-304-1 шт, MM181-305-1 шт, MM181-433-1 шт, MM181-404-1 шт,
MM181-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS181-355, в составе:
MM181-101-1 шт, MM181-102-1 шт, MM181-133-1 шт, MM181-201-1 шт,
MM181-202-1 шт, MM181-233-1 шт, MM181-312-4 шт, MM181-333-1 шт,
MM181-344-1 шт, MM181-355-1 шт, MM181-433-1 шт, MM181-444-1 шт,
MM181-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS222-310, в составе:
MM222-101-1 шт, MM222-102-1 шт, MM222-103-1 шт, MM222-201-1 шт,
MM222-202-1 шт, MM222-203-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS222-313, в составе:
MM222-101-1 шт, MM222-102-1 шт, MM222-133-1 шт, MM222-201-1 шт,
MM222-202-1 шт, MM222-233-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS222-300, в составе:
MM222-312-4 шт, MM222-303-1 шт, MM222-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS222-303, в составе:
MM222-312-4 шт, MM222-333-1 шт, MM222-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS222-330, в составе:
MM222-101-1 шт, MM222-102-1 шт, MM222-103-1 шт, MM222-201-1 шт,
MM222-202-1 шт, MM222-203-1 шт, MM222-312-4 шт, MM222-303-1 шт,
MM222-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS222-333, в составе:
MM222-101-1 шт, MM222-102-1 шт, MM222-133-1 шт, MM222-201-1 шт,
MM222-202-1 шт, MM222-233-1 шт, MM222-312-4 шт, MM222-333-1 шт,
MM222-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS222-510, в составе:
MM222-101-1 шт, MM222-102-1 шт, MM222-103-1 шт, MM222-104-1 шт,
MM222-105-1 шт, MM222-201-1 шт, MM222-202-1 шт, MM222-203-1 шт,
MM222-204-1 шт, MM222-205-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS222-513, в составе:
MM222-101-1 шт, MM222-102-1 шт, MM222-133-1 шт, MM222-104-1 шт,
MM222-105-1 шт, MM222-201-1 шт, MM222-202-1 шт, MM222-233-1 шт,
MM222-204-1 шт, MM222-205-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS222-515, в составе:
MM222-101-1 шт, MM222-102-1 шт, MM222-133-1 шт, MM222-144-1 шт,
MM222-155-1 шт, MM222-201-1 шт, MM222-202-1 шт, MM222-233-1 шт,
MM222-244-1 шт, MM222-255-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS222-500, в составе:
MM222-312-4 шт, MM222-303-1 шт, MM222-304-1 шт, MM222-305-1 шт,
MM222-403-1 шт, MM222-404-1 шт, MM222-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS222-503, в составе:
MM222-312-4 шт, MM222-333-1 шт, MM222-304-1 шт, MM222-305-1 шт,
MM222-433-1 шт, MM222-404-1 шт, MM222-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS222-505, в составе:
MM222-312-4 шт, MM222-333-1 шт, MM222-344-1 шт, MM222-355-1 шт,
MM222-433-1 шт, MM222-444-1 шт, MM222-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS222-550, в составе:
MM222-101-1 шт, MM222-102-1 шт, MM222-103-1 шт, MM222-104-1 шт,
MM222-105-1 шт, MM222-201-1 шт, MM222-202-1 шт, MM222-203-1 шт,
MM222-204-1 шт, MM222-205-1 шт, MM222-312-4 шт, MM222-303-1 шт,
MM222-304-1 шт, MM222-305-1 шт, MM222-403-1 шт, MM222-404-1 шт,
MM222-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS222-553, в составе:
MM222-101-1 шт, MM222-102-1 шт, MM222-133-1 шт, MM222-104-1 шт,

MM222-105-1 шт, MM222-201-1 шт, MM222-202-1 шт, MM222-233-1 шт,
MM222-204-1 шт, MM222-205-1 шт, MM222-312-4 шт, MM222-333-1 шт,
MM222-304-1 шт, MM222-305-1 шт, MM222-433-1 шт, MM222-404-1 шт,
MM222-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS222-555, в составе:
MM222-101-1 шт, MM222-102-1 шт, MM222-133-1 шт, MM222-144-1 шт,
MM222-155-1 шт, MM222-201-1 шт, MM222-202-1 шт, MM222-233-1 шт,
MM222-244-1 шт, MM222-255-1 шт, MM222-312-4 шт, MM222-333-1 шт,
MM222-344-1 шт, MM222-355-1 шт, MM222-433-1 шт, MM222-444-1 шт,
MM222-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS222-530, в составе:
MM222-101-1 шт, MM222-102-1 шт, MM222-103-1 шт, MM222-104-1 шт,
MM222-105-1 шт, MM222-201-1 шт, MM222-202-1 шт, MM222-203-1 шт,
MM222-204-1 шт, MM222-205-1 шт, MM222-312-4 шт, MM222-303-1 шт,
MM222-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS222-533, в составе:
MM222-101-1 шт, MM222-102-1 шт, MM222-133-1 шт, MM222-104-1 шт,
MM222-105-1 шт, MM222-201-1 шт, MM222-202-1 шт, MM222-233-1 шт,
MM222-204-1 шт, MM222-205-1 шт, MM222-312-4 шт, MM222-333-1 шт,
MM222-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS222-535, в составе:
MM222-101-1 шт, MM222-102-1 шт, MM222-133-1 шт, MM222-144-1 шт,
MM222-155-1 шт, MM222-201-1 шт, MM222-202-1 шт, MM222-233-1 шт,
MM222-244-1 шт, MM222-255-1 шт, MM222-312-4 шт, MM222-333-1 шт,
MM222-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS222-350, в составе:
MM222-101-1 шт, MM222-102-1 шт, MM222-103-1 шт, MM222-201-1 шт,
MM222-202-1 шт, MM222-203-1 шт, MM222-312-4 шт, MM222-303-1 шт,
MM222-304-1 шт, MM222-305-1 шт, MM222-403-1 шт, MM222-404-1 шт,
MM222-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS222-353, в составе:
MM222-101-1 шт, MM222-102-1 шт, MM222-133-1 шт, MM222-201-1 шт,
MM222-202-1 шт, MM222-233-1 шт, MM222-312-4 шт, MM222-333-1 шт,
MM222-304-1 шт, MM222-305-1 шт, MM222-433-1 шт, MM222-404-1 шт,
MM222-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS222-355, в составе:
MM222-101-1 шт, MM222-102-1 шт, MM222-133-1 шт, MM222-201-1 шт,
MM222-202-1 шт, MM222-233-1 шт, MM222-312-4 шт, MM222-333-1 шт,

MM222-344-1 шт, MM222-355-1 шт, MM222-433-1 шт, MM222-444-1 шт,
MM222-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS182-310, в составе:
MM182-101-1 шт, MM182-102-1 шт, MM182-103-1 шт, MM182-201-1 шт,
MM182-202-1 шт, MM182-203-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS182-313, в составе:
MM182-101-1 шт, MM182-102-1 шт, MM182-133-1 шт, MM182-201-1 шт,
MM182-202-1 шт, MM182-233-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS182-300, в составе:
MM182-312-4 шт, MM182-303-1 шт, MM182-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS182-303, в составе:
MM182-312-4 шт, MM182-333-1 шт, MM182-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS182-330, в составе:
MM182-101-1 шт, MM182-102-1 шт, MM182-103-1 шт, MM182-201-1 шт,
MM182-202-1 шт, MM182-203-1 шт, MM182-312-4 шт, MM182-303-1 шт,
MM182-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS182-333, в составе:
MM182-101-1 шт, MM182-102-1 шт, MM182-133-1 шт, MM182-201-1 шт,
MM182-202-1 шт, MM182-233-1 шт, MM182-312-4 шт, MM182-333-1 шт,
MM182-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS182-510, в составе:
MM182-101-1 шт, MM182-102-1 шт, MM182-103-1 шт, MM182-104-1 шт,
MM182-105-1 шт, MM182-201-1 шт, MM182-202-1 шт, MM182-203-1 шт,
MM182-204-1 шт, MM182-205-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS182-513, в составе:
MM182-101-1 шт, MM182-102-1 шт, MM182-133-1 шт, MM182-104-1 шт,
MM182-105-1 шт, MM182-201-1 шт, MM182-202-1 шт, MM182-233-1 шт,
MM182-204-1 шт, MM182-205-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS182-515, в составе:
MM182-101-1 шт, MM182-102-1 шт, MM182-133-1 шт, MM182-144-1 шт,
MM182-155-1 шт, MM182-201-1 шт, MM182-202-1 шт, MM182-233-1 шт,
MM182-244-1 шт, MM182-255-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS182-500, в составе:
MM182-312-4 шт, MM182-303-1 шт, MM182-304-1 шт, MM182-305-1 шт,
MM182-403-1 шт, MM182-404-1 шт, MM182-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS182-503, в составе:
MM182-312-4 шт, MM182-333-1 шт, MM182-304-1 шт, MM182-305-1 шт,
MM182-433-1 шт, MM182-404-1 шт, MM182-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS182-505, в составе:
MM182-312-4 шт, MM182-333-1 шт, MM182-344-1 шт, MM182-355-1 шт,
MM182-433-1 шт, MM182-444-1 шт, MM182-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS182-550, в составе:
MM182-101-1 шт, MM182-102-1 шт, MM182-103-1 шт, MM182-104-1 шт,
MM182-105-1 шт, MM182-201-1 шт, MM182-202-1 шт, MM182-203-1 шт,
MM182-204-1 шт, MM182-205-1 шт, MM182-312-4 шт, MM182-303-1 шт,
MM182-304-1 шт, MM182-305-1 шт, MM182-403-1 шт, MM182-404-1 шт,
MM182-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS182-553, в составе:
MM182-101-1 шт, MM182-102-1 шт, MM182-133-1 шт, MM182-104-1 шт,
MM182-105-1 шт, MM182-201-1 шт, MM182-202-1 шт, MM182-233-1 шт,
MM182-204-1 шт, MM182-205-1 шт, MM182-312-4 шт, MM182-333-1 шт,
MM182-304-1 шт, MM182-305-1 шт, MM182-433-1 шт, MM182-404-1 шт,
MM182-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS182-555, в составе:
MM182-101-1 шт, MM182-102-1 шт, MM182-133-1 шт, MM182-144-1 шт,
MM182-155-1 шт, MM182-201-1 шт, MM182-202-1 шт, MM182-233-1 шт,
MM182-244-1 шт, MM182-255-1 шт, MM182-312-4 шт, MM182-333-1 шт,
MM182-344-1 шт, MM182-355-1 шт, MM182-433-1 шт, MM182-444-1 шт,
MM182-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS182-530, в составе:
MM182-101-1 шт, MM182-102-1 шт, MM182-103-1 шт, MM182-104-1 шт,
MM182-105-1 шт, MM182-201-1 шт, MM182-202-1 шт, MM182-203-1 шт,
MM182-204-1 шт, MM182-205-1 шт, MM182-312-4 шт, MM182-303-1 шт,
MM182-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS182-533, в составе:
MM182-101-1 шт, MM182-102-1 шт, MM182-133-1 шт, MM182-104-1 шт,
MM182-105-1 шт, MM182-201-1 шт, MM182-202-1 шт, MM182-233-1 шт,
MM182-204-1 шт, MM182-205-1 шт, MM182-312-4 шт, MM182-333-1 шт,
MM182-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS182-535, в составе:
MM182-101-1 шт, MM182-102-1 шт, MM182-133-1 шт, MM182-144-1 шт,
MM182-155-1 шт, MM182-201-1 шт, MM182-202-1 шт, MM182-233-1 шт,
MM182-244-1 шт, MM182-255-1 шт, MM182-312-4 шт, MM182-333-1 шт,
MM182-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS182-350, в составе:
MM182-101-1 шт, MM182-102-1 шт, MM182-103-1 шт, MM182-201-1 шт,
MM182-202-1 шт, MM182-203-1 шт, MM182-312-4 шт, MM182-303-1 шт,

MM182-304-1 шт, MM182-305-1 шт, MM182-403-1 шт MM182-404-1 шт,
MM182-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS182-353, в составе:
MM182-101-1 шт, MM182-102-1 шт, MM182-133-1 шт, MM182-201-1 шт,
MM182-202-1 шт, MM182-233-1 шт, MM182-312-4 шт, MM182-333-1 шт,
MM182-304-1 шт, MM182-305-1 шт, MM182-433-1 шт MM182-404-1 шт,
MM182-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO mini MMS182-355, в составе:
MM182-101-1 шт, MM182-102-1 шт, MM182-133-1 шт, MM182-201-1 шт,
MM182-202-1 шт, MM182-233-1 шт, MM182-312-4 шт, MM182-333-1 шт,
MM182-344-1 шт, MM182-355-1 шт, MM182-433-1 шт MM182-444-1 шт,
MM182-455-1 шт;

3. Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus в наборах:

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS221-310, в составе:
MP221-101-1 шт, MP221-102-1 шт, MP221-103-1 шт, MP221-201-1 шт,
MP221-202-1 шт, MP221-203-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS221-313, в составе:
MP221-101-1 шт, MP221-102-1 шт, MP221-133-1 шт, MP221-201-1 шт,
MP221-202-1 шт, MP221-233-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS221-300, в составе:
MP221-312-4 шт, MP221-303-1 шт, MP221-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS221-303, в составе:
MP221-312-4 шт, MP221-333-1 шт, MP221-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS221-330, в составе:
MP221-101-1 шт, MP221-102-1 шт, MP221-103-1 шт, MP221-201-1 шт,
MP221-202-1 шт, MP221-203-1 шт, MP221-312-4 шт, MP221-303-1 шт,
MP221-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS221-333, в составе:
MP221-101-1 шт, MP221-102-1 шт, MP221-133-1 шт, MP221-201-1 шт,
MP221-202-1 шт, MP221-233-1 шт, MP221-312-4 шт, MP221-333-1 шт,
MP221-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS221-510, в составе:
MP221-101-1 шт, MP221-102-1 шт, MP221-103-1 шт, MP221-104-1 шт,
MP221-105-1 шт, MP221-201-1 шт, MP221-202-1 шт, MP221-203-1 шт,
MP221-204-1 шт, MP221-205-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS221-513, в составе:
MP221-101-1 шт, MP221-102-1 шт, MP221-133-1 шт, MP221-104-1 шт,
MP221-105-1 шт, MP221-201-1 шт, MP221-202-1 шт, MP221-233-1 шт,
MP221-204-1 шт, MP221-205-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS221-515, в составе:
MP221-101-1 шт, MP221-102-1 шт, MP221-133-1 шт, MP221-144-1 шт,
MP221-155-1 шт, MP221-201-1 шт, MP221-202-1 шт, MP221-233-1 шт,
MP221-244-1 шт, MP221-255-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS221-500, в составе:
MP221-312-4 шт, MP221-303-1 шт, MP221-304-1 шт, MP221-305-1 шт,
MP221-403-1 шт, MP221-404-1 шт, MP221-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS221-503, в составе:
MP221-312-4 шт, MP221-333-1 шт, MP221-304-1 шт, MP221-305-1 шт,
MP221-433-1 шт, MP221-404-1 шт, MP221-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS221-505, в составе:
MP221-312-4 шт, MP221-333-1 шт, MP221-344-1 шт, MP221-355-1 шт,
MP221-433-1 шт, MP221-444-1 шт, MP221-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS221-550, в составе:
MP221-101-1 шт, MP221-102-1 шт, MP221-103-1 шт, MP221-104-1 шт,
MP221-105-1 шт, MP221-201-1 шт, MP221-202-1 шт, MP221-203-1 шт,
MP221-204-1 шт, MP221-205-1 шт, MP221-312-4 шт, MP221-303-1 шт,
MP221-304-1 шт, MP221-305-1 шт, MP221-403-1 шт, MP221-404-1 шт,
MP221-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS221-553, в составе:
MP221-101-1 шт, MP221-102-1 шт, MP221-133-1 шт, MP221-104-1 шт,
MP221-105-1 шт, MP221-201-1 шт, MP221-202-1 шт, MP221-233-1 шт,
MP221-204-1 шт, MP221-205-1 шт, MP221-312-4 шт, MP221-333-1 шт,
MP221-304-1 шт, MP221-305-1 шт, MP221-433-1 шт, MP221-404-1 шт,
MP221-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS221-555, в составе:
MP221-101-1 шт, MP221-102-1 шт, MP221-133-1 шт, MP221-144-1 шт,
MP221-155-1 шт, MP221-201-1 шт, MP221-202-1 шт, MP221-233-1 шт,
MP221-244-1 шт, MP221-255-1 шт, MP221-312-4 шт, MP221-333-1 шт,
MP221-344-1 шт, MP221-355-1 шт, MP221-433-1 шт, MP221-444-1 шт,
MP221-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS221-530, в составе:
MP221-101-1 шт, MP221-102-1 шт, MP221-103-1 шт, MP221-104-1 шт,
MP221-105-1 шт, MP221-201-1 шт, MP221-202-1 шт, MP221-203-1 шт,
MP221-204-1 шт, MP221-205-1 шт, MP221-312-4 шт, MP221-303-1 шт,
MP221-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS221-533, в составе:
MP221-101-1 шт, MP221-102-1 шт, MP221-133-1 шт, MP221-104-1 шт,
MP221-105-1 шт, MP221-201-1 шт, MP221-202-1 шт, MP221-233-1 шт,

MP221-204-1 шт, MP221-205-1 шт, MP221-312-4 шт, MP221-333-1 шт,
MP221-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS221-535, в составе:
MP221-101-1 шт, MP221-102-1 шт, MP221-133-1 шт, MP221-144-1 шт,
MP221-155-1 шт, MP221-201-1 шт, MP221-202-1 шт, MP221-233-1 шт,
MP221-244-1 шт, MP221-255-1 шт, MP221-312-4 шт, MP221-333-1 шт,
MP221-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS221-350, в составе:
MP221-101-1 шт, MP221-102-1 шт, MP221-103-1 шт, MP221-201-1 шт,
MP221-202-1 шт, MP221-203-1 шт, MP221-312-4 шт, MP221-303-1 шт,
MP221-304-1 шт, MP221-305-1 шт, MP221-403-1 шт, MP221-404-1 шт,
MP221-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS221-353, в составе:
MP221-101-1 шт, MP221-102-1 шт, MP221-133-1 шт, MP221-201-1 шт,
MP221-202-1 шт, MP221-233-1 шт, MP221-312-4 шт, MP221-333-1 шт,
MP221-304-1 шт, MP221-305-1 шт, MP221-433-1 шт, MP221-404-1 шт,
MP221-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS221-355, в составе:
MP221-101-1 шт, MP221-102-1 шт, MP221-133-1 шт, MP221-201-1 шт,
MP221-202-1 шт, MP221-233-1 шт, MP221-312-4 шт, MP221-333-1 шт,
MP221-344-1 шт, MP221-355-1 шт, MP221-433-1 шт, MP221-444-1 шт,
MP221-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS181-310, в составе:
MP181-101-1 шт, MP181-102-1 шт, MP181-103-1 шт, MP181-201-1 шт,
MP181-202-1 шт, MP181-203-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS181-313, в составе:
MP181-101-1 шт, MP181-102-1 шт, MP181-133-1 шт, MP181-201-1 шт,
MP181-202-1 шт, MP181-233-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS181-300, в составе:
MP181-312-4 шт, MP181-303-1 шт, MP181-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS181-303, в составе:
MP181-312-4 шт, MP181-333-1 шт, MP181-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS181-330, в составе:
MP181-101-1 шт, MP181-102-1 шт, MP181-103-1 шт, MP181-201-1 шт,
MP181-202-1 шт, MP181-203-1 шт, MP181-312-4 шт, MP181-303-1 шт,
MP181-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS181-333, в составе:
MP181-101-1 шт, MP181-102-1 шт, MP181-133-1 шт, MP181-201-1 шт,

MP181-202-1 шт, MP181-233-1 шт, MP181-312-4 шт, MP181-333-1 шт,
MP181-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS181-510, в составе:
MP181-101-1 шт, MP181-102-1 шт, MP181-103-1 шт, MP181-104-1 шт,
MP181-105-1 шт, MP181-201-1 шт, MP181-202-1 шт, MP181-203-1 шт,
MP181-204-1 шт, MP181-205-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS181-513, в составе:
MP181-101-1 шт, MP181-102-1 шт, MP181-133-1 шт, MP181-104-1 шт,
MP181-105-1 шт, MP181-201-1 шт, MP181-202-1 шт, MP181-233-1 шт,
MP181-204-1 шт, MP181-205-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS181-515, в составе:
MP181-101-1 шт, MP181-102-1 шт, MP181-133-1 шт, MP181-144-1 шт,
MP181-155-1 шт, MP181-201-1 шт, MP181-202-1 шт, MP181-233-1 шт,
MP181-244-1 шт, MP181-255-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS181-500, в составе:
MP181-312-4 шт, MP181-303-1 шт, MP181-304-1 шт, MP181-305-1 шт,
MP181-403-1 шт, MP181-404-1 шт, MP181-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS181-503, в составе:
MP181-312-4 шт, MP181-333-1 шт, MP181-304-1 шт, MP181-305-1 шт,
MP181-433-1 шт, MP181-404-1 шт, MP181-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS181-505, в составе:
MP181-312-4 шт, MP181-333-1 шт, MP181-344-1 шт, MP181-355-1 шт,
MP181-433-1 шт, MP181-444-1 шт, MP181-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS181-550, в составе:
MP181-101-1 шт, MP181-102-1 шт, MP181-103-1 шт, MP181-104-1 шт,
MP181-105-1 шт, MP181-201-1 шт, MP181-202-1 шт, MP181-203-1 шт,
MP181-204-1 шт, MP181-205-1 шт, MP181-312-4 шт, MP181-303-1 шт,
MP181-304-1 шт, MP181-305-1 шт, MP181-403-1 шт, MP181-404-1 шт,
MP181-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS181-553, в составе:
MP181-101-1 шт, MP181-102-1 шт, MP181-133-1 шт, MP181-104-1 шт,
MP181-105-1 шт, MP181-201-1 шт, MP181-202-1 шт, MP181-233-1 шт,
MP181-204-1 шт, MP181-205-1 шт, MP181-312-4 шт, MP181-333-1 шт,
MP181-304-1 шт, MP181-305-1 шт, MP181-433-1 шт, MP181-404-1 шт,
MP181-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS181-555, в составе:
MP181-101-1 шт, MP181-102-1 шт, MP181-133-1 шт, MP181-144-1 шт,
MP181-155-1 шт, MP181-201-1 шт, MP181-202-1 шт, MP181-233-1 шт,
MP181-244-1 шт, MP181-255-1 шт, MP181-312-4 шт, MP181-333-1 шт,

MP181-344-1 шт, MP181-355-1 шт, MP181-433-1 шт, MP181-444-1 шт,
MP181-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS181-530, в составе:
MP181-101-1 шт, MP181-102-1 шт, MP181-103-1 шт, MP181-104-1 шт,
MP181-105-1 шт, MP181-201-1 шт, MP181-202-1 шт, MP181-203-1 шт,
MP181-204-1 шт, MP181-205-1 шт, MP181-312-4 шт, MP181-303-1 шт,
MP181-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS181-533, в составе:
MP181-101-1 шт, MP181-102-1 шт, MP181-133-1 шт, MP181-104-1 шт,
MP181-105-1 шт, MP181-201-1 шт, MP181-202-1 шт, MP181-233-1 шт,
MP181-204-1 шт, MP181-205-1 шт, MP181-312-4 шт, MP181-333-1 шт,
MP181-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS181-535, в составе:
MP181-101-1 шт, MP181-102-1 шт, MP181-133-1 шт, MP181-144-1 шт,
MP181-155-1 шт, MP181-201-1 шт, MP181-202-1 шт, MP181-233-1 шт,
MP181-244-1 шт, MP181-255-1 шт, MP181-312-4 шт, MP181-333-1 шт,
MP181-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS181-350, в составе:
MP181-101-1 шт, MP181-102-1 шт, MP181-103-1 шт, MP181-201-1 шт,
MP181-202-1 шт, MP181-203-1 шт, MP181-312-4 шт, MP181-303-1 шт,
MP181-304-1 шт, MP181-305-1 шт, MP181-403-1 шт, MP181-404-1 шт,
MP181-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS181-353, в составе:
MP181-101-1 шт, MP181-102-1 шт, MP181-133-1 шт, MP181-201-1 шт,
MP181-202-1 шт, MP181-233-1 шт, MP181-312-4 шт, MP181-333-1 шт,
MP181-304-1 шт, MP181-305-1 шт, MP181-433-1 шт, MP181-404-1 шт,
MP181-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS181-355, в составе:
MP181-101-1 шт, MP181-102-1 шт, MP181-133-1 шт, MP181-201-1 шт,
MP181-202-1 шт, MP181-233-1 шт, MP181-312-4 шт, MP181-333-1 шт,
MP181-344-1 шт, MP181-355-1 шт, MP181-433-1 шт, MP181-444-1 шт,
MP181-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS222-310, в составе:
MP222-101-1 шт, MP222-102-1 шт, MP222-103-1 шт, MP222-201-1 шт,
MP222-202-1 шт, MP222-203-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS222-313, в составе:
MP222-101-1 шт, MP222-102-1 шт, MP222-133-1 шт, MP222-201-1 шт,
MP222-202-1 шт, MP222-233-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS222-300, в составе:
MP222-312-4 шт, MP222-303-1 шт, MP222-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS222-303, в составе:
MP222-312-4 шт, MP222-333-1 шт, MP222-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS222-330, в составе:
MP222-101-1 шт, MP222-102-1 шт, MP222-103-1 шт, MP222-201-1 шт,
MP222-202-1 шт, MP222-203-1 шт, MP222-312-4 шт, MP222-303-1 шт,
MP222-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS222-333, в составе:
MP222-101-1 шт, MP222-102-1 шт, MP222-133-1 шт, MP222-201-1 шт,
MP222-202-1 шт, MP222-233-1 шт, MP222-312-4 шт, MP222-333-1 шт,
MP222-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS222-510, в составе:
MP222-101-1 шт, MP222-102-1 шт, MP222-103-1 шт, MP222-104-1 шт,
MP222-105-1 шт, MP222-201-1 шт, MP222-202-1 шт, MP222-203-1 шт,
MP222-204-1 шт, MP222-205-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS222-513, в составе:
MP222-101-1 шт, MP222-102-1 шт, MP222-133-1 шт, MP222-104-1 шт,
MP222-105-1 шт, MP222-201-1 шт, MP222-202-1 шт, MP222-233-1 шт,
MP222-204-1 шт, MP222-205-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS222-515, в составе:
MP222-101-1 шт, MP222-102-1 шт, MP222-133-1 шт, MP222-144-1 шт,
MP222-155-1 шт, MP222-201-1 шт, MP222-202-1 шт, MP222-233-1 шт,
MP222-244-1 шт, MP222-255-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS222-500, в составе:
MP222-312-4 шт, MP222-303-1 шт, MP222-304-1 шт, MP222-305-1 шт,
MP222-403-1 шт, MP222-404-1 шт, MP222-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS222-503, в составе:
MP222-312-4 шт, MP222-333-1 шт, MP222-304-1 шт, MP222-305-1 шт,
MP222-433-1 шт, MP222-404-1 шт, MP222-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS222-505, в составе:
MP222-312-4 шт, MP222-333-1 шт, MP222-344-1 шт, MP222-355-1 шт,
MP222-433-1 шт, MP222-444-1 шт, MP222-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS222-550, в составе:
MP222-101-1 шт, MP222-102-1 шт, MP222-103-1 шт, MP222-104-1 шт,
MP222-105-1 шт, MP222-201-1 шт, MP222-202-1 шт, MP222-203-1 шт,
MP222-204-1 шт, MP222-205-1 шт, MP222-312-4 шт, MP222-303-1 шт,
MP222-304-1 шт, MP222-305-1 шт, MP222-403-1 шт, MP222-404-1 шт,
MP222-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS222-553, в составе:
MP222-101-1 шт, MP222-102-1 шт, MP222-133-1 шт, MP222-104-1 шт,
MP222-105-1 шт, MP222-201-1 шт, MP222-202-1 шт, MP222-233-1 шт,
MP222-204-1 шт, MP222-205-1 шт, MP222-312-4 шт, MP222-333-1 шт,
MP222-304-1 шт, MP222-305-1 шт, MP222-433-1 шт, MP222-404-1 шт,
MP222-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS222-555, в составе:
MP222-101-1 шт, MP222-102-1 шт, MP222-133-1 шт, MP222-144-1 шт,
MP222-155-1 шт, MP222-201-1 шт, MP222-202-1 шт, MP222-233-1 шт,
MP222-244-1 шт, MP222-255-1 шт, MP222-312-4 шт, MP222-333-1 шт,
MP222-344-1 шт, MP222-355-1 шт, MP222-433-1 шт, MP222-444-1 шт,
MP222-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS222-530, в составе:
MP222-101-1 шт, MP222-102-1 шт, MP222-103-1 шт, MP222-104-1 шт,
MP222-105-1 шт, MP222-201-1 шт, MP222-202-1 шт, MP222-203-1 шт,
MP222-204-1 шт, MP222-205-1 шт, MP222-312-4 шт, MP222-303-1 шт,
MP222-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS222-533, в составе:
MP222-101-1 шт, MP222-102-1 шт, MP222-133-1 шт, MP222-104-1 шт,
MP222-105-1 шт, MP222-201-1 шт, MP222-202-1 шт, MP222-233-1 шт,
MP222-204-1 шт, MP222-205-1 шт, MP222-312-4 шт, MP222-333-1 шт,
MP222-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS222-535, в составе:
MP222-101-1 шт, MP222-102-1 шт, MP222-133-1 шт, MP222-144-1 шт,
MP222-155-1 шт, MP222-201-1 шт, MP222-202-1 шт, MP222-233-1 шт,
MP222-244-1 шт, MP222-255-1 шт, MP222-312-4 шт, MP222-333-1 шт,
MP222-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS222-350, в составе:
MP222-101-1 шт, MP222-102-1 шт, MP222-103-1 шт, MP222-201-1 шт,
MP222-202-1 шт, MP222-203-1 шт, MP222-312-4 шт, MP222-303-1 шт,
MP222-304-1 шт, MP222-305-1 шт, MP222-403-1 шт, MP222-404-1 шт,
MP222-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS222-353, в составе:
MP222-101-1 шт, MP222-102-1 шт, MP222-133-1 шт, MP222-201-1 шт,
MP222-202-1 шт, MP222-233-1 шт, MP222-312-4 шт, MP222-333-1 шт,
MP222-304-1 шт, MP222-305-1 шт, MP222-433-1 шт, MP222-404-1 шт,
MP222-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS222-355, в составе:
MP222-101-1 шт, MP222-102-1 шт, MP222-133-1 шт, MP222-201-1 шт,

MP222-202-1 шт, MP222-233-1 шт, MP222-312-4 шт, MP222-333-1 шт,
MP222-344-1 шт, MP222-355-1 шт, MP222-433-1 шт, MP222-444-1 шт,
MP222-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS182-310, в составе:
MP182-101-1 шт, MP182-102-1 шт, MP182-103-1 шт, MP182-201-1 шт,
MP182-202-1 шт, MP182-203-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS182-313, в составе:
MP182-101-1 шт, MP182-102-1 шт, MP182-133-1 шт, MP182-201-1 шт,
MP182-202-1 шт, MP182-233-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS182-300, в составе:
MP182-312-4 шт, MP182-303-1 шт, MP182-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS182-303, в составе:
MP182-312-4 шт, MP182-333-1 шт, MP182-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS182-330, в составе:
MP182-101-1 шт, MP182-102-1 шт, MP182-103-1 шт, MP182-201-1 шт,
MP182-202-1 шт, MP182-203-1 шт, MP182-312-4 шт, MP182-303-1 шт,
MP182-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS182-333, в составе:
MP182-101-1 шт, MP182-102-1 шт, MP182-133-1 шт, MP182-201-1 шт,
MP182-202-1 шт, MP182-233-1 шт, MP182-312-4 шт, MP182-333-1 шт,
MP182-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS182-510, в составе:
MP182-101-1 шт, MP182-102-1 шт, MP182-103-1 шт, MP182-104-1 шт,
MP182-105-1 шт, MP182-201-1 шт, MP182-202-1 шт, MP182-203-1 шт,
MP182-204-1 шт, MP182-205-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS182-513, в составе:
MP182-101-1 шт, MP182-102-1 шт, MP182-133-1 шт, MP182-104-1 шт,
MP182-105-1 шт, MP182-201-1 шт, MP182-202-1 шт, MP182-233-1 шт,
MP182-204-1 шт, MP182-205-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS182-515, в составе:
MP182-101-1 шт, MP182-102-1 шт, MP182-133-1 шт, MP182-144-1 шт,
MP182-155-1 шт, MP182-201-1 шт, MP182-202-1 шт, MP182-233-1 шт,
MP182-244-1 шт, MP182-255-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS182-500, в составе:
MP182-312-4 шт, MP182-303-1 шт, MP182-304-1 шт, MP182-305-1 шт,
MP182-403-1 шт, MP182-404-1 шт, MP182-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS182-503, в составе:
MP182-312-4 шт, MP182-333-1 шт, MP182-304-1 шт, MP182-305-1 шт,
MP182-433-1 шт, MP182-404-1 шт, MP182-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS182-505, в составе:
MP182-312-4 шт, MP182-333-1 шт, MP182-344-1 шт, MP182-355-1 шт,
MP182-433-1 шт, MP182-444-1 шт, MP182-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS182-550, в составе:
MP182-101-1 шт, MP182-102-1 шт, MP182-103-1 шт, MP182-104-1 шт,
MP182-105-1 шт, MP182-201-1 шт, MP182-202-1 шт, MP182-203-1 шт,
MP182-204-1 шт, MP182-205-1 шт, MP182-312-4 шт, MP182-303-1 шт,
MP182-304-1 шт, MP182-305-1 шт, MP182-403-1 шт, MP182-404-1 шт,
MP182-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS182-553, в составе:
MP182-101-1 шт, MP182-102-1 шт, MP182-133-1 шт, MP182-104-1 шт,
MP182-105-1 шт, MP182-201-1 шт, MP182-202-1 шт, MP182-233-1 шт,
MP182-204-1 шт, MP182-205-1 шт, MP182-312-4 шт, MP182-333-1 шт,
MP182-304-1 шт, MP182-305-1 шт, MP182-433-1 шт, MP182-404-1 шт,
MP182-405-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS182-555, в составе:
MP182-101-1 шт, MP182-102-1 шт, MP182-133-1 шт, MP182-144-1 шт,
MP182-155-1 шт, MP182-201-1 шт, MP182-202-1 шт, MP182-233-1 шт,
MP182-244-1 шт, MP182-255-1 шт, MP182-312-4 шт, MP182-333-1 шт,
MP182-344-1 шт, MP182-355-1 шт, MP182-433-1 шт, MP182-444-1 шт,
MP182-455-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS182-530, в составе:
MP182-101-1 шт, MP182-102-1 шт, MP182-103-1 шт, MP182-104-1 шт,
MP182-105-1 шт, MP182-201-1 шт, MP182-202-1 шт, MP182-203-1 шт,
MP182-204-1 шт, MP182-205-1 шт, MP182-312-4 шт, MP182-303-1 шт,
MP182-403-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS182-533, в составе:
MP182-101-1 шт, MP182-102-1 шт, MP182-133-1 шт, MP182-104-1 шт,
MP182-105-1 шт, MP182-201-1 шт, MP182-202-1 шт, MP182-233-1 шт,
MP182-204-1 шт, MP182-205-1 шт, MP182-312-4 шт, MP182-333-1 шт,
MP182-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS182-535, в составе:
MP182-101-1 шт, MP182-102-1 шт, MP182-133-1 шт, MP182-144-1 шт,
MP182-155-1 шт, MP182-201-1 шт, MP182-202-1 шт, MP182-233-1 шт,
MP182-244-1 шт, MP182-255-1 шт, MP182-312-4 шт, MP182-333-1 шт,
MP182-433-1 шт;

Брекеты ортодонтические керамические MISO Plus MPS182-350, в составе:
MP182-101-1 шт, MP182-102-1 шт, MP182-103-1 шт, MP182-201-1 шт,
MP182-202-1 шт, MP182-203-1 шт, MP182-312-4 шт, MP182-303-1 шт,



Технические характеристики упаковки наборов:

Характеристики	Значение (Ширина x длина x высота)
Размер коробки, мм	45(±2)x75(±2)x10(±2)
Усилие открытия, не менее	2,5 Н

6. Транспортирование, хранение и эксплуатация изделия:

Условия хранения: изделие следует хранить при температуре от 15 С° до 25 С° при относительной влажности от 75% до 98% и атмосферном давлении 500 – 1060 гПа. Хранить в упаковке. Не поддавайте воздействию

Условия транспортирования: изделие следует транспортировать при температуре от 15 С° до 25 С° при относительной влажности от 75% до 98% и атмосферном давлении 500 – 1060 гПа.

Условия эксплуатации: изделие следует использовать при температуре от 15 С° до 25 С° при относительной влажности от 75% до 98% и атмосферном давлении 500 – 1060 гПа.

7. Сведения о стерильности изделия:

Изделие поставляется не стерильным. Предназначено для стерилизации пользователем (медицинским персоналом непосредственно перед установкой брекетов).

Производитель рекомендует перед применением паровую стерилизацию изделий в стерилизаторах, которые соответствуют ГОСТ Р 51935-2002 (EN 285) и малых паровых стерилизаторов, соответствующих EN 13060-2011).

Режимы стерилизации:

Температура 121°, время воздействия 20 мин;
Температура 134°, время воздействия 4 мин;
Температура 134°, время воздействия 5 мин;
Температура 134°, время воздействия 7 мин.

8. Сведения об утилизации:

Утилизацию изделия проводить в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790-10 для отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы, т.к. это инфицированные и потенциально инфицированные отходы. Материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями). После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО). Упаковка обеззараженных медицинских отходов классов Б должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов.

9. Гарантии:

Срок годности: 5 лет.

Адрес для приема рекламаций:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Элмас" (ООО "Элмас")

Юридический адрес: 141190, г. Фрязино, Заводской пр-д д. 4,

Фактический адрес: 107023, г. Москва, ул. Семеновская Б., д.40, стр.2а, оф.103

ИНН 5052001759, КПП 505201001, ОКПО 31848333.

Производитель:

HT Co., Ltd («ЭЙЧТИ Ко., Лтд»), Корея. (U-Tower) 1312, 1313, 120, Heungdeokjungang-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea 446-908.

Телефон: (031)216-2080, факс: (031)216-2081. htdental@htdental.co

10. Общие показания, противопоказания и побочные эффекты:

Показания:

Брекеты MISO предназначены для ортодонтического смещения натуральных зубов с целью выравнивания и выпрямления зубов. Потенциальные потребители - люди с неправильным прикусом.

Необходимо следовать руководствам ортодонта.

Будьте осторожны при отсоединении продукта под воздействием

Необходимо сменить и утилизировать отсоединяемые продукты

Не используйте повторно «ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»

Проинструктируйте пациента, чтобы он избегал жевания твердых материалов, таких как лед, конфеты и т.д.

Необходимо обсуждать с ортодонтом, если повторно используйте отсоединяемые продукты

Держите зубы в чистоте для предотвращения попадания инородных материалов

Необходимо следовать руководствам ортодонта при использовании других дополнительных частей.

공증인가 법무법인 한미

[별지 제43호서식]

Tel : 733-3955~6 Fax : 733-3950

등부 2018 년 제 330 호

Registered No. 2018 - 330

인 증

NOTARIAL CERTIFICATE

위 선 언 서 에 기재된

JUNG GOO HWANG

주식회사 에이치티

attorney-in-fact of

사내이사 최 정 수

HT Co., Ltd.

의 대리인 황 정 구 는

JENGSOO CHOI / GENERAL MANAGER

본 공증인의 면전에서 위 본인이
기명날인한 것임을 자인하였다.

appeared before us and
admitted said principal's
subscription to the attached

DECLARATION

2018년 1월 12일

This is hereby attested on

이 사무소에서 위 인증한다.

this 12th day of January 2018
at this office.

공증인가 법무법인 한미

HANMI LAW AND

서울중앙지방검찰청

NOTARY OFFICE

서울특별시 종로구 종로3길 38, 403호
(청진동, 진학회관 4층)

Seoul Central District Prosecutors' Service
(Jinhak Hoikwan B/D 4F, Cheongjin-dong)
403, 38 Jong-ro-3gil, Jongno-gu, Seoul, Korea

공증담당변호사

Signature of the Notary Public

최 충 현

최 충 현



CHOONG HYUN CHOI

This office has been authorized by
the Minister of Justice, the Republic
of Korea to act as Notary Public
since March 14, 2007
under Law No. 7428.

Зарегистрировано под № 2018 – 330

НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Тисненая печать:
ХАНМИ ЛОУ ЭНД НОТАРИ ОФИС
[HANMI LAW AND NOTARY OFFICE]

ХАНМИ ЛОУ ЭНД НОТАРИ ОФИС
[HANMI LAW AND NOTARY OFFICE]
(Чинхак Хойкван В/D 4F, Чхеонджин-дон) 403, 38 Чон-ро-3гил, Чонногу, Сеул, Корея
[(Jinhak Hoikwan B/D 4F, Cheongjin-dong) 403, 38 Jong-ro-3gil, Jongno-gu, Seoul, Korea]

210 X 297мм 70г/м²

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы (Заявитель)

Настоящим официально заявляем: **ЭйчТи Ко, Лтд (HT Co., Ltd.)**

1. Что прикрепленный документ(ы): **Руководство по использованию товара (на русском)**
2. ☒ является (являются) точным и правильным
☐ является (являются) точным переводом текста (текстов), изначально составленного на корейском языке, добросовестно полагая, что этот текст является точным и правильным

[Печать: Ю-ТАУЕР 1312.1313. 120.Хындеочонан-ро
Джикюнг-гу.Йонгинь-си.Гёнги-до16950.Корея
(U-TOWER 1312.1313. 120.Heungdeokjungang-ro,
Giheung-gu.Yongin-si.Gyeonggi-do.16950.Korea)
Тел.+82-31-216-2080 Факс: +82-31-216-2081
ЭЙЧТИ КО., ЛТД]

12 января 2018г.

Дата

Подпись

ЭЙЧТИ КО., ЛТД]

 ООО ЦИПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Зарегистрировано под № 2018 – 330

НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЧОН ГУ ХВАН

доверенное лицо, выступающее от имени

ЧЕНСУ ЦОЙ/ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ЭйчТи Ко, Лтд

лично явился к нам и подтвердил подпись

указанного руководителя в прилагаемом

ЗАЯВЛЕНИИ

Настоящий документ удостоверен

12 января 2018 года в указанном учреждении.

ХАНМИ ЛОУ ЭНД НОТАРИ ОФИС

[NA-RA LAW FIRM & NOTARY OFFICE]

Относится к Центральной районной прокуратуре г.Сеул

(Чинхак Хойкван B/D 4F, Чхеонджин-дон)

403, 38 Чон-ро-3гил, Чонногу, Сеул, Корея

[(Jinhak Hoikwan B/D 4F, Cheongjin-dong)

403, 38 Jong-ro-3gil, Jongno-gu, Seoul, Korea]

Подпись государственного нотариуса

Печать

/подпись/

Чхун ХёнЧхой [Choong Hyun Choi]

Данное учреждение уполномочено Министром юстиции
Республики Корея действовать в качестве государственного
нотариуса с 14 марта 2007 года согласно Закону № 7428.

210 X 297мм 70г/м²

Перевод данного текста выполнен переводчиком Фроловой Мариной Михайловной

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать пятого января две тысячи восемнадцатого года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Фроловой Марины Михайловны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09-н/77-2018-12-2344

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб.

Г.Б. Акимов

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 54 лист(-а, -ов).

Нотариус: