

Утверждаю

Генеральный директор

ЗАО «Зеленая дубрава»

 Патеева О.Ю.



«03» мая 2023 г.

Фотографическое изображение

медицинского изделия

Губка коллагеновая АЛЬВОКОН

по ТУ 21.20.24-032-48783520-2017

1 шт.

СТЕРИЛЬНО

Губка коллагеновая АЛЬВОКОН №3
с лидокаином, хлоргексидина
биклюконатом, гидроксиапатитом кальция
конусы (9,0x5,0) мм

Срок годности: 3 года с даты изготовления

Дата изготовления/серия: см. на шве
упаковки

Хранить при температуре +5°С до +25°С
в сухом, защищенном от света месте

РУ РЗН 2020/11667

ТУ 21.20.24-032-48783520-2017

Изготовитель ЗАО «Зеленая дубрава»

STERILE R



1 шт.

СТЕРИЛЬНО

Губка коллагеновая АЛЬВОКОН №3
с лидокаином, хлоргексидина
биклюконатом, гидроксиапатитом кальция
конусы (12,0x8,0) мм

Срок годности: 3 года с даты изготовления

Дата изготовления/серия: см. на шве
упаковки

Хранить при температуре +5°С до +25°С
в сухом, защищенном от света месте

РУ РЗН 2020/11667

TU 21.20.24-032-48783520-2017

Изготовитель ЗАО «Зеленая дубрава»

STERILE R



1 шт.

СТЕРИЛЬНО

Губка коллагеновая АЛЬВОКОН №3
с лидокаином, хлоргексидина
биклюконатом, гидроксиапатитом кальция
блоки (10,0x10,0x10,0) мм

Срок годности: 3 года с даты изготовления

Дата изготовления/серия: см. на шве
упаковки

Хранить при температуре +5°С до +25°С
в сухом, защищенном от света месте

РУ РЗН 2020/11667

ТУ 21.20.24-032-48783520-2017

Изготовитель ЗАО «Зеленая дубрава»

STERILE R



стерильно

губка коллагеновая

ДАЛЬВОКОН №3

с лидокаином, хлоргексидина биглюконатом,
гидроксиапатитом кальция

10 шт

стерильно

губка коллагеновая

 **АЛЬВОКОН №3**

с лидокаином, хлоргексидина биглюконатом,
гидроксиапатитом кальция

10 шт

Варианты исполнения Альвокон в зависимости от введенных в состав активных компонентов:

Губка коллагеновая **АЛЬВОКОН №3**
с лидокаином, хлоргексидина биглюконатом,
гидроксипатитом кальция.

Губка коллагеновая **АЛЬВОКОН №5**
с гидроксипатитом кальция, йодоформом,
метронидазолом.

Дата изготовления/серия:

Состав: коллагена раствор животного происхождения (лиофилизированный), лидокаин, хлоргексидина биглюконат, гидроксипатит кальция.
10 шт в упаковке. Стерильно.

Назначение:

- Поглощение раневого экссудата при стоматологических вмешательствах
 - Стимуляция процессов регенерации и заживления
- Предназначено для одноразового использования.

Показания к применению: Для профилактики альвеолитов, презервации лунки для последующей имплантации и покрытия раневой поверхности после экстракции зубов.

Противопоказания к применению: Повышенная чувствительность к компонентам медицинского изделия. Дети младше 12 лет.

Срок годности: 3 года с даты изготовления.
Не использовать по истечении срока годности.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5°C до +25°C в сухом, защищенном от света месте.

Изготовитель/Организация, принимающая претензии: ЗАО «Зеленая дубрава», Россия, 141801, Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная д. 151.
Тел./факс: +7(495) 993 99 95

Изготовлено на фармацевтическом заводе в соответствии с требованиями СМК

lib-stom.ru

STERILE R



Способ применения: см инструкцию.

Утилизация: Утилизацию и уничтожение производят в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21

Изделия неиспользованные, с истекшим сроком годности относят к отходам Класса А и утилизируют как бытовые отходы.

Изделия, использованные и загрязненные биологическими жидкостями и выделениями тканей организма (кровь и/или другие биологические жидкости) относят к отходам Класса Б и утилизируют как медицинские отходы.

ТУ 21.20.24-032-48783520-2017 РУ РЗН 2020/11667

РАЗМЕРЫ:

- ☒ конусы (9,0х5,0) мм
- ☐ конусы (12,0х8,0) мм
- ☐ блоки (10,0х10,0х10,0) мм



4 605370 023220

1 шт.

СТЕРИЛЬНО

Губка коллагеновая АЛЬВОКОН №5
с гидроксиапатитом кальция,
йодоформом, метронидазолом
конусы (9,0x5,0) мм

Срок годности: 3 года с даты изготовления

Дата изготовления/серия: см. на шве
упаковки

Хранить при температуре +5°С до +25°С
в сухом, защищенном от света месте

РУ РЗН 2020/11667

ТУ 21.20.24-032-48783520-2017

Изготовитель ЗАО «Зеленая дубрава»

STERILE R



1 шт.

СТЕРИЛЬНО

Губка коллагеновая АЛЬВОКОН №5
с гидроксипатитом кальция,
йодоформом, метронидазолом
конусы (12,0x8,0) мм

Срок годности: 3 года с даты изготовления

Дата изготовления/серия: см. на шве
упаковки

Хранить при температуре +5°С до +25°С
в сухом, защищенном от света месте

РУ РЗН 2020/11667

TU 21.20.24-032-48783520-2017

Изготовитель ЗАО «Зеленая дубрава»

STERILE R



1 шт.

СТЕРИЛЬНО

Губка коллагеновая АЛЬВОКОН №5
с гидроксиапатитом кальция,
йодоформом, метронидазолом
блоки (10,0x10,0x10,0) мм

Срок годности: 3 года с даты изготовления

Дата изготовления/серия: см. на шве
упаковки

Хранить при температуре +5°С до +25°С
в сухом, защищенном от света месте

РУ РЗН 2020/11667

ТУ 21.20.24-032-48783520-2017

Изготовитель ЗАО «Зеленая дубрава»

STERILE R



стерильно

губка коллагеновая

АЛЬВОКОН №5

с гидроксипатитом кальция, йодоформом,
метронидазолом

10 шт

стерильно

губка коллагеновая

 **АЛЬВОКОН №5**

с гидроксиапатитом кальция, йодоформом,
метронидазолом

10 шт

Состав: коллагена раствор животного происхождения (лиофилизированный), гидроксипатит кальция, йодоформ, метронидазол. 10 шт в упаковке. Стерильно.

Назначение:

- Поглощение раневого экссудата при стоматологических вмешательствах
 - Стимуляция процессов регенерации и заживления
- Предназначено для однократного использования.

Показания к применению: Для профилактики альвеолитов, презервации лунки для последующей имплантации и покрытия раневой поверхности после экстракции зубов.

Противопоказания к применению: Повышенная чувствительность к компонентам медицинского изделия. Дети младше 12 лет.

Срок годности: 3 года с даты изготовления.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5°C до +25°C в сухом, защищенном от света месте.

Изготовитель/Организация, принимающая претензии: ЗАО «Зеленая дубрава», Россия, 141801, Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная д. 151.
Тел./факс: +7(495) 993 99 95

Изготовлено на фармацевтическом заводе в соответствии с требованиями СМК

bb-stom.ru

STERILE R



Варианты исполнения Альвокон в зависимости от введенных в состав активных компонентов:

Губка коллагеновая **АЛЬВОЛКОН №3**
с лидокаином, хлоргексидина биглюконатом,
гидроксипатитом кальция.

Губка коллагеновая **АЛЬВОКОН №5**
с гидроксипатитом кальция, йодоформом,
метронидазолом.

Дата изготовления/серия:

Способ применения: см инструкцию.

Утилизация: Утилизацию и уничтожение производят в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21

Изделия неиспользованные, с истекшим сроком годности относят к отходам Класса А и утилизируют как бытовые отходы.

Изделия, использованные и загрязненные биологическими жидкостями и выделениями тканей организма (кровь и/или другие биологические жидкости) относят к отходам Класса Б и утилизируют как медицинские отходы.

ТУ 21.20.24-032-48783520-2017 РУ РЗН 2020/11667

РАЗМЕРЫ:

- ☒ конусы (9,0х5,0) мм
- ☐ конусы (12,0х8,0) мм
- ☐ блоки (10,0х10,0х10,0) мм



4 605370 023237

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 17 листа(ов).

Генеральный директор
Патеева О.Ю.

Патеева

(подпись)



17 2023 года