


УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «СФО»

 Борзых Н. В.

«06» сентября 2023 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови в вариантах исполнения по
ТУ ВУ 808000117.014-2018



Фотография 1. Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови с наполнителем К2ЭДТА 16х100 мм 9 мл по ТУ ВУ 808000117.014-2018. Общий вид.



Фотография 2. Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови с наполнителем К2ЭДТА 16х100 мм 9 мл по ТУ ВУ 808000117.014-2018.




Фотография 3. Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови с наполнителем К2ЭДТА 16х100 мм 9 мл по ТУ ВУ 808000117.014-2018. Потребительская упаковка.



Фотография 4. Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови с наполнителем активатор свертывания (кремнезём) и разделительным гелем (олефинолигомером) 16x100 мм 8 мл по ТУ ВУ 808000117.014-2018. Общий вид.



Фотография 5. Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови с наполнителем активатор свертывания (кремнезём) и разделительным гелем (олефинолигомером) 16x100 мм 8 мл по ТУ ВУ 808000117.014-2018.




Фотография 6. Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови с наполнителем активатор свертывания (кремнезём) и разделительным гелем (олефинолигомером) 16x100 мм 8 мл по ТУ ВУ 808000117.014-2018. Транспортная упаковка.




Фотография 7. Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови с наполнителем К2ЭДТА 13x100 мм 6 мл по ТУ ВУ 808000117.014-2018. Общий вид



Фотография 8. Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови с наполнителем К2ЭДТА 13х100 мм 6 мл по ТУ ВУ 808000117.014-2018



Фотография 9. Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови с наполнителем К2ЭДТА 13х100 мм 6 мл по ТУ ВУ 808000117.014-2018. Транспортная упаковка.



Фотография 10. Инструкция по применению медицинского изделия «Пробирка вакуумная стерильная для взятия образцов крови в вариантах исполнения по ТУ ВУ 808000117.014-2018»

Борзых Н.В.

