



«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель отдела регистрации и качества

ООО «Зиммер СНГ»

А.И. Камнева

2023 г.



Фотографические изображения

«Инструменты для установки эндопротезов тазобедренного сустава, в вариантах исполнения»




Рис. 1. Переходник сверла гибкий



Рис. 2. Сверло с гибким адаптером (представлено изображение Сверло с гибким адаптером, размер 30 мм)
Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Сверло с гибким адаптером, размеры: 15 мм, 30 мм




Рис. 3. Фреза шаровая AccuReamer KK003 (представлено изображение Фреза шаровая AccuReamer KK003, размер 59 мм)

Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Фреза шаровая AccuReamer KK003, размеры: 36 мм, 37 мм, 38 мм, 39 мм, 40 мм, 41 мм, 42 мм, 43 мм, 44 мм, 45 мм, 46 мм, 47 мм, 48 мм, 49 мм, 50 мм, 51 мм, 52 мм, 53 мм, 54 мм, 55 мм, 56 мм, 57 мм, 58 мм, 59 мм, 60 мм, 61 мм, 62 мм, 63 мм, 64 мм, 65 мм, 66 мм, 67 мм, 68 мм, 69 мм, 70 мм, 71 мм, 72 мм, 73 мм, 74 мм, 75 мм, 76 мм, 77 мм, 78 мм, 79 мм, 80 мм




Рис. 4. Держатель фрезы шаровой AccuReamer




Рис. 5. Бур малый




Рис. 6. Рашпиль ML Taper (представлено изображение Рашпиль ML Taper, размер 12,5)

Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Рашпиль ML Taper, размеры: 4; 5; 6; 7,5; 9; 10; 11; 12,5; 13,5; 15; 16,25



Рис. 7. Импактор вкладыша куполообразный (представлено изображение Импактор вкладыша куполообразный, размер 22 мм)
Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Импактор вкладыша куполообразный, размеры: 22 мм, 28 мм, 32 мм, 36 мм



Рис. 8. Импактор вкладыша чашки



Рис. 9. Винт чашки примерочный



Рис. 10. Рукоятка универсальная



Рис. 11. Импактор вкладыша с ободком (представлено изображение Импактор вкладыша с ободком, размер 36 мм)
Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Импактор вкладыша с ободком, размеры: 28 мм, 32 мм, 36 мм




Рис. 12. Извлекатель вкладыша




Рис. 13. Позиционер чашки



**Рис. 14. Адаптер позиционера чашки (представлено изображение Адаптер позиционера чашки, размер 40-46)
Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Адаптер позиционера чашки, размеры: 48-80; 40-46**



Рис. 15. Направитель латеральный




Рис. 16. Направитель в положении на спине




Рис. 17. Стержень направлятеля




Рис. 18. Щипцы 15 градусов




Рис. 19. Насадка отвертки прямая 3,5 мм



Рис. 20. Насадка отвертки универсальная 3,5 мм



Рис. 21. Ключ гексагональный




Рис. 22. Глубиномер



Рис. 23. Направитель сверла



Рис. 24. Чашка с присоской для вкладыша



Рис. 25. Рукоятка с храповым механизмом




Рис. 26. Рашпиль трехсекционный М/Л (представлено изображение Рашпиль трехсекционный М/Л, размер 5)
Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Рашпиль трехсекционный М/Л, размеры: 4; 5



Рис. 27. Адаптер без ротационного контроля чашки



Рис. 28. Адаптер с ротационным контролем чашки




Рис. 29. Отвертка для винтов гексагональная



Рис. 30. Рукоятка универсальная изогнутая



Рис. 31. Импактор чашки офсетный




Рис. 32. Рамка направляющая латерального положения




Рис. 33. Рамка направляющая положения на спине




Рис. 34. Рукоятка рашпиля KS011




Рис. 35. Развертка



Рис. 36. Толкатель ножки




Рис. 37. Долото маленькое




Рис. 38. Рукоятка Т-образная с патронным зажимом KS017




Рис. 39. Импактор бедренной головки




Рис. 40. Рашпиль ручной



Рис. 41. Экстрактор ножки




Рис. 42. Инструмент для установки ножки



Рис. 43. Шило




Рис. 44. Направитель остеотома




Рис. 45. Молоток



Рис. 46. Рукоятка рашпиля левая



Рис. 47. Рукоятка рашпиля правая



Рис. 48. Инструмент для установки ножки примерочной M Cone



Рис. 49. Импактор примерочной ножки М Cone




Рис. 50. Экстрактор проксимальной примерочной ножки M Cope




Рис. 51. Отвертка для винтов М Cone гексагональная, размер 3,5



Рис. 52. Импактор/Экстрактор ножки M Cone



Рис. 53. Экстрактор ножки примерочной M Cone




Рис. 54. Импактор ножки примерочной M Cone



Рис. 55. Развертка М Cone (представлено изображение Развертка М Cone , размер 13)

Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Развертка М Cone, размеры: 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24




Рис. 56. Глубиномер медуллярной полости M Cone



Рис. 57. Экстрактор M Cone



Рис. 58. Рукоятка с быстрым соединением M SL




Рис. 59. Развертка М SL (представлено изображение Развертка М SL, размер 20)

Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Развертка М SL, размеры: 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22



Рис. 60. Экстрактор для молотка M SL



Рис. 61. Инструмент установки проксимальной примерочной ножки M SL (представлено изображение Инструмент установки проксимальной примерочной ножки M SL, размер 190)



Рис. 62. Импактор М SL



Рис. 63. Штанга направляющая M SL




Рис. 64. Рукоятка импактора для насадок M SL



Рис. 65. Насадка пластиковая для установки головок M SL




Рис. 66. Линейка М SL 300




Рис. 67. Резец прямой M SL (представлено изображение Резец прямой M SL, размер 4x10)




Рис. 68. Ключ гексагональный М SL для ножки ревизионной Wagner




Рис. 69. Пример маркировки индивидуальной упаковки

产品名称：髓臼锉

产品编码：01100181560

型号：KK003

生产日期：2017-10-23

规格：60

使用期限：见说明书

数量：1

批号：99999999

生产备案凭证编号：京昌食药监械生产备20140004号

合格

医疗器械备案凭证编号：京经械备20150056号

其它内容详见说明书



生产企业：北京蒙太因医疗器械有限公司

生产地址：北京经济技术开发区博兴六路21号院1号楼 联系电话：010-50879200

备案人住所：北京市北京经济技术开发区博兴六路21号院1号楼



(01)06942748993111(11)171023(10)99999999



避免雨淋



参考使用说明

Рис. 70. Пример маркировки индивидуальной упаковки

Рашпиль трехсекционный M/L, размер 4			
Производитель:	Бэйизин Монтань Медикал Девайс Ко., Лтд.	Китай	XXXXXX
Представитель производителя в РФ:	ООО «Зиммер СНГ»		
	119048, Москва, улица Усачева, дом 29, корп. 9, помещение 15;		
	Тел: (495) 980 08 95		
Регистрационное удостоверение №	XXX	от	ДД.ММ.ГГГГ
Дата изготовления / Назначение / Серия / Годен до:		см. упаковку	
		см. инструкцию	
		см. символы на упаковке	
Н			
Описание:	Рашпиль трехсекционный M/L, размер 4		

Рис. 71. Макет русскоязычной маркировки (пример)

 Рукоятка универсальная изогнутая			
Производитель: Бэйцзин Монтань Медикал Девайс Ко., Лтд.	Китай	XXXXXX	XXXXXX
Адрес: Beijing Montagne Medical Device Co., Ltd. Building 1, No. 21 Boxing 6th Road, Beijing Economic-Technological Development Area Beijing 100176 China			
Представитель производителя в РФ: ООО «Зиммер СНГ» Россия, 119048, Москва, ул. Усачева, дом 29, корп. 9 помещение 15			
Тел: (495) 980 08 95			
Регистрационное			
удостоверение №: XXX XXXX/XXXXX	от: DD.MM.YYYY		
Дата изготовления / Назначение / Годен до:	см. упаковку	см. инструкцию	
Н	см. символы на упаковке		
Описание: Рукоятка универсальная изогнутая			
			
(01) 0 0000000 00000 0 (11) 230906 (10) 12345678			

Рис. 72. Макет русскоязычной маркировка (пример)

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

73 (сорок три) листа (ов)

Руководитель отдела регистрации и
качества Камнева А.И.



2023 г.