



Генеральный директор

АО «КРОНТ-М»

В.П. СИЗИКОВ

Фотографическое изображение внешнего вида медицинского изделия:

Установка дезинфекционная эндоскопическая УДЭ-1-«КРОНТ» по ТУ 9451-001-11769436-2002



Макет транспортировочной таблички медицинского изделия

Установка дезинфекционная эндоскопическая УДЭ-1-«КРОНТ»
по ТУ 9451-001-11769436-2002

	АО «КРОНТ-М»	Место нанесения штрих-кода
Установка дезинфекционная эндоскопическая УДЭ-1-«КРОНТ» по ТУ 9451-001-11769436-2002		
РУ №ФСР 2010/07997 Срок службы 5 лет		
	Сделано в России	
	Акционерное общество «КРОНТ-М» (АО «КРОНТ-М») Адрес: Россия, 141402, Московская область, г. Химки, ул. Спартаковская, дом 9, пом. 1. Тел. +7 (495)500-48-84 E-mail: info@kront.com www.kront.com	



Фотографическое изображение маркировочной таблички
медицинского изделия:

Установка дезинфекционная эндоскопическая УДЭ-1-«КРОНТ» по ТУ 9451-001-11769436-2002



**Установка дезинфекционная эндоскопическая
УДЭ-1-«КРОНТ»
УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ**
(поставка установки в разобранном виде)



№ п/п	Наименование	Маркир. №	Кол-во
1.	Тележка УДЭ-1: Стойка левая УДЭ-1 с колесными опорами – 1 шт. Стойка правая УДЭ-1 с колесными опорами – 1 шт. Стяжка нижняя – 2 шт. Поперечина – 1 шт. Стяжка верхняя передняя УДЭ-1 – 1 шт. Стяжка верхняя задняя УДЭ – 1 шт. Стойка полок – 1 шт. Держатель крышки УДЭ-1 – 1 шт. Консоль – 4 шт. Комплект крепежный №1* с листом перечнем – 1 шт. Комплект крепежный №2* с листом перечнем – 1 шт. Комплект крепежный №3* с листом перечнем – 1 шт. Комплект крепежный №4* с листом перечнем – 1 шт.	027 028 108 201 128 105 023 328	1
2.	Ванна УДЭ-1		1
3.	Крышка УДЭ-1		1
4.	Поддон 22Н		1
5.	Полка 11Н		2
6.	Емкости с крышками объемом 10 литров (ванна КДС-10-«КРОНТ» с крышкой)		2
7.	Насос с кронштейном и силиконовыми трубками и заборным фильтром		1
8.	«Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001. РВ № ФСР 2009/06144, в исполнениях:		1

	- КДС-1 – «КРОНТ» – 1 шт.		
9.	Комплект фильтрующих элементов: Фильтр ванны УДЭ – 3 шт.		1
10.	Комплект «Устройство слива»: Воронка УДЭ сливная – 1 шт. Кольцо уплотнительное $\varnothing 30 \times \varnothing 35$ – 1 шт. Штуцер слива – 1 шт. Трубка силиконовая $\varnothing 14 \times \varnothing 18$ (600 ± 10 мм) – 1 шт. Наконечник слива – 1 шт. Пробка предохранительная – 1 шт. Фиксатор наконечника слива – 2 шт. Шайба профильная – 1 шт. Винт М5х18 (нерж.) – 1 шт. Гайка М5 (нерж.) – 1 шт. Шайба М5 (нерж.) – 1 шт.		1
11.	Комплект ключей для сборки Ключ гаечный S10 рожковый – 1 шт. Ключ монтажный устройства слива – 1 шт.		1
12.	Комплект приспособлений для подключения эндоскопов: Адаптер 0001 – 6 шт. Адаптер 0004 комбинированный с уплотнителем – 3 шт. Адаптер 0003 – 2 шт. Адаптер 0006 – 3 шт. Переходник соединительный У-образный – 2 шт. Адаптер 0004 комбинированный – 2 шт. Дроссель 0005 – 2 шт. Трубка силиконовая $\varnothing 5 \times \varnothing 8$ (1000 ± 10 мм) – 2 шт. Адаптер 0007 – 1 шт. Колпачок 0002 – 2 шт. Колпачок 0008 – 2 шт. Дроссель 0005 комбинированный – 2 шт. Наконечник luer-lock – 10 шт.		1
13.	Комплект «Запасные части для насоса»: Манжета малая на поршень – 2 шт. Манжета большая в верхний стакан – 2 шт. Клапан – 2 шт. Штырь – 1 шт. Кольцо уплотнительное $\varnothing 22 \times \varnothing 27$ – 2 шт. Кольцо уплотнительное $\varnothing 20 \times \varnothing 26$ – 2 шт. Кольцо уплотнительное $\varnothing 7 \times \varnothing 10$ – 2 шт. Сетка фильтра 0,1 мм – 2 шт.		1
14.	Маркировочная табличка		1
15.	Схема сборки		1
16.	Руководство по эксплуатации		1



Упаковщик № 0117-М

Дата упаковывания _____

В.П. СИЗИКОВ