

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «РЕГИКОМ»

Козлов И.

20 24 г.



## Фотографические изображения

### «Краски стоматологические пастообразные светоотверждаемые LITE ART»

Производитель: SHOFU INC. (ШОФУ ИНК.), Япония  
11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983 Япония

Краски стоматологические пастообразные светоотверждаемые LITE ART FULL SET в наборе



Проект текста маркировки на медицинское изделие «Краски стоматологические пастообразные светоотверждаемые LITE ART FULL SET» для обращения на территории Российской Федерации

**Наименование медицинского изделия:** Краски стоматологические пастообразные светоотверждаемые LITE ART FULL SET в наборе:

1. Краски пастообразные светоотверждаемые LITE ART COLOR PASTE (цветовых оттенков: белый (W), черный (B), красный (R), цвет А (AS), В цвет В (BS), хаки (K), оранжевый (O), серо-голубой (BI-G), фиолетовый (V), оранжево-коричневый (O-Br), темно-красно-коричневый (DR-Br), черно-коричневый (B-Br), цвет морской волны (Cyau), пурпурный (Magenta), желтый (Y)) в шприцах по 1 мл – 15 шт.;
2. Жидкость LITE ART CLEAR LIQUID для красок стоматологических пастообразных во флаконе 6 мл – 1 шт.;
3. Набор кисточек UNI BRUSH №5 (ручка – 1 шт.; кисточки – 10 шт.) - 1 шт.;
4. Насадки - 15 шт.;
5. Колпачки для насадок - 15 шт.;
6. Шкала оттенков – 1 шт.;
7. Эксплуатационная документация – 1 шт.

**Серийный номер:**

**Наименование производителя:** «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan

(11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)

**Место производства:** «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan

(11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)

**Уполномоченный представитель производителя в РФ:** ООО «РЕГИКОМ», 123290, Россия, г.

Москва, вн.тер.г. м.о. Пресненский, Шмитовский пр-д, д. 39, к. 2, кв. 10, тел.: + 7 926 385-56-11

**Код партии (серии):**

**Использовать до:**

**Условия хранения и транспортировки:** от +1 °C до +25 °C

**Нестерильно.**

**Нетоксично.**

**Только для использования в стоматологии.**

**Регистрационное удостоверение:** № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



Прошито и пронумеровано  
3 листов

Генеральный директор  
И. Козлов

