



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «КЛОВЕРМЕД»

Засеева О.В.

2020 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Аппарат флуоресцентной визуализации Флуобим 800 (Fluobeam 800)
для диагностики и хирургических процедур, с принадлежностями, в
вариантах исполнения**

Производство компании:

Fluoptics SAS/ Флюоптикс САС

BHT Bât 52

7 Parvis Louis Neel-CS 20050

38040 Grenoble Cedex 9

FRANCE, ФРАНЦИЯ




Аппарат флуоресцентной визуализации Флуобим 800 (Fluobeam 800) для диагностики и хирургических процедур с компьютером персональным панельным медицинским, с принадлежностями



Оптическая головка Флуобим 800 (Fluobeam 800) с черным кабелем (FB800-CL)




Программное обеспечение Флуософт (Fluosoft) (FS-CL)




Блок управления Флуокейс 800 (Fluocase 800) (FC800-CL)



Компьютер персональный панельный медицинский (WMP-24C)



Кабель RJ45



Кабель электропитания



Чехол стерильный (ADD-031)



Футляр Флуобокс (Fluobox) (FX-CL)

Пронумеровано, прошнуровано

и скреплено печатью 10 листов (

Генеральный директор Засеева О.В.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «КЛЮВЕРМЕД»

О.В.Засеева

2020 г.



Общий макет этикетки групповой упаковки с информацией на русском языке

Наименование изделия

Состав упаковки:

Область применения: пластическая и реконструктивная хирургия, эндокринная хирургия, хирургия рака молочной железы, хирургия органов пищеварения.

Материалы:

Габаритные размеры:

Вес:

Мощность:

Условия хранения и транспортировки: температура -20°C - 60°C, относительная влажность 10 - 90%, атмосферное давление 500 - 1060 гПа

Условия эксплуатации: температура 10°C - 30°C, относительная влажность 30 - 75 %, атмосферное давление 700 - 1060 гПа.

Производитель: Fluoptics SAS/ Флуоптикс CAC, BHT Bât 52, 7 Parvis Louis Neel-CS 20050, 38040 Grenoble Cedex 9, France, Франция.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КЛЮВЕРМЕД», Россия, 121099, Москва, ул. Новый Арбат, д.34 стр.1, пом. I, эт. 5, ком.1. +7(495) 787-17-72.

Серийный номер и дату изготовления смотрите на индивидуальной маркировке.

Срок годности 5 лет.

№ РУ:*



**Будет указан после регистрации изделия.*

Образцы этикеток групповых упаковок с информацией на русском языке

I. Аппарат флуоресцентной визуализации Флуобим 800 (Fluobeam 800) для диагностики и хирургических процедур с компьютером персональным панельным медицинским, с принадлежностями

Состав упаковки:

- Чехол стерильный (ADD-031) – (по необходимости) см. упаковку чехлов.

-Футляр Флуобокс (Fluobox) (FX-CL) – 1 шт, содержит:

-оптическая головка Флуобим 800 (Fluobeam 800) с черным кабелем (FB800-CL) – 1шт,

-блок управления Флуокейс 800 (Fluocase 800) (FC800-CL) – 1 шт,

-кабель электропитания – 1 шт.

-кабель RJ 45 – 1шт.

-эксплуатационные документы

Область применения: пластическая и реконструктивная хирургия, эндокринная хирургия, хирургия рака молочной железы, хирургия органов пищеварения.

Материалы: футляр - прочная легкая поликарбонатная смола НРХ; Оптическая головка - полиуретановая смола (корпус), стекло; Блок управления – нержавеющая сталь/ алюминий (корпус), АБС (ножки).

Габаритные размеры: футляр – 55 х 42 х 29 см; оптическая головка – 24 х 7,5 см; блок управления – 38 х 29 х 8,5 см; кабель электропитания – 5 м; кабель RJ 45 – 2м.

Вес: футляр – 6,5 кг; оптическая головка – 0,6 кг; блок управления – 7,5 кг; кабель электропитания – 460 г; кабель RJ 45 – 130 г.

Мощность блока управления: 65-75 ВА

Условия хранения и транспортировки: температура -20°C - 60°C, относительная влажность 10 - 90%, атмосферное давление 500 - 1060 гПа

Условия эксплуатации: температура 10°C - 30°C, относительная влажность 30 – 75 %, атмосферное давление 700 - 1060 гПа.

Производитель: Fluoptics SAS/ Флуоптикс САС, BHT Bât 52, 7 Parvis Louis Neel-CS 20050, 38040 Grenoble Cedex 9, France, Франция.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КЛОВЕРМЕД», Россия, 121099, Москва, ул. Новый Арбат, д.34 стр.1, пом. I, эт. 5, ком.1. +7(495) 787-17-72.

Серийный номер и дату изготовления смотрите на индивидуальной маркировке.

Срок годности 5 лет.

№ РУ:*



**Будет указан после регистрации изделия.*

II. Аппарат флуоресцентной визуализации Флуобим 800 (Fluobeam 800) для диагностики и хирургических процедур, с принадлежностями

Состав упаковки:

- Чехол стерильный (ADD-031) – (по необходимости) см. упаковку чехлов.

-Футляр Флуобокс (Fluobox) (FX-CL) – 1 шт, содержит:

-оптическая головка Флуобим 800 (Fluobeam 800) с черным кабелем (FB800-CL) – 1шт,

-блок управления Флуокейс 800 (Fluocase 800) (FC800-CL) – 1 шт,

-Программное обеспечение Флуософт (Fluosoft) на USB накопителе с ключом активации (FS-CL) – 1 шт

-кабель электропитания – 1 шт.

-кабель RJ 45 – 1шт.

-эксплуатационные документы

Область применения: пластическая и реконструктивная хирургия, эндокринная хирургия, хирургия рака молочной железы, хирургия органов пищеварения.

Материалы: футляр - прочная легкая поликарбонатная смола НРХ; Оптическая головка - полиуретановая смола (корпус), стекло; Блок управления – нержавеющая сталь/ алюминий (корпус), АБС (ножки).

Габаритные размеры: футляр – 55 х 42 х 29 см; оптическая головка – 24 х 7,5 см; блок управления – 38 х 29 х 8,5 см; кабель электропитания – 5 м; кабель RJ 45 – 2м.

Вес: футляр – 6,5 кг; оптическая головка – 0,6 кг; блок управления – 7,5 кг; кабель электропитания – 460 г; кабель RJ 45 – 130 г.

Мощность блока управления: 65-75 ВА

Условия хранения и транспортировки: температура -20°C - 60°C, относительная влажность 10 - 90%, атмосферное давление 500 - 1060 гПа

Условия эксплуатации: температура 10°C - 30°C, относительная влажность 30 – 75 %, атмосферное давление 700 - 1060 гПа.

Производитель: Fluoptics SAS/ Флуоптикс САС, BHT Bât 52, 7 Parvis Louis Neel-CS 20050, 38040 Grenoble Cedex 9, France, Франция.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КЛОВЕРМЕД», Россия, 121099, Москва, ул. Новый Арбат, д.34 стр.1, пом. I, эт. 5, ком.1. +7(495) 787-17-72.

Серийный номер и дату изготовления смотрите на индивидуальной маркировке.

Срок годности 5 лет.

№ РУ:*



**Будет указан после регистрации изделия.*

III. Аппарат флуоресцентной визуализации Флуобим 800 (Fluobeam 800) для диагностики и хирургических процедур с компьютером персональным панельным медицинским
Состав упаковки:

- оптическая головка Флуобим 800 (Fluobeam 800) с черным кабелем (FB800-CL) – 1 шт,
- блок управления Флуокейс 800 (Fluocase 800) (FC800-CL) – 1 шт,
- кабель электропитания – 1 шт.
- кабель RJ 45 – 1 шт.
- эксплуатационные документы

Область применения: пластическая и реконструктивная хирургия, эндокринная хирургия, хирургия рака молочной железы, хирургия органов пищеварения.

Материалы: Оптическая головка - полиуретановая смола (корпус), стекло; Блок управления – нержавеющая сталь/ алюминий (корпус), АБС (ножки).

Габаритные размеры: оптическая головка – 24 x 7,5 см; блок управления – 38 x 29 x 8,5 см; кабель электропитания – 5 м; кабель RJ 45 – 2 м.

Вес: оптическая головка – 0,6 кг; блок управления – 7,5 кг; кабель электропитания – 460 г; кабель RJ 45 – 130 г.

Мощность блока управления: 65-75 ВА

Условия хранения и транспортировки: температура -20°C - 60°C, относительная влажность 10 - 90%, атмосферное давление 500 - 1060 гПа

Условия эксплуатации: температура 10°C - 30°C, относительная влажность 30 – 75 %, атмосферное давление 700 - 1060 гПа.

Производитель: Fluoptics SAS/ Флуоптикс САС, BHT Bât 52, 7 Parvis Louis Neel-CS 20050, 38040 Grenoble Cedex 9, France, Франция.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КЛОВЕРМЕД», Россия, 121099, Москва, ул. Новый Арбат, д.34 стр.1, пом. 1, эт. 5, ком.1. +7(495) 787-17-72.

Серийный номер и дату изготовления смотрите на индивидуальной маркировке.

Срок годности 5 лет.

№ РУ:*



**Будет указан после регистрации изделия.*

IV. Аппарат флуоресцентной визуализации Флуобим 800 (Fluobeam 800) для диагностики и хирургических процедур

Состав упаковки:

- Чехол стерильный (ADD-031) – (по необходимости) см. упаковку чехлов.
- оптическая головка Флуобим 800 (Fluobeam 800) с черным кабелем (FB800-CL) – 1 шт,
- блок управления Флуокейс 800 (Fluocase 800) (FC800-CL) – 1 шт,
- Программное обеспечение Флуософт (Fluosoft) на USB накопителе с ключом активации (FS-CL) – 1 шт
- кабель электропитания – 1 шт.
- кабель RJ 45 – 1 шт.
- эксплуатационные документы

Область применения: пластическая и реконструктивная хирургия, эндокринная хирургия, хирургия рака молочной железы, хирургия органов пищеварения.

Материалы: футляр - прочная легкая поликарбонатная смола НРХ; Оптическая головка - полиуретановая смола (корпус), стекло; Блок управления – нержавеющая сталь/ алюминий (корпус), АБС (ножки).

Габаритные размеры: футляр – 55 x 42 x 29 см; оптическая головка – 24 x 7,5 см; блок управления – 38 x 29 x 8,5 см; кабель электропитания – 5 м; кабель RJ 45 – 2 м.

Вес: футляр – 6,5 кг; оптическая головка – 0,6 кг; блок управления – 7,5 кг; кабель электропитания – 460 г; кабель RJ 45 – 130 г.

Мощность блока управления: 65-75 ВА

Условия хранения и транспортировки: температура -20°C - 60°C, относительная влажность 10 - 90%, атмосферное давление 500 - 1060 гПа

Условия эксплуатации: температура 10°C - 30°C, относительная влажность 30 – 75 %, атмосферное давление 700 - 1060 гПа.

Производитель: Fluoptics SAS/ Флуоптикс САС, BHT Bât 52, 7 Parvis Louis Neel-CS 20050, 38040 Grenoble Cedex 9, France, Франция.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КЛОВЕРМЕД», Россия, 121099, Москва, ул. Новый Арбат, д.34 стр.1, пом. 1, эт. 5, ком.1. +7(495) 787-17-72.

Серийный номер и дату изготовления смотрите на индивидуальной маркировке.

Срок годности 5 лет.

№ РУ:*

*Будет указан после регистрации изделия.

Макет этикетки групповой/индивидуальной упаковки Чехлов стерильных (ADD-031) с информацией на русском языке

Аппарат флуоресцентной визуализации Флуобим 800 (Fluobeam 800) для диагностики и хирургических процедур с компьютером персональным панельным медицинским, с принадлежностями

-Чехол стерильный (ADD-031).

Количество чехлов см. на упаковке. Каждый чехол упакован в индивидуальную упаковку.

Область применения: пластическая и реконструктивная хирургия, эндокринная хирургия, хирургия рака молочной железы, хирургия органов пищеварения.

Чехол разработан специально для оптической головки Аппарата Флуобим 800 (Fluobeam 800) и не может быть использован с другими медицинскими изделиями.

Материалы: полиэтилен (тело, обод)/ поликарбонат (линза).

Стерильно (этиленоксид). Не стерилизовать повторно.

Для однократного применения, не использовать повторно.

Габаритные размеры: длина – 2500 мм, диаметр – 180 мм. **Вес:** 52 г.

Условия хранения и транспортировки: температура -20°C - 60°C, относительная влажность 10 - 90%, атмосферное давление 500 - 1060 гПа

Условия эксплуатации: температура 10°C - 30°C, относительная влажность 30 – 75 %, атмосферное давление 700 - 1060 гПа.

Производитель: Advance Medical Designs/ Эдванс Медикал Дезайнс – 1241 Atlanta Industrial Drive, Marietta GA 30066, USA, США

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КЛОВЕРМЕД», Россия, 121099, Москва, ул. Новый Арбат, д.34 стр.1, пом. 1, эт. 5, ком.1. +7(495) 787-17-72.

Номер партии и срок годности смотрите на упаковке.

Срок годности 5 лет.

№ РУ:*



*Будет указан после регистрации изделия.

**Макет этикетки упаковки компьютера персонального панельного медицинского (WMP-24C)
с информацией на русском языке**

Аппарат флуоресцентной визуализации Флуобим 800 (Fluobeam 800) для диагностики и хирургических процедур с компьютером персональным панельным медицинским, с принадлежностями

-Компьютер персональный панельный медицинский (WMP-24C) с предустановленным программным обеспечением Флуософт (Fluosoft) (FS-CL) версии 2.3

Область применения: пластическая и реконструктивная хирургия, эндокринная хирургия, хирургия рака молочной железы, хирургия органов пищеварения.

Материалы: АБС/ПК (панель), жидкие кристаллы (экран), ПК (адаптер питания).

Габаритные размеры: 606 x 398 x 65,6мм (компьютер), 188 x 89,5 x 49,3 мм (адаптер питания).

Вес: 9кг (компьютер), 1кг (адаптер питания).

Потребляемая мощность: 116 Вт

Условия хранения и транспортировки: температура -20°C - 60°C, относительная влажность 10 - 90%, атмосферное давление 500 - 1060 гПа

Условия эксплуатации: температура 10°C - 30°C, относительная влажность 30 - 75 %, атмосферное давление 700 - 1060 гПа.

Производитель: Fluoptics SAS/ Флуоптикс САС, BHT Bât 52, 7 Parvis Louis Neel-CS 20050, 38040 Grenoble Cedex 9, France, Франция.

Место производства компьютера: WINCOMM Corporation/ ВИНКОМ Корпорейшн, адрес, 3F, No.14, Prosperity Road2, Science-Based Industrial Park, Hsinchu City, Taiwan, Republic of China, Китайская Народная Республика.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КЛОВЕРМЕД», Россия, 121099, Москва, ул. Новый Арбат, д.34 стр.1, пом. 1, эт. 5, ком.1. +7(495) 787-17-72.

Серийный номер и дату изготовления смотрите на маркировке компьютера.

Срок годности 5 лет.

№ РУ:*



Пронумеровано, прошнуровано

и скреплено печатью № 76 листов (

Генеральный директор Засеева О.В.

