

ООО «Новисет»

ИНН 5257121775/КПП 526301001 ОГРН 1115257002431

Юридический адрес: 603127, г.Н.Новгород, ул. Федосеенко, д.64, пом.Пб, офис 2

Почтовый адрес: 603127, г.Н.Новгород, ул.Федосеенко, д.64, а/я 20

Тел. (831)2150211, (495)6642080

www.noviset.ru

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Новисет»

Е.П. Шибаета

«10» июля

2023 г.

М.П.



Маска медицинская одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-001-90369559-2022

**Данные о маркировке и упаковке
медицинского изделия**

1. Маркировка

1.1. Прописываем строчку «Маркировка продукции – в соответствии с требованиями ТУ 32.50.50-018-90369559-2022 и ГОСТ Р 58396.

Маркировка продукции должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировку упаковки по п. 1.2 выполняют на термоэтикетке или методом фотопечати.

1.2. Маркировка должна содержать следующую обязательную информацию:

- обозначение настоящих технических условий
- номер регистрационного удостоверения МИ;
- наименование изделия;
- тип изделия в соответствии с ГОСТ Р 58396;
- способ применения;
- условия применения;
- условия утилизации изделия;
- количество в упаковке;
- артикул;
- партия;
- дата производства;
- годен до;
- графическое изображение изделия;
- символ нестерильное изделие;
- состав;
- символ запрет на повторное применение;
- символ не использовать при повреждении упаковки;
- условия хранения;
- символ температурный режим;
- символ диапазон влажности;
- штрих-код (при наличии);
- логотип компании производителя;
- наименование и адрес производителя;
- контактные данные производителя.

Информация может быть представлена с применением символов по ГОСТ Р ИСО 15223-1.

1.3. На транспортную упаковку наклеивают этикетку, которая должна содержать следующую обязательную информацию:

- обозначение настоящих технических условий
- номер регистрационного удостоверения МИ;
- наименование изделия;
- тип изделия в соответствии с ГОСТ Р 58396;
- количество в упаковке;
- артикул;
- партия;
- дата производства;

- годен до;
- графическое изображение изделия;
- символ нестерильное изделие;
- состав;
- символ запрет на повторное применение;
- символ не использовать при повреждении упаковки;
- штрих-код (при наличии);
- условия хранения;
- символ температурный режим;
- символ диапазон влажности;
- логотип компании производителя;
- наименование и адрес производителя;
- контактные данные производителя.

Маркировка и информация должна быть представлена на русском языке.


Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192.

1.4. Совмещение транспортной маркировки и маркировки, характеризующей данные об упакованной продукции, на одной стороне транспортной тары не допускается.

Транспортная маркировка должна быть водостойкой и размещаться на двух смежных сторонах тары.

1.5. На составных частях и на транспортной упаковке аппарата могут использоваться предупреждающие знаки и символы по ГОСТ 14192 и ГОСТ Р ИСО 15223-1, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 – Используемые символы

Символ	Обозначения
	Температурный диапазон
	Диапазон влажности
	Запрет на повторное применение
	Не стерильно
	Не использовать при повреждении упаковки

ТУ 32.50.50-001-90369559-2022
РУ № XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

Маска медицинская одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-001-90369559-2022, в составе:
Маска медицинская одноразовая нестерильная тип Х по ТУ 32.50.50-018-90369559-2022 – XX шт.
Инструкция по применению.


Тип – Х по ГОСТ Р 58396

Способ применения: 1. Вскрыть упаковку. 2. Достать маску из упаковки и разложить её горизонтально перед лицом, держа за резинки. 3. Заведя резинки за уши, надеть маску так, чтобы нос и рот оказались закрыты маской. 4. Слегка продавить пальцами носовую перегородку в верхней части.

ОДНОРАЗОВОЕ ИЗДЕЛИЕ, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛЕЕ 2-3 ЧАСОВ.

Утилизация по СанПиН 2.1.3684 отходы класса В


Количество: XXX шт./уп
Артикул: X-XX-х
Партия: XXXXXX
Изготовлено: ММ.ГГГГ
Годен до: ММ.ГГГГ



ШТРИХ - КОД

Состав:

-
-
-
-



Произведено ООО «Новисет»
Россия, 603127, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Федосеенко
ул, дом № 64, помещение П-6, оф.2
Телефон: +7(831)215-02-11, +7(831)216-33-13
noviset@noviset.ru
www.noviset.ru

Рисунок 1 – Макет этикетки потребительской упаковки «Маска тип 1,3».

ТУ 32.50.50-001-90369559-2022

РУ № XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

Маска медицинская одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-001-90369559-2022, в составе:
Маска медицинская одноразовая нестерильная тип X по ТУ 32.50.50-018-90369559-2022 – XX шт.
Инструкция по применению.

Тип – X по ГОСТ Р 58396

Способ применения: 1. Вскрыть упаковку. 2. Достать маску из упаковки и разложить её горизонтально перед лицом, держа за резинки. 3. Заведя резинки за уши, надеть маску так, чтобы нос и рот оказались закрыты маской. 4. Слегка продавить пальцами носовую перегородку в верхней части.

ОДНОРАЗОВОЕ ИЗДЕЛИЕ, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛЕЕ 2-3 ЧАСОВ.

Утилизация по СанПиН 2.1.3684 отходы класса В

Количество: XXX шт./уп

Артикул: X-XX-x

Партия: XXXXXX

Изготовлено: ММ.ГГГГ

Годен до: ММ.ГГГГ




Состав:

-
-
-
-



ШТРИХ - КОД



Произведено ООО «Новисет»
Россия, 603127, Нижегородская обл, Нижний Новгород г,
Федосеевский ул, дом № 64, помещение П-6, оф.2
Телефон: +7(831)215-02-11, +7(831)216-33-13
noviset@noviset.ru
www.noviset.ru

Рисунок 2 -Макет этикетки потребительской упаковки «Маска тип 2,4»

ТУ 32.50.50-001-90369559-2022
РУ № XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

Маска медицинская одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-001-90369559-2022

Тип – X по ГОСТ Р 58396


Количество: XXX шт./уп
Артикул: X-XX-x
Партия: XXXXXX
Изготовлено: ММ.ГГГГ
Годен до: ММ.ГГГГ



ШТРИХ - КОД

Состав:

-
-
-
-



Произведено ООО «Новисет»
Россия, 603127, Нижегородская обл, Нижний Новгород г,
Федосеенко ул, дом № 64, помещение П-6, оф.2
Телефон: +7(831)215-02-11, +7(831)216-33-13
noviset@noviset.ru
www.noviset.ru

Рисунок 3 – Макет этикетки транспортной упаковки «Маска тип 1,3».

ТУ 32.50.50-001-90369559-2022

РУ № XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

Маска медицинская одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-001-90369559-2022

Тип – X по ГОСТ Р 58396

Количество: XXX шт./уп

Артикул: X-XX-x

Партия: XXXXXX

Изготовлено: ММ.ГГГГ



Годен до: ММ.ГГГГ



ШТРИХ - КОД

Состав:

-
-
-
-



Произведено ООО «Новисет»

Россия, 603127, Нижегородская обл, Нижний Новгород г,

Федосеевский ул, дом № 64, помещение П-6, оф.2

Телефон: +7(831)215-02-11, +7(831)216-33-13

noviset@noviset.ru

www.noviset.ru

Рисунок 4 – Макет этикетки транспортной упаковки «Маска тип 2, 4».

2. Упаковка

2.1. Упаковка изделий должна обеспечивать сохранность при транспортировании и хранении.

2.2. На транспортную упаковку наклеивают этикетку, которая должна содержать информацию по п. 1.31.3.

2.3. Маски упаковываются в пленку ЛПВД, бесцветная толщиной 25 мкм по ГОСТ 12303-2013, края которой сварены термическим способом (потребительскую упаковку).

2.4. Допускается групповая упаковка масок одного варианта исполнения из одной партии в пленку ЛПВД, бесцветную толщиной 25 мкм, по ГОСТ 12303-2013, края которой сварены термическим способом по 10 шт. в уп./30 шт. в уп./50 шт. в уп./100 шт. в уп. Упакованные в групповую упаковку маски, складывают в транспортную упаковку (коробку из гофрированного картона) по 3000 шт. Количество упаковок в транспортной коробке зависит от вида групповой упаковки. По согласованию с заказчиком, возможно формирование транспортной упаковки с иным количеством изделий.

2.5. Масса изделия в потребительской упаковке – 7,800 кг;

Масса изделия в групповой упаковке (пленке ЛПВД), кг	1 шт. в уп. – 0,0026	5 шт. в уп. – 0,013	10 шт. в уп. – 0,026	30 шт. в уп. – 0,078	50 шт. в уп. – 0,130	100 шт. в уп. – 0,260
Масса изделия в транспортной упаковке, кг	по 3000 уп. в коробке – 7,800	по 600 уп. в коробке – 7,800	по 300 уп. в коробке – 7,800	по 100 уп. в коробке – 7,800	по 60 уп. в коробке – 7,800	по 30 уп. в коробке – 7,800

Допустимые отклонения параметров $\pm 10\%$

2.6. Габаритные размеры потребительской упаковки (длина×ширина×высота), мм – 580×270×390

Габаритные размеры групповой упаковки (пленки 25мкм ЛПВД), (длина×ширина×высота), мм	1 шт. в уп. 200×120×2,5	5 шт. в уп. 200×120×7,5	10 шт. в уп. 200×120×12,5	30 шт. в уп. 200×120×40	50 шт. в уп. 200×120×55	100 шт. в уп. 200×120×110
--	-------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------

2.7. Габаритные размеры транспортной упаковки (длина×ширина×высота), мм – 580×270×390

Габаритные размеры транспортной упаковки, (длина×ширина×высота), мм	1 шт. в уп. 580×270×390	5 шт. в уп. 580×270×390	10 шт. в уп. 580×270×390	30 шт. в уп. 580×270×390	50 шт. в уп. 580×270×390	100 шт. в уп. 580×270×390
---	-------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

2.8. Изделия одного варианта исполнений из одной партии, упакованные по п. 2.2, транспортируют в ящиках из гофрированного картона по ГОСТ 33781 (транспортная упаковка). Транспортная упаковка должна быть оклеена полимерной лентой с липким слоем.

2.9. Количество упаковок по 2.4, размещаемых в упаковке по 2.3, определяется по согласованию с потребителем.

2.10. Упаковка по 2.3, перед использованием, должна быть проверена на чистоту и отсутствие посторонних материалов.

**Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью**


9 (девять) листов
цифрами прописью

Должность Директор

Подпись Е.П. Шибеева /Е.П. Шибеева/

« 10 » 06 20 23 г.

М.П.





ООО «Новисет»

ИНН 5257121775/КПП 526301001 ОГРН 1115257002431

Юридический адрес: 603127, г.Н.Новгород, ул. Федосеенко, д.64, пом.П6, офис 2

Почтовый адрес: 603127, г.Н.Новгород, ул.Федосеенко, д.64, а/я 20

Тел. (831)2150211,(495)6642080

www.noviset.ru

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Новисет»

Е.П. Шибаета


« 04 » 05 2023 г.

М.П.



**Маска медицинская одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50–018–90369559–2022**


Фотографические изображения общего вида медицинского изделия



*Фотографическое изображение 1 – Маска медицинская одноразовая нестерильная тип 1 по
ТУ 32.50.50-018-90369559-2022*



*Фотографическое изображение 2 – Маска медицинская одноразовая нестерильная тип 2 по
ТУ 32.50.50-018-90369559-2022*



Фотографическое изображение 3 – Маска медицинская одноразовая нестерильная тип 3 по ТУ 32.50.50-018-90369559-2022



*Фотографическое изображение 4 – Маска медицинская одноразовая нестерильная тип 4 по
ТУ 32.50.50-018-90369559-2022*



Фотографическое изображение 6 – Потребительская упаковка (маркировка)



ООО «Новисет»

ИНН 5257121775/КПП 526301001 ОГРН 1115257002431

Юридический адрес: 603127, г.Н.Новгород, ул. Федосеенко, д.64, пом.П6, офис 2

Почтовый адрес: 603127, г.Н.Новгород, ул.Федосеенко, д.64, а/я 20

Тел. (831)2150211,(495)6642080

www.noviset.ru

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Новисет»


Е.П. Шibaева

«____» _____ 2023 г.

М.П.

Маска медицинская одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50–018–90369559–2022


Фотографические изображения общего вида медицинского изделия



*Фотографическое изображение 1 – Маска медицинская одноразовая нестерильная тип 1 по
ТУ 32.50.50-018-90369559-2022*




*Фотографическое изображение 2 – Маска медицинская одноразовая нестерильная тип 2 по
ТУ 32.50.50-018-90369559-2022*



Фотографическое изображение 3 – Маска медицинская одноразовая нестерильная тип 3 по
ТУ 32.50.50-018-90369559-2022



*Фотографическое изображение 4 – Маска медицинская одноразовая нестерильная тип 4 по
ТУ 32.50.50-018-90369559-2022*



Фотографическое изображение 5 – Потребительская упаковка



Фотографическое изображение 6 – Потребительская упаковка (маркировка)

ТУ 32.50.50-018-90369559-2022
 РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX
 Маска медицинская одноразовая нестерильная
 по ТУ 32.50.50-018-90369559-2022 в составе:

Маска медицинская одноразовая нестерильная Тип 1
 по ТУ 32.50.50-018-90369559-2022 -50шт.
 Инструкция по применению -1 шт.

Тип-И по ГОСТ Р 58396

Способ применения: 1. Вскрыть упаковку. 2. Достать маску из упаковки и расположить ее горизонтально перед лицом, держа за резинки. 3. Завести завязки за уши, надеть маску так, чтобы нос и рот оказались закрыты маской. Завязать завязки 4. Слегка продавить пальцами носовую перегородку в верхней части.

ОДНОРАЗОВОЕ ИЗДЕЛИЕ, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛЕЕ 2-3 ЧАСОВ.
 Утилизация по СанПин 2.1.3684 отходы класса В

Количество: 50 шт/уп

Артикул: M-01-п

Партия: 030322

Изготовлена: 03.2022



Годен до: 03.2027




Состав:
 СС(спанбонд)
 +СМС(спанбонд/мапэбгаун/спанбонд)
 +О₂ (спанбонд)



Условия хранения:



Произведено ООО «Новисет»,
 Россия, 603127, г. Н. Новгород, ул. Ферзененко, дом 64, помещение П-6, офис 2.
 Тел.: +7 (831) 215-02-11, 216-33-13, +7 (495) 664-20-80
 noviset@noviset.ru
 www.noviset.ru



ИНН 5257121775/КПП 526301001 ОГРН 1115257002431

Юридический адрес: 603127, г.Н.Новгород, ул. Федосеевко, д.64, пом.П6, офис 2

Почтовый адрес: 603127, г.Н.Новгород, ул.Федосеевко, д.64, а/я 20

Тел. (831)2150211,(495)6642080

www.noviset.ru





ООО «Новисет»

ИНН 5257121775/КПП 526301001 ОГРН 1115257002431

Юридический адрес: 603127, г.Н.Новгород, ул. Федосеенко, д.64, пом.Пб, офис 2

Почтовый адрес: 603127, г.Н.Новгород, ул.Федосеенко, д.64, а/я 20

Тел. (831)2150211,(495)6642080

www.noviset.ru



Фотографическое изображение 11 – Потребительская упаковка (маркировка)



ИНН 5257121775/КПП 526301001 ОГРН 1115257002431

Юридический адрес: 603127, г.Н.Новгород, ул. Федосеенко, д.64, пом.П6, офис 2

Почтовый адрес: 603127, г.Н.Новгород, ул.Федосеенко, д.64, а/я 20

Тел. (831)2150211,(495)6642080

www.noviset.ru



Инструкция по применению

Маска медицинская одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-001-90369559-2022, в составе:

Маска медицинская одноразовая нестерильная тип 2
по ТУ 32.50.50-018-90369559-2022 – 10 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Изделие предназначено для обеспечения профилактических мероприятий, направленных на снижение риска инфицирования населения в медицинских организациях и вне медицинских организаций. Изделие используют в качестве барьерного средства, в том числе возникновения угрозы распространения инфекции, передающейся воздушно-капельным путем. Изделие нестерильное, одноразового использования. Стерилизация не полежит.

Время ношения изделий всех моделей не более 2 часов.

Способ применения: 1. Вскрыть упаковку. 2. Достать маску из упаковки и разложить её горизонтально перед лицом, держа за резинки. 3. Завести резинки за уши, надеть маску так, чтобы нос и рот оказались закрыты маской. 4. Слегка продавить пальцами носовую перегородку в верхней части.

Изделие пригодно только для однократного применения.

После использования изделие, загрязненное биологическими жидкостями, утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684, относящимся к медицинским отходам класса Б, незагрязненное - к медицинским отходам класса А.

Состав: полипропилен 100%

- СС (спанбонд)

- СМС (спанбонд/мелтблэнд/спанбонд)

- СС (спанбонд)

Вид климатического исполнения – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150



Россия, 603127, Нижний Новгород, ул. Федосеенко д. 64 Пом. П-6 оф.2

Тел: +7 (831) 216-33-13 e-mail: noviset@noviset.ru www.noviset.ru

Фотографическое изображение 12 – Потребительская упаковка (инструкция-вкладыш)



ООО «Новисет»

ИНН 5257121775/КПП 526301001 ОГРН 1115257002431

Юридический адрес: 603127, г.Н.Новгород, ул. Федосеенко, д.64, пом.П6, офис 2

Почтовый адрес: 603127, г.Н.Новгород, ул.Федосеенко, д.64, а/я 20

Тел. (831)2150211,(495)6642080

www.noviset.ru



Фотографическое изображение 13 – Потребительская упаковка (маркировка)



ИНН 5257121775/КПП 526301001 ОГРН 1115257002431

Юридический адрес: 603127, г.Н.Новгород, ул. Федосеенко, д.64, пом.П6, офис 2

Почтовый адрес: 603127, г.Н.Новгород, ул.Федосеенко, д.64, а/я 20

Тел. (831)2150211,(495)6642080

www.noviset.ru



Фотографическое изображение 14 – Потребительская упаковка (инструкция-вкладыш)



ООО «Новисет»

ИНН 5257121775/КПП 526301001 ОГРН 1115257002431

Юридический адрес: 603127, г.Н.Новгород, ул. Федосеенко, д.64, пом.П6, офис 2

Почтовый адрес: 603127, г.Н.Новгород, ул.Федосеенко, д.64, а/я 20

Тел. (831)2150211,(495)6642080

www.noviset.ru



Фотографическое изображение 15 – Потребительская упаковка (маркировка)



ИНН 5257121775/КПП 526301001 ОГРН 1115257002431

Юридический адрес: 603127, г.Н.Новгород, ул. Федосеевко, д.64, пом.П6, офис 2

Почтовый адрес: 603127, г.Н.Новгород, ул.Федосеевко, д.64, а/я 20

Тел. (831)2150211,(495)6642080

www.noviset.ru



Фотографическое изображение 16 – Потребительская упаковка (инструкция-вкладыш)



ООО «Новисет»

ИНН 5257121775/КПП 526301001 ОГРН 1115257002431

Юридический адрес: 603127, г.Н.Новгород, ул. Федосеенко, д.64, пом.П6, офис 2

Почтовый адрес: 603127, г.Н.Новгород, ул.Федосеенко, д.64, а/я 20

Тел. (831)2150211, (495)6642080

www.noviset.ru



Фотографическое изображение 17 – Транспортная упаковка

**Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью**

16 (шестнадцать) листов
цифрами прописью

Должность Директор

Подпись Е.П. Шибеева /Е.П. Шибеева/

« 04 » 10 20 23 г.

