



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»


Сюнь Вей
по доверенности от 11.05.21г
«22» сентября 2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Детергент CD80 (Detergent CD80) для автоматических биохимических анализаторов серии
BS

Рис. 1 Общий вид «Детергент CD80 (Detergent CD80) для автоматических биохимических анализаторов серии BS, 1л×1 шт.»





CD80
DETERGENT

1Lx1
 P/N: 105-500748-00

INGREDIENTS:
 Potassium Hydroxide, Nonionic
 Surfactants, Propylene Glycol, Buffers and Stabilizers etc.

WARNINGS:
 1. The product contains potassium hydroxide and it is alkaline.
 2. Avoid eye contact, and avoid contact with skin.
 3. For laboratory, professional, industrial and healthcare use only.

PRECAUTIONS:
 1. Do not use product past expiration date.
 2. Dispose of waste product, unused product and contaminated packaging in accordance with governmental requirements.

E10120160528


mindray


2017-11-27
2016052801

Read Sample and Reagent Product
 Manual and Contents of the Chemistry
 Analyzer manual before using.

mindray medical electronics (shenzhen) co., ltd.
 380001, Shenzhen, Guangdong, China
 Tel: +86-755-8362 0000
 Fax: +86-755-8362 0001
 Email: info@mindray.com
 Website: www.mindray.com

Рис. 2 Общий вид «Детергент CD80 (Detergent CD80) для автоматических биохимических анализаторов серии BS, 2л×2 шт.»





**CD80
DETERGENT**

2Lx2
P/N: 105-000748-00

INGREDIENTS:
Pyridinium hypochlorite, Alkylphenol
Sulphonate, Fragrance, Surfactants,
Builders and Stabilizers etc.

Class 3 Hazardous and Corrosive Product,
Harmful and Corrosive to the Environment,
Acidifier, non-flammable by Mindray.

WARNINGS:

- 1. This product contains pyridinium hypochlorite and it is alkaline
- 2. Severe eye irritant, mild skin irritant. Please wear eye
protection and skin gloves when handling.
- 3. For laboratory, professional industrial and healthcare use
only.

PRECAUTIONS:

- 1. Do not use product past expiration date.
- 2. Dispose of waste product, unused product and
contaminated packaging in accordance with governmental
requirements.

0270



E10120160528



2022-02-16 2020052816

mindray

Mindray Medical Systems, Inc. 10000 Shattuck Blvd., Suite 100, San Diego, CA 92123, USA
Mindray Medical Systems, Ltd. 10000 Shattuck Blvd., Suite 100, San Diego, CA 92123, USA
Mindray Medical Systems, Ltd. 10000 Shattuck Blvd., Suite 100, San Diego, CA 92123, USA

Рис. 3 Макет маркировки бутылки

CD80 DETERGENT

P/N: 004C-30-88626

INGREDIENTS:
Potassium Hydroxide, Nonionic Surfactants, Polyanionic Surfactants, Buffers and Stabilizers etc.


WARNINGS:

1. The product contains potassium hydroxide and it is alkaline.
2. Severe eye irritant, mild skin irritant. Please wear eye protection and latex gloves when handling.
3. For laboratory, professional industrial and healthcare use only.

PRECAUTIONS:

1. Do not use product past expiration date.
2. Dispose of waste product, unused product and contaminated packaging in accordance with governmental requirements.

Clean Sample and Reagent Probes, Mixers and Cuvettes of the Chemistry Analyzer manufactured by Mindray



(Corrosive)






SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffelstraße 80, 20537 Hamburg Germany

CD80 DETERGENT

P/N: 105-000104-00

INGREDIENTS:
Potassium Hydroxide, Nonionic Surfactants, Polyanionic Surfactants, Buffers and Stabilizers etc.


WARNINGS:

1. The product contains potassium hydroxide and it is alkaline.
2. Severe eye irritant, mild skin irritant. Please wear eye protection and latex gloves when handling.
3. For laboratory, professional industrial and healthcare use only.

PRECAUTIONS:

1. Do not use product past expiration date.
2. Dispose of waste product, unused product and contaminated packaging in accordance with governmental requirements.

Clean Sample and Reagent Probes, Mixers and Cuvettes of the Chemistry Analyzer manufactured by Mindray



(Corrosive)






SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffelstraße 80, 20537 Hamburg Germany

Рис. 4 Макет маркировки транспортной упаковки

CD80 DETERGENT

INGREDIENTS:
Potassium Hydroxide, Nonionic Surfactants, Polyanionic Surfactants, Buffers and Stabilizers etc.

WARNINGS:
1. The product contains potassium hydroxide and it is alkaline.
2. Severe eye irritant, mild skin irritant. Please wear eye protection and latex gloves when handling.
3. For laboratory, professional industrial and healthcare use only.

PRECAUTIONS:
1. Do not use product past expiration date.
2. Dispose of waste product, unused product and contaminated packaging in accordance with governmental requirements.

1Lx1

P/N: 105-000748-00

Clean Sample and Reagent Probes, Mixers and Cuvettes of the Chemistry Analyzer manufactured by Mindray

(Corrosive)

MINDRAY

LOT

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R.China
Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg Germany

CD80 DETERGENT

INGREDIENTS:
Potassium Hydroxide, Nonionic Surfactants, Polyanionic Surfactants, Buffers and Stabilizers etc.

WARNINGS:
1. The product contains potassium hydroxide and it is alkaline.
2. Severe eye irritant, mild skin irritant. Please wear eye protection and latex gloves when handling.
3. For laboratory, professional industrial and healthcare use only.

PRECAUTIONS:
1. Do not use product past expiration date.
2. Dispose of waste product, unused product and contaminated packaging in accordance with governmental requirements.

1L x 4

P/N: 004C-30-88618

Clean Sample and Reagent Probes, Mixers and Cuvettes of the Chemistry Analyzer manufactured by Mindray

(Corrosive)

MINDRAY

LOT

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R.China
Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg Germany

CD80 DETERGENT

1L × 12

P/N: 004C-30-88619

INGREDIENTS:

Potassium Hydroxide, Nonionic
Surfactants, Polyanionic
Surfactants, Buffers and Stabilizers etc.

Clean Sample and Reagent Probes,
Mixers and Cuvettes of the Chemistry
Analyzer manufactured by Mindray

WARNINGS:

1. The product contains potassium hydroxide and it is alkaline.
2. Severe eye irritant, mild skin irritant. Please wear eye protection and latex gloves when handling.
3. For laboratory, professional industrial and healthcare use only.

PRECAUTIONS:

1. Do not use product past expiration date.
2. Dispose of waste product, unused product and contaminated packaging in accordance with governmental requirements.



(Corrosive)



LOT



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstraße 80, 20537 Hamburg Germany

CD80 DETERGENT

2L × 2

P/N: 105-000106-00

INGREDIENTS:

Potassium Hydroxide, Nonionic
Surfactants, Polyanionic
Surfactants, Buffers and Stabilizers etc.

Clean Sample and Reagent Probes,
Mixers and Cuvettes of the Chemistry
Analyzer manufactured by Mindray

WARNINGS:

1. The product contains potassium hydroxide and it is alkaline.
2. Severe eye irritant, mild skin irritant. Please wear eye protection and latex gloves when handling.
3. For laboratory, professional industrial and healthcare use only.

PRECAUTIONS:

1. Do not use product past expiration date.
2. Dispose of waste product, unused product and contaminated packaging in accordance with governmental requirements.



(Corrosive)



LOT



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstraße 80, 20537 Hamburg Germany

CD80 DETERGENT

2Lx6

P/N: 105-000107-00

INGREDIENTS:

Potassium Hydroxide, Nonionic
Surfactants, Polyanionic
Surfactants, Buffers and Stabilizers etc.

Clean Sample and Reagent Probes,
Mixers and Cuvettes of the Chemistry
Analyzer manufactured by Mindray

WARNINGS:

1. The product contains potassium hydroxide and it is alkaline.
2. Severe eye irritant, mild skin irritant. Please wear eye protection and latex gloves when handling.
3. For laboratory, professional industrial and healthcare use only.

PRECAUTIONS:

1. Do not use product past expiration date.
2. Dispose of waste product, unused product and contaminated packaging in accordance with governmental requirements.



(Corrosive)



LOT



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffelstraße 80, 20537 Hamburg Germany

Рис. 5 Русскоязычный стикер

Детергент CD80 (Detergent CD80) для автоматических биохимических анализаторов серии BS, 1л×1 шт.	
Производитель: Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд. Здание "Миндрей", Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика	
Страна происхождения: Китайская Народная Республика	
Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия, 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.5, антресоль 4, помещение I, ком.7, 11А Тел. +7 (499) 553-60-36	
Беречь от влажности	
	
Регистрационное удостоверение №	от

Детергент CD80 (Detergent CD80) для автоматических биохимических анализаторов серии BS, 1л×4 шт.

Производитель:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.

Здание "Миндрей", Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк высоких технологий, Наньшань, 518057

Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика

Страна происхождения:


Китайская Народная Республика

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия, 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.5, антресоль 4, помещение I, ком.7, 11А

Тел. +7 (499) 553-60-36

Беречь от влаги



Регистрационное удостоверение №

от

Детергент CD80 (Detergent CD80) для автоматических биохимических анализаторов серии BS, 1л x 12 шт.

Производитель:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.

Здание "Миндрей", Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк высоких технологий, Наньшань, 518057

Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика

Страна происхождения:


Китайская Народная Республика

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия, 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.5, антресоль 4, помещение I, ком.7, 11А

Тел. +7 (499) 553-60-36

Беречь от влаги



Регистрационное удостоверение №

от

Детергент CD80 (Detergent CD80) для автоматических биохимических анализаторов серии BS,
2л×2 шт.

Производитель:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.

Здание “Миндрей”, Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк высоких технологий, Наньшань, 518057
Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика

Страна происхождения:

Китайская Народная Республика

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия, 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.5, антресоль 4,
помещение I, ком.7, 11А

Тел. +7 (499) 553-60-36

Беречь от влаги



Регистрационное удостоверение №

от

Детергент CD80 (Detergent CD80) для автоматических биохимических анализаторов серии BS,
2л×6 шт.

Производитель:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.

Здание "Миндрей", Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк высоких технологий, Наньшань, 518057

Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика

Страна происхождения:


Китайская Народная Республика

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия, 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.5, антресоль 4,
помещение I, ком.7, 11А

Тел. +7 (499) 553-60-36

Беречь от влажности



Регистрационное удостоверение №

от



Исполнитель
Иванов
Иван
Иванов