

mindray

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Миндрей Медикал Рус»



Син Чэнь

Син Чэнь

«02» апреля

2020 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Анализатор гематологический автоматический, в следующих исполнениях:
BC-10, BC-20, BC-30


Анализатор гематологический автоматический, в следующих исполнениях: ВС-10, ВС-20, ВС-30:

I. Анализатор гематологический автоматический ВС-10
Базовый состав:

Анализатор гематологический автоматический ВС-10



Кабель питания;



Стартовый набор реагентов, в составе:


- Дилуэнт M-30D Diluent – канистра, объемом 5,5 л




- Реагент лизирующий M-10CFL LYSE – флакон, объемом 100 мл




Сборка крышки флакона дилуента



Сборка крышки емкости для отходов




Сборка крышки флакона лизирующего реагента



Держатель флакона дилюента




Емкость пластиковая (20 л)




Универсальный программный набор (Hematology Analyzer Data Management), в составе (при необходимости):


-Диск



-Кабель COM-порта



-Кабель LAN, черный




-Кабель LAN, серый



Сканер штрих-кода внешний (при необходимости)




USB кабель (при необходимости)




II. Анализатор гематологический автоматический BC-20
Базовый состав:

Анализатор гематологический автоматический BC-20




Кабель питания;




Стартовый набор реагентов, в составе:


- Дилуэнт M-30D Diluent – канистра, объемом 5,5 л




- Реагент лизирующий M-20CFL LYSE – флакон, объемом 100 мл




Сборка крышки флакона дилуента



Сборка крышки емкости для отходов




Сборка крышки флакона лизирующего реагента



Держатель флакона дилуэнта




Емкость пластиковая (20 л)




Универсальный программный набор (Hematology Analyzer Data Management), в составе (при необходимости):


-Диск



-Кабель COM-порта



-Кабель LAN, черный




-Кабель LAN, серый



Сканер штрих-кода внешний (при необходимости)



USB кабель (при необходимости)




III. Анализатор гематологический автоматический BC-30
Базовый состав:

Анализатор гематологический автоматический BC-30




Кабель питания;




Стартовый набор реагентов, в составе:


- Дилуэнт M-30D Diluent – канистра, объемом 5,5 л




- Реагент лизирующий M-20CFL LYSE – флакон, объемом 100 мл




Сборка крышки флакона дилуента



Сборка крышки емкости для отходов



Сборка крышки флакона лизирующего реагента



Держатель флакона дилуэнта



Емкость пластиковая (20 л)



Универсальный программный набор (Hematology Analyzer Data Management), в составе (при необходимости):

-Диск


Hematology Analyzer Data Management

迈瑞血液细胞分析数据管理软件


产品登记号: 深DGY-2008-0342

mindray

-Кабель СОМ-порта



-Кабель LAN, черный




-Кабель LAN, серый



Сканер штрих-кода внешний (при необходимости)



USB кабель (при необходимости)



Прошито и пронумеровано
46 лист
Ген.директор

