

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»
Чэнь Син
«24» Миндрей 2018 г.
Medical

Фотографические изображения медицинского изделия

Анализатор гематологический автоматический в следующих исполнениях: BC-20s, BC-30s с принадлежностями.

Общество с ограниченной ответственностью «Миндрей Медикал Рус»

129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, антресоль 4, помещение I, ком. 7, 11А


Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39

ИНН 7705815069 КПП 770201001

I. Анализатор гематологический автоматический BC-20s
Базовый состав:

1. Анализатор BC-20s





2. Кабель питания

3. Руководство оператора

**Анализатор
гематологический автоматический
BC-20s**

Руководство оператора

Телефон технической поддержки пользователей
(звонок по России бесплатен)

8-800-333-5323

(Пн.-Пт., 9:00-18:00)


E-mail: ruservice@mindray.com

mindray

4. Дилуэнт M-30D Diluent - канистра, объемом 5,5 л



5. Реагент лизирующий М-30 CFL Lyse - флакон, объемом 100 мл




Принадлежности:

1. Сканер штрих кода внешний (при необходимости)




2. Сборка крышки емкости для дилюента



3. Сборка крышки емкости для отходов





4. Сборка крышки емкости для лизирующего раствора



5. Держатель флакона дилуэнта – не более 2 шт.



6. Емкость пластиковая (20 л)

II. Анализатор гематологический автоматический BC-30s

Базовый состав:

1. Анализатор BC-30s



mindray

Auto Hematology Analyzer


Model: BC-30s



SN



IVD



2016-09

TH-69001174



100-240V ~ 50/60Hz

300VA

047-013977-00 (2.0)




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

1.1. Паспортная табличка анализатора гематологического автоматического BC-30s



2. Кабель питания

**Анализатор
гематологический автоматический
BC-30s**

Руководство оператора

Телефон технической поддержки пользователей
(звонок по России бесплатен)

8-800-333-5323

(Пн.-Пт., 9:00-18:00)

E-mail: ruservice@mindray.com

mindray

4. Дилуэнт M-30D Diluent - канистра, объемом 5,5 л




[illegible]

Принадлежности:

1. Сканер штрих кода внешний (при необходимости)




2. Сборка крышки емкости для дилюента



3. Сборка крышки емкости для отходов





4. Сборка крышки емкости для лизирующего раствора



5. Держатель флакона дилуэнта – не более 2 шт.



6. Емкость пластиковая (20 л)

