

Фотографии медицинского изделия:

«Реагенты к анализатору гематологическому автоматическому ВС- 5150, ВС- 5000»,
производство: «Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.» (Shenzhen Mindray Bio-Medical
Electronics Co., Ltd.)

1. Дилуэнт M-52D Diluent (канистра 20 л), вид сверху
2. Дилуэнт M-52D Diluent (канистра 20 л), вид сбоку
3. Лизирующий раствор M-52DIFF Lyse (флакон 500 мл)
4. Лизирующий раствор M-52LH Lyse (флакон 100 мл)
5. Реагент для очистки зонда (Probe cleancer) (флакон 50 мл)

Генеральный директор
(должность)

(подпись и печать)




(Чэнь Син)
(И.О.Фамилия)

от имени Общества с ограниченной ответственностью «Миндрей Медикал Рус» (ООО «Миндрей Медикал Рус»)
(наименование организации-заявителя)

реагенты к анализатору гематологическому автоматическому BC- 5150, BC- 5000

Дилуент М-52D Diluent (канистра 20 л), вид сверху



Реагенты к анализатору гематологическому автоматическому BC- 5150, BC- 5000 Дилуент M-52D Diluent (каннистра 20 л) и др.

M-52D DILUENT

**M-52D DILUENT**

INTENDED USE
M-52D diluent applies to BC-5000 and BC-5150 Auto Hem dilution, blood cell counting, volume measurement and

Applicable analyzer models:
The product applies to BC-5000 and BC-5150 auto hematology analyzers.

Storage condition and shelf life:
The product must be stored in the temperature of 2°C-30°C (36°F to 86°F), and so well ventilated and without corrosive gas. The shelf life is 2 years. The product is valid for 60 days after being opened.

Ingredients:
Borate buffer 10.5 %
Sodium Chloride 0.8 %

  
0008

060301  **2015-06-02**


SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, 4th Floor, 4th Floor, Heshan Industrial Park,
Heshan, Shenzhen, 518067 P.R. China

is manufactured by Mindray. It is used in sample
treatment.

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
It must not exceed 80%. The storage room must
in the temperature of 10°C-20°C (50°F to 68°F).

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
Shenzhen, China

Реагенты к анализатору гематологическому автоматическому BC-5150, BC- 5000 Лизирующий раствор M-52LH Lyse (флакон 100 мл)



Реагенты к анализатору гематологическому автоматическому BC-5150, BC- 5000

Реагент для очистки зонда (Probe cleanser) (флакон 50 мл)





6 мс 806