


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


I. Аппарат рентгенотерапевтический Т-200



вид Т-200

Базовый состав:

1. Устройство крепления рентгеновской трубки




Потолочное крепление




Напольное крепление

2. Трубка рентгеновская.




Трубка в кожухе. Видно вставленный в рентгеновскую трубку высоковольтный кабель.

3. Генератор высоковольтный.



Генератор высоковольтный

4. Кабель высокого напряжения.



Кабель высокого напряжения (черного цвета, вставлен в гнездо генератора)


5. Устройство смены фильтров.




6. Устройство охлаждения рентгеновской трубки






7. Шкаф управления.




8. Модуль управления.



9. Щит распределительный.




10. Аппликаторы (прямоугольные с маркировкой «WxH/h», круглые с маркировкой «dD/h»; W, H = 3...16 см, D = 1...22 см, h = 20...50 см) – не более 20 шт.






11. Фильтры для рентгеновской трубки – не более 7 шт.



Фильтры установлены в устройстве смены фильтров.


12. Устройство конвертации изображения - не более 5 шт.



13. Компьютер управляющий (с операционной системой).



14. Монитор для контроля параметров – не более 2 шт.



15. Клавиатура.




16. Мышь.



17. Пульт управления.



18. Камера контроля – не более 5 шт.



19. Программное обеспечение – система верификации (серверная версия).

20. Программное обеспечение – модуль системы верификации (клиентская версия) – не более 5 шт.

II. Принадлежности.

1. Камера USB - не более 5 шт.



2. Рабочая станция (компьютер, монитор, клавиатура, мышь, операционная система) - не более 5 шт.




Рабочая станция (компьютер, монитор, клавиатура, мышь, операционная система). Также видно источник бесперебойного питания, пульт управления, монитор интеркома.

3. Источник бесперебойного питания – не более 5 шт.




4. Мобильный стол пациента


Стол с регулируемой высотой




Стол с постоянной высотой



5. Кушетка для пациента



6. Устройство контроля качества излучения.



Устройство контроля качества излучения с установленной ионизационной камерой (Ионизационная камера не входит в состав Устройства контроля качества излучения).


7. Светофор сигнальный.




8. Переключатель блокировки дверей – не более 10 шт.



9. Тележка подъемная транспортировочная.




10. Резина рентгенозащитная – не более 3 шт.






II. Интерком:

II.1. Видеокамера – не более 2 шт.;




или



II.2. Микрофон;



или




II.3. Кабели соединительные – не более 4 шт.;



II.4. Блок управления;



или




15. Монитор интеркома – не более 2 шт.




12. Набор для монтажа и ремонта:

12.1. Сенсор для устройства смены фильтров – не более 4 шт.;




12.2. Оптопара для устройства смены фильтров – не более 2 шт.;




12.3. Захват для крепления аппликаторов – 1 шт.;



12.4. Устройство микро-сенсорное для ограничения поворота рентгеновской трубки – не более 2 шт.;



12.5. Смазка силиконовая в емкости по 250 мл – не более 2 шт.;



12.6. Предохранители – не более 30 шт.;



12.7. Емкость с краской по 10 мл – не более 3 шт.;




12.8. Емкость с растворителем для краски по 10 мл – не более 3 шт.




12.9. Металлические пластины для выравнивания уровня – не более 30 шт.



12.10. Крепеж (болты, дюбели) – не более 30 шт.



13. Руководство по эксплуатации.



Пронумеровано, проведено
скреплено печатью
Генер. директор
В.В. Трофимко



На
Ан
На
ОБ
Ю
ул
Пр
"Е
W