


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ «МУЛЬТИПЛАСТ»®

Производитель:

АО «Валента Фарм», Россия



Внешний вид



мультипласт®

Лейкопластырь МОЗОЛЬНЫЙ «Мультипласт»®

Быстро и безболезненно
размягчает и удаляет
сухие мозоли

Обеспечивает быстрое и
эстетичное заживление

6x10_{см}

Лейкопластырь мозольный «Мультипласт»
по ТУ 21.20.24-003-44241667-2020

Показания к применению: Для размягчения, разрыхления и удаления утолщенного рогового слоя (сухих мозолей, натоптышей).

Состав: материал основы (подложки): ткань хлопчатобумажная; пластичная масса (грунт и мозольная масса): каучук натуральный, каучук синтетический, канифоль сосновая, агидол, белила цинковые, ланолин, масло вазелиновое, смола сосновая, сера, салициловая кислота, ди-мексид; защитное покрытие: материал антиадгезионный - бумага силиконизированная.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав лейкопластыря. Наличие пигментных невусов (родинки) в месте наложения лейкопластыря.

Способ применения: только для однократного наружного применения. Ногу распарить и вытереть досуха. Снять защитное покрытие лейкопластыря и наложить лейкопластырь таким образом, чтобы мозольная масса (тёмного цвета) закрывала поверхность кожного дефекта, не соприкасаясь со здоровой кожей. Для надёжности фиксации и исключения случайного смещения и отслаивания лейкопластыря мозольный следует дополнительно закрепить лейкопластырем фиксирующим. Через 1-2 дня лейкопластырь снимают и удаляют отслоившийся эпидермис. Для лучшего удаления эпидермиса допускается предварительное распаривание кожи в месте удаления.

Меры предосторожности: не рекомендуется использовать лейкопластырь на повреждённых участках кожи, в области открытых ран и трещин. Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности.

Побочное действие: возможны аллергические реакции, контактный дерматит в месте аппликации (покраснение, зуд, жжение).

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

Полный текст инструкции по применению

см. www.valentapharm.com

РУ №РЗН д/та



АО «Валента Фарм»
630028, Россия, г. Новосибирск,
ул. Дембровская, д. 27А
Организация, осуществляющая производство:
АО «Валента Фарм»
161108, Россия, Новгородская область,
г. Шелково, ул. Фабричная, д. 7
Тел: +7 (495) 933-48-62,
e-mail: info@valentapharm.com



Лейкопластырь мозольный «Мультипласт»
по ТУ 21.20.24-003-44241667-2020


Показания к применению: Для размягчения, разрыхления и удаления утолщенного рогового слоя (сухих мозолей, натоптышей).

Состав: материал основы (подложки): ткань хлопчатобумажная; пластичная масса (грунт и мозольная масса): каучук натуральный, каучук синтетический, канифоль сосновая, агидол, белила цинковые, ланолин, масло вазелиновое, смола сосновая, сера, салициловая кислота, ди-мексид; защитное покрытие: материал антиадгезионный - бумага силиконизированная.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав лейкопластыря. Наличие пигментных невусов (родинки) в месте наложения лейкопластыря.

Способ применения: только для однократного наружного применения. Ногу распарить и вытереть досуха. Снять защитное покрытие лейкопластыря и наложить лейкопластырь таким образом, чтобы мозольная

Лейкопластырь мозольный «Мультипласт»® в индивидуальной потребительской упаковке, размером 6 × 10 см



Внешний вид

Лейкопластырь мозольный «Мультипласт»[®], размером 2×10 см в комплекте с фиксирующим лейкопластырем 4×10 см



мультипласт®

Лейкопластырь МОЗОЛЬНЫЙ «Мультипласт»®

Быстро и безболезненно
размягчает и удаляет
сухие мозоли

Обеспечивает быстрое и
эстетичное заживление

2x10 см

в комплекте с фиксирующим лейкопластырем 4x10 см

Лейкопластырь мозольный «Мультипласт»
по ТУ 21.20.24-003-44241667-2020

Показания к применению: Для размягчения, разрыхления и удаления утолщенного рогового слоя (сухих мозолей, натоптышей).

Состав: материал основы (подложки): ткань хлопчатобумажная; пластырная масса (грунт и мозольная масса): каучук натуральный, каучук синтетический, канифоль сосновая, агидол, белила цинковые, ланолин, масло вазелиновое, смола сосновая, сера, салициловая кислота, диоксид; защитное покрытие: материал антиадгезионный - бумага силиконизированная.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав лейкопластыря. Наличие пигментных невусов (родинки) в месте наложения лейкопластыря.

Способ применения: только для однократного наружного применения. Ногю распарить и вытереть досуха. Снять защитное покрытие лейкопластыря и наложить лейкопластырь таким образом, чтобы мозольная масса (темного цвета) закрывала поверхность кожного дефекта, не соприкасаясь со здоровой кожей. Для надежности фиксации и исключения случайного смещения и отслаивания лейкопластыря мозольный следует дополнительно закрепить лейкопластырем фиксирующим. Через 1-2 дня лейкопластырь снимают и удаляют отслоившийся эпидермис. Для лучшего удаления эпидермиса допускается предварительное распаривание кожи в месте удаления.

Меры предосторожности: не рекомендуется использовать лейкопластырь на поврежденных участках кожи, в области открытых ран и трещин. Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности.

Побочное действие: возможны аллергические реакции, контактный дерматит в месте аппликации (покраснение, зуд, жжение).

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

Полный текст инструкции по применению
см. www.valentapharm.com
RU#P3H data



АО «Валента Фарм»
630028, Россия, г. Новосибирск,
ул. Дзержинская, д. 2/75
Организация, принимающая претензии:
АО «Валента Фарм»
141108, Россия, Московская область,
г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2
Тел. +7 (495) 933-48-62,
e-mail: info@valentapharm.com



Лейкопластырь мозольный «Мультипласт»
по ТУ 21.20.24-003-44241667-2020


Показания к применению: Для размягчения, разрыхления и удаления утолщенного рогового слоя (сухих мозолей, натоптышей).

Состав: материал основы (подложки): ткань хлопчатобумажная; пластырная масса (грунт и мозольная масса): каучук натуральный, каучук синтетический, канифоль сосновая, агидол, белила цинковые, ланолин, масло вазелиновое, смола сосновая, сера, салициловая кислота, диоксид; защитное покрытие: материал антиадгезионный - бумага силиконизированная.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав лейкопластыря. Наличие пигментных невусов (родинки) в месте наложения лейкопластыря.


Способ применения: только для однократного наружного применения. Ногю распарить и вытереть досуха. Снять защитное покрытие лейкопластыря и наложить лейкопластырь таким образом, чтобы мозольная

Лейкопластырь мозольный «Мультипласт»®, в индивидуальной потребительской упаковке,
размером 2 × 10 см в комплекте с фиксирующим лейкопластырем 4 × 10 см



Лейкопластырь мозольный «Мультипласт»[®], в индивидуальной упаковке:

- 0,95 × 1,3 см на фиксирующем лейкопластыре 0,95 × 3,8 см;
- 1,9 × 3,8 см на фиксирующем лейкопластыре 3,8 × 3,8 см;
- 1,0 × 2,3 см на фиксирующем лейкопластыре Ø2,3 см.



Лейкопластырь мозольный «Мультипласт»[®], в индивидуальной упаковке:

- 0,95 × 1,3 см на фиксирующем лейкопластыре 0,95 × 3,8 см;
- 1,9 × 3,8 см на фиксирующем лейкопластыре 3,8 × 3,8 см;
- 1,0 × 2,3 см на фиксирующем лейкопластыре Ø2,3 см.

(М)

мультипласт®

Лейкопластырь мозольный
«Мультипласт»®

Быстро и безболезненно
размягчает и удаляет
сухие мозоли

Обеспечивает быстрое и
эстетичное заживление

X шт.

Лейкопластырь мозольный «Мультипласт»
по ТУ 21.20.24-003-44241563-2820

0,95 x 1,3 см на фиксирующем лейкопластыре 0,95 x 3,8 см
Показания к применению: Для размягчения, разрых-
ления и удаления утолщенного рогового слоя (сухих мо-
золей, натоптышей).

Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов, входящих в состав лейкопластыря. Наличие
пигментных новообразований (родимых) в месте наложения лейко-
пластыря.

Способ применения: только для одностороннего наружного
применения. Ногу распарить и вытереть досуха. Снять
защитное покрытие лейкопластыря и наложить лейко-
пластырь таким образом, чтобы мозольная масса (тёмного
цвета) закрывала поверхность кожного дефекта, не
соприкасаясь со здоровой кожей. Через 1-2 дня лейко-
пластырь снимают и удаляют отслоившийся эпидермис.
Для лучшего удаления эпидермиса допускается предва-
рительное распаривание кожи в месте удаления.

Меры предосторожности: не рекомендуется исполь-
зовать лейкопластырь на повреждённых участках кожи, в
области открытых ран и трещин. Хранить в недоступном для
детей месте. Не применять по истечении срока годности.
Побочное действие: возможна аллергическая реакция.
Контактный дерматит в месте аппликации (покраснение,
зуд, жжение).

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к
отходам класса А и утилизируются в соответствии
с СанПиН 2.1.3684-21.

Полный текст инструкции по применению
см. www.oleintarharm.com

ТУ № РЗН 2013/74

0,95x3,8 см



Лейкопластырь мозольный «Мультипласт»® 5 или 10 штук, в потребительской упаковке (пачки складные с европодвесом)



мультипласт®

Лейкопластырь МОЗОЛЬНЫЙ
«Мультипласт»

Быстро и безболезненно
размягчает и удаляет
сухие мозоли

Обеспечивает быстрое и
эстетичное заживление

X шт.

Лейкопластырь мозольный «Мультипласт»
по ТУ 21.20.24-003-44241667-2020

1,9 x 3,8 см на фиксирующем лейкопластыре 3,8 x 3,8 см

Показания к применению: Для размягчения, разрыхления и удаления утолщенного рогового слоя (сухих мозолей, натоптышей).

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав лейкопластыря. Наличие пигментных невусов (родинок) в месте наложения лейкопластыря.

Способ применения: только для однократного наружного применения. Ногу распарить и вытереть досуха. Снять защитное покрытие лейкопластыря и наложить лейкопластырь таким образом, чтобы мозольная масса (тёмного цвета) закрывала поверхность кожного дефекта, не соприкасаясь со здоровой кожей. Через 1-2 дня лейкопластырь снимают и удаляют отслоившийся эпидермис. Для лучшего удаления эпидермиса допускается предварительное распаривание кожи в месте удаления.


Меры предосторожности: не рекомендуется использовать лейкопластырь на поврежденных участках кожи, в области открытых ран и трещин. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять по истечении срока годности.

Побочное действие: возможны аллергические реакции, контактный дерматит в месте аппликации (покраснение, зуд, жжение).

Утилизация: использованный лейкопластырь относится к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Полный текст инструкции по применению см. www.valentpharm.com

РУ № РЗН 2013/74



Лейкопластырь мозольный «Мультипласт»® 3 или 10 штук, в потребительской упаковке (пачки складные с европодвесом)



мультипласт®

Лейкопластырь мозольный
«Мультипласт»®

Быстро и безболезненно
размягчает и удаляет
сухие мозоли

Обеспечивает быстрое и
эстетичное заживление

X шт

Лейкопластырь мозольный «Мультипласт»
№ ТУ 21.20.24-003-44241667-2020

1,0 x 2,3 см на фиксирующем лейкопластыре Ø 2,3 см

Показания к применению: Для размягчения, разрыхления и удаления утолщенного рогового слоя (сухих мозолей, натоптышей).

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав лейкопластыря. Наличие пигментных невусов (родинки) в месте наложения лейкопластыря.

Способ применения: только для однократного наружного применения. Ногу распарить и вытереть досуха. Снять защитное покрытие лейкопластыря и наложить лейкопластырь таким образом, чтобы мозольная масса (тёмного цвета) закрывала поверхность кожного дефекта, не соприкасаясь со здоровой кожей. Через 1-2 дня лейкопластырь снимают и удаляют отслоившийся эпидермис. Для лучшего удаления эпидермиса допускается предварительное распаривание кожи в месте удаления.

Меры предосторожности: не рекомендуется использовать лейкопластырь на поврежденных участках кожи, в области открытых ран и трещин. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять по истечении срока годности.

Побочное действие: возможны аллергические реакции, контактный дерматит в месте аппликации (покраснение, зуд, жжение).

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.36.84-21.

Полный текст инструкции по применению см. www.valentapharm.com


РУ № РЗН 2013/74



Лейкопластырь мозольный «Мультипласт»® 2 или 10 штук, в потребительской упаковке (пачки складные с европодвесом)

Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью 10 листа (ов).

Должность Советник по регистрации и
лицензированию АО «Валента Фарм»
ФИО Биккенин А.А.


(подпись)

04.12 2023г.



Оригинал-макет упаковки:
мозольный пластырь размером 6x10 см
(ширина рулона $92 + \frac{1}{0}$ мм, размер фотометки 12x4 мм)



86 мм ширина шага печати

Лейкопластырь мозольный «Мультипласт»[®]
 по ТУ 21.20.24-003-44241667-2020

Показания к применению: Для размягчения, разрыхления и удаления утолщенного рогового слоя (сухих мозолей, натоптышей).

Состав: материал основы (подложки): ткань хлопчатобумажная; пластичная масса (грунт и мозольная масса): каучук натуральный, каучук синтетический, канифоль сосновая, агидол-1, белила цинковые, ланолин, масло вазелиновое, смола сосновая, сера, салициловая кислота, диоксид; защитное покрытие: материал антиадгезионный - бумага силиконизированная.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав лейкопластыря. Наличие пигментных невусов (родинки) в месте наложения лейкопластыря.

Способ применения: только для однократного наружного применения. Ногю распарить и вытереть досуха. Снять защитное покрытие лейкопластыря и наложить лейкопластырь таким образом, чтобы мозольная масса (тёмного цвета) закрывала поверхность кожного дефекта, не соприкасаясь со здоровой кожей. Для надёжности фиксации и исключения случайного смещения и отпадания лейкопластыря мозольный следует дополнительно закрепить лейкопластырем фиксирующим. Через 1-2 дня лейкопластырь снимают и удаляют отслоившийся эпидермис. Для лучшего удаления эпидермиса допускается предварительное распаривание кожи в месте удаления.

Меры предосторожности: не рекомендуется использовать лейкопластырь на повреждённых участках кожи, в области открытых ран и трещин. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять по истечении срока годности.

Побочное действие: возможны аллергические реакции, контактный дерматит в месте аппликации (покраснение, зуд, жжение).

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Полный текст инструкции по применению см. www.valentpharm.com
 РУ № РЗН 2013/74

АО «Валента Фарм»
 630028, Россия, г. Новосибирск,
 ул. Демокристов, д. 275.
 Организация, принимающая претензии:
 АО «Валента Фарм»
 141108, Россия, Московская область,
 г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2.
 Тел: +7 (495) 933-48-62.
 e-mail: info@valentpharm.com

Лейкопластырь мозольный «Мультипласт»[®]
 по ТУ 21.20.24-003-44241667-2020

Показания к применению: Для размягчения, разрыхления и удаления утолщенного рогового слоя (сухих мозолей, натоптышей).

Состав: материал основы (подложки): ткань хлопчатобумажная; пластичная масса (грунт и мозольная масса): каучук натуральный, каучук синтетический, канифоль сосновая, агидол-1, белила цинковые, ланолин, масло вазелиновое, смола сосновая, сера, салициловая кислота, диоксид; защитное покрытие: материал антиадгезионный - бумага силиконизированная.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав лейкопластыря. Наличие пигментных невусов (родинки) в месте наложения лейкопластыря.

Способ применения: только для однократного наружного применения. Ногю распарить и вытереть досуха. Снять защитное покрытие лейкопластыря и наложить лейкопластырь таким образом, чтобы мозольная масса (тёмного цвета) закрывала поверхность кожного дефекта, не соприкасаясь со здоровой кожей. Для надёжности фиксации и исключения случайного смещения и отпадания лейкопластыря мозольный следует дополнительно закрепить лейкопластырем фиксирующим. Через 1-2 дня лейкопластырь снимают и удаляют отслоившийся эпидермис. Для лучшего удаления эпидермиса допускается предварительное распаривание кожи в месте удаления.

Меры предосторожности: не рекомендуется использовать лейкопластырь на повреждённых участках кожи, в области открытых ран и трещин. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять по истечении срока годности.

Побочное действие: возможны аллергические реакции, контактный дерматит в месте аппликации (покраснение, зуд, жжение).

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Полный текст инструкции по применению см. www.valentpharm.com
 РУ № РЗН 2013/74

АО «Валента Фарм»
 630028, Россия, г. Новосибирск,
 ул. Демокристов, д. 275.
 Организация, принимающая претензии:
 АО «Валента Фарм»
 141108, Россия, Московская область,
 г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2.
 Тел: +7 (495) 933-48-62.
 e-mail: info@valentpharm.com

XXXX
 ГГГГ-ММ
 ГГГГ-ММ

Место нанесения информации:
 -серия
 -дата изготовления
 -годен до

92⁺¹₀

Лейкопластырь мозольный «Мультипласт»®

Этикетка групповой упаковки



Этикетка транспортной упаковки



Размер полосы 40 x 400 мм

Лейкопластырь мозольный "Мультипласт"®
6 x 10 см 20 шт.



Лейкопластырь мозольный «Мультипласт»[®]

Этикетка транспортной упаковки



Оригинал-макет упаковки:
мозольный пластырь размером 2x10 см в комплекте с фиксирующим
(ширина рулона 92⁺¹₀ мм, размер фотометки 12x4 мм)



Pantone7403 M Pantone7510 M Pantone7511 M Pantone476 M

86 мм ширина шага печати

**Лейкопластырь мозольный «Мультипласт»
по ТУ 21.20.24-003-44241667-2020**

Показания к применению: Для размягчения, разрыхления и удаления утолщенного рогового слоя (сухих мозолей, натоптышей).

Состав: материал основы (подложки): ткань хлопчатобумажная; пластичная масса (грунт и мозольная масса): каучук натуральный, каучук синтетический, канифоль сосновая, агидол-1, белила цинковые, ланолин, масло вазелиновое, смола сосновая, сера, салициловая кислота, диоксид; защитное покрытие: материал антиадгезионный - бумага силиконизированная.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав лейкопластыря. Наличие пигментных невусов (родимок) в месте наложения лейкопластыря.

Способ применения: только для однократного наружного применения. Ногу распарить и вытереть досуха. Снять защитное покрытие лейкопластыря и наложить лейкопластырь таким образом, чтобы мозольная масса (темного цвета) закрывала поверхность кожного дефекта, не соприкасаясь со здоровой кожей. Для надежности фиксации и исключения случайного смещения и отслаивания лейкопластыря мозольный следует дополнительно закрепить лейкопластырем фиксирующим. Через 1-2 дня лейкопластырь снимают и удаляют отслоившийся эпидермис. Для лучшего удаления эпидермиса допускается предварительное распаривание кожи в месте удаления.

Меры предосторожности: не рекомендуется использовать лейкопластырь на поврежденных участках кожи, в области открытых ран и трещин. Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности.

Побочное действие: возможны аллергические реакции, контактный дерматит в месте аппликации (покраснение, зуд, жжение).

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Полный текст инструкции по применению

см. www.valentapharm.com

РУ № ПЗН 2013/74

АО «Валента Фарм»
630028, Россия, г. Новосибирск,
ул. Дембрыстов, д. 275,
Организация, принимающая претензии:
АО «Валента Фарм»
141108, Россия, Московская область,
г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2,
Тел. +7 (495) 933-48-62,
e-mail: info@valentapharm.com



+25 °C

+5 °C



XXXX
ГГГГ-ММ
ДД ГГГГ-ММ

**Лейкопластырь мозольный «Мультипласт»
по ТУ 21.20.24-003-44241667-2020**

Показания к применению: Для размягчения, разрыхления и удаления утолщенного рогового слоя (сухих мозолей, натоптышей).

Состав: материал основы (подложки): ткань хлопчатобумажная; пластичная масса (грунт и мозольная масса): каучук натуральный, каучук синтетический, канифоль сосновая, агидол-1, белила цинковые, ланолин, масло вазелиновое, смола сосновая, сера, салициловая кислота, диоксид; защитное покрытие: материал антиадгезионный - бумага силиконизированная.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав лейкопластыря. Наличие пигментных невусов (родимок) в месте наложения лейкопластыря.

Способ применения: только для однократного наружного применения. Ногу распарить и вытереть досуха. Снять защитное покрытие лейкопластыря и наложить лейкопластырь таким образом, чтобы мозольная масса (темного цвета) закрывала поверхность кожного дефекта, не

Место нанесения информации:
-серия
-дата изготовления
-годен до

92¹₀

Лейкопластырь мозольный «Мультипласт»®

Этикетка групповой упаковки



Этикетка транспортной упаковки



Лейкопластырь мозольный "Мультипласт"®
2 x 10 см в комплекте с 4 x 10 см 20 шт.



Лейкопластырь мозольный «Мультипласт»®

Этикетка транспортной упаковки



Комплекты

мозольный

Оригинал-макет на лейкопластырь мозольный МУЛЬТИПЛАСТ (3,8 x 3,8 см)
ширина рулона: лицо, оборот $54 + \frac{2}{0}$ (горячесвариваемая бумага)



PANTONE
7511 M





BLACK

Комплекты


мозольный

Оригинал-макет на лейкопластырь мозольный МУЛЬТИПЛАСТ (0,95 x 3,8 см)
ширина рулона: лицо, оборот $60 + \frac{2}{0}$ (горячесвариваемая бумага)



Комплекты
мозольный

Оригинал-макет на лейкопластырь мозольный МУЛЬТИПЛАСТ (Ø2,3)
ширина рулона: лицо, оборот 40+2 (горячесвариваемая бумага)




PANTONE
7511 M


BLACK

(M)

Мультипласт®

Лейкопластырь мозольный
«Мультипласт»

Быстро и безболезненно
размывает и удаляет
сухие мозоли

Обеспечивает быстрое и
эстетичное заживление

Состав: материал основы (подложки): ткань хлопчатобумажная; пластырная масса (грунт и мозольная масса): каучук натуральный, каучук синтетический, канифоль сосновая, агидол-1, белила цинковые, ланолин, масло вазелиновое, смола сосновая, сера, салициловая кислота, димексид; защитное покрытие: материал антиадгезионный - бумага силиконизированная.

АО «Валента Фарм»
630028, Россия, г. Новосибирск,
ул. Декабристов, д. 275.
Организация, принимающая претензии:
АО «Валента Фарм»
141108, Россия, Московская область,
г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2.
Тел. +7 (495) 933-48-62.
e-mail: info@valentapharm.com



X шт.

Лейкопластырь мозольный «Мультипласт»
по ТУ 21.202.4-003-4214167-2020

0,95 x 1,3 см на фиксированном лейкопластыре 0,95 x 3,8 см
Показания к применению: Для размягчения, разрых-
ления и удаления утолщенного рогового слоя (сухих мо-
зелей, натоптышей).

Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов, входящих в состав лейкопластыря. Наличие
пигментных невусов (родимок) в месте наложения лейко-
пластыря.

Способ применения: только для однократного наружного
применения. Ногу распарить и вытереть досуха. Снять
защитное покрытие лейкопластыря и наложить лейко-
пластырь таким образом, чтобы мозольная масса (тёмного
цвета) закрывала поверхность кожного дефекта, не
соприкасаясь со здоровой кожей. Через 1-2 дня лейко-
пластырь снимать и удалять отслоившийся эпидермис.
Для лучшего удаления эпидермиса допускается предва-
рительное распаривание кожи в месте удаления.

Меры предосторожности: не рекомендуется исполь-
зовать лейкопластырь на повреждённых участках кожи, в
области открытых ран и трещин. Хранить в недоступном для
детей месте. Не применять по истечении срока годности.
Побочное действие: возможны аллергические реакции,
контактный дерматит в месте аппликации (покраснение,
зуд, жжение).

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к
отходам класса А и утилизируются в соответствии
с СанПиН 2.1.3684-21.
Полный текст инструкции по применению
см. www.valentapharm.com
РУ № РН.2013/74



Место нанесения информации:

-серия

-дата выпуска

-срок годности

X - 5 или 10 штук

60 x 100 x 23 mm

Pantone 7403 M Pantone 476 M MAGENTA YELLOW BLACK

Состав: материал основы (подложки): ткань хлопчатобумажная; пластырная масса (грунт и мозольная масса); каучук натуральный, каучук синтетический, канифоль сосновая, агидол-1, белая цинковая, ланолин, масло вазелиновое, смола сосновая, сера, салициловая кислота, димексид. Защитное покрытие: материал антиадгезионный - бумага силиконизированная.



мультипласт®

Лейкопластырь МОЗОЛЬНЫЙ «Мультипласт»®

Быстро и безболезненно
размягчает и удаляет
сухие мозоли

Обеспечивает быстрое и
эстетичное заживление

X шт.

X шт.

X шт.

LOT XXXX
ГГГГ-ММ
ГГГГ-ММ

АО «Валента Фарм»
630028, Россия, г. Новосибирск,
ул. Дембрыстов, д. 275.
Организация, принимающая претензии:
АО «Валента Фарм»
141108, Россия, Московская область,
г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2.
Тел. +7 (495) 933-48-62.
e-mail: info@valentapharm.com



Лейкопластырь мозольный «Мультипласт»
по ТУ 21.20.24-003-44241667-2020

1,9 x 3,8 см на фиксирующем лейкопластыре 3,8 x 3,8 см

Показания к применению: Для размягчения, разрыхления и удаления утолщенного рогового слоя (сухих мозолей, натоптышей).

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав лейкопластыря. Наличие пигментных невусов (родинки) в месте наложения лейкопластыря.

Способ применения: только для однократного наружного применения. Ногю распарить и вытереть досуха. Снять защитное покрытие лейкопластыря и наложить лейкопластырь таким образом, чтобы мозольная масса (тёмного цвета) закрывала поверхность кожного дефекта, не соприкасаясь со здоровой кожей. Через 1-2 дня лейкопластырь снимают и удаляют отслоившийся эпидермис. Для лучшего удаления эпидермиса допускается предварительное распаривание кожи в месте удаления.

Меры предосторожности: не рекомендуется использовать лейкопластырь на поврежденных участках кожи, в области открытых ран и трещин. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять по истечении срока годности.

Побочное действие: возможны аллергические реакции, контактный дерматит в месте аппликации (покраснение, зуд, жжение).

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Полный текст инструкции по применению см. www.valentapharm.com

РУ № РЗН 2013/74



Место нанесения информации:

- серия
- дата выпуска
- срок годности

60 x 100 x 23 мм



Pantone7403 M Pantone476 M MAGENTA YELLOW BLACK

Состав: материал основы (подложки): ткань хлопчатобумажная; пластырная масса (грунт и мозольная масса): каучук натуральный, каучук синтетический, канифоль сосновая, агидол-1, белила цинковые, ланолин, масло вазелиновое, смола сосновая, сера, салициловая кислота, димексид; защитное покрытие: материал антиадгезионный - бумага силиконизированная.


X шт.

Мультипласт®

Лейкопластырь мозольный
«Мультипласт»®

Быстро и безболезненно
размягчает и удаляет
сухие мозоли

Обеспечивает быстрое и
эстетичное заживление



АО «Валента Фарм»
630028, Россия, г. Новосибирск,
ул. Денабристов, д. 275.
Организация, принимающая претензии:
АО «Валента Фарм»
141108, Россия, Московская область,
г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2.
Тел. +7 (495) 933-48-62.
e-mail: info@valentapharm.com

X шт.



Лейкопластырь мозольный «Мультипласт»
по ТУ 21.20.24-003-44241 (607-2020)

1,0 x 2,3 см на фиксирующем лейкопластыре Ø 2,3 см

Показания к применению: для размягчения, разрыхления и удаления утолщенного рогового слоя (сухих мозолей, натоптышей).

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав лейкопластыря. Наличие воспалительных процессов (ран, трещин, язв, дерматитов, экзем, ожогов) в месте наложения лейкопластыря.

Способ применения: только для однократного наружного применения. Ногу распарить и вытереть досуха. Снять лейкопластырь таким образом, чтобы мозольная масса (тёмного цвета) закрывала поверхность кожного дефекта, не соприкасаясь со здоровой кожей. Через 1-2 дня лейкопластырь снимают и удаляют отслоившийся эпидермис. Для лучшего удаления эпидермиса допускается предварительное распаривание кожи в месте удаления.

Меры предосторожности: не рекомендуется использовать лейкопластырь на повреждённых участках кожи, в области открытых ран и трещин. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять по истечении срока годности.

Побочное действие: возможны аллергические реакции, контактный дерматит в месте аппликации (покраснение, зуд, жжение).

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Полный текст инструкции по применению см. www.valentapharm.com
РУ № РЭН 2013/74



Место нанесения информации:

-серия

-дата выпуска

-срок годности


X - 2 или 10 штук

60 x 100 x 23 мм

Pantone 7403 M Pantone 476 M MAGENTA YELLOW BLACK

Лейкопластырь мозольный «Мультипласт»®

Этикетка транспортной упаковки



Х - 2, 3, 5 или 10 шт.

Размер: 0,95х3,8 см или 3,8х3,8 см или Ø2,3 см

Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью 14 листа (ов).
Должность Советник по регистрации и
лицензированию АО «Валента Фарм»
ФИО Биккенин А.А.


(подпись)

26 12 2023г.

М.П.

