

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

ООО ПКФ «Луидор»



Е.В. Ставцева

«2» сентября 2023

М.П.

**КОМПЛЕКС ПЕРЕДВИЖНОЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
«ЛУИДОР 2250» НА БАЗЕ ГАЗ С4 по ТУ 29.10.59-029-72314595-2019**

Фотографические изображения

№2/Ф/23



Рисунок 1 – фото общего вида 1



Рисунок 2 – фото общего вида 2



Рисунок 3 - фото общего вида 3



Рисунок 4 – медицинский отсек (рабочее место врача (фельдшера) с ПК и выходом в сеть «Интернет»)




Рисунок 5 – медицинский отсек. Пульт управления.



Рисунок 6 медицинский отсек. Потолок с люком увеличенной высоты.



Рисунок 7 – медицинский отсек. Зона входа.



Рисунок 8 - медицинский отсек. Стеллаж.



Рисунок 9 – медицинский отсек. Гинекологическое кресло. Холодильники.



Рисунок 10 – медицинский отсек. Емкость для сбора медицинских отходов.



Рисунок 11 -- медицинский отсек. Мойка. Диспенсер. Шкаф для хранения лекарственных препаратов.



Рисунок 12 – медицинский отсек. Вид сзади.



Рисунок 13 – медицинский отсек. Отопитель.



Рисунок 14 - медицинский отсек. Упоры противооткатные.



Рисунок 15 –секундомер, сантиметровая лента



Рисунок 16 -электрический воздушный насос. знак аварийной установки.



Рисунок 17 – дверь кабины водителя. Аптечка.



Рисунок 18-кабина водителя. Отопитель, аккумуляторная батарея.



Рисунок 19-кабина водителя. Домкрат автомобильный, комплект бортового инструмента, огнетушитель.



Рисунок 20 – Электрокардиограф одно-трехканальный миниатюрный ЭКЗТ-01-"Р-Д" по ТУ 9441-006-24149103-2010, общий вид 1



Рисунок 21 – Электрокардиограф одно-трехканальный миниатюрный ЭКЗТ-01-"Р-Д" по ТУ 9441-006-24149103-2010, общий вид 2




Рисунок 22 – Электрокардиограф одно-трехканальный миниатюрный ЭКЗТ-01-\"П-Д\" по ТУ 9441-006-24149103-2010, маркировка



Рисунок 23 - Устройство мониторинга параметров внешнего дыхания человека, портативное цифровое "Спиротест УСЦ-01М" по ТУ 26.60.12-003-18859607-2020



Рисунок 24 – Глюкометр АйЧек с принадлежностями Стартовый набор I или II, общий вид I



Рисунок 25 – Глюкометр АйЧек с принадлежностями Стартовый набор I или II, маркировка



Рисунок 26 – Система контроля уровня глюкозы крови «Акку-Чек® Инстант» (Accu-Chek® Instant) с беспроводной передачей данных, общий вид 1



Рисунок 27 – Система контроля уровня глюкозы крови «Акку-Чек» Инстант» (Accu-Check® Instant) с беспроводной передачей данных, маркировка



Рисунок 28 – Система контроля уровня глюкозы в крови (глюкометр) портативная УанТач Верю Рефлект (OneTouch Verio Reflect®), общий вид 1



Рисунок 29 – Система контроля уровня глюкозы в крови (глюкометр) портативная ВанТач Верлио Рефлект (OneTouch Verio Reflect®), маркировка



Рисунок 30 – Система контроля уровня глюкозы в крови (глюкометр) портативная "УанТач Селект Плюс Флекс" ("OneTouch Select Plus Flex®"), общий вид 1





Рисунок 32 – Дефибриллятор серии BeneHeart S с принадлежностями, общий вид 1



Рисунок 33 – Дефибриллятор серии BeneHeart C с принадлежностями, маркировка



Рисунок 34 - Дефибриллятор HeartStart FRx с принадлежностями, общий вид 1



Рисунок 35 - Дефибрилятор HeartStart FRx с принадлежностями, общий вид 2



Рисунок 36 - Дефибрилятор HeartStart FRx с принадлежностями, маркировка



Рисунок 37 - Наборы для чрескожной трахеостомии "Tracheo S.E.T."




Рисунок 38 - Набор одноразовый для устранения асфиксии (коникотомия) по ТУ 32.50.13-002-35453034-2017



Рисунок 39 - Стетоскоп акушерский деревянный Сад-"М-МИЗ" по ТУ 9398-093-07613473-2003, общий вид




Рисунок 40 - Измеритель артериального давления CS Medica CS-106, общий вид



Рисунок 41- Набор гинекологический одноразовый стерильный НГО "Гекса" по ТУ 9437-024-18603495-2013, общий вид



Рисунок 42- Кресло гинекологическое КГ-2 по ТУ 9452-058-07614107-2011, общий вид




Рисунок 43- Кушетка медицинская смотровая КМС-1 по ТУ 9452-044-07614107-2007, общий вид




Рисунок 44 - Ростомер медицинский Р-«МСК» по ТУ 9441-035-52962725-2014, вариант исполнения: 1. Р-Ст-«МСК» (МСК 234) - предназначенный для измерения роста человека стоя, общий вид 1



Рисунок 45 - Ростомер медицинский Р-«МСК» по ТУ 9441-035-52962725-2014, вариант исполнения: 1. Р-Ст-«МСК» (МСК 234) - предназначенный для измерения роста человека стоя, общий вид 2



Рисунок 46 - Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150 по ТУ 9441-022-00226454-2005, общий вид



Рисунок 47 - Стеетофонендоскоп CS Medica CS-421, CS-421 Elite в комплекте, общий вид




Рисунок 48 - Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНд-01-"Малыш" по ТУ 4274-021-00226454-2002, общий вид 1




Рисунок 49 - Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНд-01-"Малыш" по ТУ 4274-021-00226454-2002, общий вид 2





Рисунок 51 - Пульсоксиметр серии MD300, с принадлежностями, исполнение: MD300M, общий вид




Рисунок 52- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-XN по ТУ 21.20.23-007-45677786-2018, общий вид



Рисунок 53 - Анализатор крови портативный биохимический EasyTouch®, общий вид.




Рисунок 54 - Инструменты медицинские многоповерхностного воздействия (зажимные), с принадлежностями, общий вид 1



Рисунок 55 - Инструменты медицинские многоповерхностного воздействия (зажимные), с принадлежностями, общий вид 2




Рисунок 56 - Аппарат искусственной вентиляции легких с ручным приводом первой помощи по ТУ 9444-169-17493159-2002 в следующих исполнениях: - АДР-1200- для детей от 6 лет и взрослых пациентов, общий вид



Рисунок 57 - Инструменты медицинские оттесняющие, с принадлежностями, общий вид 1



**SAMMAR INTERNATIONAL**  
Sialkot-Pakistan

Тел.: +92-52-3571471-72  
Факс: +92-52-3571473

Е-mail: sammar@bk.ru,  
sammar@brain.net.pk  
Сайт: sammarsurgical.com

**43-142 Расширитель Roeser-Koeing**

Размер: 190мм  
Кол-во: 1шт.

Рег. уд. № ФСЗ 2012/12516  
Нержавеющая сталь

Рисунок 58 - Инструменты медицинские оттесняющие, с принадлежностями, общий вид 2



Рисунок 59 - Редуктор-ингалятор кислородный РИК-"Медпром" по ТУ 9444-008-50063260-2012 в следующих исполнениях: Модификация 2: «Редуктор-ингалятор кислородный РИК-1-2-«Медпром» с принадлежностями, общий вид



Рисунок 60 - Укладка для оказания первой помощи в сельских поселениях лицами, имеющими соответствующую подготовку - "ФЭСТ" по ТУ 9398-176-10973749-2016, общий вид



**Рисунок 61 - Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа с безозоновой бактерицидной лампой для обеззараживания воздуха помещений ЛПУ в отсутствии людей и предотвращения нарастания микробной обсемененности в присутствии людей ОБР 15/30-"Мед ТеКо" по ТУ 9451-004-56812193-2003 Исполнение 1: 1. Облучатель - рециркулятор бактерицидный закрытого типа с безозоновой бактерицидной лампой для обеззараживания воздуха помещений ЛПУ в отсутствии людей и предотвращения нарастания микробной обсемененности в присутствии людей ОБР-15- "Мед ТеКо" в сборе, общий вид**



Рисунок 62 - Шкафы для хранения медикаментов «СХМ» по ТУ 9452-021-04535146-2011 следующих моделей: - шкаф СХМ-1, общий вид




Рисунок 63 – Емкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО по ТУ 9451-001-24320270-99 с принадлежностями, общий вид



Рисунок 64 - Контейнеры для медицинских отходов и расходного материала по ТУ 9398-001-44941910-2015 варианты исполнения: 2. МК-06 - контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый (белый, желтый, красный, зеленый, синий), объемом: 10,0 л, общий вид

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

65 листов

Генеральный директор ООО ПКФ «Луидор»

/Е.В. Ставцева/



**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

ООО ПКФ «Лундор»



Е.В. Ставцева

20 23 г.

М.П.

**КОМПЛЕКС ПЕРЕДВИЖНОЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
«ЛУИДОР 2250» НА БАЗЕ ГАЗ С4**

Данные о маркировке и упаковке  
медицинского изделия

## 1. Маркировка

Маркировка комплекса включает в себя маркировку транспортного средства и маркировку комплекса, как медицинского изделия.

### 1.1 Маркировка транспортного средства.

Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

Место расположения идентификационного номера (VIN):

- на табличке изготовителя;

- на водосточном желобе, под капотом или на задней стойке проема правой двери кабины.

Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства указаны в таблице 6.

Таблица 6 - Идентификационный номер транспортного средства

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Z | 7 | C | 2 | 2 | 5 | 0 | J | 1 | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  |

где:

поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

Z7C – Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Луидор».

поз. 4 – 9: обозначение типа и модификаций транспортного средства: 2250J1.

поз. 10: код модельного года, согласно Таблице 1 Приложения №7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

поз. 11 – 17: производственный номер транспортного средства.

### 1.2 Маркировка комплекса, как медицинского изделия. См рис.1.

Место расположения таблички медицинского изделия: на задней стойке проема правой двери кабины рядом с табличкой производителя.

Маркировка комплекса, как медицинского изделия, включает в себя следующую информацию:

- наименование изготовителя;
- адрес производственной площадки;
- наименование изделия;
- обозначение технических условий;
- дату выпуска (месяц, год);
- серийный номер;
- дата и номер регистрационного удостоверения;
- знак «Переменный ток»;
- знак «Общий знак предупреждения»;
- знак «Выполнение инструкции по эксплуатации (обязательное)»;
- степень защиты, обеспечиваемая оболочкой;
- напряжение источника питания комплекса;

- частота питания комплекса;
- максимальная потребляемая мощность.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ГКФ Луидор</b><br/>         Общество с ограниченной ответственностью «Производство коммерческой<br/>         фирмы "Луидор" (ООО ГФФ "Луидор"). Россия, 603028, г. Нижний Новгород,<br/>         Московский ул., д. 38А, помещ. 7</p> |                                                                                                              |
| Адрес<br>предприятия-изготовителя                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ООО ГФФ "Луидор", Россия, 606400, Нижегородская обл.,<br>Баттумский р-н, г. Батуми ул. Батумская д. 1, к. 16 |
| Наименование изделия                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Комплекс передвижной медицинской<br>назначения "Луидор 2200" на базе ГАЗ С4                                  |
| Техническое условие №                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28.10.68-029-72314585-2019                                                                                   |
| Дата выпуска (месяц, год)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ___/___                                                                                                      |
| Дата регистрационного<br>удостоверения                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ___/___                                                                                                      |
| Номер регистрационного<br>удостоверения                                                                                                                                                                                                                                                                                       | РЗН 2020/13022                                                                                               |
| СЕРИЙНЫЙ №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _____                                                                                                        |
|  <p><b>220В 50Гц IPX2</b><br/>         Макс. потребляемая<br/>         мощность 3,5кВт</p>                                                                                                                                                   |                                                                                                              |

Рис.1

1.3 Цвета, используемые на маркировке и информационных табличках:

- Синий - СМУК 100 20 0 0
- Чёрный - СМУК 100 100 100 95

Числовые значения - процентное отношение голубого, пурпурного, желтого и черного цвета, которые можно комбинировать для получения любого желаемого оттенка.

## 2.Упаковка.

2.1 Комплекс передвижной медицинской назначения «Луидор 2250» на базе ГАЗ С4 не подлежит упаковке.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено  
печатью 3 листа  
Генеральный директор ООО ПКФ «Луидор»



/Е.В. Ставцева/