



CooperVision®

ООО «КуперВижн РУС»
123112, г. Москва, Пресненская набережная,
дом 6, стр. 2, эт 17 пом I ком 1707а

Т +7 495 995 80 15
www.coopervision.ru

"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер отдела по регуляторным вопросам

ООО «КуперВижн РУС»

В.А. Эльбикова



«21» августа 2024 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Линзы контактные мягкие корректирующие



Фото медицинского изделия – **Линзы контактные мягкие корректирующие**



Линзы контактные мягкие корригирующие (линзы в стерильной упаковке - блистеры с линзой и упаковочным раствором)

Серым цветом в красной обводке обозначена зона переменной информации, которая наносится в данную область непосредственно при производстве и включает в себя (по применимости), наносимой в виде символов, и/или букв, и/или цифр при производстве: 1. Параметры линз (базовая кривизна, диаметр, диоптрия, аддидация, тип линзы); 2. Лот (LOT); 3. Дата истечения срока годности; 4. Дата изготовления; 5. 1 или 2 двумерных штриховых кода.

comfilcon A

multifocal

NOT TO BE SOLD INDIVIDUALLY

Contents: Tinted soft contact lens
(comfilcon A 52%, H₂O 48%) in buffered saline

CE
0123

CooperVision
Hamble, SO31 4RF, UK

Rx ONLY




LBXXXXX

Линзы контактные мягкие корригирующие – обновленный макет первичной упаковки (блистера) с планируемыми изменениями в маркировке.




Серым цветом в красной обводке обозначена зона переменной информации, которая наносится в данную область непосредственно при производстве и включает в себя (по применимости), наносимой в виде символов, и/или букв, и/или цифр при производстве: 1. Параметры линз (базовая кривизна, диаметр, оптическая сила, аддидация, тип линзы); 2. Лот (LOT); 3. Дата истечения срока годности; 4. Порядковый номер изделия (SEQ); 5. Уникальный идентификатор изделия (UDI); 6. Глобальный номер предмета торговли; 7. Уникальный идентификатор базового изделия; 8. Дата изготовления; 9. Страна происхождения изделия (MADE IN); 10. 1 или 2 двумерных штриховых кода и/или 1 или 2 линейных штриховых кода; 11. Количество линз в упаковке.


Макет вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием iWear oxygen presbyopia.



Макет вторичной (потребительской) упаковки (1 блистер в упаковке): Линзы контактные мягкие корригирующие с торговым наименованием comfilcon A multifocal.




Макет вторичной (потребительской) упаковки (2 блистера в упаковке): Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием comfilcon A multifocal.



Серым цветом в красной обводке обозначена зона переменной информации, которая наносится в данную область непосредственно при производстве и включает в себя (по применимости), наносимой в виде символов, и/или букв, и/или цифр при производстве: 1. Параметры линз (базовая кривизна, диаметр, оптическая сила, аддидация, тип линзы); 2. Лот (LOT); 3. Дата истечения срока годности; 4. Порядковый номер изделия (SEQ); 5. Уникальный идентификатор изделия (UDI); 6. Глобальный номер предмета торговли; 7. Уникальный идентификатор базового изделия; 8. Дата изготовления; 9. Страна происхождения изделия (MADE IN); 10. 1 или 2 двумерных штриховых кода и/или 1 или 2 линейных штриховых кода; 11. Количество линз в упаковке.

Макет вторичной упаковки (потребительской тары) Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием (и/или товарным знаком – по применимости) XXXXXX- 3 блистера в упаковке*

символами XXXXXX обозначены торговые наименования и/или товарные знаки (по применимости), перечисленные на страницах **10-78 настоящего документа*




В зеленой обводке обозначена область нанесения дизайн-макетов лицевой стороны вторичной упаковки Линзы контактные мягкие корректирующие, размещенных на страницах **10-78** настоящего документа

Серым цветом в красной обводке обозначена зона переменной информации, которая наносится в данную область непосредственно при производстве и включает в себя (по применимости), наносимой в виде символов, и/или букв, и/или цифр при производстве: 1. Параметры линз (базовая кривизна, диаметр, оптическая сила, аддидация, тип линзы); 2. Лот (LOT); 3. Дата истечения срока годности; 4. Порядковый номер изделия (SEQ); 5. Уникальный идентификатор изделия (UDI); 6. Глобальный номер предмета торговли; 7. Уникальный идентификатор базового изделия; 8. Дата изготовления; 9. Страна происхождения изделия (MADE IN); 10. 1 или 2 двумерных штриховых кода и/или 1 или 2 линейных штриховых кода; 11. Количество линз в упаковке.

Макет вторичной упаковки (потребительской тары) Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием (и/или товарным знаком – по применимости) XXXXXX*- 6 блистеров в упаковке

*символами XXXXXX обозначены торговые наименования и/или товарные знаки (по применимости), перечисленные на страницах **10-78** настоящего документа



**Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием comfilcon A multifocal**

CooperVision®

ONE MONTH VIEW
PREMIUM multifocal
X lenses

XXXXXX



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal 100Z ONE
MONTH VIEW PREMIUM multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal 3Z lens
multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal ACULIFE AIR
Multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal AirLens premium multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корригирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal AirOmoist MULTIFOCAL



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal AirVIEW Multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal Airway
PREMIUM MULTIFOCAL



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корригирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal Biolens Premium Multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal Biosoft PREMIUM multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal cadence® premier multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal Citylens multifocal



**Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal CLEARSKY
multifocal**



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal cooperflex®
PREMIER MULTIFOCAL

CooperVision®

CRYSTAL LAKES MULTIFOCAL

X

CONTACT
LENSES



NATURAL
MOIST



XXXXXX



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal CRYSTAL
LAKES MULTIFOCAL



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корригирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal CrystaLook premium multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal CrystalView
elite multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal DEAR Lens AIRY multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal DINAVUE BIO
MULTIFOCAL



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием comfilcon A multifocal DL Premium MULTIFOCAL



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием comfilcon A multifocal ExeLens Premium Multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal EYEjoy multifocal

free eyes
monthly multifocal

CooperVision®

XContact Lenses



XXXXXX

Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal free eyes
monthly multifocal




Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal Freeview multifocal




**Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal happio
multifocal**



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием comfilcon A multifocal HIGH TIME Elite Multifocal




**Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием comfilcon A multifocal iWear oxygen presbyopia**



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal Just to see multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal Likont Premium
30 Days Multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal Lunelle premium multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal medivue® premier MULTIFOCAL



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal moraray
multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корригирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal MyLens multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal newera multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal NicEye multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal NNC Premium
Multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal Novalens multifocal

ОЧКОВ.NET

CooperVision®

MONTHLY

multifocal

Силикон-
гидрогелевые
контактные линзы
месячного ношения

X линзы

XXXXXX


Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal OCHKOV.NET
MONTHLY multifocal



**Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal Onelens
multifocal**



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal ONEview PREMIUM MONTHLY Multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal optilook MULTIFOCAL



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal OPTITOUCH
multifocal

CooperVision®

OptiWay

multifocal



X contact lenses

XXXXXX

Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal OptiWay
multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal OXY
PREMIUM multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal perfect monthly
multifocal

CooperVision®

PrimaView
multifocal

SILICON-HYDROGEL CONTACT LENSES

XXXXXX

**Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal PrimaView
multifocal**




Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal PrizmaBio Multifocal




Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal ProAir Monthly multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal Rythmic®
Premier multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal Sancylook
multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal SILVER®
PREMIER MULTIFOCAL

CooperVision®



X CONTACT LENSES
SILICONE HYDROGEL



XXXXXX


**Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal Spectrus
MULTIFOCAL.**



**Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal ultraflex®
premier MULTIFOCAL**



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корригирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal VettaComfort premium multifocal




Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal VISIBLE ENJOY MULTIFOCAL

CooperVision®

VISIOSENS
PREMIUM MULTIFOCAL

XXXXXX

Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием comfilcon A multifocal VISIOSENS PREMIUM
MULTIFOCAL




Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal YASNO
multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием comfilcon A multifocal Линз-Очки На месяц multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal ОКТОПУС МУЛЬТИФОКАЛ



CooperVision®

Elite Multifocal

X contact lenses

XXXXXX

Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal ТОЧНАЯ
ОПТИКА Elite Multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal AT FIRST SIGHT premium multifocal

CooperVision®

HYDRAVIEW
premium multifocal

XXXXXX


**Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal HYDRAVIEW
premium multifocal**




**Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal LET IT SEE
premium multifocal**




Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal OXIGENFILL
premium multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal POINT OF VIEW premium multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal PURE ONE
premium multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal SECOND SIGHT premium multifocal

CooperVision®

SIGHT CARE
premium multifocal

XXXXXX

Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие
корректирующие с торговым наименованием comfilcon A multifocal SIGHT CARE premium multifocal



Макет лицевой стороны вторичной (потребительской) упаковки: Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal VIEWCARE premium multifocal

Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием и/или ТЗ (см. на упаковке)

Упаковка содержит 3 или 6 силикон-гидрогелевых мягких контактных линз в блистерной упаковке с фосфатно-солевым упаковочным раствором. Количество линз указано на упаковке.

Материал: комфилкон А 52%, влагосодержание 48%, с манипуляционным окрашиванием.

Рекомендованный режим ношения/срок замены: плановая замена/ не более 1 месяца.

Срок годности: 4 года (48 месяцев) с даты изготовления. Дата истечения срока годности указана на упаковке. Не использовать после истечения срока годности.

Хранить при температуре от 0°C до 30°C.

Не для продажи отдельными блистерами!

Производитель: КуперВижн Мануфэкчуринг Лимитед, Саус Пойнт, Хамбл, Саусгемптон, SO31 4РФ, Соединенное Королевство.

Уполномоченный представитель производителя, принимающий претензии в РФ: ООО «КуперВижн РУС», Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 6, строение 2, этаж 17, помещение I, комната № 1707а, тел.: 8-800-200-77-44, e-mail: info@coopervision.com.ru

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие: № РЗН 2017/6043 от XX.XX.XXXX года

XXXXXXX

ЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ НА УПАКОВКЕ (ПО ПРИМЕНИМОСТИ)

Made in произведено в США/
USA/HU Венгрии/Соединенном
UK/CR Королевстве/Коста-Рике

EXP дата истечения срока годности



дата изготовления



не использовать при нарушении целостности упаковки



обратитесь к инструкции по применению на сайте www.coopervision.ru для ознакомления с противопоказаниями и мерами предосторожности



STERILE стерилизация паром



барьерная система стерильности



знак соответствия директиве ЕС



медицинское изделие

REPLACE ON срок замены

Для расшифровки символов обратитесь к инструкции по применению.

Приложение.

Линзы контактные мягкие корректирующие.

- I. Линзы контактные мягкие корректирующие с торговым наименованием comfilcon A multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal 100Z ONE MONTH VIEW PREMIUM multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal 3Z lens multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal ACULIFE AIR Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal AirLens premium multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal AirOmoist MULTIFOCAL или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal AirVIEW Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal Airway PREMIUM MULTIFOCAL или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal Biolens Premium Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal Biosoft PREMIUM multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal cadence® premier multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal Citylens multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal CLEARSKY multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal cooperflex® PREMIER MULTIFOCAL или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal CRYSTAL LAKES MULTIFOCAL или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal CrystaLook premium multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal CrystalView elite multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal DEAR Lens AIRY multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal DINAVUE BIO MULTIFOCAL или с торговым наименованием comfilcon A multifocal DL Premium MULTIFOCAL или с торговым наименованием comfilcon A multifocal ExeLens Premium Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal EYEjoy multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal free eyes monthly multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal Freeview multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal happio multifocal или с торговым наименованием comfilcon A multifocal HIGH TIME Elite Multifocal или с торговым наименованием comfilcon A multifocal iWear oxygen presbyopia или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal Just to see multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal Likont Premium 30 Days Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal Lunel premium multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal medivue® premier MULTIFOCAL или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal moraray multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal MyLens multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal newera multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal NicEye multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal NNC Premium Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal Novalens multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal OCHKOV.NET MONTHLY multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal Onelens multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal ONEview PREMIUM MONTHLY Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal optilook MULTIFOCAL или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal OPTITOUCH multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal OptiWay multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal OXY PREMIUM multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal perfect monthly multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal PrimaView multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal PrizmaBio Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal ProAir Monthly multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A

multifocal Rythmic® Premier multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal Sancylook multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal SILVER® PREMIER MULTIFOCAL или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal Spectrus MULTIFOCAL или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal ultraflex® premier MULTIFOCAL или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal VettaComfort premium multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal VISIBLE ENJOY MULTIFOCAL или с торговым наименованием comfilcon A multifocal VISIOSENS PREMIUM MULTIFOCAL или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal YASNO multifocal или с торговым наименованием comfilcon A multifocal Линз-Очки На месяц multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal ОКТОПУС МУЛЬТИФОКАЛ или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal ТОЧНАЯ ОПТИКА Elite Multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal AT FIRST SIGHT premium multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal HYDRAVIEW premium multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal LET IT SEE premium multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal OXIGENFILL premium multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal POINT OF VIEW premium multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal PURE ONE premium multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal SECOND SIGHT premium multifocal или с торговым наименованием comfilcon A multifocal SIGHT CARE premium multifocal или с торговым наименованием и товарным знаком comfilcon A multifocal VIEWCARE premium multifocal или с торговым наименованием iWear oxygen presbyopia, варианты исполнения:

1. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -10,00 D; дополнительная оптическая сила +1,00 D – +2,50 D;
2. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -9,50 D; дополнительная оптическая сила +1,00 D – +2,50 D;
3. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -9,00 D; дополнительная оптическая сила +1,00 D – +2,50 D;
4. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -8,50 D; дополнительная оптическая сила +1,00 D – +2,50 D;
5. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -8,00 D; дополнительная оптическая сила +1,00 D – +2,50 D;
6. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -7,50 D; дополнительная оптическая сила +1,00 D – +2,50 D;
7. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -7,00 D; дополнительная оптическая сила +1,00 D – +2,50 D;
8. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -6,50 D; дополнительная оптическая сила +1,00 D – +2,50 D;
9. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -6,00 D; дополнительная оптическая сила +1,00 D – +2,50 D;
10. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -5,75 D; дополнительная оптическая сила +1,00 D – +2,50 D;
11. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -5,50 D; дополнительная оптическая сила +1,00 D – +2,50 D;
12. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -5,25 D; дополнительная оптическая сила +1,00 D – +2,50 D;
13. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -5,00 D; дополнительная оптическая сила +1,00 D – +2,50 D;
14. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -4,75 D; дополнительная оптическая сила +1,00 D – +2,50 D;
15. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -4,50 D; дополнительная оптическая сила +1,00 D – +2,50 D;

- ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

43. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +2,50 D; дополнительная оптическая сила +1,00 D – +2,50 D;
44. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +2,75 D; дополнительная оптическая сила +1,00 D – +2,50 D;
45. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +3,00 D; дополнительная оптическая сила +1,00 D – +2,50 D;
46. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +3,25 D; дополнительная оптическая сила +1,00 D – +2,50 D;
47. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +3,50 D; дополнительная оптическая сила +1,00 D – +2,50 D;
48. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +3,75 D; дополнительная оптическая сила +1,00 D – +2,50 D;
49. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +4,00 D; дополнительная оптическая сила +1,00 D – +2,50 D;
50. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +4,25 D; дополнительная оптическая сила +1,00 D – +2,50 D;
51. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +4,50 D; дополнительная оптическая сила +1,00 D – +2,50 D;
52. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +4,75 D; дополнительная оптическая сила +1,00 D – +2,50 D;
53. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +5,00 D; дополнительная оптическая сила +1,00 D – +2,50 D;
54. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +5,25 D; дополнительная оптическая сила +1,00 D – +2,50 D;
55. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +5,50 D; дополнительная оптическая сила +1,00 D – +2,50 D;
56. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +5,75 D; дополнительная оптическая сила +1,00 D – +2,50 D;
57. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила +6,00 D; дополнительная оптическая сила +1,00 D – +2,50 D.

II. Инструкция по применению – 1 шт. на партию.

Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью 42
(срок 960) листа(ов)

Менеджер отдела по регуляторным
вопросам ООО "КуперВижн РУС"

Эльбикова В.А.

