


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Альпмедоливия»


О.И. Каррерас
« 26 » сентября 2023 г.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Аппарат для мезотерапии Dermapen 4



Фотографическое изображение 1. Основной блок Аппарата Дермапен 4. Вид справа



Фотографическое изображение 2 Основной блок Аппарата Дермапен 4. Вид слева



Фотографическое изображение 3 Аппарат для мезотерапии Dermarpen 4. Маркировочная табличка основного блока аппарата




Фотографическое изображение 4 Аппарат для мезотерапии Dertaren 4. Подставка



Фотографическое изображение 5 Аппарат для мезотерапии Дермапен 4. Аппарат на подставке



Фотографическое изображение 6. Аппарат для мезотерапии Dermapen 4. Набор стерильных картриджей с иглами и Стерильный картридж с иглами



Стерильный картридж с иглами
для Аппарата для мезотерапии Dermaren™ 4
РУ № _____ от _____



Производитель: ООО «Эквипмед ЮЭсЭй» (Equipmed USA LLC),
4695 Макатур Корт, офис 1100, Ньюпорт-Бич, Калифорния
92660, США (4695 Macarthur CT, STE 1100, Newport Beach, CA
92660, USA)

REF

LOT

41911



Использовать до: 11/2022



Дата производства – 11/2019

STERILE EO



EC REP



QR-код

Needle Cartridge

Фотографическое изображение 7 Аппарат для мезотерапии Dermaren 4. Маркировка групповой упаковки стерильных картриджей с иглами



419021



2019.02.11



2022.02.10

M/Name

:

Dermarpen 4

M/Number

: Dermarpen 4 3.0



STERILE EO

CE 0123

DermarpenWorld.com

Фотографическое изображение 8 Аппарат для мезотерапии Dermarpen 4. Маркировка индивидуальной упаковки стерильного картриджа с иглами



Фотографическое изображение 9 Аппарат для мезотерапии Dertaren 4. Нестерильная одноразовая защитная оболочка DP Sleeve для Аппарата

Dermapen 4™

Нестерильная одноразовая защитная оболочка DP Sleeve™
для Аппарата для мезотерапии Dermapen™ 4

РУ № _____ от _____



Производитель: ООО «Эквипмед ЮЭсЭй» (Equipmed USA LLC),

4695 Макартур Корт, офис 1100, Ньюпорт-Бич, Калифорния 92660, США

(4695 Macarthur CT, STE 1100, Newport Beach, CA 92660, USA)



Дата производства – 03/2019



Использовать до: 03/2022


QR-код

DPSleeve

33 PCS/BOX

33 Individual Packets

Фотографическое изображение 10. Аппарат для мезотерапии Dermapen 4. Маркировка групповой упаковки Нестерильной одноразовой защитной оболочки DP Sleeve для Аппарата



Фотографическое изображение 11. Аппарат для мезотерапии Dertaren 4. Блок питания с кабелем

Made Exclusively For

Dermapenworld

EDAC EDACPOWER ELEC.

Medical AC Adapter

Model: EM1012AVRS

AC Input: 100-240Vac, 1.0-0.5A, 50-60Hz

DC Output: 5V --- 2.4A



S/N: 181500677



RoHS

Manufacturer: www.edac.com.tw

MADE IN CHINA

1312610120006 **C1**

Фотографическое изображение 12. Аппарат для мезотерапии Дермапен 4. Маркировка Блока питания



Фотографическое изображение 13. Аппарат для мезотерапии *Dermarpen 4*. Зарядное устройство для аккумуляторных батарей с кабелем питания


Зарядное устройство для аккумуляторных батарей с кабелем питания для Аппарата для мезотерапии Dermapen™ 4

РУ № _____ от _____



Производитель: ООО «Эквипмед ЮЭсЭй» (Equipmed USA LLC),
4695 Макартур Корт, офис 1100, Ньюпорт-Бич, Калифорния
92660, США

(4695 Macarthur CT, STE 1100, Newport Beach, CA 92660, USA)



F7 для литий-ионного аккумулятора 3.7В 14500/10440 AAA/AA

Input: AC 90В-260В; 50-60 Гц

Output: DC 4.2В AA 500mAх2 AAA 250mAх2

Время зарядки 1-2 часа; Разряжен – красный светодиод;


Заряжен – зеленый светодиод




Дата производства –03/2019



QR-код





Фотографическое изображение 15. Аппарат для мезотерапии Dermaren 4. Кейс-бокс

Аппарат для мезотерапии Dermapen™ 4

РУ № _____

Производитель: ООО «Эквимед ЮЭсЭй» (Equipmed USA LLC),
4695 Макартур Корт, офис 1100, Ньюпорт-Бич, Калифорния
92660, США (4695 Macarthur CT, STE 1100, Newport Beach, CA
92660, USA)

Уполномоченный представитель: ООО «Альпмедоливия»
Россия, 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 40, офис 18А
SN 4MD007649, срок службы 7 лет

Дата производства – 10/2019

Хранить при температуре от +5 °С до +40 °С, относительной
влажности воздуха 20%-80%

Транспортировать при температуре от - 20 °С до + 50 °С,
относительной влажности воздуха 20%-80%

Масса нетто 5 кг



Штрих-код

**Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью**

18 (восемнадцать) ЛИСТОВ
цифрами прописью

Должность генеральный директор

Подпись [подпись] / карьер

« 26 » сентября 20 23 г.

