



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «БОЗОН»

Беляков А.В.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Манипулятор маточный по Mangeshikar,

производства "Гюнтер Биссингер Медизинтехник ГмбХ"
(Günter Bissinger Medizintechnik GmbH)

Манипулятор маточный по Mangeshikar




Фото 1. Рукоятка универсальная, вращающаяся, 86610100




Фото 2. Тубус с фиксацией, 86610225




Фото 3 .Тубус внутренний с замковым механизмом, 86610226




Фото 4 . Тубус манипулятора, 86610300




Фото 6 . Колпачок с керамическим наконечником, диаметр 35 мм, 86610435. Внешний вид также соответствует для вариантов исполнений: Колпачок с керамическим наконечником, - диаметр 40 мм, 86610440; - диаметр 45 мм, 86610445.

REF 86610530 LOT 976211 1 шт.
Регистрационное
удостоверение:
Р/И / от
bissinger RU Держатель шейки матки
CE
Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Гюнтер Биссингер Медицинские ГмбХ
Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «БОЗОН»
125212, Москва, Выборгская ул., д. 16, строение 1, тел. +7 (495) 937-33-97.






Фото 8. Рабочая вставка диаметр 4 мм, длина 40 мм, 86610604. Внешний вид также соответствует для вариантов исполнений: Рабочая вставка: - диаметр 4 мм, длина 40 мм, 86610604; - диаметр 5 мм, длина 50 мм, 86610605; - диаметр 6 мм, длина 60 мм, 86610606; - диаметр 7 мм, длина 70 мм, 86610607; - диаметр 8 мм, длина 80 мм, 86610608; - диаметр 8 мм, длина 120 мм, 86610612; - диаметр 8 мм, длина 150 мм, 86610615.

Манипулятор маточный по Mangeshikar advanced+




Фото 9. Рукоятка универсальная, 86620100.




Фото 10. Тубус с фиксацией, 86620225.





Фото 11. Тубус внутренний с замковым механизмом, 86620200.






Рисунок 12. Тубус манипулятора, 86620300. Внешний вид также соответствует для вариантов исполнений: тубус манипулятора, 86620301.





Рисунок 13. Колпачок с керамическим наконечником, диаметр 35 мм, 86620435. Внешний вид также соответствует для вариантов исполнений: - Колпачок с керамическим наконечником, диаметр 40 мм, 86620440; Колпачок с керамическим наконечником, диаметр 45 мм, 86620445.




Фото 14. Держатель шейки матки, 86620530




Фото 15. Рабочая вставка изогнутая, 86620600. Внешний вид также соответствует для вариантов исполнений: Рабочая вставка изогнутая, 86620610;




Фото 16. Рабочая вставка атравматическая, 86620620.

Проект маркировки для поставок в РФ

REF XXXXXXXX	LOT XXXX	1 шт.
	 Наименование изделия	Регистрационное удостоверение: РЗН ____/____ от ____
    		
		
Günter Bissinger Medizintechnik GmbH/ Гюнтер Биссингер Медицинтехник ГмбХ Hans-Theisen-Str. 1, 79331 Teningen, Германия		
	XXXX-XX	
«Н» - Stainless steel		
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «БОЗОН» 125212, Москва, Выборгская ул., д. 16, строение 1, тел. +7 (495) 937-33-97.		

«Н» - Нержавеющая сталь*

* Данная маркировка не относится к деталям из пластика, керамики и тд.:

(Колпачок с керамическим наконечником, в исполнениях:

- диаметр 35 мм, 86610435;
- диаметр 40 мм, 86610440;
- диаметр 45 мм, 86610445;
- диаметр 35 мм, 86620435;
- диаметр 40 мм, 86620440;
- диаметр 45 мм, 86620445.

Тубус манипулятора, в исполнениях:

- тубус манипулятора, 86620300;
- тубус манипулятора, 86620301»)

Всего прошито, проклеено и скреплено печатью

И подписью 14 листов



Генеральный директор ООО «БОЗОН»

Беляков А.В.

