



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Аппарат фототерапии «Estetica LightCare Pro» по ТУ 26.60.13-001-54138278-2022


Состав аппарата фототерапии «Estetica LightCare Pro»:

- 1. Базовая стойка УЛКМ.01.00.001**
- 2. Световая панель Aurora УЛКМ.05.01.001 (при необходимости)**
- 3. Световая панель Felicity УЛКМ.05.01.002 (при необходимости)**
- 4. Световая панель Perfection УЛКМ.05.01.003 (при необходимости)**
- 5. Световая панель Euphoria УЛКМ.05.01.004 (при необходимости)**
- 6. Световая панель Oblivion УЛКМ.05.01.005 (при необходимости)**
- 7. Световая панель Constellation УЛКМ.05.01.006 (при необходимости)**
- 8. Световая панель Miracle УЛКМ.05.01.007 (при необходимости)**
- 9. Световая панель Pleasure УЛКМ.05.01.008 (при необходимости)**
- 10. Очки защитные пациента (непрозрачные)**
- 11. Очки защитные для оператора**
- 12. Кабель питания**
- 13. Руководство по эксплуатации**
- 14. Паспорт**

Фотографические изображения
1. Базовая стойка УЛКМ.01.00.001



Общий вид



Аппарат фототерапии «Estetica LightCare Pro»

Класс защиты от поражения
электрическим током: I



АО «ПЛЛТ»

Степень защиты:

IP20

Потребляемая мощность:

<2.5 кВт



Произведено по ТУ

26.60.13-001-54138278-2022

Рег. удостоверение

№ РЗН 20xx/xxxx от xx.xx.20xx


SN: LC 001/2022

Дата производства: 05.2022


Электропитание: ~230V 50 Hz

Маркировка


2. Световая панель Aurora УЛКМ.05.01.001 (при необходимости) ТУ




3. Световая панель Felicity УЛKM.05.01.002 (при необходимости)




4. Световая панель Perfection УЛKM.05.01.003 (при необходимости)




5. Световая панель Euphoria УЛКМ.05.01.004 (при необходимости)




6. Световая панель Oblivion УЛКМ.05.01.005 (при необходимости)




7. Световая панель Constellation УЛКМ.05.01.006 (при необходимости)




8. Световая панель Miracle УЛКМ.05.01.007 (при необходимости)




9. Световая панель Pleasure УЛKM.05.01.008 (при необходимости)



10. Очки защитные пациента (непрозрачные)



11. Очки защитные для оператора



12. Кабель питания



13. Руководство по эксплуатации

Аппарат фототерапии

Estetica

Руководство по эксплуатации



АО «ПЛЛТ»

Редакция 1.1

14. Паспорт



Акционерное Общество
«Проектная Лаборатория Лазерных
Технологий»

ПАСПОРТ

Аппарат фототерапии
«Estetica LightCare Pro»

Яковлев Н.И./

М.П.



(подпись)

10 (десять)