

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Локомотив»

Лосин С.А.

«01» декабря 2022 г.



**КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ
по ТУ 32.50.50–014–09366228–2021**

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
вместе с принадлежностями, необходимыми для применения
медицинского изделия по назначению



Рисунок 1. Халат модель 1 (с боковыми швами)



Рисунок 2. Халат модель 2 (без боковых швов)



Рисунок 3. Брюки одноразовые



Рисунок 4. Куртка одноразовая



Рисунок 5. Комбинезон одноразовый модель 1 (с рукавом реглан)



Рисунок 6. Комбинезон одноразовый модель 2 (с втачным рукавом)



Рисунок 7. Комбинезон одноразовый модель 3 (с цельнокроенным рукавом)



Рисунок 8. Шапочка-шлем «Шлем противоэпидемический»



Рисунок 9. Бахилы высокие на завязках модель 1 (с двойной завязкой, первая завязка по щиколотке, вторая по голени)



Рисунок 10. Бахилы высокие на завязках модель 2 (высокие с завязками
вверху изделия)



Рисунок 11. Бахилы высокие на завязках модель 3 (высокие с завязками
вверху изделия и подошвой с изнаночной стороны)



Рисунок 12. Нарукавники на резинке



Рисунок 13. Фартук



Рисунок 14. Респиратор медицинский НЕВА®-306, класс защиты FFP3, без клапана выдоха, с регулируемой лентой оголовья. (Респираторы фильтрующие медицинского назначения НЕВА®-206, НЕВА®-216, НЕВА®-306, НЕВА®-316 по ТУ 32.50.50-004-65525370-2016, производства ООО «Респираторный комплекс», Россия, № РЗН 2018/6856)



Рисунок 15. Салфетка - полотенце



Рисунок 16. Перчатки медицинские хирургические нестерильные
(Перчатки медицинские хирургические стерильные и нестерильные по ТУ
9398-001-53733748-2008, производства ООО «Ардейл-Импэкс», Россия, №
ФСР 2008/03089), цвет: белый



Рисунок 17. Очки защитные закрытые

**Общество с ограниченной ответственностью
«Локомотив»**

ОКПД2 32.50.50.190

Группа Р12
(код ОКВ 13 040.40)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Локомотив»

Лосин С. А.

«01» декабря 2022 г.

**Инструкция по применению
КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ
по ТУ 32.50.50–014–09366228–2021
версия 06**

2022

ООО «Локомотив»

Адрес: 426035, Российская Федерация, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Софья Ковалевской, дом № 4-А, кабинет 2

sales@lokomotiv.com

8 (3412) 245-475, 8 (3412) 245-495

**Рисунок 18. Инструкция по применению «Комплект одежды
противоэпидемический в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.50–014–09366228–2021»**

ООО «Локомотив»

426035, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Софьи Ковалевской, дом № 4-А, кабинет 2

E-mail: sales@lokomed.com, тел: 8 (3412) 245-475; 8 (3412) 245-495

Комплект одежды противоэпидемический в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-014-09366228-2021

Комплект одежды противоэпидемический в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-014-09366228-2021, Комплект №1 (размер: М (46-48), цвет: белый), в составе:

- Брюки одноразовые – 1шт;
- Куртка одноразовая – 1шт;
- Халат модель 1 (с боковыми швами) – 1 шт.;
- Шапочка-шлем «Шлем противоэпидемический» – 1 шт;
- Бахилы высокие на завязках модель 2 (высокие с завязками сверху изделия) – 1 пара;
- Наручники на резинке – 1 пара;
- Фартук -1шт;
- Респиратор медицинский НЕВА®-306, класс защиты FFP3, без клапана выдоха, с регулируемой лентой оголовья (Респираторы фильтрующие медицинского назначения НЕВА®-206, НЕВА®-216, НЕВА®-306, НЕВА®-316 по ТУ 32.50.50-004-65525370-2016, производства ООО «Респираторный комплекс», Россия, № РЗН 2018/6856) -1 шт.;
- Салфетка – полотенце -1шт;
- Перчатки медицинские хирургические нестерильные (Перчатки медицинские хирургические стерильные и нестерильные по ТУ 9398-001-53733748-2008, производства ООО «Ардейл-Импэкс», Россия), № ФСР 2008/03089 -2 пары;
- Очки защитные закрытые (цвет: голубой) -1шт;
- Инструкция по применению – 1 шт.

Состав сырья: Латекс, Каучук, Стирол-этилен, Поликарбонат, Полипропилен.

Назначение изделия: для применения медицинским персоналом для предотвращения перекрёстного заражения микроорганизмами, загрязнения физиологическими жидкостями и твёрдыми частицами между пациентом и персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения инфекционных заболеваний.

Условия хранения: Температура не ниже минус 20°С и не выше плюс 40 °С, относительной влажности воздуха не более 80 %.

Утилизация: Изделия, после применения, складываются в пакет для утилизации медицинских отходов и подвергаются обеззараживанию химическими (дезинфекция) и физическими (термические, микроволновые, радиационные и другие) методами с последующим удалением в соответствии с требованиями к медицинским отходам класса Б по СанПиН 2.1.3684-21.

Неиспользованные комплекты, а также комплекты, не имеющие контакта с инфекционными больными, являются эпидемиологическим безопасными отходами, приближенными по составу к твердым бытовым отходам, класса А по СанПиН 2.1.3684-21.

Адрес производства: 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Проезд им. Дерябина, 2/102, пом. №44, №53-57, №60-61, №160-162, №62-64.

Дата изготовления: 03.2022 г.

Номер партии: 202203

Срок хранения: 5 лет

РУ № РЗН XXXX/XXXX XXXXX

СС: № РОСС RU C-RU.HB63.H09855/21 от 22 июля 2021 г.





Рисунок 19. Макет потребительской этикетки
Комплект одежды противоэпидемический в вариантах исполнения по
ТУ 32.50.50-014-09366228-2021

ООО «Локомотив»

426035, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Софьи Ковалевской, дом № 4-А, кабинет 2
E-mail: sales@lokomed.com, тел: 8 (3412) 245-475; 8 (3412) 245-495

Комплект одежды противоэпидемический в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-014-09366228-2021

Комплект одежды
противоэпидемический в
вариантах исполнения по
ТУ 32.50.50-014-09366228-
2021, Комплект №1 (размер:
М (46-48), цвет: белый), в
составе:

- Брюки одноразовые – 1шт;
- Куртка одноразовая – 1шт;
- Халат модель 1 (с боковыми швами) – 1 шт.;
- Шапочка-шлем «Шлем противоэпидемический» - 1 шт;
- Бахилы высокие на завязках модель 2 (высокие с завязками сверху изделия) – 1 пара;
- Нарукавники на резинке – 1 пара;
- Фартук -1шт;
- Респиратор медицинский НЕВА®-306, класс защиты FFP3, без клапана выдоха, с регулируемой лентой оголовья (Респираторы фильтрующие медицинского назначения НЕВА®-206, НЕВА®-216, НЕВА®-306, НЕВА®-316 по ТУ 32.50.50-004-65525370-2016, производства ООО «Респираторный комплекс», Россия, № РЗН 2018/6856) -1 шт.;
- Салфетка – полотенце -1шт;
- Перчатки медицинские хирургические нестерильные (Перчатки медицинские хирургические стерильные и нестерильные по ТУ 9398-001-53733748-2008, производства ООО «Ардейл-Импэкс», Россия), № ФСР 2008/03089 -2 пары;
- Очки защитные закрытые (цвет: голубой) -1шт;
- Инструкция по применению – 1 шт.

Количество упаковок: 10
шт.

Состав сырья: Латекс, Каучук, Стирол-этилен, Поликарбонат, Полипропилен.

Назначение изделия: для применения медицинским персоналом для предотвращения перекрёстного заражения микроорганизмами, загрязнения физиологическими жидкостями и твёрдыми частицами между пациентом и персоналом при оказании лечебно-профилактической помощи в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения инфекционных заболеваний.

Способ использования: Используется в качестве второго слоя одежды, надевается поверх хлопчатобумажного белья, чтобы предотвратить порчу одежды, уберечь рабочие поверхности и материалы от попадания пыли, волос, ворсинок. Служит защитным изоляционным слоем для закрытия тела человека, покрывает полностью голову и лицо, туловище человека, руки и ноги.

Условия хранения: Температура не ниже минус 20°С и не выше плюс 40 °С, относительной влажности воздуха не более 80 %.

Утилизация: Изделия, после применения, складываются в пакет для утилизации медицинских отходов и подвергаются обеззараживанию химическими (дезинфекция) и физическими (термические, микроволновые, радиационные и другие) методами с последующим удалением в соответствии с требованиями к медицинским отходам класса Б по СанПиН 2.1.3684-21.

Неиспользованные комплекты, а также комплекты, не имеющие контакта с инфекционными больными, являются эпидемиологическим безопасными отходами, приближенными по составу к твердым бытовым отходам, класса А по СанПиН 2.1.3684-21.

Адрес производства: 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Проезд им. Дерябина, 2/102, пом. №44, №53-57, №60-61, №160-162, №62-64.

Дата изготовления: 03.2022 г.

Номер партии: 202203

Масса брутто: 7, 3 кг

Срок хранения: 5 лет

РУ № РЗН XXXX/XXXX XXXXX

СС: № РОСС RU C-RU.HB63.H09855/21 от 22 июля 2021 г.






Рисунок 20. Макет транспортной этикетки Комплект одежды
противоэпидемический в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.50-014-09366228-2021




Рисунок 22. Комплект одежды противозидемический в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-014-09366228-2021, в транспортной упаковке

Прошито и скреплено печатью
количество 23 (двадцать три) листов

Директор

ООО «Локомотив»

/ Лосин С.А./

Подпись

ФИО

