

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов

**«Экспресс-тест для одновременного качественного выявления антигена р24
ВИЧ-1 и антител к ВИЧ 1 и 2 типов в сыворотке, плазме и цельной крови человека
методом иммунохроматографического анализа
«РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА»
для диагностики in vitro, в вариантах исполнения»
по ТУ 21.20.23-020-44090553-2023**

Фотографическое изображение 1. Набор реагентов «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА», комплект №1



НАБОР РЕАГЕНТОВ
«Экспресс-тест для одновременного качественного выявления антигена p24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ 1 и 2 типов в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА» для диагностики in vitro, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-020-44090553-2023

LOT LHAPZ23F01 REF LHAP100 2023-06

2025-06

Состав набора:

Комплект № 1

ТЕСТ Тест-картридж для одновременного выявления антигена p24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 - 1 шт.

БР Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей с буферным раствором (0,15 мл) - 1 шт.

Пипетка одноразовая - 1 шт.

(Изделия для лабораторных исследований из полимерных материалов: пипетки серологические и для переноса жидкостей (Пастера), РУ № ФСЗ 2012/11857)

Скарификатор одноразовый - 1 шт.

(Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance одноразового применения, РУ ФСЗ 2009/04308)

Салфетка антисептическая - 1 шт.

(Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные «М.К.Асептика» спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00, РУ № ФСЗ 2009/05438)

Инструкция по применению - 1 шт.

Место производства: ООО «РАПИД БИО»

Россия, 121205, Москва, территория инновационного центра «Сколково» ул. Большой бульвар, д.2с1, пом. 179, 180

Уполномоченный представитель производителя: ООО «ПАЙФ ДИАГНОСТИКС», Россия, 121205, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ

Можайский, тер. Сколково Инновационного центра, ул. Нобеля, д.5, помещ. 1, ком. 1 Р.М. 12

+7 (969) 022-23-21, info@pifediagnostics.ru

ООО «РАПИД БИО» Россия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ


ул. Саердлова, д.13а, оф. 4 www.rapidbio.ru info@rapidbio.ru

Для профессионального применения



ТУ 21.20.23-020-44090553-2023 РУ _____ ОТ _____

Фотографическое изображение 2. Состав Набора реагентов «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА», комплект №1






Rapid Bio

point-of-care diagnostics

Штрих-код продукта

ВНИМАНИЕ
ПОСМОТРЕТЬ
ИНСТРУКЦИЮ



НАБОР РЕАГЕНТОВ

«Экспресс-тест для одновременного качественного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ 1 и 2 типов в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА» для диагностики in vitro, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-020-44090553-2023

LOT LHAPZ23F01 REF LHAP100 2023-06

2025-06

Комплект № 2

Состав набора:

Тест-картридж для одновременного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 - 1 шт.

Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей с буферным раствором (0,15 мл) - 1 шт.

Пипетка одноразовая - 1 шт.

(Изделия для лабораторных исследований из полимерных материалов: пипетки серологические и для переноса жидкостей (Пастера), РУ № ФСЗ 2012/11857)

Скарификатор одноразовый - 1 шт.

(Инструменты медицинские колющие: скарификатор, РУ ФСЗ 2011/09783)

Салфетка антисептическая - 1 шт.

(Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные «М.К.Асептика» спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00, РУ № ФСР 2009/05438)

Инструкция по применению - 1 шт.

Место производства: ООО «РАПИД БИО»

Россия, 121205, Москва, территория инновационного центра «Сколково» ул. Большой бульвар, 42с1, пом. 179, 180

Уполномоченный представитель производителя: ООО «ЛАЙФ ДИАГНОСТИКС», Россия, 121205, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, тер. Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, д. 5, помещ. 1, ком. 1 Р.М. 12

+7 (969) 022-23-21, info@lifediagnosics.ru


ООО «РАПИД БИО» Россия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ ул. Свердлова, д. 13а, оф. 4 www.rapidbio.ru info@rapidbio.ru


Для профессионального применения



ТУ 21.20.23-020-44090553-2023 РУ _____ ОТ _____

Фотографическое изображение 4. Состав Набора реагентов «РАПИД-ВИЧ- АГ/АТ -ИХА», комплект №2





НАБОР РЕАГЕНТОВ


«Экспресс-тест для одновременного качественного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ 1 и 2 типов в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА» для диагностики in vitro, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-020-44090553-2023

Комплект № 3

Состав набора:


- ТЕСТ** Тест-картридж для одновременного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 - 10 шт.
БР Флакон-капельница с буферным раствором (2,0 мл) - 1 шт.
Пипетка одноразовая - 10 шт.
(Изделия для лабораторных исследований из полимерных материалов: пипетки серологические и для переноса жидкостей (Пастера), РУ № ФСЗ 2012/11857)
Скарификатор одноразовый - 10 шт.
(Пенцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения, РУ № ФСЗ 2009/04308)
Салфетка антисептическая - 10 шт.
(Салфетки антисептические из бумажного текстильподобного материала стерильные «М.К. Асептика» спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00, РУ № ФСР 2009/05438)
Инструкция по применению - 1 шт.

LOT LHAP223F01 REF LHAP100 2023-06 2025-06





ООО «РАПИД БИО», Россия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 13а, оф. 4
info@rapidbio.ru info@rapidbio.ru

Фотографическое изображение 6. Набор реагентов «РАПИД-ВИЧ- АГ/АТ -ИХА», сторона 2, комплект №3




Фотографическое изображение 7. Состав Набора реагентов «РАПИД-ВИЧ- АГ/АТ -ИХА», комплект №3






Фотографическое изображение 9. Набор реагентов «РАПИД-ВИЧ- АГ/АТ -ИХА», сторона 2, комплект №4



Фотографическое изображение 10. Состав Набора реагентов «РАПИД-ВИЧ- АГ/АТ -ИХА», комплект №4



Фотографическое изображение 11. Набор реагентов «РАПИД-ВИЧ- АГ/АТ -ИХА», сторона 1, комплект №5

Rapid Bio

«Экспресс-тест для одновременного качественного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ 1 и 2 типов в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа
«РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА»
для диагностики in vitro, в варианте исполнения»
по ТУ 21.20.23-020-44090553-2023
Комплект №5

LECT

6P

Пилетка одноразовая - 25 шт.

Скарификатор одноразовый - 25 шт.

Салфетка антисептическая - 25 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.

Для профессионального применения

РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА

16011HAPZ3F01

REF UHAP100 IVD

2023-06

2025-04

TV 21-20-23-020-44080883-2022 BY _____ OF _____

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific information required.


SECRET

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1875

1870


Фотографическое изображение 12. Набор реагентов «РАПИД-ВИЧ- АГ/АТ -ИХА», сторона 2, комплект №5




Фотографическое изображение 13. Состав Набора реагентов «РАПИД-ВИЧ- АГ/АТ -ИХА», комплект №5



Фотографическое изображение 14. Набор реагентов «РАПИД-ВИЧ- АГ/АТ -ИХА», сторона 1, комплект №6




Фотографическое изображение 15. Набор реагентов «РАПИД-ВИЧ- АГ/АТ -ИХА», сторона 2, комплект №6




Фотографическое изображение 16. Состав Набора реагентов «РАПИД-ВИЧ- АГ/АТ -ИХА», комплект №6




Фотографическое изображение 17. Набор реагентов «РАПИД-ВИЧ- АГ/АТ -ИХА», сторона 1, комплект №7




Фотографическое изображение 18. Набор реагентов «РАПИД-ВИЧ- АГ/АТ -ИХА», сторона 2, комплект №7






Фотографическое изображение 21. Набор реагентов «РАПИД-ВИЧ- АГ/АТ -ИХА», сторона 2, комплект №8




Фотографическое изображение 22. Состав Набора реагентов «РАПИД-ВИЧ- АГ/АТ -ИХА», комплект №8






Фотографическое изображение 24. Набор реагентов «РАПИД-ВИЧ- АГ/АТ -ИХА», сторона 2, комплект №9



Фотографическое изображение 25. Состав Набора реагентов «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА», комплект №9



Фотографическое изображение 26. Набор реагентов «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА», сторона 1, комплект №10




Фотографическое изображение 28. Набор реагентов «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА», сторона 2, комплект №10



Фотографическое изображение 29. Состав Набора реагентов «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА», комплект №10








Фотографическое изображение 32. Состав Набора реагентов «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА», комплект №11








Фотографическое изображение 35. Состав Набора реагентов «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА», комплект №12






Фотографическое изображение 37. Набор реагентов «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА», сторона 2, комплект №13




Фотографическое изображение 38. Состав Набора реагентов «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА», комплект №13




Фотографическое изображение 39. Внешний вид и маркировка индивидуальной упаковки тест-картриджа



Фотографическое изображение 40. Внешний вид индивидуальной упаковки компонента «Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей с буферным раствором (0,15 мл), 1 шт.»




Фотографическое изображение 41. Внешний вид и маркировка индивидуальной упаковки компонента «Флакон-капельница с буферным раствором 2,0 мл»



Фотографическое изображение 42. Внешний вид и маркировка индивидуальной упаковки компонента «Флакон-капельница с буферным раствором 5,0 мл»




Фотографическое изображение 43. Внешний вид и маркировка индивидуальной упаковки компонента «Скарификатор одноразовый», 10 шт,
Комплект №3



Фотографическое изображение 44. Внешний вид и маркировка индивидуальной упаковки компонента «Скарификатор одноразовый», Комплект №1



Фотографическое изображение 45. Внешний вид и маркировка индивидуальной упаковки компонента «Скарификатор одноразовый», Комплект №2



Фотографическое изображение 46. Внешний вид и маркировка индивидуальной упаковки компонента «Скарификатор одноразовый», 10 шт, Комплект №4




Фотографическое изображение 47. Внешний вид и маркировка индивидуальной упаковки компонента «Скарификатор одноразовый», 25 шт, Комплекты №5, 7




Фотографическое изображение 48. Внешний вид и маркировка индивидуальной упаковки компонента «Скарификатор одноразовый», 25 шт, Комплекты №6, 8



Фотографическое изображение 49. Внешний вид и маркировка индивидуальной упаковки компонента «Пипетка одноразовая», Комплекты №1, 2



Фотографическое изображение 50. Внешний вид и маркировка индивидуальной упаковки компонента «Пипетка одноразовая», 10 шт,
Комплекты №3, 4



Фотографическое изображение 51. Внешний вид и маркировка индивидуальной упаковки компонента «Пипетка одноразовая», 25 шт., Комплекты №5, 6, 7, 8



Фотографическое изображение 52. Внешний вид и маркировка индивидуальной упаковки компонента «Салфетка антисептическая», 1 шт, Комплекты №1, 2



Фотографическое изображение 53. Внешний вид и маркировка индивидуальной упаковки компонента «Салфетка антисептическая», 10 шт., Комплекты №3, 4



Фотографическое изображение 54. Внешний вид и маркировка индивидуальной упаковки компонента «Салфетка антисептическая», 25 шт, Комплекты №5, 6, 7, 8



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

59 лист (ов)

Подпись _____ Жимбиев А.Б.
М.П. _____





Утверждаю

Генеральный директор

ООО «РАПИД БИО»

А.Ц. Жимбиев

« 9 » января 2024 г.

Образцы маркировки медицинского изделия

Набор реагентов

«Экспресс-тест для одновременного качественного выявления антигена тр24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ 1 и 2 типов в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа

«РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА»

для диагностики *in vitro*, в вариантах исполнения»

по ТУ 21.20.23-020-44090553-2023

3) Образец маркировки Набора реагентов «Экспресс-тест для одновременного качественного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ 1 и 2 типов в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА» для диагностики in vitro, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-020-44090553-2023, Комплект №3:



НАБОР РЕАГЕНТОВ
«Экспресс-тест для одновременного качественного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ 1 и 2 типов в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА» для диагностики in vitro, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-020-44090553-2023

Комплект № 3

Состав набора:

ТЕСТ Тест-картридж для одновременного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 - 10 шт.

БР Флакон-капельница с буферным раствором (2,0 мл) - 1 шт.

Пипетка одноразовая - 10 шт.

(Изделия для лабораторных исследований из полимерных материалов: пипетки серологические и для переноса жидкостей (Пастера), РУ № ФСЗ 2012/11857)

Скарификатор одноразовый - 10 шт.

(Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения, РУ № ФСЗ 2009/04308)

Салфетка антисептическая - 10 шт.

(Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные «М.К. Асептика» спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00, РУ № ФСЗ 2009/05438)

Инструкция по применению - 1 шт.



LOT LHAPZ23F01 **REF** LHAP100 2023-06 2025-06



ООО «РАПИД БИО», Россия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.13а, оф.4
www.rapidbio.ru info@rapidbio.ru

РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА

Для профессионального применения



Место производства: ООО «РАПИД БИО»

Россия, 121205, Москва, Территория инновационного центра «Сколково» ул. Большой бульвар, 42с1, пом. 179, 180

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «ЛАЙФ ДИАГНОСТИКС»

121205, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, тер. Сколково Инновационного центра, ул. Нобеля, д.5, помещ. 1, ком. 1 Р.М. 12, info@lifediagnosics.ru

ТУ 21.20.23-020-44090553-2023 РУ _____ от _____

4) Образец маркировки Набора реагентов «Экспресс-тест для одновременного качественного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ 1 и 2 типов в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА» для диагностики in vitro, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-020-44090553-2023, Комплект №4:



НАБОР РЕАГЕНТОВ
«Экспресс-тест для одновременного качественного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ 1 и 2 типов в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА» для диагностики in vitro, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-020-44090553-2023

Комплект № 4

Состав набора:

- ТЕСТ** Тест-картридж для одновременного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 - 10 шт.
БР Флакон-капельница с буферным раствором (2,0 мл) - 1 шт.
Пипетка одноразовая - 10 шт.
(Изделия для лабораторных исследований из полимерных материалов: пипетки серологические и для переноса жидкостей (Пастера), РУ № ФСЗ 2012/11857)
Скарификатор одноразовый - 10 шт.
(Инструменты медицинские колющие: скарификатор, РУ ФСЗ 2011/09783)
Салфетка антисептическая - 10 шт.
(Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные «М.К. Асептика» спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00, РУ № ФСР 2009/05438)
Инструкция по применению - 1 шт.

LOT LHAPZ23F01 **REF** LHAP100 2023-06 2025-06



ООО «РАПИД БИО», Россия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 13а, оф. 4
www.rapidbio.ru info@rapidbio.ru

РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА
Для профессионального применения



Место производства: ООО «РАПИД БИО»
Россия, 121205, Москва, Территория инновационного центра «Сколково» ул. Большой бульвар, 42с 1, пом. 179, 180
Уполномоченный представитель производителя:
ООО «ЛАЙФ ДИАГНОСТИКС»
121205, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, тер. Сколково Инновационного центра, ул. Нобеля, д. 5, помещ. 1, ком. 1 Р.М. 12, info@lifediagnosics.ru
ТУ 21.20.23-020-44090553-2023 РУ _____ от _____

5) Образец маркировки Набора реагентов «Экспресс-тест для одновременного качественного выявления антигена p24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ 1 и 2 типов в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА» для диагностики in vitro, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-020-44090553-2023, Комплект №5



НАБОР РЕАГЕНТОВ

**«Экспресс-тест для одновременного качественного выявления антигена p24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ 1 и 2 типов в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА» для диагностики in vitro, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-020-44090553-2023
Комплект №5**

Состав набора:

ТЕСТ Тест-картридж для одновременного выявления антигена p24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 - 25 шт.

БР Флакон-капельница с буферным раствором (5,0 мл) - 1 шт.

Пипетка одноразовая - 25 шт.

(Изделия для лабораторных исследований из полимерных материалов: пипетки серологические и для переноса жидкостей (Пастера), РУ № ФСЗ 2012/11857)

Скарификатор одноразовый - 25 шт.


(Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения, РУ № ФСЗ 2009/04308)

Салфетка антисептическая - 25 шт.


(Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные «М.К. Асептика» спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00, РУ № ФСЗ 2009/05438)

Инструкция по применению - 1 шт.

Для профессионального применения



РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА



Место производства: ООО «РАПИД БИО»
Россия, 121205, Москва, Территория инновационного центра «Сколково»
ул. Большой бульвар, 42с1, пом. 179, 180

ТУ 21.20.23-020-44090553-2023 РУ _____ от _____

Уполномоченный представитель производителя: ООО «ЛАЙФ ДИАГНОСТИКС», Россия,
121205, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, тер. Сколково Инновационного
центра, ул. Нобеля, д.5, помещ. 1, ком. 1 Р.М. 12. +7 (969) 022-23-21, info@lifediagnosics.ru



ООО «РАПИД БИО», Россия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Свердлова, д.13а, оф.4
www.rapidbio.ru info@rapidbio.ru

6) Образец маркировки Набора реагентов «Экспресс-тест для одновременного качественного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ 1 и 2 типов в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА» для диагностики in vitro, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-020-44090553-2023, Комплект №6



НАБОР РЕАГЕНТОВ
«Экспресс-тест для одновременного качественного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ 1 и 2 типов в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА» для диагностики in vitro, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-020-44090553-2023
Комплект №6

Состав набора:

ТЕСТ Тест-картридж для одновременного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 - 25 шт.

БР Флакон-капельница с буферным раствором (5,0 мл) - 1 шт.

Пипетка одноразовая - 25 шт.

(Изделия для лабораторных исследований из полимерных материалов: пипетки серологические и для переноса жидкостей (Пастера), РУ № ФСЗ 2012/11857)

Скарификатор одноразовый - 25 шт.

(Инструменты медицинские колющие: Скарификатор, РУ № ФСЗ 2011/09783)

Салфетка антисептическая - 25 шт.

(Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные «М.К. Асептика» спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00, РУ № ФСЗ 2009/05438)

Инструкция по применению - 1 шт.

Для профессионального применения



РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА

LOT LHAPZ23F01

REF LHAP100 **IVD**

+2°C / +35°C

Σ 25

2023-06

2025-06



Место производства: ООО «РАПИД БИО»
Россия, 121205, Москва, Территория инновационного центра «Сколково»
ул. Большой бульвар, 42с1, пом. 179, 180

ТУ 21.20.23-020-44090553-2023 РУ _____ от _____

Уполномоченный представитель производителя: ООО «ЛАЙФ ДИАГНОСТИКС», Россия,
121205, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, тер. Сколково Инновационного
центра, ул. Нобеля, д.5, помещ. 1, ком. 1 Р.М. 12. +7 (969) 022-23-21, info@lifediagnosics.ru



ООО «РАПИД БИО», Россия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Свердлова, д.13а, оф.4
www.rapidbio.ru info@rapidbio.ru

7) Образец маркировки Набора реагентов «Экспресс-тест для одновременного качественного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ 1 и 2 типов в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА» для диагностики in vitro, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-020-44090553-2023, Комплект №7



НАБОР РЕАГЕНТОВ
«Экспресс-тест для одновременного качественного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ 1 и 2 типов в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА» для диагностики in vitro, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-020-44090553-2023
Комплект №7

Состав набора:

ТЕСТ Тест-картридж для одновременного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 - 25 шт.

БР Флакон-капельница с буферным раствором (2,0 мл) - 2 шт.

Пипетка одноразовая - 25 шт.

(Изделия для лабораторных исследований из полимерных материалов: пипетки серологические и для переноса жидкостей (Пастера), РУ № ФСЗ 2012/11857)

Скарификатор одноразовый - 25 шт.


(Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения, РУ № ФСЗ 2009/04308)

Салфетка антисептическая - 25 шт.

(Салфетки антисептические из бумажного текстильноподобного материала стерильные «М.К. Асептика» спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00, РУ № ФСЗ 2009/05438)

Инструкция по применению - 1 шт.

Для профессионального применения



РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА

LOT LHAP223F01 **REF** LHAP100 **IVD** +2°C/+35°C Σ 25

2023-06
2025-06



Место производства: ООО «РАПИД БИО»
 Россия, 121205, Москва, Территория инновационного центра «Сколково»
 ул. Большой бульвар, 42с1, пом. 179, 180

ТУ 21.20.23-020-44090553-2023 РУ _____ от _____

Уполномоченный представитель производителя: ООО «ЛАЙФ ДИАГНОСТИКС», Россия,
 121205, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, тер. Сколково Инновационного
 центра, ул. Нобеля, д.5, помещ. 1, ком. 1 Р.М. 12 +7 (969) 022-23-21, info@lifediagnosics.ru



ООО «РАПИД БИО», Россия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
 ул. Свердлова, д.13а, оф.4
 www.rapidbio.ru info@rapidbio.ru

8) Образец маркировки Набора реагентов «Экспресс-тест для одновременного качественного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ 1 и 2 типов в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА» для диагностики in vitro, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-020-44090553-2023, Комплект №8



НАБОР РЕАГЕНТОВ
«Экспресс-тест для одновременного качественного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ 1 и 2 типов в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА» для диагностики in vitro, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-020-44090553-2023
Комплект №8

Состав набора:

ТЕСТ Тест-картридж для одновременного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 - 25 шт.

БР Флакон-капельница с буферным раствором (2,0 мл) - 2 шт.

Пипетка одноразовая - 25 шт.
(Изделия для лабораторных исследований из полимерных материалов: пипетки серологические и для переноса жидкостей (Пастера), РУ № ФСЗ 2012/11857)

Скарификатор одноразовый - 25 шт.
(Инструменты медицинские колющие: скарификатор, РУ ФСЗ 2011/09783)

Салфетка антисептическая - 25 шт.
(Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные «М.К. Асептика» спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00, РУ № ФСР 2009/05438)

Инструкция по применению - 1 шт.

Для профессионального применения



Штрих-код продукта

РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА

LOT LHAPZ23F01

REF LHAP100

IVD

+2°C

+35°C

Σ 25

 2023-06
 2025-06



ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ

Место производства: ООО «РАПИД БИО»
Россия, 121205, Москва, Территория инновационного центра «Сколково»
ул. Большой бульвар, 42с1, пом. 179, 180

ТУ 21.20.23-020-44090553-2023 РУ _____ от _____

Уполномоченный представитель производителя: ООО «ЛАЙФ ДИАГНОСТИКС», Россия,
121205, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, тер. Сколково Инновационного
центра, ул. Нобеля, д.5, помещ. 1, ком. 1 Р.М. 12+7 (969) 022-23-21, info@lifediagnosics.ru



Sk
Сколково



ООО «РАПИД БИО», Россия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Свердлова, д.13а, оф.4
www.rapidbio.ru info@rapidbio.ru

9) Образец маркировки Набора реагентов «Экспресс-тест для одновременного качественного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ 1 и 2 типов в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА» для диагностики in vitro, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-020-44090553-2023, Комплект №9



НАБОР РЕАГЕНТОВ

«Экспресс-тест для одновременного качественного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ 1 и 2 типов в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА» для диагностики in vitro, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-020-44090553-2023

Комплект № 9

Состав набора:



- ТЕСТ** Тест-картридж для одновременного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 - 10 шт.
- БР** Флакон-капельница с буферным раствором (2,0 мл) - 1 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.



ООО «РАПИД БИО», Россия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.13а, оф.4
www.rapidbio.ru info@rapidbio.ru

РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА

Для профессионального применения



Место производства: ООО «РАПИД БИО»
Россия, 121205, Москва, Территория инновационного центра «Сколково» ул. Большой бульвар, 42с1, пом. 179, 180
Уполномоченный представитель производителя:
ООО «ЛАЙФ ДИАГНОСТИКС»
121205, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, тер. Сколково Инновационного центра, ул. Нобеля, д.5, помещ. 1, ком. 1 Р.М. 12, info@lifediagnosics.ru
ТУ 21.20.23-020-44090553-2023 РУ _____ от _____

10) Образец маркировки Набора реагентов «Экспресс-тест для одновременного качественного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ 1 и 2 типов в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА» для диагностики in vitro, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-020-44090553-2023, Комплект №10



НАБОР РЕАГЕНТОВ
«Экспресс-тест для одновременного
качественного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и
антител к ВИЧ 1 и 2 типов в сыворотке, плазме и
цельной крови человека методом
иммунохроматографического анализа
«РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА»
для диагностики in vitro, в вариантах исполнения»
по ТУ 21.20.23-020-44090553-2023

Комплект №10

LOT LHAPZ23F01 **REF** LHAP100 2023-06 2025-06

Состав набора:

ТЕСТ Тест-картридж для одновременного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2- 25 шт.

БР Флакон-капельница с буферным раствором (5,0 мл) - 1 шт.


Инструкция по применению - 1 шт.



ООО «РАПИД БИО», Россия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Свердлова, д.13а, оф.4

www.rapidbio.ru

info@rapidbio.ru



РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА

Для профессионального применения



Место производства: ООО «РАПИД БИО»
Россия, 121205, Москва, Территория инновационного центра «Сколково»
ул. Большой бульвар, 42с1, пом. 179, 180

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «ЛАЙФ ДИАГНОСТИКС»

121205, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский,
тер. Сколково Инновационного центра, ул. Нобеля, д.5, помещ. 1, ком. 1 Р.М. 12,
info@lifediagnosics.ru



ТУ 21.20.23-020-44090553-2023 РУ _____ ОТ _____

11) Образец маркировки Набора реагентов «Экспресс-тест для одновременного качественного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ 1 и 2 типов в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА» для диагностики in vitro, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-020-44090553-2023, Комплект №11



НАБОР РЕАГЕНТОВ
«Экспресс-тест для одновременного
качественного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и
антител к ВИЧ 1 и 2 типов в сыворотке, плазме и
цельной крови человека методом
иммунохроматографического анализа
«РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА»
для диагностики in vitro, в вариантах исполнения»
по ТУ 21.20.23-020-44090553-2023

Комплект №11

LOT LHAPZ23F01 **REF** LHAP100 2023-06 2025-06

Состав набора:

ТЕСТ Тест-картридж для одновременного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2- 25 шт.

БР Флакон-капельница с буферным раствором (2,0 мл) - 2 шт.


Инструкция по применению - 1 шт.



ООО «РАПИД БИО», Россия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Свердлова, д.13а, оф.4

www.rapidbio.ru

info@rapidbio.ru



РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА

Для профессионального применения



Место производства: ООО «РАПИД БИО»
Россия, 121205, Москва, Территория инновационного центра «Сколково»
ул. Большой бульвар, 42с1, пом. 179, 180

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «ЛАЙФ ДИАГНОСТИКС»

121205, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский,
тер. Сколково Инновационного центра, ул. Нобеля, д.5, помещ. 1, ком. 1 Р.М. 12,
info@lifediagnosics.ru



ТУ 21.20.23-020-44090553-2023 РУ _____ ОТ _____

12) Образец маркировки Набора реагентов «Экспресс-тест для одновременного качественного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ 1 и 2 типов в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА» для диагностики in vitro, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-020-44090553-2023, Комплект №12



НАБОР РЕАГЕНТОВ
«Экспресс-тест для одновременного
качественного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и
антител к ВИЧ 1 и 2 типов в сыворотке, плазме и
цельной крови человека методом
иммунохроматографического анализа
«РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА»
для диагностики in vitro, в вариантах исполнения»
по ТУ 21.20.23-020-44090553-2023

Комплект №12

LOT LHAPZ23F01 **REF** LHAP100 2023-06 2025-06

Состав набора:

ТЕСТ Тест-картридж для одновременного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2- 30 шт.

БР Флакон-капельница с буферным раствором (5,0 мл) - 1 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.



ООО «РАПИД БИО», Россия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Свердлова, д.13а, оф.4

www.rapidbio.ru

info@rapidbio.ru



РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА

Для профессионального применения



Место производства: ООО «РАПИД БИО»
Россия, 121205, Москва, Территория инновационного центра «Сколково»
ул. Большой бульвар, 42с1, пом. 179, 180

Уполномоченный представитель производителя:
ООО «ЛАЙФ ДИАГНОСТИКС»
121205, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский,
тер. Сколково Инновационного центра, ул. Нобеля, д.5, помещ. 1, ком. 1 Р.М. 12,
info@lifediagnosics.ru



ТУ 21.20.23-020-44090553-2023 РУ _____ от _____

13) Образец маркировки Набора реагентов «Экспресс-тест для одновременного качественного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ 1 и 2 типов в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА» для диагностики in vitro, в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-020-44090553-2023, Комплект №13



НАБОР РЕАГЕНТОВ
«Экспресс-тест для одновременного
качественного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и
антител к ВИЧ 1 и 2 типов в сыворотке, плазме и
цельной крови человека методом
иммунохроматографического анализа
«РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА»
для диагностики in vitro, в вариантах исполнения»
по ТУ 21.20.23-020-44090553-2023

Комплект №13

LOT LHAPZ23F01 **REF** LHAP100 2023-06 2025-06

Состав набора:

ТЕСТ Тест-картридж для одновременного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2- 30 шт.


БР Флакон-капельница с буферным раствором (2,0 мл) - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.



ООО «РАПИД БИО», Россия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Свердлова, д.13а, оф.4


www.rapidbio.ru

info@rapidbio.ru



РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА

Для профессионального применения



Место производства: ООО «РАПИД БИО»
Россия, 121205, Москва, Территория инновационного центра «Сколково»
ул. Большой бульвар, 42с1, пом. 179, 180

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «ЛАЙФ ДИАГНОСТИКС»

121205, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский,
тер. Сколково Инновационного центра, ул. Нобеля, д.5, помещ. 1, ком. 1 Р.М. 12,
info@lifediagnosics.ru



ТУ 21.20.23-020-44090553-2023 РУ _____ ОТ _____

14) Образец маркировки Тест-картриджа для одновременного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2:

**Rapid Bio**

ТЕСТ Тест-картридж для одновременного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2, 1 шт


ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

LOT LHAPZ23F01

**Sk**
Скольково

 2023-06

 2025-06

 +2°C / +35°C

**IVD**









15) Образец маркировки пластиковой пробирки с насадкой-капельницей с буферным раствором (0,15 мл):

РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА

БР Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей с буферным раствором (0,15 мл)

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


**Rapid Bio**

LOT LHAPZ23F01

**Sk**
Скольково

 2023-06

 2025-06

 +2°C / +35°C

**IVD**









11) Образец маркировки Флакона-капельницы с буферным раствором (2,0 мл):

РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА

БР

Флакон-капельница
с буферным раствором 2,0 мл
ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

IVD

LOT


LHAPZ23F01


Rapid Bio



Сколково


2023-06


2025-06


+2°C


+35°C



12) Образец маркировки Флакона-капельницы с буферным раствором (5,0 мл):

РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА

БР

Флакон-капельница
с буферным раствором 5,0 мл
ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

IVD

LOT


LHAPZ23F01


Rapid Bio


Сколково


2023-06


2025-06


+2°C


+35°C



13) Образец маркировки индивидуальной/групповой упаковки Скарификатора одноразового:



РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА

Rapid Bio

Скарификатор одноразовый - 1 шт.

(Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения, РУ № ФСЗ 2009/04308)

LOT LHAPZ23F01

IVD



РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА

Rapid Bio

Скарификатор одноразовый - 10 шт.

(Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения, РУ № ФСЗ 2009/04308)

LOT LHAPZ23F01

IVD





Rapid Bio

РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА

Скарификатор одноразовый - 10 шт.

*(Инструменты медицинские колющие: Скарификатор,
ПУ № ФСЗ 2011/09783)*

LOT LHAPZ23F01

IVD



Rapid Bio

РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА

Скарификатор одноразовый - 25 шт.

*(Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance
однократного применения, ПУ № ФСЗ 2009/04308)*

LOT LHAPZ23F01

IVD





РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА

Rapid Bio

Скарификатор одноразовый - 1 шт.

(Инструменты медицинские колющие:
Скарификатор, РУ № ФСЗ
2011/09738)

LOT LHAPZ23F01

IVD



РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА

Rapid Bio

Скарификатор одноразовый - 25 шт.

(Инструменты медицинские колющие: Скарификатор,
РУ № ФСЗ 2011/09783)

LOT LHAPZ23F01

IVD





РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА

Rapid Bio

Пипетка одноразовая - 1 шт.

(Изделия для лабораторных исследований из полимерных материалов, РУ № ФСЗ 2012/11857)

LOT LHAPZ23F01

IVD



РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА

Rapid Bio

Пипетка одноразовая - 10 шт.

(Изделия для лабораторных исследований из полимерных материалов, РУ № ФСЗ 2012/11857)

LOT LHAPZ23F01

IVD



РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА

Rapid Bio

Пипетка одноразовая - 25 шт.

(Изделия для лабораторных исследований из полимерных материалов, РУ № ФСЗ 2012/11857)

LOT LHAPZ23F01

IVD



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

10 лист (ов)

Подпись Жилбиев А.Ц.
М.П.

