

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Восон Медикал Рус»




Бодрин М.А.


11 » января 2024 г

Фотографические изображения

Стерилизатор стоматологический паровой Восон (Woson) по ТУ 32.50.12-001-28507261-2018, в вариантах исполнения

Стерилизатор стоматологический паровой Восон (Woson), вариант исполнения Танси Тач (Tancy Touch)









Стерилизатор стоматологический паровой
Восон (V/осон) по ТУ 32.50.12-001-28507261-2018
вариант исполнения Танси Так
(Tancy Touch)



09/2023



SN S092300401W

Напряжение

Номинальная мощность

Макс. Рабочая температура

Макс рабочее давление

Давление при испытаниях

Объем камеры



РХО Тип В

30 Гц ~ 220-230 В

1500ВА

160 °С

2,5 Бар

- 0,8 / ~ 0,85 Бар

2,6 л




ООО «Восон Медикал Рус» Россия, 355236,
Ставропольский край, Шпаковский район, с.
Верхнерусское, улица Батайская, дом 24Г +7-8652-525-888

Место
производства


1. ООО «Восон Медикал Рус», Россия, 355236,
Ставропольский край, Шпаковский район, с.
Верхнерусское, улица Батайская, дом 24Г
2. Ningbo Jienjibei Woson Medical Instrument Co., Ltd.,
No. 25, Lane 300, Jinhuan Road, Jiangbei District,
Ningbo, 315032 Zhejiang, China

Стерилизатор стоматологический паровой Восон (Woson), вариант исполнения Танси Тач (Tancy Touch)	
Уплотнительная прокладка двери ТТ 1 шт.	
SN	WAU240109-01
	15.01.2024
	ООО «Восон Медикал Рус» Россия, 356236, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское, улица Батайская, дом 24Г Тел: +7-8652-525-888



Стерилизатор стоматологический паровой Восон (Woson), вариант исполнения Танко 8Л (Tanco 8L)







Стерилизатор стоматологический паровой
Восон (Woson) по ТУ 32.60.12-001-28607261-2018
вариант исполнения Танко 8Л
(Tanco 8L)



09/2023



S092300101W

Напряжение

Номинальная мощность

Макс. Рабочая температура

Макс рабочее давление

Давление при испытаниях

Объем камеры



IPX0 Тип В

60 Гц ~ 220-230 В

1500ВА

160 °С

2,5 Бар

- 0,8 / - 0,85 Бар

7,6 л



ООО «Восон Медикал Рус» Россия, 356238,
Ставропольский край, Шпаковский район, с.
Верхнерусское, улица Бетайская, дом 24Г +7.8652-625-898

Место
производства


1. ООО «Восон Медикал Рус», Россия, 356238,
Ставропольский край, Шпаковский район, с.
Верхнерусское, улица Бетайская, дом 24Г
2. Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co., Ltd.,
No. 25, Lane 308, Jinhua Road, Jiangbei District,
Ningbo, 316032 Zhejiang, China


Уплотнительная прокладка дверцы Т8Л



Стерилизатор стоматологический паровой Висон (Vison), вариант: исполнения Тапко 8Л (Тапко 8Л) Уплотнительная прокладка дверцы Т8Л	
1 шт.	WAUJ240109-03
SN	15.01.2024
QMS	ООО «Висон Медицин Рус» Россия, 356236, Ставропольский край, Ипатовский район, с. Верхнерусское, улица Батайская, дом 24Г Тел.: +7-8652-525-888

Стерилизатор стоматологический паровой Восон (Woson), вариант исполнения Танко 12Л (Tanco 12L)







Стерилизатор стоматологический паровой
Восон (Woson) по ТУ 32.50.12-001-28507261-2018
вариант исполнения Танко 12Л
(Tanco 12L)



09/2023



S092300102W

Напряжение
Номинальная мощность
Макс. Рабочая температура
Макс рабочее давление
Давление при испытаниях
Объем камеры



IPX0 Тип В

50 Гц ~ 220-230 В

1500ВА

160 ° C

2,5 Бар

-0,3 / - 0,85 Бар

9,0 л




ООО «Восон Медикал Рус», Россия, 356236,
Ставропольский край, Шпаковский район, с.
Верхнерусское, улица Батайская, дом 24Г +7-8862-525-888


Место
производства

1. ООО «Восон Медикал Рус», Россия, 356236,
Ставропольский край, Шпаковский район, с.
Верхнерусское, улица Батайская, дом 24Г
2. Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co., Ltd.,
No. 25, Lane 300, Jinhuan Road, Jiangbei District,
Ningbo, 315632 Zhejiang, China

Стерилизатор стоматологический паровой Восон (Woson), вариант исполнения Танко 12Л (Tanco 12L)	
Уплотнительная прокладка двери Т12Л 1 шт	
SN	WAU240109-05
	15.01.2024
	ООО «Восон Медикал Рус» Россия, 356236, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское, улица Батайская, дом 24Г Тел: +7-8652-525-888




Стерилизатор стоматологический паровой Восон (Woson), вариант исполнения Танзо Классик 18Л (Tanzo Classic 18L)





Уплотнительная прокладка дверцы ТК18Л





Стерилизатор стоматологический паровой
Восон (Woson) по ТУ 32.60.12-001-28507261-2018
вариант исполнения Танзо Классик 18Л
(Tanzo Classic 18L)



09/2023



S092300301W

Напряжение

Номинальная мощность

Макс. Рабочая температура

Макс рабочее давление

Давление при испытаниях

Объем камеры



IPX0 Тип В

50 Гц ~ 220-230 В

1500ВА

160 °С

2,5 Бар

- 0,8 / - 0,85 Bar

16,5 л





ООО «Восон Медикал Рус» Россия, 356236,
Ставропольский край, Шпаковский район, с.
Верхнерусское, улица Батайская, дом 24Г +7-8652-526-888

Место
производства

1. ООО «Восон Медикал Рус», Россия, 356236,
Ставропольский край, Шпаковский район, с.
Верхнерусское, улица Батайская, дом 24Г
2. Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co., Ltd.,
No. 25, Lane 308, Jinhuan Road, Jiangbei District,
Ningbo, 315032 Zhejiang, China

Стерилизатор стоматологический паровой Восон (Woson), вариант исполнения Танзо Классик 23Л (Tanzo Classic 23L)







Стерилизатор стоматологический паровой
Восон (Woson) по ТУ 32.50.12-001-28507261-2018
вариант исполнения Танзо Классик 23Л
(Tanzo Classic 23L)



09/2023



S092300302W



IPXO Тип В

50 Гц ~ 220-230 В

1700ВА

160 ° С

2,5 Бар

- 0,8 / - 0,85 Бар

21,2 л

Напряжение

Номинальная мощность

Макс. Рабочая температура

Макс рабочее давление

Давление при испытаниях

Объем камеры



ООО «Восон Медикал Рус», Россия, 356236,
Ставропольский край, Шпаковский район, с.
Верхнерусское, улица Батайская, дом 24Г ☎7-8652-525-888


Место
производства

1. ООО «Восон Медикал Рус», Россия, 356236,
Ставропольский край, Шпаковский район, с.
Верхнерусское, улица Батайская, дом 24Г
2. Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co., Ltd.,
No. 25, Lane 300, Jirshan Road, Jiangbei District,
Ningbo, 315032 Zhejiang, China

Рама для лотков ТК23Л



Стерилизатор стоматологический паровой Восон (Woson), вариант исполнения Танво 33Л (Tanvo 33L)







Стерилизатор стоматологический паровой
Восон (Woson) по ТУ 32.50.12-001-28507261-2018
вариант исполнения Танво 33Л
(Tanvo 33L)



09/2023



S092300601W

Напряжение

Номинальная мощность

Макс. Рабочая температура

Макс рабочее давление

Давление при испытании

Объем камеры



IPX0 Тип В

50 Гц ~ 220-230 В

2000ВА

160 ° C

2,5 Бар

• 0,1 / - 0,05 Бар

49,2 л




ООО «Восон Медицин Рус» Россия, 354226,
Ставропольский край, Шпаковский район, с.
Верхнерусское, улица Батайская, дом 24Г • 7-9651-525-896


Место
производства

1. ООО «Восон Медицин Рус», Россия, 354231,
Ставропольский край, Шпаковский район, с.
Верхнерусское, улица Батайская, дом 24Г
2. Ningbo Jieghbi Woson Medical Instrument Co., Ltd.,
No. 26, Lane 368, Jieshan Road, Jiangbei Dist 1st,
Ningbo, 315032 Zhejiang, China

Лотки Т33Л



Стерилизатор стоматологический паровой Восон (Woson), вариант исполнения Танво 45Л (Tanvo 45L)







Стерилизатор стоматологический паровой
Восон (Woson) по ТУ 32.50.12-001-28507261-2018
вариант исполнения Танво 45Л
(Tanvo 45L)



09/2023



S092300602W

Напряжение
Номинальная мощность
Макс. рабочая температура
Макс. рабочее давление
Давление при испытаниях
Объем камеры



IPXC Тип В

50 Гц ~ 220-230 В

2500 Вт

160 °C

2,5 Bar

0,8 / ~ 0,85 Bar

49,9 л



ООО «Восон Медицин Рус» Россия, 356236,
Ставропольский край, Шпаковский район, с.
Верхнерусское, улица Батейская, дом 24Г • 7-8863-625-888

Место
применения


1. ООО «Восон Медицин Рус», Россия, 356236,
Ставропольский край, Шпаковский район, с.
Верхнерусское, улица Батейская, дом 24Г
2. Ningbo Jengbei Woson Medical Instrument Co., Ltd.,
No. 25, Lane 300, Jinhuan Road, Jengbei District,
Ningbo, 315832 Zhejiang, China

Рама для лотков Т45Л



Стерилизатор стоматологический паровой Восон (Woson), вариант исполнения Танда 18Л (Tanda 18L)







Стерилизатор стоматологический паровой
Восон (Woson) по ТУ 32.50.12-001-28507261-2018
вариант исполнения Танда 18Л
(Tanda 18L)



09/2023



S092300201W

Напряжение

Номинальная мощность

Макс. Рабочая температура

Макс рабочее давление

Давление при испытаниях

Объем камеры



IPX0 Тип В

50 Гц ~ 220-230 В

1500ВА

160 ° С

2,5 Бар

- 0,8 / ~ 0,65 Бар

49,9л





ООО «Восон Медикал Рус» Россия, 356236,
Ставропольский край, Шпаковский район, с.
Верхнерусское, улица Батайская, дом 24Г +7-8652-525-838

Место
производства

1. ООО «Восон Медикал Рус», Россия, 356236,
Ставропольский край, Шпаковский район, с.
Верхнерусское, улица Батайская, дом 24Г
2. Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co., Ltd.,
No. 25, Lane 308, Jinhuan Road, Jiangbei District,
Ningbo, 315032 Zhejiang, China

Стерилизатор стоматологический паровой Восон (Woson), вариант исполнения Танда 23Л (Tanda 23L)







Стерилизатор стоматологический паровой
Восон (Woson) по ТУ 32.60.12-001-28507261-2018
вариант исполнения Танда 23Л
(Tanda 23L)



09/2023



SC92300202W

Напряжение

Номинальная мощность

Макс. Рабочая температура

Макс рабочее давление

Давление при испытаниях

Объем камеры



ООО «Восон Медикал Рус»-Россия, 356236,
Ставропольский край, Шпаковский район, с.
Верхнерусское, улица Батайская, дом 24Г +7-3662-525-82;

Место
производства

1. ООО «Восон Медикал Рус», Россия, 356236,
Ставропольский край, Шпаковский район, с.
Верхнерусское, улица Батайская, дом 24Г
2. Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co., Ltd.,
No. 26, Lane 368, Jinhua Road, Jiangbei District,
Ningbo, 315032 Zhejiang, China



IPX0 Тип В

50 Гц ~ 220-230 В

1700ВА


160 ° C


2,5 Бар

+ 0,8 / - 0,15 Бар

49,9л

Стерилизатор стоматологический паровой Восон (Woson), вариант исполнения Танзо Так 18Л (Tanzo Touch 18L)







Стерилизатор стоматологический паровой
Восон (Woson) по ТУ 32.50.12-001-28507261-2018
вариант исполнения Танзо Тач 18Л
(Tanzo Touch 18L)



09/2023



SN S092300501W

Напряжение
Номинальная мощность
Макс. Рабочая температура
Макс рабочее давление
Давление при испытаниях
Объем камеры



IPXO Тип В

50 Гц ~ 220-230 В

1500ВА

160 °С

2,5 Бар

- 0,8 / - 0,85 Бар

49,9л





ООО «Восон Медикал Рус» Россия, 356236,
Ставропольский край, Шпаковский район, с.
Верхнерусское, улица Батайская, дом 24Г +7-8862-525-888

Место
производства

1. ООО «Восон Медикал Рус», Россия, 356236,
Ставропольский край, Шпаковский район, с.
Верхнерусское, улица Батайская, дом 24Г
2. Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co., Ltd.,
No. 25, Lane 388, Jinhua Road, Jiangbei District,
Ningbo, 315032 Zhejiang, China

Стерилизатор стоматологический паровой Восон (Woson), вариант исполнения Танзо Тач 23Л (Tanzo Touch 23L)







Стерилизатор стоматологический паровой
Восон (Woson) по ТУ 32.60.12-001-28507261-2018
вариант исполнения Танзо Тач 23Л
(Tanzo Touch 23L)



09/2023



S092300502W

Напряжение
Номинальная мощность
Макс. рабочая температура
Макс рабочее давление
Давление при испытаниях
Объем камеры



IPX0 Тип В
50 Гц ~ 220-230 В
1700ВА
160 °С
2,5 Бар
- 0,8 / - 0,85 Бар
49,9л



ООО «Восон Медикал Рус» Россия, 356236,
Ставропольский край, Шпаковский район, с.
Верхнерусское, улица Бетайская, дом 24Г +7-8652-525-888


Место
производства

1. ООО «Восон Медикал Рус», Россия, 356236,
Ставропольский край, Шпаковский район, с.
Верхнерусское, улица Бетайская, дом 24Г
2. Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co., Ltd.,
No. 25, Lane 308, Jinsan Road, Jiangbei District,
Ningbo, 315032 Zhejiang, China


Стерилизатор стоматологический паровой Восон (Woson), вариант исполнения Танда 18Л (Tanda 18L),	
Трубка для слива воды (1,0 м) 1 шт	
SN	WAU240109-08
	15.01.2024
	ООО «Восон Медикал Рус» Россия, 356236, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское, улица Батайская, дом 24Г Тел: +7-8652-525-888



Стерилизатор стоматологический паровой Восон (Woson), вариант исполнения Танзо Тач 18Л (Tanzo Touch 18L),	
Трубка для наполнения (1,0 м) 1 шт	
SN	WAU240109-10
	15.01.2024
	ООО «Восон Медикал Рус» Россия, 356236, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское, улица Батайская, дом 24Г Тел: +7-8652-525-888



Стерилизатор стоматологический паровой Восон (Woson), вариант исполнения Танда 23Л (Tanda 23L)	
Фильтр водный 1 шт	
SN	WAU240109-09
	15.01.2024
	ООО «Восон Медикал Рус» Россия, 356236, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское, улица Батайская, дом 24Г Тел: +7-8652-525-888



Стерилизатор стоматологический паровой Woson (Woson), вариант исполнения Танго Тач 23Л (Tango Touch 23L)	
Фильтр воздушный (1 шт)	
SN	WAU240109-11
	15.01.2024
	ООО «Восон Медикал Рус» Россия, 356236, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское, улица Батайская, дом 24Г Тел: +7-8652-525-888



Прошито и пронумеровано
47 листов

Генеральный директор
М.А. Бодрин

