

УТВЕРЖДАЮ

ИП Шалин Олег Викторович



Шалин О.В.

«20 » июля 2023 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Ланцеты однократного применения «Cerebrum»


Производитель: SHANDONG LIANFA MEDICAL PLASTIC PRODUCTS CO., LTD / ШАНДОНГ
ЛИАНФА МЕДИКАЛ ПЛАСТИК ПРОДАКТС КО., ЛТД

Адрес: Китай, No.1, Shuangshan, Sanjian road 250200 Zhangqiu city, Jinan, Shandong, China


2023



Фотографическое изображение №1 - Ланцет однократного применения «Cerebrum», с иглой 21G, глубина прокола 1.8 мм (арт. 04-2118)



Фотографическое изображение №2 - Ланцет однократного применения «Cerebrum», с иглой 21G, глубина прокола 2.2 мм (арт.04-2122)



Фотографическое изображение №3 - Ланцет однократного применения «Cerebrum», с иглой 21G, глубина прокола 2.4 мм (арт.04-2124)




Фотографическое изображение №4 - Ланцет однократного применения «Cerebrum», с иглой 23G, глубина прокола 1.8 мм (арт.04-2318)




Фотографическое изображение №5 - Ланцет однократного применения «Cerebrum», с иглой 23G, глубина прокола 2.2 мм (арт.04-2322)




Фотографическое изображение №6 - Ланцет однократного применения «Сереbrum», с иглой 25G, глубина прокола 1.8 мм (арт.04-2518)



Фотографическое изображение №7 - Ланцет однократного применения «Cerebrum», с иглой 26G
глубина прокола 1.8 мм (арт.04-2618)




Фотографическое изображение №8 - Ланцет однократного применения «Cerebrum», с иглой 28G, глубина прокола 1.8 мм (арт.04-2818)



Фотографическое изображение №9 - Ланцет однократного применения «Cerebrum», с лезвием 17G
глубина прокола 1.8 мм(арт. 04-1718)



Фотографическое изображение №10- Ланцет однократного применения «Cerebrum», с лезвием 18G, глубина прокола 1.8 мм (арт.04-1818)



**Фотографическое изображение №11 - Ланцет однократного применения «Сегебрум», с иглой 30G
глубина прокола 1.5 мм (арт.04-3015)**

Примечание: Цветовой оттенок медицинского изделия может отличаться от представленного на фотографии.





Ланцеты однократного применения с иглой

Предназначены для осуществления контролируемого прокола / надреза кожи с целью взятия образца капиллярной крови.



100 ШТ

Артикул: 04-2518



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

15 (пятнадцать) листов
цифрами прописью

Должность индивидуальный предприниматель

Подпись Шалин / Шалин О.В.

« 3 » октябре 20 23 г. М. П.