

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Катетер для вспомогательных репродуктивных технологий, стерильный, одноразовый, в составе:

I. Варианты исполнения:

1. Катетер для внутриматочной инсеминации INSEMINA
2. Катетер для внутриматочной инсеминации INSEMINA, открытый кончик
3. Катетер для внутриматочной инсеминации CURVED
4. Катетер для внутриматочной инсеминации CURVED, открытый кончик
5. Катетер для внутриматочной инсеминации с гибким стилетом TRACKABLE
6. Катетер для внутриматочной инсеминации с гибким стилетом TRACKABLE, открытый кончик
7. Катетер для внутриматочной инсеминации FLEXI
8. Катетер для внутриматочной инсеминации FLEXI, открытый кончик
9. Катетер для переноса эмбриона EMBRYO TRANS – 23 см
10. Катетер для переноса эмбриона EMBRYO TRANS – 18 см
11. Катетер для переноса эмбриона ECHO TRANS – 23 см
12. Катетер для переноса эмбриона ECHO TRANS – 18 см
13. Катетер для переноса эмбриона TWINKLE EMBRYO TRANS – 23 см
14. Катетер для переноса эмбриона TWINKLE EMBRYO TRANS – 18 см
15. Катетер для переноса эмбриона Bulb Tip BULB TRANS ULTRA
16. Катетер для переноса эмбриона Bulb Tip BULB TRANS STAR
17. Катетер для переноса эмбриона PRO EMBRYO TRANS
18. Катетер для переноса эмбриона PRO ECHO TRANS
19. Катетер для переноса эмбриона TWINKLE PRO EMBRYO TRANS

II. Инструкция по применению.

Принадлежности:

1. Стиллет для катетеров длиной 23 см EMBRYO TRANS / ECHO TRANS / TWINKLE EMBRYO TRANS.
2. Стиллет для катетеров длиной 18 см EMBRYO TRANS / ECHO TRANS / TWINKLE EMBRYO TRANS.
3. Стиллет для Bulb Tip BULB TRANS ULTRA / Bulb Tip BULB TRANS STAR.
4. Стиллет для PRO EMBRYO TRANS / PRO ECHO TRANS / TWINKLE PRO EMBRYO TRANS.
5. Мягкий обтуратор для PRO EMBRYO TRANS / PRO ECHO TRANS / TWINKLE PRO EMBRYO TRANS.

Директор ООО «Гера»



В.В.Шестопалов

Общий вид катетера для внутриматочной инсеминации INSEMINA и катетера для внутриматочной инсеминации INSEMINA, открытый кончик




Общий вид катетера для внутриматочной инсеминации CURVED и катетера для внутриматочной инсеминации CURVED, открытый кончик



Общий вид катетера для внутриматочной инсеминации с гибким стилетом TRACKABLE и катетера для внутриматочной инсеминации с гибким стилетом TRACKABLE, открытый кончик

Катетер



Стилет



Общий вид катетера для внутриматочной инсеминации FLEXI и катетера для внутриматочной инсеминации FLEXI, открытый кончик

Направляющий катетер



Загрузочный катетер




Чехол



Катетер для переноса эмбриона EMBRYO TRANS (для кодов EB-ETC23 и EB-ETC18)


Направляющий катетер



Загрузочный катетер



Чехол



Катетер для переноса эмбриона ECHO TRANS (для кодов: EB-ETC23 и EB-ETC18)

Направляющий катетер



Загрузочный катетер



Чехол



Катетер для переноса эмбриона TWINKLE EMBRYO TRANS (для кодов: TEB-ETC23 и TEB-ETC18)

Направляющий катетер



Загрузочный катетер



Чехол



Катетер для переноса эмбриона Bulb Tip BULB TRANS ULTRA и Bulb Tip BULB TRANS STAR (для кодов: BT-ETC-U и BT-ETC-U-S)



Направляющий катетер





Загрузочный катетер



Катетер для переноса эмбриона PRO EMBRYO TRANS



Катетер для переноса эмбриона PRO ECHO TRANS



Катетер для переноса эмбриона TWINKLE PRO EMBRYO TRANS



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

Стилет для катетеров длиной 23 см EMBRYO TRANS / ECHO TRANS / TWINKLE EMBRYO TRANS (STY23) и Стилет для катетеров длиной 18 см EMBRYO TRANS / ECHO TRANS / TWINKLE EMBRYO TRANS (STY18)

Стилет



Чехол




Стилет для Bulb Tip BULB TRANS ULTRA / Bulb Tip BULB TRANS STAR

Стилет



Чехол




Стилет для PRO EMBRYO TRANS / PRO ECHO TRANS / TWINKLE PRO EMBRYO TRANS

Стилет



Чехол




Мягкий obturator для PRO EMBRYO TRANS / PRO ECHO TRANS / TWINKLE PRO EMBRYO TRANS

Мягкий obturator



Чехол





Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью, листа (-ов)

Директор

В.В.Шестопалов



ACKNOWLEDGMENT

A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Orange

On 1/30/2024 before me, Alexandra S. Zambri, Notary Public
(insert name and title of the officer)

personally appeared Digish Mehra
who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) whose name(s) is/are subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he/she/they executed the same in his/her/their authorized capacity(ies), and that by his/her/their signature(s) on the instrument the person(s), or the entity upon behalf of which the person(s) acted, executed the instrument.

I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature

Alexandra S. Zambri
(Seal)



**«Подтверждаю точность, правильность и
here by certify accuracy, correctness and
достоверность содержания текста перевода
reliability of this document translated
на русский язык»
into Russian**

Макет этикеток на медицинское изделие: Катетер для вспомогательных репродуктивных технологий, стерильный, одноразовый, производства Allwin Medical Devices Inc., USA
(Олвин Медикал Девайсес Инк., США)

**«УТВЕРЖДАЮ» /
«APPROVE»
Allwin Medical Devices Inc.,
USA (Олвин Медикал
Девайсес Инк., США)**

Менеджер по развитию
бизнеса/ Business Development
Manager

Digish Mehta (Дигиш Мехта)
(подпись/signature)

М.П./Stamp

“17” 01 2024
«день» месяц (цифрами) /
«day» month (numerals)

3305 E. Miraloma Ave., Suite 176 Anaheim, CA 92806 (USA)
Tel.: 714-572-1709 • info@allwinmedical.com • www.allwinmedical.com

Катетер для внутриматочной инсеминации INSEMINA, открытый кончик



INSEMINA

Катетер для внутриматочной инсеминации

Открытый кончик

Количество: 1 шт.

REF HUI-O

LOT PGTMMDD-#

PGTT-MM

PGTT-MM



STERILE EO

НЕ ТОКСИЧНО

НЕ ТОКСИЧНО



(01)00819374021814

(17)241130

(11)211201

(10)P21L01-09

(240)H-HUI-O



Тест на выживаемость сперматозоидов человека (HSSA) > 80% подвижности через 24 часа
Тест на эндотоксины (LAL) ≤ 20 ЕЗ/мг изделия

Оллвин Медикал Девайсес, Инк.
3305 Ист-Мираломе-Авеню, оф. 176
Анахайм, Калифорния 92806 США
эл. почта: info@allwinmedical.com,
сайт: www.allwinmedical.com



REF

HUI-O

Описание

Катетер для внутриматочной инсеминации.
Открытый кончик
PGTMMDD-#

Стикер для карты пациента



REF

HUI-O

Описание

Катетер для внутриматочной инсеминации.
Открытый кончик
PGTMMDD-#

Стикер для складского учета



INSEMINA

Катетер для внутриматочной инсеминации

Открытый кончик

Количество в упаковке: 25 штук

REF HUI-O

LOT PGTMMDD-#



PGTT-MM



PGTT-MM



STERILE EO

НЕ ТОКСИЧНО

НЕ ТОКСИЧНО

НЕ ТОКСИЧНО



(01)10019374021811

(17)241130

(11)211201

(10)P21L01-09

(240)H-HUI-O



Тест на выживаемость сперматозоидов человека (HSSA) > 80% подвижности через 24 часа
Тест на эндотоксины (LAL) ≤ 20 ЕЗ/мг изделия

Оллвин Медикал Девайсес, Инк.
3305 Ист-Мираломе-Авеню, оф. 176
Анахайм, Калифорния 92806 США
эл. почта: info@allwinmedical.com,
сайт: www.allwinmedical.com

Уполномоченный представитель в
России: ООО "Тера", 620036
г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса,
д. 8 оф. 416
Р/с № / от



REF : HUI-O

INSEMINA

Катетер для внутриматочной инсеминации

Открытый кончик

LOT PGTMMDD-#



PGTT-MM



PGTT-MM

Катетер для внутриматочной инсеминации CURVED

allwin
Medical Devices

CURVED

Катетер для внутриматочной инсеминации

Количество: 1 шт.

REF I-HUI-C

LOT PГГММДД-#



ПГГГ-ММ




STERILE EO



Не токсично



(01)00812261016818
(17)250631
(11)220621
(10)P22F21-04
(240)I-HUI-C



Тест на выживаемость сперматозоидов человека (HSSA) > 80% подвижности через 24 часа
Тест на эндотоксины (LAL) ≤ 20 ЕЗ/надпись

Олвин Медикал Девайсес, Инк.
3305 Ист-Мираломе-Авеню, оф. 176
Анахайм, Калифорния 92806 США
эл.почта: info@allwinmedical.com,
сайт: www.allwinmedical.com

allwin
Medical Devices

REF

I-HUI-C

Описание

CURVED
Катетер для
внутриматочной
инсеминации
PГГММДД-#

LOT

Стикер для
карты пациента

allwin
Medical Devices

REF

I-HUI-C

Описание

CURVED
Катетер для
внутриматочной
инсеминации
PГГММДД-#

LOT

Стикер для
справочного учета

allwin
Medical Devices

CURVED

Катетер для внутриматочной инсеминации

Количество в упаковке: 25 штук

REF I-HUI-C

LOT PГГММДД-#



ПГГГ-ММ



ПГГГ-ММ



STERILE EO



Не токсично



(01)10812261016818
(17)250631
(11)220621
(10)P22F21-04
(240)I-HUI-C



Тест на выживаемость сперматозоидов человека (HSSA) > 80% подвижности через 24 часа
Тест на эндотоксины (LAL) ≤ 20 ЕЗ/надпись

Олвин Медикал Девайсес, Инк.
3305 Ист-Мираломе-Авеню, оф. 176
Анахайм, Калифорния 92806 США
эл.почта: info@allwinmedical.com,
сайт: www.allwinmedical.com

Уполномоченный представитель в
России: ООО "Тера", 620028
г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса,
д. 8 оф. 416
РФ № ____ / ____ от



REF : I-HUI-C

CURVED

Катетер для внутриматочной инсеминации

LOT PГГММДД-#



ПГГГ-ММ



ПГГГ-ММ



②



5°C 30°C

Ugma/Be

LOT

Сторона А
Сторона Б

daily

LOT

Стиль для
табличного учета



②



(249) HUI-C-0



Уполномоченный представитель в
России: ООО "Тера", 629025
г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса,
д. 5 оф. 416
РУ № / ОТ



REF : HUI-C-O

LOT



DTT-MM

Катетер для внутриматочной инсеминации с гибким стилетом TRACKABLE

TRACKABLE

Катетер для внутриматочной инсеминации
с гибким стилетом

Количество: 1 шт.

REF T-IUI

LOT PGTMMDD-#



ПТТ-ММ



ПТТ-ММ



STERILE EO

DATE

LOT

REF

Не токсично



(01)00812261016863

(17)250430

(11)220618

(10)P22A18-06

(240)T-IUI



Тест на жизнеспособность сперматозоидов
человека (HBA) > 80% подвижности через 24 часа
Тест на эндотоксигены (LAL) ≤ 20 ЕЗ/мг/мг

Оллвин Медикал Девайсес, Инк.
3305 Ист-Мираломе-Авеню, оф. 170
Анахайм, Калифорния 92805 США
электронная почта: info@allwinmedical.com,
сайт: www.allwinmedical.com

allwin®
Medical Devices

REF

T-IUI

Описание

TRACKABLE
Катетер для внутриматочной
инсеминации с гибким
стилетом

LOT

PGTMMDD-#

Стикер для
карты пациента

allwin®
Medical Devices

REF

T-IUI

Описание

TRACKABLE
Катетер для внутриматочной
инсеминации с гибким
стилетом

LOT

PGTMMDD-#

Стикер для
сводного учета

TRACKABLE

Катетер для внутриматочной инсеминации
с гибким стилетом

Количество в упаковке: 25 штук

REF T-IUI

LOT PGTMMDD-#



ПТТ-ММ



ПТТ-ММ



STERILE EO

DATE

LOT

REF

Не токсично



(01)10812261016868

(17)250430

(11)220618

(10)P22A18-06

(240)T-IUI



Тест на жизнеспособность сперматозоидов
человека (HBA) > 80% подвижности через 24 часа
Тест на эндотоксигены (LAL) ≤ 20 ЕЗ/мг/мг

Оллвин Медикал Девайсес, Инк.
3305 Ист-Мираломе-Авеню, оф. 170
Анахайм, Калифорния 92805 США
электронная почта: info@allwinmedical.com,
сайт: www.allwinmedical.com

Уполномоченный представитель в
России: ООО "Тера", 620020
г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса,
д. 8 оф. 416
РУ № ____ / ____ от



REF : T-IUI

TRACKABLE

Катетер для внутриматочной инсеминации с
гибким стилетом

LOT

PGTMMDD-#



ПТТ-ММ



ПТТ-ММ

Катетер для внутриматочной инсеминации с гибким стилетом TRACKABLE, открытый
кончик



TRACKABLE

Катетер для внутриматочной инсеминации
с гибким стилетом. Открытый кончик

Количество: 1 шт.

REF T-IUI-O LOT PGTMMDD-#

PGTT-MM PGTT-MM



Тест на выживаемость сперматозоидов
человека (HSA) > 80% подвижности через 24 часа
Тест на эндотоксины (LAL) ≤ 20 ЕЗ/мг изделия

Оллвин Медицинал Девайсес, Инк.
3385 Ист-Винслома-Авеню, оф. 178
Анахайм, Калифорния 92805 США
электронная почта: info@allwinmedical.com,
сайт: www.allwinmedical.com

allwin
Medical Devices

REF T-IUI-O

Описание TRACKABLE
Катетер для внутриматочной
инсеминации с гибким
стилетом. Открытый кончик

LOT PGTMMDD-#

Стилет для
карты пациента

allwin
Medical Devices

REF T-IUI-O

Описание TRACKABLE
Катетер для внутриматочной
инсеминации с гибким
стилетом. Открытый кончик

LOT PGTMMDD-#

Стилет для
сладкого учета


TRACKABLE

Катетер для внутриматочной инсеминации
с гибким стилетом. Открытый кончик

Количество в коробке: 25 штук

REF T-IUI-O LOT PGTMMDD-#

PGTT-MM PGTT-MM



Тест на выживаемость сперматозоидов
человека (HSA) > 80% подвижности через 24 часа
Тест на эндотоксины (LAL) ≤ 20 ЕЗ/мг изделия

Оллвин Медицинал Девайсес, Инк.
3385 Ист-Винслома-Авеню, оф. 178
Анахайм, Калифорния 92805 США
электронная почта: info@allwinmedical.com,
сайт: www.allwinmedical.com

Уполномоченный представитель в
России: ООО "Тера", 620825
г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса,
д. 8 оф. 416
РУ № / от



REF : T-IUI-O

TRACKABLE

Катетер для внутриматочной инсеминации
с гибким стилетом. Открытый кончик

LOT PGTMMDD-#

PGTT-MM

PGTT-MM

Катетер для внутриматочной инсеминации FLEXI

FLEXI

Катетер для внутриматочной инсеминации
Открытый кончик

Количество: 1 шт.

REF F-IUI-O LOT PGTMMDD-#

PGTT-MM PTTT-MM



STERILE EO
Не токсично



(01)80819374022491
(17)250228
(11)220314
(10)P22G14-08
(240)F-IUI-O



Тест на выживаемость сперматозоидов человека (HSA) > 80% подвижности через 24 часа
Тест на эндотоксин (LAL) ≤ 20 ЕЗ/мгполимера

Оллвин Медикал Девайсес, Инк.
3305 Ист-Мираломе-Авеню, оф. 178
Анахайм, Калифорния 92808 США
электронная почта: info@allwinmedical.com,
сайт: www.allwinmedical.com



REF F-IUI-O
Описание FLEX
Катетер для внутриматочной инсеминации.
Открытый кончик
LOT PGTMMDD-#

Стикер для карты пациента



REF F-IUI-O
Описание FLEX
Катетер для внутриматочной инсеминации.
Открытый кончик
LOT PGTMMDD-#

Стикер для складского учета

FLEXI

Катетер для внутриматочной инсеминации
Открытый кончик

Количество в упаковке: 25 штук

REF F-IUI-O LOT PGTMMDD-#

PGTT-MM PTTT-MM



STERILE EO
Не токсично



(01)10819374022498
(17)250228
(11)220314
(10)P22G14-08
(240)F-IUI-O



Тест на выживаемость сперматозоидов человека (HSA) > 80% подвижности через 24 часа
Тест на эндотоксин (LAL) ≤ 20 ЕЗ/мгполимера

Оллвин Медикал Девайсес, Инк.
3305 Ист-Мираломе-Авеню, оф. 178
Анахайм, Калифорния 92808 США
электронная почта: info@allwinmedical.com,
сайт: www.allwinmedical.com

Уполномоченный представитель в
России: ООО "Тера", 620026
г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса,
д. 8 оф. 416
РУ № _____ от _____



REF : F-IUI-O

FLEXI

Катетер для внутриматочной инсеминации
Открытый кончик

LOT PGTMMDD-#

PGTT-MM

PTTT-MM

EMBRYO TRANS

Катетер для переноса эмбриона-23см

Количество: 1 шт.

REF EB-ETC23 LOT PГГММДД-#

ГГГГ-ММ ГГГГ-ММ




STERILE EO

Не токсично



(01)00012251016894
(17)230430
(11)200527
(10)P20E27-01
(240)EB-ETC23



- MEA тест $\geq 80\%$ расширенных бластоцист после 96 часов
- Тест на эндотоксины (LAL) ≤ 20 ЕЗ/изделие

Олвин Медикал Девайсес, Инк.
3305 Ист-Мираломы-Авеню, оф. 170
Анахайм, Калифорния 92806 США
эл.почта: info@allwinmedical.com,
сайт: www.allwinmedical.com

allwin
Medical Devices

REF

EB-ETC23

Описание

EMBRYO TRANS
Катетер для переноса
эмбриона-23см

LOT

PГГММДД-#

Стикер для
карты пациента

allwin
Medical Devices

REF

EB-ETC23

Описание

EMBRYO TRANS
Катетер для переноса
эмбриона-23см

LOT

PГГММДД-#

Стикер для
опластового учета

EMBRYO TRANS

Катетер для переноса эмбриона-23см

Количество в коробе: 10 шт.

REF EB-ETC23 LOT PГГММДД-#

ГГГГ-ММ ГГГГ-ММ



STERILE EO

Не токсично



(01)10012251016891
(17)230430
(11)200527
(10)P20E27-01
(240)EB-ETC23



- MEA тест $\geq 80\%$ расширенных бластоцист после 96 часов
- Тест на эндотоксины (LAL) ≤ 20 ЕЗ/изделие

Олвин Медикал Девайсес, Инк.
3305 Ист-Мираломы-Авеню, оф. 170
Анахайм, Калифорния 92806 США
эл.почта: info@allwinmedical.com,
сайт: www.allwinmedical.com

Уполномоченный представитель в
России: ООО "Тера", 620026
г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса,
д. 8 оф. 416
Р/У № ____ / ____ от



REF EB-ETC23

EMBRYO TRANS

Катетер для переноса эмбриона-23см

LOT PГГММДД-#

ГГГГ-ММ

ГГГГ-ММ

ECHO TRANS

Катетер для переноса эмбриона-23см

Количество: 1 шт.

REF ET-ETC23 LOT PGTMMDD-#


PGTT-MM PTTT-MM



STERILE EO

Не токсично

(01)90812261016723
(17)250531
(11)220625
(10)P22H25-06
(240)ET-ETC23



- MEA тест $\geq 80\%$ расширенных бластоцист после 96 часов
- Тест на эндотоксины (LAL) ≤ 20 ЕЗ/изделие

Опвин Медикал Девайсес, Инк.
3305 Ист-Миралама-Авеню, оф. 176
Анахайм, Калифорния 92806 США
эл.почта: info@allwinmedical.com,
сайт: www.allwinmedical.com

allwin®
Medical Devices

REF

Описание

LOT

ET-ETC23
ECHO TRANS
Катетер для переноса
эмбриона-23см
PGTMMDD-#

Стыкер для
марки пациента

allwin®
Medical Devices

REF

Описание

LOT

ET-ETC23
ECHO TRANS
Катетер для переноса
эмбриона-23см
PGTMMDD-#

Стыкер для
свидетельского учета

ECHO TRANS

Катетер для переноса
эмбриона-23см

REF ET-ETC23 LOT PGTMMDD-#

PGTT-MM PTTT-MM



STERILE EO

Не токсично



(01)10812261016723
(17)340220
(11)210323
(10)P21C23-04
(240)ET-ETC23



- MEA тест $\geq 80\%$ расширенных бластоцист после 96 часов
- Тест на эндотоксины (LAL) ≤ 20 ЕЗ/изделие

Количество в коробе: 10 шт.

Опвин Медикал Девайсес, Инк.
3305 Ист-Миралама-Авеню, оф. 176
Анахайм, Калифорния 92806 США
эл.почта: info@allwinmedical.com,
сайт: www.allwinmedical.com

Уполномоченный представитель в
России: ООО "Тера", Россия,
г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса,
д. 8 оф. 416
Р/У № ____ / ____ от



REF ET-ETC23

ECHO TRANS

Катетер для переноса эмбриона-23см

LOT PGTMMDD-#

PGTT-MM

PTTT-MM

Катетер для переноса эмбрионов ECHO TRANS – 18 см

ECHO TRANS

Катетер для переноса эмбриона-18см

Количество: 1 шт.

REF ET-ETC18 LOT PGTMMDD-#



STERILE EO

Не токсично

LAL

И

X



(01)00812261016542
(17)250528
(11)220311
(10)P22C11-04
(240)ET-ETC18



- MEA тест $\geq 80\%$ расширенных бластоцист после 96 часов
- Тест на эндотоксины (LAL) ≤ 20 ЕЗ/изделие



Оллвин Медикал Девайсес, Инк.
3305 Ист-Мираломэ-Авеню, оф. 176
Анахайм, Калифорния 92806 США
эл.почта: info@allwinmedical.com,
сайт: www.allwinmedical.com

allwin®
Medical Devices

REF

ET-ETC18

Описание

ECHO TRANS
Катетер для переноса
эмбриона-18см

LOT

PGTMMDD-#

Стикер для
карты пациента

allwin®
Medical Devices

REF

ET-ETC18

Описание

ECHO TRANS
Катетер для переноса
эмбриона-18см

LOT

PGTMMDD-#

Стикер для
свидетельского учета

ECHO TRANS

Катетер для переноса эмбриона-18см

Количество в коробке: 10 шт.

REF ET-ETC18 LOT PGTMMDD-#



STERILE EO

Не токсично


LAL

И

X



(01)00812261016549
(17)250528
(11)220311
(10)P22C11-04
(240)ET-ETC18



- MEA тест $\geq 80\%$ расширенных бластоцист после 96 часов
- Тест на эндотоксины (LAL) ≤ 20 ЕЗ/изделие



Оллвин Медикал Девайсес, Инк.
3305 Ист-Мираломэ-Авеню, оф. 176
Анахайм, Калифорния 92806 США
эл.почта: info@allwinmedical.com,
сайт: www.allwinmedical.com

Уполномоченный представитель в
России: ООО "Тера", 620028
г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса,
д. 8 оф. 418
РУ № ____ / ____ от



REF ET-ETC18

ECHO TRANS

Катетер для переноса эмбриона-18см

LOT PGTMMDD-#




Катетер для переноса эмбрионов TWINKLE EMBRYO TRANS – 23см

REF : BT-ETC-U

BULB TRANS ULTRA
Катетер для переноса эмбриона Bulb Tip

Количество: 1 шт.

 РГГММДД-#
 ГГГГ-ММ
 ГГГГ-ММ



- MEA тест $\geq 80\%$ расширенных бластоцист после 96 часов
- Тест на эндотоксины (LAL) ≤ 20 ЕЗ/изделие

 REF Описание: Описание: LOT	BT-ETC-U BULL TRANS ULTRA Катетер для переноса эмбрионов Bull Tip РПТММДД-8	Стендер для феминизации матки
 REF Описание: Описание: LOT	BT-ETC-U BULL TRANS ULTRA Катетер для переноса эмбрионов Bull Tip РПТММДД-8	Стендер для карпы
 REF Описание: Описание: LOT	BT-ETC-U BULL TRANS ULTRA Катетер для переноса эмбрионов Bull Tip РПТММДД-8	Стендер для эмбрионов

 **Опвин Медикал Девайсес, Инк.**
3305 Ист-Миралтома-Авеню, оф. 176
Анахайм, Калифорния 92806 США
эл. почта: info@stwinmedical.com,
сайт: www.stwinmedical.com




REF : BT-ETC-U

BULB TRANS ULTRA
Катетер для переноса змбриона Bulb Tip

Количество в коробке: 10 шт.

LOT PGMMD-#  GGGG-MM  GGGG-MM



- MEA тест $\geq 80\%$ расширенных бластоцист после 96 часов
- Тест на эндотоксины (LAL) ≤ 20 ЕЗ/издание

Оптин Медикал Девайсес, Инк.
3305 Ист-Миралома-Авеню, оф. 178
Анхайма, Калифорния 92808 США
ЭЛПочта: info@altwinmedical.com,
сайт: www.altwinmedical.com

Уполномоченный представитель в
России: ООО "Тарг", 630026
г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса,
д. 6 оф. 410
Р/У № _____ от _____

REF BT-ETC-U

BULB TRANS ULTRA

Катетер для переноса эмбриона Bulb Tip

 LOT PTTMMDD-#
 PTTT-MM
 PTTT-MM

allwin
LABORATORY CATEGORY


REF : BT-ETC-U-S

BULB TRANS STAR

Катетер для переноса эмбриона Bulb Tip

Количество: 1 шт.

LOT PGTMMDD-# PTTT-MM PTTT-MM



• MEA тест $\geq 80\%$ расширенных бластоцист после 96 часов

• Тест на эндотоксины (LAL) ≤ 20 ЕЗ/изделие

allwin
LABORATORY CATEGORY

REF

BT-ETC-U-S

BULB TRANS STAR
Катетер для переноса эмбриона
Bulb Tip

LOT

PGTMMDD-#

Стенер для
финансового
учета

allwin
LABORATORY CATEGORY

REF

BT-ETC-U-S

BULB TRANS STAR
Катетер для переноса эмбриона
Bulb Tip

LOT

PGTMMDD-#

Стенер для
карты
эксперимента

allwin
LABORATORY CATEGORY

REF

BT-ETC-U-S

BULB TRANS STAR
Катетер для переноса
эмбриона Bulb Tip

LOT

PGTMMDD-#

Стенер для
определения
участка

Олвин Медикал Девайсес, Инк.
3305 Ист-Мирапола-Авеню, оф. 176
Анахайм, Калифорния 92806 США
эл.почта: info@allwinmedical.com,
сайт: www.allwinmedical.com

allwin
LABORATORY CATEGORY


REF : BT-ETC-U-S

BULB TRANS STAR

Катетер для переноса эмбриона Bulb Tip

Количество в коробе: 10 шт.

LOT PGTMMDD-# PTTT-MM PTTT-MM



Не токсично

• MEA тест $\geq 80\%$ расширенных бластоцист после 96 часов

• Тест на эндотоксины (LAL) ≤ 20 ЕЗ/изделие

Олвин Медикал Девайсес, Инк.
3305 Ист-Мирапола-Авеню, оф. 176
Анахайм, Калифорния 92806 США
эл.почта: info@allwinmedical.com,
сайт: www.allwinmedical.com

Уполномоченный представитель в
России: ООО "Тира", 630028
г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса,
д. 8 оф. 416
Р/У № _____ от _____

REF BT-ETC-U-S

BULB TRANS STAR

Катетер для переноса эмбриона Bulb Tip

LOT PGTMMDD-# PTTT-MM PTTT-MM

Катетер для переноса эмбрионов PRO EMBRYO TRANS

Стилет для катетеров длиной 23 см EMBRYO TRANS / ECHO TRANS / TWINKLE EMBRYO TRANS

allwin
Medical Devices

Стилет для катетеров длиной 23 см

- EMBRYO TRANS
- ECHO TRANS
- TWINKLE EMBRYO TRANS

Количество: 1 шт.

REF STY23 LOT PGTMMDD-#

PGTT-MM PTTT-MM



STERILE EO Не токсично



(01) 00612261016566
(17) 220531
(11) 220321
(10) P22621-05
(240) STY23



Олеин Медикал Девайсес, Инк.
3305 Ист-Мираломе-Авеню, оф. 176
Анахайм, Калифорния 92806 США
эл. почта: info@allwinmedical.com,
сайт: www.allwinmedical.com

allwin
Medical Devices

REF STY23
Описание Стилет для Катетера для переноса эмбриона
LOT PGTMMDD-#

Стилет для катетера пациента

allwin
Medical Devices

REF STY23
Описание Стилет для Катетера для переноса эмбриона
LOT PGTMMDD-#

Стилет для катетера эмбриона

allwin
Medical Devices

Стилет для катетеров длиной 23 см

- EMBRYO TRANS
- ECHO TRANS
- TWINKLE EMBRYO TRANS

REF STY23 LOT PGTMMDD-#

PGTT-MM PTTT-MM



STERILE EO Не токсично



(01) 00612261016566
(17) 220531
(11) 190601
(10) P19F01-01
(240) STY23



Количество в коробке: 10 шт.

Олеин Медикал Девайсес, Инк.
3305 Ист-Мираломе-Авеню, оф. 176
Анахайм, Калифорния 92806 США
эл. почта: info@allwinmedical.com,
сайт: www.allwinmedical.com

Уполномоченный представитель в
России: ООО "Гера", 620026,
г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса,
д. 8 оф. 416
РУ № / от



- Стилет для
- EMBRYO TRANS
 - ECHO TRANS
 - TWINKLE EMBRYO TRANS

LOT PGTMMDD-#

PGTT-MM

PTTT-MM

Стилет для катетеров длиной 18 см EMBRYO TRANS / ECHO TRANS / TWINKLE EMBRYO TRANS



Стилет для катетеров длиной 18 см

- EMBRYO TRANS
- ECHO TRANS
- TWINKLE EMBRYO TRANS

Количество: 1 шт.

REF STY18

LOT PГГММДД-#



ГГГГ-ММ



ГГГГ-ММ



STERILE EO

DATE



Не токсично



(01)00012201010573
(17)250331
(11)220403
(10)P22H03-17
(240)STY18



Опвин Медикал Девайсес, Инк.
3305 Ист-Мираломе-Авеню, оф. 176
Анахайм, Калифорния 92806 США
эл.почта: info@allwinmedical.com,
сайт: www.allwinmedical.com



REF

STY18

Описание

Стилет для
катетера для переноса
эмбриона

LOT

PГГММДД-#

Стилет для
карты пациента



REF

STY18

Описание

Стилет для
катетера для
переноса эмбриона

LOT

PГГММДД-#

Стилет для
свидетельского учета



Стилет для катетеров длиной 18 см

- EMBRYO TRANS
- ECHO TRANS
- TWINKLE EMBRYO TRANS

REF STY18

LOT PГГММДД-#



ГГГГ-ММ



ГГГГ-ММ



STERILE EO

DATE



Не токсично



(01)00012201010573
(17)220731
(11)100027
(10)P10H27-02
(240)STY18



Количество в коробке: 10 шт.



Опвин Медикал Девайсес, Инк.
3305 Ист-Мираломе-Авеню, оф. 176
Анахайм, Калифорния 92806 США
эл.почта: info@allwinmedical.com,
сайт: www.allwinmedical.com

Уполномоченный представитель в
России: ООО "Тера", 620026,
г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса,
д. 9 оф. 416
Р/У № ____ / ____ от ____



REF STY18

Стилет для
• EMBRYO TRANS

• ECHO TRANS

• TWINKLE EMBRYO TRANS

LOT

PГГММДД-#



ГГГГ-ММ



ГГГГ-ММ

Стилет для BULB TRANS ULTRA Bulb Tip / BULB TRANS STAR Bulb Tip



Стилет для

- Bulb Tip BULB TRANS ULTRA
- Bulb Tip BULB TRANS STAR

Количество: 1 шт.

REF STY-BU LOT РГТММДД-#

ПТТТ-ММ ПТТТ-ММ



STERILE EO Не токсично

(01)00812261016580
(17)250630
(11)228710
(10)P22H10-03
(240)STY-BU



Оллвин Медикал Девайсес, Инк.
3305 Ист-Мираломе-Авеню, оф. 176
Анахайм, Калифорния 92806 США
эл. почта: info@allwinmedical.com,
сайт: www.allwinmedical.com



REF STY-BU
Описание Стилет для Катетер для переноса
LOT РГТММДД-#

Стижер для карты пациента



REF STY-BU
Описание Стилет для Катетер для переноса
LOT РГТММДД-#

Стижер для складского учета



Стилет для

- Bulb Tip BULB TRANS ULTRA
- Bulb Tip BULB TRANS STAR

Количество в коробке: 10 шт.

REF STY-BU LOT РГТММДД-#

ПТТТ-ММ ПТТТ-ММ



STERILE EO Не токсично

(01)10012261016587
(17)250630
(11)228710
(10)P22H10-03
(240)STY-BU



Оллвин Медикал Девайсес, Инк.
3305 Ист-Мираломе-Авеню, оф. 176
Анахайм, Калифорния 92806 США
эл. почта: info@allwinmedical.com,
сайт: www.allwinmedical.com

Уполномоченный представитель в
России: ООО "Гера", 628026
г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса,
д. 8 оф. 416
РУ № / от



REF STY-BU

- Стилет для
- BULB TRANS ULTRA
- BULB TRANS STAR

LOT РГТММДД-#

ПТТТ-ММ

ПТТТ-ММ

Стилет для PRO EMBRYO TRANS / PRO ECHO TRANS / TWINKLE PRO EMBRYO TRANS

allwin
Medical Devices

Стилет для
• PRO EMBRYO TRANS
• PRO ECHO TRANS
• TWINKLE PRO EMBRYO TRANS

Количество: 1 шт.

REF STY-PE LOT PГГММДД-#

ГГГГ-ММ ГГГГ-ММ



STERILE EO

Не токсично



(01)00812261016528
(17)258228
(11)228316
(10)P22H16-02
(240)STY-PE



Оллвин Медикал Девайсес, Инк.
3305 Ист-Мираломэ-Авеню, оф. 178
Анахайм, Калифорния 92806 США
эл.почта: info@allwinmedical.com,
сайт: www.allwinmedical.com

allwin
Medical Devices

REF

STY-PE

Описание

Стилет для
Катетер для переноса
эмбриона

LOT

PГГММДД-#

Стилет для
карты пациента

allwin
Medical Devices

REF

STY-PE

Описание

Стилет для
Катетер для
переноса эмбриона

LOT

PГГММДД-#

Стилет для
скалпного учета

allwin
Medical Devices

Стилет для
• PRO EMBRYO TRANS
• PRO ECHO TRANS
• TWINKLE PRO EMBRYO TRANS

Количество в коробке: 10 шт.

REF STY-PE LOT PГГММДД-#

ГГГГ-ММ ГГГГ-ММ




STERILE EO

Не токсично



(01)10812261016528
(17)258228
(11)228316
(10)P22H16-02
(240)STY-PE



Оллвин Медикал Девайсес, Инк.
3305 Ист-Мираломэ-Авеню, оф. 178
Анахайм, Калифорния 92806 США
эл.почта: info@allwinmedical.com,
сайт: www.allwinmedical.com

Уполномоченный представитель в
России: ООО "Тера", 620028
г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса,
д. 8 оф. 418
РУ № / от



REF STY-PE

Стилет для
• PRO EMBRYO TRANS
• PRO ECHO TRANS
• TWINKLE PRO EMBRYO TRANS

LOT PГГММДД-#

ГГГГ-ММ

ГГГГ-ММ

Мягкий обтуратор для PRO EMBRYO TRANS / PRO ECHO TRANS / TWINKLE PRO EMBRYO TRANS

allwin
Medical Devices

- Мягкий обтуратор для
- PRO EMBRYO TRANS
 - PRO ECHO TRANS
 - TWINKLE PRO EMBRYO TRANS


Количество: 1 шт.

REF SB-PE LOT PГГММДД-#

ГГГГ-ММ ГГГГ-ММ



STERILE EO Не токсично



Опвин Медикал Девайсес, Инк.
3305 Ист-Мираломэ-Авеню, оф. 176
Анахайм, Калифорния 92806 США
эл.почта: info@allwinmedical.com,
сайт: www.allwinmedical.com

allwin
Medical Devices

REF SB-PE
Описание Мягкий обтуратор для
Катетер для переноса
эмбриона
LOT PГГММДД-#

Стикер для
карты пациента

allwin
Medical Devices

REF SB-PE
Описание Мягкий обтуратор для
Катетер для переноса
эмбриона
LOT PГГММДД-#

Стикер для
складского учета

allwin
Medical Devices

- Мягкий обтуратор для
- PRO EMBRYO TRANS
 - PRO ECHO TRANS
 - TWINKLE PRO EMBRYO TRANS


Количество в коробке: 10 шт.

REF SB-PE LOT PГГММДД-#

ГГГГ-ММ ГГГГ-ММ



STERILE EO Не токсично



Опвин Медикал Девайсес, Инк.
3305 Ист-Мираломэ-Авеню, оф. 176
Анахайм, Калифорния 92806 США
эл.почта: info@allwinmedical.com,
сайт: www.allwinmedical.com

Уполномоченный представитель в
России: ООО "Терс", 620025
г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса,
д. 8 оф. 418
РУ № / от



REF SB-PE

- Мягкий обтуратор для
- PRO EMBRYO TRANS
 - PRO ECHO TRANS
 - TWINKLE PRO EMBRYO TRANS

LOT PГГММДД-#

ГГГГ-ММ

ГГГГ-ММ

allwin
Medical Devices

Производитель:

Олвин Медикал Девайсес, Инк.

3305 Ист-Мираломе-Авеню, оф. 176 Анахайм, Калифорния 92806 США

эл.почта: info@allwinmedical.com,

сайт: www.allwinmedical.com


Грузополучатель:

ООО "Гера"

Пункт назначения:

Россия, 620026, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 8 оф. 416

Условия транспортировки: от -30°C ($\pm 3^{\circ}\text{C}$) при неконтролируемой относительной влажности) до 60°C ($\pm 2^{\circ}\text{C}$) относительная влажность 15% ($\pm 5\%$) до 24 часов.



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Нотариус или иное должностное лицо, оформляющее настоящее свидетельство, проверяет только личность лица, подписавшего документ, к которому прилагается этот сертификат, а не верность, точность или действительность этого документа.

Штат Калифорния
Округ Ориндж

30.01.2024 года, ко мне, нотариусу Александре С. Замбри,
(укажите имя и должность должностного лица)

лично обратился Дигиш Мехта,

который, приведя убедительные доказательства, подтвердил, что он является лицом, чье имя указано в прилагаемом документе, а также то, что он составил его в рамках своих полномочий, и что его подписью на документе лицо или организация, от имени которой он действует, оформляет настоящий официальный документ.

Под страхом ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ в соответствии с законодательством штата Калифорния подтверждаю, что вышеприведенный абзац является подлинным и верным.

ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНО моей подписью и официальной печатью.

АЛЕКСАНДРА С. ЗАМБРИ
ЛИЦЕНЗИЯ № 2471170
НОТАРИУС - КАЛИФОРНИЯ
Округ Ориндж
Срок моих полномочий истекает 13/11/2027

Подпись _____ /подписи/ (Печать)

Я, Ермакова Надежда Алексеевна, квалифицированный переводчик английского и русского языков, подтверждаю, что вышеприведенное является верным и точным переводом оригинального документа.

Подпись переводчика

Ермакова Надежда Алексеевна

Российская Федерация

Город Екатеринбург Свердловской области

Седьмого февраля две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Филиппова Ольга Владимировна, нотариус города Екатеринбурга
свидетельствую подлинность подписи переводчика Ермаковой Надежды Алексеевны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 66/201-н/66-2024-2-387.

Уплачено за совершение нотариального действия: 850 руб. 00 коп.



О.В. Филиппова



Проинформировано, прочтено
и скреплено печатью
и подписью (подпись) лист
Нотариус Филиппова О.В.